

Liquid Handling · Easy Handling!



# macro

F I R S T C L A S S · B R A N D

- 3 Gebrauchsanleitung
- 17 Operating Manual
- 31 Mode d'emploi
- 45 Instrucciones de manejo
- 59 Istruzioni per l'uso

您可在[www.brand.de/cn/manuals](http://www.brand.de/cn/manuals)  
下载本产品的中文操作手册。





	Seite
Sicherheitsbestimmungen	4
Funktion und Einsatzgrenzen	5
Bedienelemente	6
Pipettieren	7
Reinigung · Autoklavieren	10
Filter austauschen und Adapter reinigen	10
Ventilsystem austauschen	12
Dichtigkeit prüfen	13
Bestelldaten · Ersatzteile	14
Störung – was tun?	15
Reparatur	16
Kontaktadressen	17
Mängelhaftung	18

## Sicherheitsbestimmungen

---

Dieses Gerät kann in Kombination mit gefährlichen Materialien, Arbeitsvorgängen und Apparaturen verwendet werden. Die Gebrauchsanleitung kann jedoch nicht alle Sicherheitsprobleme aufzeigen, die hierbei eventuell auftreten. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften sicherzustellen und die entsprechenden Einschränkungen vor Gebrauch festzulegen.

### **Bitte unbedingt sorgfältig durchlesen!**

1. Jeder Anwender muss diese Gebrauchsanleitung vor Gebrauch des Gerätes gelesen haben und beachten.
2. Allgemeine Gefahrenhinweise und Sicherheitsvorschriften befolgen, z.B. Schutzkleidung, Augenschutz und Schutzhandschuhe tragen.
3. Angaben der Reagenzienhersteller beachten.
4. Gerät nur zum Pipettieren von Flüssigkeiten und nur im Rahmen der definierten Einsatzgrenzen einsetzen. Einsatzausschlüsse beachten (s. Seite 5)! Bei Zweifel unbedingt an den Hersteller oder Händler wenden.
5. Stets so arbeiten, dass weder der Anwender noch andere Personen gefährdet werden. Spritzer vermeiden. Nur geeignete Gefäße verwenden.
6. Nie Gewalt anwenden.
7. Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden. Keine technischen Veränderungen vornehmen. Das Gerät nicht weiter zerlegen, als in der Gebrauchsanleitung beschrieben ist!
8. Vor Verwendung stets den ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes prüfen. Sollten sich Störungen des Gerätes ankündigen, sofort aufhören zu pipettieren und das Kapitel 'Störung – was tun' befolgen (s. Seite 15). Ggf. an den Hersteller wenden.

Das Gerät dient als Hilfe zum Pipettieren von Flüssigkeiten mit Mess- und Vollpipetten aus Glas oder Kunststoff im Volumenbereich von 0,1 ml bis 200 ml und mit einem Saugrohr-Außendurchmesser  $< 9,2$  mm. Bei richtiger Handhabung kommt die pipettierte Flüssigkeit nur mit der Pipette in Kontakt.

### Einsatzgrenzen

Das Gerät dient zum Pipettieren von Flüssigkeiten unter Beachtung folgender physikalischer Grenzen:

- von  $+10$  °C bis  $+40$  °C  
(von  $50$  °F bis  $104$  °F) (Gerät und Reagenz)
- Dampfdruck bis max. 500 mbar.  
Oberhalb von 300 mbar langsam aufsaugen, um Sieden der Flüssigkeit zu vermeiden.
- Dichte bis  $2,4$  g/cm<sup>3</sup>

### Einsatzausschlüsse

Das Gerät darf nicht für Flüssigkeiten eingesetzt werden, deren Dämpfe die Materialien Silikon oder PP angreifen.


Das Gerät ist nicht geeignet für den Gebrauch mit Pasteurpipetten.

### Lagerbedingungen

Gerät und Zubehör nur im gereinigten Zustand kühl und trocken lagern.

Lagertemperatur:  $-20$  °C bis  $+50$  °C ( $-4$  °F bis  $+122$  °F).

# Bedienelemente



## 1. Saugbalg entlüften

Vor dem Aufstecken der Pipette Saugbalg zusammendrücken.

## 2. Pipette aufstecken

Pipette stets möglichst dicht am oberen Ende halten und vorsichtig in den Adapter einschieben, bis sie fest sitzt.

Gerät mit eingesteckter Pipette stets senkrecht halten, Spitze nach unten.

### Warnung!

Auf festen Sitz der Pipette achten.  
Nie Gewalt anwenden! Besonders bei dünnen Pipetten besteht die Gefahr von Glasbruch!  
Verletzungsgefahr!

## 3. Pipette füllen

Pipettenspitze in die Flüssigkeit eintauchen.  
Pipettierhebel vorsichtig nach oben drücken und die Pipette etwas über die gewünschte Marke füllen.

### Achtung!

Bitte darauf achten, dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt! Die Funktion des Membranfilters wird beeinträchtigt und die Saugleistung lässt nach. In diesem Fall Membranfilter auswechseln (s. Seite 10 - 11).



## Hinweis:

Je weiter der Hebel nach oben bewegt wird, desto stärker die Saugwirkung, d.h. desto schneller steigt der Meniskus! Bei großen Pipetten > 50 ml reicht das im Saugbalg befindliche Vakuum nicht aus, um die Flüssigkeitsmenge auf einmal aufzuziehen. In diesem Fall: Saugbalg erneut zusammendrücken und weiter aufziehen.

## 4. Volumen einstellen

Pipettenspitze ggf. mit geeignetem flusenfreiem Tuch abwischen. Pipettierhebel vorsichtig nach unten drücken, bis der Meniskus genau eingestellt ist.

## 5. Pipette entleeren

Auffanggefäß schräg halten. Pipettenspitze an der Innenwand anlegen und Pipettierhebel nach unten drücken.

### 5.1 bei Pipetten mit Wartezeit

(Aufdruck z.B. 'Ex + 5 s'):

- Sobald der Meniskus in der Pipette zum Stillstand kommt, die auf der Pipette angegebene Wartezeit (hier 5 sec.) einhalten.
- Pipettenspitze einige Millimeter an der Gefäßwand hochziehen.





## 5.2 bei Ausblaspipetten

(Aufdruck 'ausblasen – blow out'):

- Sobald der Meniskus in der Pipettenspitze zum Stillstand gekommen ist, einmal den kleinen Ausblasbalg drücken.
- Pipettenspitze einige Millimeter an der Gefäßwand hochziehen.



## 6. Nach dem Pipettieren

Pipette möglichst weit oben anfassen und aus dem Adapter herausziehen.



Bei ordnungsgemäßer Benutzung ist das Gerät wartungsfrei. Vor dem Autoklavieren muss das Gerät sorgfältig gereinigt werden. Die Gehäuseteile mit einem feuchten Tuch abwischen. Das Gerät ist autoklavierbar bei 121 °C (250 °F), 2 bar und einer Haltezeit von mindestens 15 Minuten nach DIN EN 285.

### Filter austauschen und Adapter reinigen

Nur notwendig, wenn eine Pipette überfüllt wurde oder die Saugleistung beeinträchtigt ist.

#### Warnung!

Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen, Infektionsgefahr!

1. Pipette herausziehen.
2. Adaptergehäuse abschrauben.
3. Benetzten Membranfilter abziehen.
4. Adapter nach oben aus dem Adaptergehäuse herausdrücken.
5. Zur Reinigung Adapter sorgfältig mit einer Spritzflasche ausspülen, die mit einer geeigneten Reinigungsflüssigkeit, z.B. Wasser, gefüllt ist. Anschließend ausblasen und trocknen.



6. Neuen Membranfilter mit dem dickeren Anschluss nach unten zuerst in den Adapter eindrücken (die dünnere, konische Seite nach oben).



7. Adaptergehäuse von Hand festschrauben.

8. Das komplette Gerät inkl. Membranfilter ist autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285.

Zum Autoklavieren den Saugbalg abschrauben.



### Hinweis:

Nicht jeder Membranfilter ist geeignet! Nur Original-Zubehör verwenden. Serienmäßig ist das Gerät mit Filtern der Porenweite 3 µm ausgestattet. Der Membranfilter ist bis zu fünfmal bei 121 °C autoklavierbar. Die Wirksamkeit des Autoklavierens ist vom Anwender jeweils selbst zu prüfen.

### Ventilsystem austauschen

1. Saugbalg und Adaptergehäuse abschrauben.



2. Zum Austauschen Oberteil des Gehäuses abnehmen. Vorsichtig das Ventilsystem herausnehmen und austauschen.



3. Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder komplettieren und Dichtigkeit prüfen.

### Dichtigkeit prüfen

Nach dem Einstellen des Meniskus darf ohne Betätigung der Ventile keine Flüssigkeit aus der Pipette tropfen.

Sollte die Pipette tropfen, siehe Kapitel 'Störung was tun?' (s. Seite 15).



### macro-Pipettierhelfer,

inkl. Ersatz-Membranfilter 3 µm und Gebrauchsanleitung.

Farbe*	Best.-Nr.
grau	262 00
grün	262 01
blau	262 02
magenta	262 03

\* Die Farben betreffen das Adaptergehäuse und den Schraubring.

### Adaptergehäuse,

PP, Länge 49 mm

Farbe	Best.-Nr.
grau	262 20
grün	262 23
blau	262 21
magenta	262 22

### Saugbalg mit Schraubring

Farbe	Best.-Nr.
grau	262 25
grün	262 28
blau	262 26
magenta	262 27

### Ersatz-Membranfilter 3 µm, unsteril

1 Stück in Blisterverpackung

Best.-Nr.	260 52
-----------	--------

### Ersatz-Membranfilter 3 µm, unsteril

10 Stück im PE-Beutel

Best.-Nr.	260 56
-----------	--------

### Silikon-Adapter,

Länge 44 mm

Best.-Nr.	261 46
-----------	--------

### Ventilsystem

Best.-Nr.	261 28
-----------	--------

Störung	Mögliche Ursache	Was tun?
Saugleistung beeinträchtigt	Filter verschmutzt oder Ventilsystem defekt	Filter austauschen, s. Seite 10-11
Pipette tropft	Filter sitzt nicht richtig oder Ventilsystem defekt	Filter richtig einsetzen oder Ventilsystem austauschen, s. Seite 12
Pipette hält nicht	Silikon-Adapter beschädigt	Unterteil des Gerätes abschrauben, Silikon-Adapter austauschen
Saugbalg belüftet selbständig	Saugbalg oder Ventilsystem defekt	Obere Verschraubung mit Saugbalg oder Ventilsystem austauschen

### Hinweis:

Bei dem Gerät genügt häufig eine Sichtkontrolle, um ein schadhafte Teil zu erkennen, das dann problemlos gegen ein Ersatzteil ausgetauscht werden kann. Die Vorteile der Selbst-Instandsetzung liegen auf der Hand: Kosten- und Zeitersparnis.

### Zur Reparatur einsenden

#### **Achtung!**

Der Transport von gefährlichem Material ohne Genehmigung ist gesetzlich verboten.

- Gerät gründlich reinigen und dekontaminieren!
- Fügen Sie der Rücksendung von Produkten bitte grundsätzlich eine genaue Beschreibung der Art der Störung und der verwendeten Medien bei. Bei fehlender Angabe der verwendeten Medien kann das Gerät nicht repariert werden.
- Der Rücktransport geschieht auf Gefahr und Kosten des Einsenders.

#### **Außerhalb der USA und Kanada:**

- Erklärung zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit\* ausfüllen und gemeinsam mit dem Gerät an Hersteller oder Händler senden. Vordrucke können beim Händler oder Hersteller angefordert werden, bzw. stehen unter [www.brand.de](http://www.brand.de) zum Download bereit.

#### **In den USA und Kanada:**

- Bitte klären Sie mit BrandTech Scientific, Inc. die Voraussetzungen für die Rücksendung **bevor** Sie das Gerät zum Service einschicken.
- Senden Sie ausschließlich gereinigte und dekontaminierte Geräte an die Adresse, die Sie zusammen mit der Rücksendenummer erhalten haben. Die Rücksendenummer außen am Paket gut sichtbar anbringen.



### **BRAND GMBH + CO KG**

Otto-Schott-Straße 25  
97877 Wertheim (Germany)

Tel.: +49 9342 808-0  
Fax: +49 9342 808-98000  
E-Mail: [info@brand.de](mailto:info@brand.de)  
[www.brand.de](http://www.brand.de)

### **USA und Kanada:**

BrandTech® Scientific, Inc.  
11 Bokum Road  
Essex, CT 06426-1506 (USA)

Tel.: +1-860-767 2562  
Fax: +1-860-767 2563  
[www.brandtech.com](http://www.brandtech.com)

### **Indien:**

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
303, 3rd Floor, 'C' Wing, Delphi  
Hiranandani Business Park, Powai  
Mumbai - 400 076 (India)

Tel.: +91 22 42957790  
Fax: +91 22 42957791  
E-Mail: [info@brand.co.in](mailto:info@brand.co.in)  
[www.brand.co.in](http://www.brand.co.in)

### **China:**

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Guangqi Culture Plaza  
Room 506, Building B  
No. 2899, Xietu Road  
Shanghai 200030 (P.R. China)

Tel.: +86 21 6422 2318  
Fax: +86 21 6422 2268  
E-Mail: [info@brand.cn.com](mailto:info@brand.cn.com)  
[www.brand.cn.com](http://www.brand.cn.com)

## **Mängelhaftung**

---

Wir haften nicht für Folgen unsachgemäßer Behandlung, Verwendung, Wartung, Bedienung oder nicht autorisierter Reparatur des Gerätes oder für Folgen normaler Abnutzung, insbesondere von Verschleißteilen wie z.B. Kolben, Dichtungen, Ventilen sowie bei Glasbruch. Gleiches gilt für die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung. Insbesondere übernehmen wir keine Haftung für entstandene Schäden, wenn das Gerät weiter zerlegt wurde als in der Gebrauchsanleitung beschrieben oder wenn fremde Zubehör- bzw. Ersatzteile eingebaut wurden.

USA und Kanada:

Informationen zur Mängelhaftung finden Sie unter [www.brandtech.com](http://www.brandtech.com).

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

	Page
Safety Instructions	20
Function and Limitations of Use	21
Operating Elements	22
Pipetting	23
Cleaning · Autoclaving	26
Replacing the Filter and Cleaning the Adapter	26
Replacing the Valve System	28
Leak Test	29
Ordering Data · Spare Parts	30
Troubleshooting	31
Repairs	32
Contact addresses	33
Warranty Information	34

## Safety Instructions

---

This instrument may sometimes be used with hazardous materials, operations, and equipment. It is beyond the scope of this manual to address all of the potential safety risks associated with its use in such applications. It is the responsibility of the user of this instrument to consult and establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.



### **Please read the following carefully!**

1. Every user must read and understand this operating manual before operation.
2. Follow general instructions for hazard prevention and safety instructions; e.g., wear protective clothing, eye protection and gloves.
3. Observe all specifications provided by reagent manufacturers.
4. Use the instrument only for pipetting liquids, with strict regard to the defined limitations of use. Observe operating exclusions (s. page 21)! If in doubt, contact the manufacturer or supplier.
5. Always use the instrument in such a way that neither the user nor any other person is endangered. Avoid splashes. Only use suitable vessels.
6. Never use force on the instrument!
7. Use only original manufacturer's accessories and spare parts. Do not attempt to make any technical alterations. Do not dismantle the instrument any further than is described in the operating manual!
8. Always check the instrument for visible damage before use. If there is a sign of a potential malfunction, immediately stop pipetting. Consult the 'Troubleshooting' section of this manual (see page 31), and contact the manufacturer if needed.

The instrument is designed to assist the filling and dispensing of graduated and volumetric pipettes of glass or plastic in the volume range of 0.1 ml to 200 ml with a suction tube outer diameter < 9.2 mm for measuring liquids. If the instrument is used correctly, the pipetted liquid will only contact the pipette.

### Limitations of Use

The instrument is designed for pipetting liquids, observing the following physical limits:

- from +10 °C to +40 °C (from 50 °F to 104 °F)  
(instrument and reagent)
- Vapor pressure up to max. 500 mbar.  
Aspirate slowly above 300 mbar, in order to prevent the liquid from boiling.
- Density up to 2.4 g/cm<sup>3</sup>

### Operating Exclusions

Never use the instrument with liquids whose vapors attack the materials silicone or PP.


The instrument is not designed for Pasteur pipettes.

### Storage Conditions

Store the instrument and accessories only in cleaned condition in a cool and dry place.

Storage temperature: -20 °C to +50 °C (-4 °F to +122 °F).

## Operating Elements



## 1. Compress the suction bellows

Before attaching the pipette, squeeze the suction bellows.

## 2. Attach the pipette

Hold the pipette as near to its upper end as possible, and carefully insert it into the adapter until it fits tightly.

Once the pipette has been securely attached, always hold the instrument in a vertical position, tip down.

### Warning!


Be sure that the pipette fits tightly into the adapter. Never use force. Thin pipets are particularly liable to break. Avoid the risk of injury!

## 3. Fill the pipette

Immerse the pipette tip into the liquid. Press the pipetting lever slowly upwards. Fill the pipette so that the level of liquid is slightly above the required mark.

### Attention!

Please take care that no liquid enters into the instrument. This would impair the filtering function and reduce the suction capacity. If liquid does enter the instrument, exchange the filter (see pages 26 - 27).



## Note:

The further up the lever is pressed, the stronger the suction becomes and the quicker the meniscus rises.

In the case of large pipettes > 50 ml the vacuum contained in the suction bellows is not sufficient to draw in all the liquid at once. Therefore, squeeze the suction bellows again and continue drawing up liquid.

## 4. Adjust the volume

Use suitable lint-free tissue to wipe the pipette tip, if necessary. Press the pipetting lever down slowly, until precise adjustment of the meniscus has been achieved.

## 5. Dispense the pipette

Hold the collecting vessel in an inclined position. Place the pipette tip against the inner vessel wall and press the pipetting lever down to dispense.

### 5.1 In the case of pipettes with a waiting time

(Imprint e.g., 'Ex + 5 s'):

- As soon as the meniscus in the pipette comes to a standstill, start waiting time as is indicated on the pipette (here: 5 s).
- Wipe the pipette tip a few millimeters upward along the wall of the vessel.





## 5.2 In the case of blow-out pipettes

(Imprint 'ausblasen – blow out'):

- As soon as the meniscus in the pipette tip comes to a standstill, press the small blow-out bellows once.
- Wipe the pipette tip a few millimeters upward along the wall of the vessel.



## 6. After pipetting

Hold the pipette as its extreme upper end, and gently twist and pull it out of the adapter.



## Cleaning · Autoclaving

When properly used, the instrument is maintenance-free. Before autoclaving, the instrument must be cleaned carefully. Wipe the housing with a damp cloth. The instrument is autoclavable at 121 °C (250 °F), 2 bar absolute (30 psi) with a holding time of at least 15 minutes according to DIN EN 285.

### Replacing the Filter and Cleaning the Adapter

Only necessary if a pipette has been overfilled or the suction capacity is impaired.

#### Warning!

Wear protective gloves and eye protection.  
Avoid the risk of contamination!

1. Pull out the pipette.
2. Unscrew the adapter support.
3. Pull out the membrane filter.
4. Remove the adapter from the adapter support by pushing it upwards.
5. To clean adapter, carefully rinse it by using an appropriate compatible solvent (e.g., water) in a wash bottle. Blow out the liquid and allow to dry completely.



6. Place the new membrane filter with the thicker end facing downwards into the adapter (with the smaller conical side up).



7. Screw in the adapter support hand tight.

8. The entire instrument incl. membrane filter is autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285.  
For autoclaving remove suction bellow.



**Note:**

Not every membrane filter is suitable. Only use genuine manufacturer's recommended accessories. Filters of a pore size of 3 µm are a standard equipment of the instrument. The membrane filter is autoclavable up to 5 times at 121 °C. It is the user's responsibility to ensure effective autoclaving.

### Replace the Valve System

1. Unscrew the suction bellows and the adapter support.



2. Take off the upper part of the housing. Carefully pull out the valve system and replace it.



3. Reassemble the instrument in reverse order and carry out leak test.

### Leak Test

When the meniscus has been set, liquid should not drip out of the pipette until the valves are activated.

Should the pipette drip, see chapter 'Troubleshooting' (see page 31).



### macro pipette controller,

with spare membrane filter 3 µm and operating manual.

Color*	Cat. No.
grey	262 00
green	262 01
blue	262 02
magenta	262 03

\* Colors refer to accent colors on instrument adapter support and locking ring.

### Adapter support,

PP, length 49 mm

Color	Cat. No.
grey	262 20
green	262 23
blue	262 21
magenta	262 22

### Suction bellows with locking ring,

Color	Cat. No.
grey	262 25
green	262 28
blue	262 26
magenta	262 27

### Spare membrane filter 3 µm, non-sterile, 1 pc. in blister pack

Cat. No.	260 52
----------	--------

### Spare membrane filter 3 µm, non-sterile, 10 pcs., in PE-bag

Cat. No.	260 56
----------	--------

### Silicone adapter, length 44 mm

Cat. No.	261 46
----------	--------

### Valve system

Cat. No.	261 28
----------	--------

Trouble	Possible Cause	Action to be taken
Suction capacity impaired	Filter dirty or valve system damaged	Replace filter, see pages 26-27
Pipette drips	Filter not properly positioned or valve system damaged	Insert filter properly or replace valve system, see page 28
Pipette not held properly	Silicone adapter damaged	Unscrew the adapter support of the instrument, replace silicone adapter
Compressed suction bellows take in air automatically	Suction bellows or valve system damaged	Replace the locking ring with the suction bellows or the valve system

**Note:**

Often visual control of the instrument is sufficient to discover a faulty device which can easily be replaced by a spare part. The advantages of do-it-yourself repair are obvious: It saves time and money.

### Return for repair

**Important!** Transporting of hazardous materials without a permit is a violation of federal law.

- Clean and decontaminate the instrument carefully.
- It is essential always to include an exact description of the type of malfunction and the media used. If information regarding media used is missing, the instrument cannot be repaired.
- Shipment is at the risk and the cost of the sender.

#### **Outside the U.S. and Canada:**

- Complete the "Declaration on Absence of Health Hazards" and send the instrument to the manufacturer or supplier. Ask your supplier or manufacturer for the form. The form can also be downloaded from [www.brand.de](http://www.brand.de).

#### **In the U.S. and Canada:**

- Contact BrandTech Scientific, Inc. and obtain authorization for the return **before** sending your instrument for service.
- Return only cleaned and decontaminated instruments, with the Return Authorization Number prominently displayed on the outside of the package to the address provided with the Return Authorization Number.



### **BRAND GMBH + CO KG**

Otto-Schott-Straße 25  
97877 Wertheim (Germany)

Tel.: +49 9342 808-0  
Fax: +49 9342 808-98000  
E-Mail: [info@brand.de](mailto:info@brand.de)  
[www.brand.de](http://www.brand.de)

### **USA and Canada:**

BrandTech® Scientific, Inc.  
11 Bokum Road  
Essex, CT 06426-1506 (USA)

Tel.: +1-860-767 2562  
Fax: +1-860-767 2563  
[www.brandtech.com](http://www.brandtech.com)

### **India:**

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
303, 3rd Floor, 'C' Wing, Delphi  
Hiranandani Business Park, Powai  
Mumbai - 400 076 (India)

Tel.: +91 22 42957790  
Fax: +91 22 42957791  
E-Mail: [info@brand.co.in](mailto:info@brand.co.in)  
[www.brand.co.in](http://www.brand.co.in)

### **China:**

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Guangqi Culture Plaza  
Room 506, Building B  
No. 2899, Xietu Road  
Shanghai 200030 (P.R. China)

Tel.: +86 21 6422 2318  
Fax: +86 21 6422 2268  
E-Mail: [info@brand.cn.com](mailto:info@brand.cn.com)  
[www.brand.cn.com](http://www.brand.cn.com)

## **Warranty**

---

We shall not be liable for the consequences of improper handling, use, servicing, operating or unauthorized repairs of the instrument or the consequences of normal wear and tear especially of wearing parts such as pistons, seals, valves and the breakage of glass as well as the failure to follow the instructions of the operating manual. We are not liable for damage resulting from any actions not described in the operating manual or if non-original spare parts or components have been used.

U.S. and Canada:

Information for warranty please see [www.brandtech.com](http://www.brandtech.com).

Subject to technical modification without notice. Errors excepted.

	Page
Règles de sécurité	36
Fonction et limites d'emploi	37
Éléments de commande	38
Pipetage	39
Nettoyage · Autoclavage	42
Remplacement du filtre et nettoyage de l'adaptateur	42
Remplacement du système de soupapes	44
Vérification de l'étanchéité	45
Données de commande · Pièces de rechange	46
Dérangement – que faire	47
Réparation	48
Adresses de contact	49
Garantie	50

Cet appareil peut être utilisé avec des matériaux dangereux ou en relation avec des appareillages ou procédés dangereux. Le livret mode d'emploi n'a pas pour but d'exposer tous les problèmes de sécurité pouvant en résulter. Ce sera donc de la responsabilité de l'utilisateur d'être sûr que les consignes de sécurité et de santé seront respectées. C'est à lui de déterminer les restrictions correspondantes avant l'emploi de l'appareil.

### **A lire attentivement!**

1. Chaque utilisateur doit avoir lu et compris le mode d'emploi avant d'employer l'appareil.
2. Tenir compte des avertissements de danger et suivre les règles de sécurité générales, comme par ex. en portant des vêtements de protection, protection des yeux et des mains.
3. Observer les données des fabricants de réactifs.
4. Employer uniquement l'appareil pour le pipetage de liquides en observant les restrictions d'emploi définies. Observer les interdictions d'emploi (voir page 37). En cas de doute, se renseigner auprès du fabricant et/ou du fournisseur.
5. Toujours travailler de façon à ne mettre en danger ni vous-même ni autrui. Eviter les éclaboussures. Employer un collecteur approprié.
6. Ne jamais employer la force.
7. Employer uniquement les accessoires et pièces de rechange originaux. Ne pas effectuer de modifications techniques. Ne pas démonter l'appareil plus que ce qui est indiqué dans le mode d'emploi!
8. Avant l'utilisation vérifier l'état correct de l'instrument. Si des dérangements se manifestent, arrêter immédiatement le pipetage et consulter le chapitre 'Dérangement, que faire?' (voir page 47). Si besoin est, contacter le fabricant.

L'appareil sert à pipeter des liquides avec les pipettes graduées et les pipettes jaugées, en verre ou en matière plastique, dans le domaine de 0,1 ml à 200 ml et avec tube d'aspiration d'un diamètre extérieur < 9,2 mm. Quand l'appareil est utilisé correctement, le liquide pipeté n'entre en contact qu'avec la pipette.

### Restrictions d'emploi

L'appareil sert à le pipetage de liquides compte tenu des limites physiques suivantes:

- de +10 °C à +40 °C (de 50 °F à 104 °F)  
(appareil et du réactif)
- tension de vapeur jusqu'à max. 500 mbar.  
Au-dessus d'une pression de 300 mbar,  
aspirer lentement pour éviter l'ébullition du liquide.
- densité: jusqu'à 2,4 g/cm<sup>3</sup>

### Interdictions d'emploi

Ne jamais utiliser l'appareil pour les liquides dont les vapeurs attaquent les matières suivantes: le silicone et le PP.

L'appareil n'est pas approprié pour l'utilisation avec des pipettes Pasteur.


### Conditions de stockage

Stocker l'appareil et les accessoires seulement une fois nettoyé dans un endroit sec et frais.

Température de stockage:

-20 °C à + 50 °C (-4 °F à +122 °F).

## Éléments de commande



## 1. Désaérer le soufflet d'aspiration

Avant d'emboîter la pipette, comprimer le soufflet d'aspiration.

## 2. Emboîter la pipette

Saisir la pipette le plus près de son extrémité supérieure, et la pousser avec précaution dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'elle soit solidement positionnée.

Lorsque la pipette est emboîtée dans l'aspirateur, toujours tenir l'appareil verticalement, la pointe vers le bas.

### Avertissement!

Veillez bien à ce que la pipette soit solidement positionnée. Ne jamais employer la force! Vous risqueriez de casser le verre, surtout dans le cas de pipettes minces! Danger de blessures!

## 3. Remplir la pipette

Plonger la pointe de la pipette dans le liquide. Doucement pousser le levier de pipetage vers le haut. Remplir la pipette à-peu-près au-dessus de la quantité souhaitée.

### Attention!

Veillez bien à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil! Ceci perturberait la fonction du filtre et la fonction d'aspiration. Dans ce cas, remplacer le filtre (voir pages 42 - 43).



### Remarque:

Le plus le levier est poussé vers le haut, le plus forte l'aspiration, c'est à dire: le plus rapidement le ménisque monte. Pour des grandes pipettes > 50 ml, le vide provoqué par le soufflet d'aspiration n'est pas suffisant pour remplir la pipette d'un seul coup. Dans ce cas: compresser le soufflet d'aspiration une nouvelle fois, et continuer l'opération.

## 4. Régler le volume

En cas de besoin, essuyer la pointe de pipette avec un tissu non pelucheux adéquat. Pousser le levier de pipetage doucement vers le bas, jusqu'à ce que le ménisque soit exactement ajusté.

## 5. Evacuer la pipette

Tenir le récipient penché. Placer la pointe de pipette contre la paroi intérieure du récipient. Pousser le levier de pipetage vers le bas.

### 5.1 Pour des pipettes à temps d'attente

(Inscription 'Ex + 5 s' par ex.):

- dès que le ménisque s'immobilise dans la pipette, attendre le temps indiqué sur la pipette (5 s pour l'exemple cité)
- tirer la pointe de pipette quelques millimètres le long de la paroi du récipient.





## 5.2 Pour des pipettes à évacuation par soufflage

(Inscription 'souffler - blow out'):

- dès que le ménisque s'est immobilisé dans la pipette, appuyer une fois sur le petit soufflet.
- tirer la pointe de pipette quelques millimètres le long de la paroi du récipient.



## 6. Après le pipetage

Saisir la pipette le plus haut possible et la retirer de l'adaptateur.



## Nettoyage · Autoclavage

Quand il est utilisé correctement, l'appareil ne nécessite aucun entretien. Essuyer les pièces de boîtier avec un chiffon humide. Avant de passer dans l'autoclave, l'appareil doit être nettoyé soigneusement. L'appareil est autoclavable à 121 °C (250 °F), 2 bar avec une durée de maintien d'au moins 15 minutes selon DIN EN 285.

### Remplacement du filtre et nettoyage de l'adaptateur

Seulement nécessaire si une pipette a été remplie trop ou si le pouvoir d'aspiration est gêné.

#### Attention!

Porter des gants protecteurs et des protection des yeux, danger de contamination.

1. Retirer la pipette.
2. Dévisser le boîtier de l'adaptateur.
3. Retirer la membrane filtrante mouillée.
4. Faire sortir l'adaptateur de boîtier de l'adaptateur en le poussant vers le haut.
5. Pour nettoyer l'adaptateur, le rincer soigneusement un utilisant une pissette remplie d'un liquide nettoyant, par exemple de l'eau. Ensuite, souffler et sécher l'adaptateur.



6. Enfoncer la nouvelle membrane filtrante d'abord dans l'adaptateur, le côté plus gros vers le bas (côté conique vers le haut).
7. Visser le boîtier de l'adaptateur à la main.



8. L'appareil complète avec membrane filtrante est autoclavable à 121 °C (2 bar), selon DIN EN 285.  
Pour l'autoclavage: enlever le soufflet d'aspiration.



### Remarque:

Les membranes filtrantes ne sont pas toutes indiquées! N'utiliser que les accessoires d'origine. Filtres d'un diam. des pores de 3 µm sont un équipement standard de l'instrument. La membrane filtrante est jusqu'à 5 fois autoclavable à 121 °C. L'efficacité de l'autoclavage est à vérifier à chaque fois par l'utilisateur lui-même.

### Remplacer le système de soupapes

1. Dévisser le soufflet d'aspiration et le boîtier de l'adaptateur.



2. Enlever la partie supérieure de l'appareil. Avec précaution, retirer le système de soupapes et le remplacer.



3. Remonter l'appareil dans l'ordre inverse et vérifier l'étanchéité.

### Vérification de l'étanchéité

Après l'ajustage du ménisque, le liquide ne doit pas goutter tant qu'on n'active pas les soupapes.

Si la pipette goutte, voir chapitre 'Dérangement – que faire?' (voir page 47).



**Auxiliaire de pipetage macro,**

avec membrane filtrante de rechange de 3 µm  
et mode d'emploi incl.

Couleur*	Réf.
gris	262 00
vert	262 01
bleu	262 02
magenta	262 03

\* Les couleurs concernent le boîtier de l'adaptateur et l'anneau à vis.

**Boîtier de l'adaptateur,**

PP, longueur 49 mm

Couleur	Réf.
gris	262 20
vert	262 23
bleu	262 21
magenta	262 22

**Soufflet d'aspiration  
avec anneau à vis**

Couleur	Réf.
gris	262 25
vert	262 28
bleu	262 26
magenta	262 27

**Membrane filtrante de rechange  
de 3 µm, non stérilisée**

1 unité en emballage en blister

Réf.	260 52
------	--------

**Membrane filtrante de rechange  
de 3 µm, non stérilisée**

10 unités conditionnées  
dans un sachet en PE

Réf.	260 56
------	--------

**Adaptateur en silicone,**

longueur 44 mm

Réf.	261 46
------	--------

**Système de soupapes**

Réf.	261 28
------	--------

Dérangement	Cause possible	Que faire?
Fonction d'aspiration gênée	Membrane filtrante souillée ou système de soupapes défectueux	Remplacer la membrane filtrante, pag. 42-43
Pipette goutte	Membrane filtrante mal positionnée ou système de soupapes défectueux	Monter correctement la membrane filtrante ou remplacer le système de soupapes, pag. 44
Pipette ne se maintient pas	Adaptateur en silicone détérioré	Dévisser la partie inférieure de l'appareil, remplacer l'adaptateur en silicone
Soufflet d'aspiration comprimé aspire de l'air automatiquement	Soufflet d'aspiration ou système de soupapes défectueux	Remplacer le soufflet d'aspiration avec l'anneau à vis ou le système de soupapes

### Remarque:

Un contrôle visuel de l'instrument suffit généralement pour reconnaître une pièce endommagée que l'on pourra alors remplacer sans aucun problème. Les avantages d'une réparation exécutée par vous-même sont évidents: économie de temps et de frais.

### Envoyer en réparation

**Attention:** Transporter des matériaux dangereux sans autorisation est interdit par la loi.

- Nettoyer et décontaminer soigneusement l'appareil.
- Veuillez renvoyer l'appareil, de principe joindre une description précise du type de dysfonctionnement et des fluides utilisés. Si les liquides utilisés ne sont pas indiqués, l'instrument ne peut pas être réparé.
- Tout retour est aux périls et aux frais de l'expéditeur.

### En dehors des États-Unis et de Canada:

- Remplir l'«Attestation de Décontamination» et la retourner avec l'appareil au fabricant ou au fournisseur. Demander le formulaire au fournisseur ou au fabricant ou bien en téléchargement gratuit sous [www.brand.de](http://www.brand.de).

### Aux États-Unis et au Canada:

- Veuillez contacter BrandTech Scientific, Inc. pour demander les conditions de retour de l'appareil **avant** de le renvoyer au service après-vente.
- Veuillez renvoyer seulement les appareils dûment nettoyés et décontaminés, avec le numéro d'autorisation de retour bien en évidence sur l'extérieur de l'emballage, à l'adresse indiquée avec le numéro d'autorisation de retour.



**BRAND GMBH + CO KG**

Otto-Schott-Straße 25  
97877 Wertheim (Germany)

Tel.: +49 9342 808-0  
Fax: +49 9342 808-98000  
E-Mail: [info@brand.de](mailto:info@brand.de)  
[www.brand.de](http://www.brand.de)

**États-Unis et Canada:**

BrandTech® Scientific, Inc.  
11 Bokum Road  
Essex, CT 06426-1506 (USA)

Tel.: +1-860-767 2562  
Fax: +1-860-767 2563  
[www.brandtech.com](http://www.brandtech.com)

**Inde:**

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
303, 3rd Floor, 'C' Wing, Delphi  
Hiranandani Business Park, Powai  
Mumbai - 400 076 (India)

Tel.: +91 22 42957790  
Fax: +91 22 42957791  
E-Mail: [info@brand.co.in](mailto:info@brand.co.in)  
[www.brand.co.in](http://www.brand.co.in)

**Chine:**

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Guangqi Culture Plaza  
Room 506, Building B  
No. 2899, Xietu Road  
Shanghai 200030 (P.R. China)

Tel.: +86 21 6422 2318  
Fax: +86 21 6422 2268  
E-Mail: [info@brand.cn.com](mailto:info@brand.cn.com)  
[www.brand.cn.com](http://www.brand.cn.com)

## **Garantie**

---

Nous déclinons toute responsabilité en cas de conséquences d'un traitement, d'une utilisation, d'un entretien et d'une manipulation incorrecte, d'une réparation non-autorisée de l'appareil ou d'une usure normale, notamment des pièces d'usure, telles que les pistons, les joints d'étanchéité, les soupapes et de rupture de pièces en verre. Ceci vaut pour l'inobservation du mode d'emploi. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'actions non décrites dans le mode d'emploi ou si des pièces de rechange ou accessoires qui ne sont pas d'origine, ont été utilisés.

États-Unis et Canada:

Des informations sur la garantie figurent sous [www.brandtech.com](http://www.brandtech.com).

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs ou errata.

	<b>Página</b>
<b>Normas de seguridad</b>	<b>52</b>
<b>Función y limitaciones de empleo</b>	<b>53</b>
<b>Elementos de manejo</b>	<b>54</b>
<b>Pipeteado</b>	<b>55</b>
<b>Limpieza · Autoclavage</b>	<b>58</b>
<b>Reemplazar el filtro y limpiar el adaptador</b>	<b>58</b>
<b>Reemplazar el sistema de válvulas</b>	<b>60</b>
<b>Comprobación de la hermeticidad</b>	<b>61</b>
<b>Referencias · Recambios</b>	<b>62</b>
<b>¿Qué hacer en caso de avería?</b>	<b>63</b>
<b>Reparación</b>	<b>64</b>
<b>Direcciones de contacto</b>	<b>65</b>
<b>Garantía</b>	<b>66</b>

Este aparato puede entrar en contacto con instalaciones, aplicaciones o materiales peligrosos. Estas instrucciones de manejo no tienen por objeto enumerar todas las limitaciones de seguridad que pueden presentarse durante el uso. El usuario del aparato tiene responsabilidad de tomar las medidas suficientes para su seguridad y su salud, así como determinar las limitaciones de uso correspondientes antes de su utilización.



### **¡Rogamos lea este documento cuidadosamente!**

1. Todo usuario debe haber leído estas instrucciones de manejo antes de utilizar el aparato y debe seguirlas.
2. Observar las advertencias de peligro y las reglas de seguridad generales, como por ejemplo utilizar vestimenta, protección de los ojos y guantes de protección.
3. Observar las indicaciones del fabricante de los reactivos.
4. Utilizar el aparato únicamente para pipetear líquidos observando estrictamente las limitaciones de empleo. Observar las excepciones de uso (véase pág. 53). En caso de duda, dirigirse sin falta al fabricante o al distribuidor.
5. Trabajar siempre de tal manera que no corran peligro ni el operador ni otras personas. Evitar salpicaduras. Utilizar un recipiente apropiado.
6. No emplear nunca la fuerza.
7. Utilizar sólo accesorios y recambios originales. No efectúe ninguna modificación técnica. ¡No desmonte el aparato más allá de lo descrito en las instrucciones de manejo!
8. Antes de cada uso, comprobar el estado correcto de aparato. En el caso de que se produzcan averías en el aparato, inmediatamente dejar de pipetear, limpiar y seguir las instrucciones del capítulo '¿Qué hacer en caso de avería?' (véase pág. 63). En caso necesario dirigirse al fabricante.

El aparato sirve para pipetear líquidos con pipetas aforadas y pipetas graduadas en vidrio o plástico en la gama de volúmenes de 0,1 ml 200 ml y con tubo de succión de diámetro exterior < 9,2 mm. Con un manejo correcto el líquido pipeteado sólo entra en contacto con la pipeta.

### **Limitaciones de empleo**

El aparato se emplea para pipetear de medios teniendo en cuenta los siguientes límites físicos:

- de +10 °C a +40 °C (de 50 °F a 104 °F)  
(aparato y del reactivo)
- presión de vapor hasta max. 500 mbar.  
Por encima de 300 mbares aspire lentamente para evitar la ebullición del líquido
- densidad hasta 2,4 g/cm<sup>3</sup>

### **Excepciones de uso**

El aparato no debe ser utilizado con líquidos cuyos vapores ataquen los siguientes materiales: silicona y PP.

El aparato no es adecuado para la utilización con pipetas Pasteur.


### **Condiciones de almacenamiento**

Almacene el aparato y los accesorios solamente en lugares frescos y secos.

Temperatura de almacenamiento:

-20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F).

## Elementos de manejo



## 1. Evacuación del aire de la pera de succión

Antes de colocar la pipeta oprimir la pera de succión.

## 2. Colocar la pipeta

Sujetar firmemente la pipeta por el extremo superior e introducirla con cuidado en el adaptador hasta que quede firmemente sujeta.

El auxiliar de pipeteado con la pipeta colocada debe mantenerse siempre en posición vertical, la punta hacia abajo.

### ¡Advertencia!

Fijese que la pipeta esté acoplada fuertemente. ¡No emplear nunca fuerza! Especialmente con pipetas delgadas existe el peligro de rotura del vidrio! Peligro de heridas!

## 3. Llenar la pipeta

Introducir la punta de la pipeta en el líquido. Empujar el mando de pipeteado hacia arriba con cuidado. Llenar la pipeta un poco en exceso sobre la marca deseada.

### Atención!

Por favor vigílese que no entre líquido en el aparato! Esto afecta a la función del filtro de membrana y disminuye la capacidad de succión. En este caso se debe cambiar el filtro (véase pág. 58 -59).



### Nota:

Cuanto más se desplace hacia arriba el mando de pipeteado, tanto más fuerte será el efecto de succión, o sea más rápidamente asciende el menisco.

En pipetas grandes > 50 ml el vacío obtenido en la pera de succión no es suficiente para hacer ascender la cantidad de líquido de una sola vez. En este caso: oprímase de nuevo la pera de succión y continúese aspirando.

### 4. Ajustar el volumen

Si fuera necesario, secar la punta de la pipeta exteriormente con un paño adecuado exento de pelusa. Oprimir el mando de pipeteado con cuidado hacia abajo hasta que el menisco esté exactamente ajustado.

### 5. Vaciar de la pipeta

Mantener inclinado el recipiente de recogida. Colocar la punta de la pipeta contra la pared interior. Accionar hacia abajo el mando de pipeteado.

#### 5.1 En caso de pipetas con tiempo de espera

(por ej. rotuladas 'Ex + 5 s'):

- En cuanto el menisco en la pipeta se encuentre en reposo, mantener el tiempo de espera indicado sobre la pipeta (en este caso 5 seg.)
- Arrastrar algunos milímetros hacia arriba la punta de la pipeta por la pared del recipiente.





## 5.2 En caso de pipetas con vaciado por soplado

(rotuladas 'ausblasen - blow out'):

- En cuanto el menisco en la pipeta se encuentre en reposo, oprimir una vez el pequeño pulsador de soplado.
- Arrastrar algunos milímetros hacia arriba la punta de la pipeta por la pared del recipiente.



## 6. Tras pipetear

Sujetar la pipeta lo más cerca posible del extremo superior y extraerla del adaptador.



Si el aparato se maneja correctamente, está exento de mantenimiento. Antes de esterilizar en autoclave, el aparato debe limpiarse cuidadosamente. Limpiar las partes de la carcasa con un paño húmedo. El aparato es autoclavable a 121 °C (250 °F), 2 bares y con un tiempo de exposición de como mínimo 15 minutos según DIN EN 285.

### Reemplazar el filtro y limpiar el adaptador

Sólo necesario si una pipeta ha sido llenada demasado o la capacidad de aspiración está afectada.

#### ¡Atención!

¡Utilizar protección de los ojos y guantes de protección, peligro de contaminación!

1. Extraer la pipeta.
2. Desenroscar la carcasa de adaptador.
3. Extraer el filtro de membrana mojado.
4. Quitar el adaptador del carcasa de adaptador empujándolo hacia arriba.
5. Para limpiar el adaptador, lavarlo cuidadosamente utilizando un frasco lavador llenado con un detergente adecuado (e.j. agua). Después, soplar y secar el adaptador.



6. Introducir el nuevo filtro de membrana primero en el adaptador, la parte más gruesa hacia abajo (parte cónica hacia arriba).



7. Apriete manualmente la carcasa de adaptador con firmeza.

8. El aparato complet con filtro de membrana es autoclavable a 121 °C (2 bares), según DIN EN 285.

Para el autoclavage: desenroscar la pera de succión.



### Nota:

No todos los filtros de membrana son adecuados. Utilizar sólo accesorios originales. El aparato tiene filtros de un diám. de poros de 3 µm como equipo standard. El filtro de membrana es hasta 5 veces autoclavable. La efectividad del autoclavage debe ser comprobada en cada caso por el usuario.

### Reemplazar el sistema de válvulas

1. Desenroscar la pera de succión y la carcasa de adaptador.



2. Retirar la parte superior del cuerpo. Retirar cuidadosamente el sistema de válvulas y reemplazarlo por otro.



3. Volver a montar el aparato procediendo de manera inversa y comprobar la hermeticidad.

### Comprobación de la hermeticidad

Tras ajustar el menisco el líquido no debe gotear si no se acciona ninguna válvula. Si la pipeta gotea, véase el capítulo '¿Qué hacer en caso de avería?' (véase pág. 63).



### Auxiliar de macropipeteado,

con filtro de membrana de recambio de 3  $\mu\text{m}$   
y instrucciones de manejo incl.

Color*	Ref.
gris	262 00
verde	262 01
azul	262 02
magenta	262 03

\* El color refiere a la carcasa de adaptador y al anillo a rosca.

### Carcasa de adaptador,

PP, longitud 49 mm

Color	Ref.
gris	262 20
verde	262 23
azul	262 21
magenta	262 22

### Pera de succión con anillo a rosca

Color	Ref.
gris	262 25
verde	262 28
azul	262 26
magenta	262 27

### Filtro de membrana de recambio de 3 $\mu\text{m}$ , no esterilizado

1 unidad en embalado Blister

Ref.	260 52
------	--------

### Filtro de membrana de recambio de 3 $\mu\text{m}$ , no esterilizado

10 unidades en bolsa de PE

Ref.	260 56
------	--------

### Adaptador de silicona,

longitud 44 mm

Ref.	261 46
------	--------

### Sistema de válvulas

Ref.	261 28
------	--------

## ¿Qué hacer en caso de avería?

Avería	Causa probable	Solución
Capacidad de succión afectada	Filtro sucio o sistema de válvulas dañado	Reemplazar el filtro, pág. 58 - 59
Pipeta gotea	Filtro no está correctamente colocado o sistema de válvulas dañado	Colocar el filtro o reemplazar el sistema de válvulas, pág. 60
Pipeta no se sujeta	Adaptador de silicona dañado	Desenroscar la carcasa de adaptador, reemplazar el adaptador de silicona.
La pera de succión oprimida aspira aire automáticamente	Pera de succión defectuosa o sistema de válvulas dañado	Reemplazar la pera de succión con anillo a rosca o el sistema de válvulas

### Nota:

En el aparato muchas veces basta un control visual para reconocer una pieza dañada que se puede reemplazar fácilmente. Las ventajas de una reparación por usted mismo son evidentes: ahorro de tiempo y de dinero.

### Envíos para reparación

**Atención:** Transportar materiales peligrosos sin autorización está prohibido por la ley.

- Limpiar y descontaminar el aparato con cuidado.
- Devuelva el instrumento incluya generalmente una descripción exacta del tipo de avería y de los medios utilizados. En caso de no indicar los medios usados no se puede reparar el instrumento.
- Los gastos y riesgos de la devolución corren a cargo del remitente.

#### **Fuera de los EE.UU. y Canadá:**

- Rellenar la “Declaración sobre la ausencia de riesgos para la salud” y enviarla con el aparato al fabricante o al distribuidor. Pedir el formulario al proveedor o al fabricante, o se encuentran bajo [www.brand.de](http://www.brand.de) para un download.

#### **En los EE.UU. y Canadá:**

- Haga el favor de dirigirse a BrandTech Scientific, Inc. para aclarar las condiciones de envío del aparato **antes** de enviarlo al servicio.
- Devuelva solamente los instrumentos limpiados y descontaminados con el Número de Autorización de Devolución marcado de forma bien visible en la parte exterior del paquete, enviándolo a la dirección indicada en la autorización antedicha.



**BRAND GMBH + CO KG**

Otto-Schott-Straße 25  
97877 Wertheim (Germany)

Tel.: +49 9342 808-0  
Fax: +49 9342 808-98000  
E-Mail: [info@brand.de](mailto:info@brand.de)  
[www.brand.de](http://www.brand.de)

**EE. UU. y Canadá:**

BrandTech® Scientific, Inc.  
11 Bokum Road  
Essex, CT 06426-1506 (USA)

Tel.: +1-860-767 2562  
Fax: +1-860-767 2563  
[www.brandtech.com](http://www.brandtech.com)

**India:**

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
303, 3rd Floor, 'C' Wing, Delphi  
Hiranandani Business Park, Powai  
Mumbai - 400 076 (India)

Tel.: +91 22 42957790  
Fax: +91 22 42957791  
E-Mail: [info@brand.co.in](mailto:info@brand.co.in)  
[www.brand.co.in](http://www.brand.co.in)

**China:**

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Guangqi Culture Plaza  
Room 506, Building B  
No. 2899, Xietu Road  
Shanghai 200030 (P.R. China)

Tel.: +86 21 6422 2318  
Fax: +86 21 6422 2268  
E-Mail: [info@brand.cn.com](mailto:info@brand.cn.com)  
[www.brand.cn.com](http://www.brand.cn.com)

## **Garantía**

---

No seremos responsables de las consecuencias derivadas del trato, manejo, mantenimiento, uso incorrecto o reparación no autorizada del aparato, ni de las consecuencias derivadas del desgaste normal, en especial de partes susceptibles de abrasión, tales como émbolos, juntas hermeticas, valvulas, ni de la rotura de partes de vidrio o del incumplimiento de las instrucciones de manejo. Tampoco seremos responsables de los daños provocados de acciones no descritas en las instrucciones de manejo o por el uso piezasde repuesto o componentes no originales.

EE.UU. y Canadá:

Encontrará informaciones sobre la garantía en el sitio [www.brandtech.com](http://www.brandtech.com).

Salvo cambios técnicos, errores y errores de impresión.

	Pagina
Norme di sicurezza	68
Funzioni e limiti all'uso	69
Elementi funzionali	70
<b>Pipettaggio</b>	<b>71</b>
<b>Pulizia · Sterilizzazione</b>	<b>74</b>
Sostituzione del filtro e pulizia dell'adattatore	74
Sostituzione del gruppo valvole	76
Controllo della tenuta	77
Dati per l'ordinazione · Parti di ricambio	78
Individuazione e soluzione dei problemi	79
Riparazione	80
Indirizzi do contatto	81
Garanzia	82

Questo strumento può essere utilizzato con materiali, procedure e apparecchiature pericolosi. Le istruzioni per l'uso non possono però coprire tutte le eventuali problematiche di sicurezza che possono presentarsi. È responsabilità dell'utilizzatore osservare adeguate prescrizioni per la sicurezza e la salute e definire prima dell'uso le opportune limitazioni.



### **Leggere attentamente prima dell'uso!**

1. Prima di utilizzare lo strumento, ogni utilizzatore deve leggere ed osservare queste istruzioni per l'uso.
2. Prima di utilizzare lo strumento, ogni utilizzatore deve leggere ed osservare queste istruzioni per l'uso.
3. Rispettare le indicazioni del produttore dei reagenti.
4. Utilizzare lo strumento esclusivamente per il pipettaggio di liquidi e tenere conto delle limitazioni all'uso. Osservare gli usi non previsti (pagina 69). Nel dubbio, rivolgersi al produttore o al distributore.
5. Procedere sempre in modo che né l'utilizzatore né altre persone siano esposte a pericoli. Evitare spruzzi e utilizzare un recipiente adeguato.
6. Non forzare mai lo strumento.
7. Utilizzare solo accessori e parti di ricambio originali. Non apportare modifiche tecniche. Non smontare ulteriormente lo strumento, al di là di quanto previsto nelle istruzioni per l'uso!
8. Prima dell'uso controllare sempre che lo stato dello strumento sia regolare. In caso di anomalie dello strumento, interrompere immediatamente la pipetage e vedere il capitolo 'Individuazione e soluzione dei problemi' (pagina 79). Eventualmente rivolgersi al produttore.

Lo strumento può essere utilizzato per agevolare il pipettaggio di liquidi con pipette graduate e pipette volumetriche in vetro o plastica, nel range di volume da 0,1 ml a 200 ml con tubo di aspirazione con diametro esterno < 9,2 mm. Nell'uso corretto il liquido pipettato viene a contatto solo con la pipetta.

### Limitazioni all'uso

Lo strumento può essere utilizzato per il pipettaggio di fluidi con le seguenti limitazioni:

- da +10 °C a +40 °C (da 50 °F a 104 °F)  
(per lo strumento e il reagente)
- tensione di vapore fino a max. 500 mbar.  
Sopra i 300 mbar aspirare lentamente,  
per evitare l'ebollizione del liquido.
- densità fino a 2,4 g/cm<sup>3</sup>

### Usi non previsti

Lo strumento non deve essere usato con liquidi i cui vapori attaccano materiali al silicone o PP.


L'apparecchio non è adatto per l'uso con pipette Pasteur.

### Condizioni per l'immagazzinamento

Conservare l'apparecchio e gli accessori perfettamente puliti in un luogo fresco e asciutto.

Temperatura di immagazzinamento:  
da -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)

## Elementi funzionali



## 1. Sfiato della pompetta di aspirazione

Prima di inserire la pipetta, comprimere la pompetta di aspirazione.

## 2. Inserimento della pipetta

Tenere sempre la pipetta per l'estremità superiore e inserirla con cautela nell'adattatore finché è ben fissata.

Tenere sempre verticale lo strumento con la pipetta inserita, con il puntale rivolto verso il basso.



### Attenzione!

Verificare che la pipetta sia ben inserita. Non forzare mai lo strumento! In particolare, nel caso di pipette molto sottili si può rompere il vetro! Pericolo di lesioni!

## 3. Riempimento della pipetta

Immergere il puntale della pipetta nel liquido. Premere la leva di pipettaggio verso l'alto con cautela. Riempire la pipetta un po' al di sopra del segno di graduazione desiderato.

### Attenzione!

Fare attenzione che non ci sia alcun ingresso di liquido nello strumento! La funzionalità del filtro a membrana sarebbe compromessa e si ridurrebbe la capacità di aspirazione. In questo caso, sostituire il filtro a membrana (pag. 74 - 75).

### Nota:

Quanto più si muove la leva verso l'alto, tanto maggiore è l'effetto di aspirazione, e quindi il menisco sale più velocemente! Nel caso di grosse pipette > 50 ml, il vuoto creato dalla pompetta di aspirazione non è sufficiente ad aspirare tutto il liquido in una volta sola. In questo caso: comprimere di nuovo la pompetta di aspirazione e tirare di nuovo.

### 4. Regolazione del volume

In caso di necessità, asciugare il puntale della pipetta con un panno adatto privo di peli. Premere la leva di pipettaggio verso il basso con cautela, finché il menisco è posizionato esattamente.


### 5. Svuotamento della pipetta

Tenere inclinato il recipiente di raccolta. Appoggiare il puntale della pipetta alla parete interna. Premere la leva di pipettaggio verso il basso.

#### 5.1 Pipette con un tempo di attesa

(ad es. marcate 'Ex + 5 s'):

- Non appena il menisco nella pipetta si stabilizza, attendere per il tempo indicato sulla pipetta (in questo caso 5 sec.).
- Tirare su per qualche millimetro il puntale della pipetta sulla parete del contenitore.





## 5.2 Pipette per soffiaggio

(marcate 'ausblasen - blow out'):

- Non appena il menisco nel puntale della pipetta si stabilizza, premere una volta la piccola pompetta di soffiaggio.
- Tirare su per qualche millimetro il puntale della pipetta sulla parete del contenitore.



## 6. Dopo il pipettaggio

Afferrare la pipetta più in alto possibile ed estrarla dall'adattatore.



Se lo strumento è usato correttamente non è necessaria alcuna manutenzione. Prima di sterilizzarlo l'autoclave, pulire accuratamente l'apparecchio. Pulire le parti di copertura con un panno umido. Lo strumento può essere sterilizzato in autoclave a 121 °C (250 °F), 2 bar e tempo di permanenza di almeno 15 min per DIN EN 285.

### Sostituzione del filtro e pulizia dell'adattatore

Da fare solo se una pipetta è stata riempita troppo o se la capacità di aspirazione risulta compromessa.

#### Attenzione!

Indossare guanti e occhiali protettivi, rischio di infezione!

1. Estrarre la pipetta.
2. Svitare la bussola di raccordo.
3. Rimuovere il filtro a membrana inumidito.
4. Spingere verso l'alto l'adattatore per estrarlo dalla bussola di raccordo.
5. Per pulire l'adattatore, sciacquare accuratamente con una bottiglia a spruzzetta contenente un liquido detergente adatto, ad esempio acqua. Infine soffiare e asciugare.



6. Inserire il nuovo filtro a membrana nell'adattatore, con l'estremità più spessa rivolta verso il basso (e l'estremità conica, più sottile, verso l'alto).



7. Serrare la bussola di raccordo a mano.

8. Tutto lo strumento incluso il filtro a membrana può essere sterilizzato in autoclave a 121 °C (2 bar) secondo DIN EN 285. Per la sterilizzazione in autoclave, svitare la pompetta di aspirazione.



**Nota:**

Non tutti i filtri a membrana sono adatti! Usare solo accessori originali. Di serie lo strumento è dotato di filtro con porosità di 3 µm. Il filtro a membrana può essere sterilizzato in autoclave fino a cinque volte, a 121 °C. È responsabilità dell'utilizzatore controllare l'efficacia della sterilizzazione in autoclave.

### Sostituzione del gruppo valvole

1. Svitare la pompetta di aspirazione e la bussola di raccordo.



2. Per la sostituzione, rimuovere la parte superiore della copertura. Tirare fuori con cautela il gruppo valvole e sostituirlo.



3. Rimontare l'apparecchio seguendo l'ordine inverso e verificarne la tenuta.

### Controllo della tenuta

Dopo la regolazione del menisco, non deve uscire neanche una goccia di liquido se non viene attivata la valvola della pipetta.  
Se la pipetta dovesse gocciolare, vedere il capitolo 'Individuazione e soluzione dei problemi' (pagina 79).



**Pipettatore automatico macro,**  
incluso filtro a membrana di ricambio da 3 µm  
e istruzioni per l'uso.

Colore*	Codice
grigio	262 00
verde	262 01
blu	262 02
magenta	262 03

\* Il colore si riferisce a: alloggiamento dell'adattatore e ghiera.

**Alloggiamento dell'adattatore,**  
PP, lunghezza 49 mm

Colore	Codice
grigio	262 20
verde	262 23
blu	262 21
magenta	262 22

**Pompetta di aspirazione  
con ghiera**

Colore	Codice
grigio	262 25
verde	262 28
blu	262 26
magenta	262 27

**Filtro a membrana di ricambio  
da 3 µm, non sterile**

1 pezzo in confezione blister

**Codice** 260 52

**Filtro a membrana di ricambio  
da 3 µm, non sterile**

busta in PE da 10 pezzi

**Codice** 260 56

**Adattatore in silicone,**  
lunghezza 44 mm

**Codice** 261 46

**Gruppo valvole**

**Codice** 261 28

Problema	Possibile causa	Soluzione
Capacità di aspirazione compromessa	Filtro sporco o gruppo valvole guasto	Sostituire il filtro, pagina 74 - 75
La pipetta gocciola	Il filtro non è montato correttamente o il gruppo valvole è guasto	Inserire correttamente il filtro o sostituire il gruppo valvole, pagina 76
La pipetta non rimane bloccata	L'adattatore in silicone è danneggiato	Svitare la parte inferiore dello strumento, sostituire l'adattatore in silicone
La pompetta di aspirazione sfiata da sola	La pompetta o il gruppo valvole sono guasti	Sostituire la ghiera superiore con la pompetta di aspirazione o il gruppo valvole

**Nota:**

In genere basta un controllo visivo dello strumento per individuare componenti danneggiati, che possono essere facilmente sostituiti usando parti di ricambio. I vantaggi della manutenzione fai da te sono evidenti: risparmio sui costi e sui tempi.

### Invio al servizio riparazioni

#### **Attenzione!**

La legge vieta il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione.

- Perciò: pulire e decontaminare accuratamente lo strumento!
- Allegare al reso una descrizione precisa del tipo di problema e dei fluidi utilizzati. Se non si indicano i fluidi utilizzati, l'apparecchio non può essere riparato.
- La restituzione avviene a rischio e spese del mittente.

#### **Fuori di Stati Uniti e del Canada:**

- Compilare la 'Dichiarazione di assenza di rischi per la salute' ed inviarla con lo strumento al distributore o al produttore. I moduli possono essere richiesti al distributore o al produttore, oppure si possono scaricare dal sito [www.brand.de](http://www.brand.de).

#### **Dentro di Stati Uniti e del Canada:**

- Si invita a chiarire i requisiti per la restituzione con BrandTech Scientific, Inc. prima di inviare lo strumento al servizio di assistenza.
- Inviare solo strumenti puliti e decontaminati all'indirizzo ricevuto insieme al numero di reso. Applicare il numero di reso bene in vista sull'esterno del pacco.



**BRAND GMBH + CO KG**

Otto-Schott-Straße 25  
97877 Wertheim (Germany)

Tel.: +49 9342 808-0  
Fax: +49 9342 808-98000  
E-Mail: [info@brand.de](mailto:info@brand.de)  
[www.brand.de](http://www.brand.de)

**Stati Uniti e Canada:**

BrandTech® Scientific, Inc.  
11 Bokum Road  
Essex, CT 06426-1506 (USA)

Tel.: +1-860-767 2562  
Fax: +1-860-767 2563  
[www.brandtech.com](http://www.brandtech.com)

**India:**

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
303, 3rd Floor, 'C' Wing, Delphi  
Hiranandani Business Park, Powai  
Mumbai - 400 076 (India)

Tel.: +91 22 42957790  
Fax: +91 22 42957791  
E-Mail: [info@brand.co.in](mailto:info@brand.co.in)  
[www.brand.co.in](http://www.brand.co.in)

**Cina:**

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Guangqi Culture Plaza  
Room 506, Building B  
No. 2899, Xietu Road  
Shanghai 200030 (P.R. China)

Tel.: +86 21 6422 2318  
Fax: +86 21 6422 2268  
E-Mail: [info@brand.cn.com](mailto:info@brand.cn.com)  
[www.brand.cn.com](http://www.brand.cn.com)

## **Garanzia**

---

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le conseguenze di manipolazione, uso, manutenzione e impiego non corretti, o per riparazioni non autorizzate dello strumento o per le conseguenze del normale consumo, in particolare dei componenti soggetti ad usura, come ad esempio pistoni, guarnizioni e valvole, e in caso di rottura del vetro. Lo stesso vale per la mancata osservanza delle istruzioni per l'uso. In particolare non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti da un ulteriore smontaggio dello strumento, al di là di quello previsto nelle istruzioni per l'uso, o se vengono montati accessori o parti di ricambio non originali.

Stati Uniti e Canada:

Per informazioni sulla garanzia consultare il sito [www.brandtech.com](http://www.brandtech.com).

Salvo modifiche tecniche, errori ed omissioni.



