






Qualitätsstufen für Life Science-Consumables

Life Science-Consumables von BRAND erfüllen höchste Qualitätsstandards und bieten auf die jeweilige Applikation ausgerichtete Qualitätsstufen.

Alle Produkte mit der Qualitätsstufe CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY und den BIO-CERT® Qualitätslabels werden aus hochwertigen, reinen Rohstoffen hergestellt und kontinuierlich auf Qualität und Funktion getestet.

Neben dem allgemeinen BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY Label stehen spezielle Qualitätsstufen für PCR, Zellkultur und Liquid Handling zur Verfügung. Somit finden Sie einfach und schnell die passenden BIO-CERT® Produkte für Ihre Anwendung.

Finden Sie die passende Qualitätsstufe für Ihre Anwendung	BIO-CERT®				
					
	CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY	BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY	BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY	BIO-CERT® PCR QUALITY	BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY
Reine Rohmaterialien	✓	✓	✓	✓	✓
Fertigung unter kontrollierten Raumbedingungen	✓	✓	✓	✓	✓
Ständige Inprozesskontrollen	✓	✓	✓	✓	✓
Optische Prüfungen	✓	✓	✓	✓	✓
Chargenmanagement	✓	✓	✓	✓	✓
Endprüfung vor Auslieferung	✓	✓	✓	✓	✓
Geprüfte Funktionalität	✓	✓	✓	✓	✓
Frei von humaner DNA		✓	✓	✓	✓
Frei von RNase		✓	✓	✓	✓
Frei von DNase		✓	✓	✓	✓
Frei von Pyrogenen		✓	✓	✓	✓
Frei von zytotoxischen Substanzen			✓		
Frei von PCR-Inhibitoren				✓	✓
Frei von ATP					✓