

产品目录

800

实验室设备与耗材





“欢迎来到 *BRAND!*”

BRAND, 您的实验室伙伴!



在您手上的这本BRAND最新的240页的目录涵盖了BRAND的全部产品线。其中包括了移液设备及其配套耗材；生命科学应用中的产品；经典的玻璃及塑料制体积计量设备；临床实验室及通用实验室所需的产品。

在接下来的目录中您将能找到许多新产品的信息以及现有产品线的升级产品。

我们非常有信心，这些新产品将是您每天的实验室工作中完美的工具与材料。

您可以从我们专业经销商处获得我们的产品。如果您对我们的产品还有其他的问题，请联系我们的经销商，或者与我们直接取得联系。

欢迎阅读我们最新的产品目录800!





BRAND GMBH + CO KG

Otto-Schott-Str. 25
97877 Wertheim/Main
Germany

P.O. Box 11 55
97861 Wertheim/Main
Germany

Telephone: +49 9342 808-0
Telefax: +49 9342 808-236

E-Mail: info@brand.de
Internet: www.brand.de

WEEE-Reg.-Nr.: DE 80929173

Banking connections:

Volksbank Main-Tauber eG

Bank code: 673 900 00 · Account no.: 48305
SWIFT-BIC: GENO DE 61 WTH
IBAN: DE03 6739 0000 0000 0483 05

Deutsche Bank AG

Bank code: 790 700 16 · Account no.: 028076800
SWIFT-BIC: DEUT DE MM 790
IBAN: DE74 7907 0016 0028 0768 00

Commerzbank AG

Bank code: 790 800 52 · Account no.: 345124000
SWIFT-BIC: DRES DE FF 790
IBAN: DE44 7908 0052 0345 1240 00

Sparkasse Tauberfranken

Bank code: 673 525 65 · Account no.: 3053402
SWIFT-BIC: SOLA DE S1 TBB
IBAN: DE25 6735 2565 0003 0534 02

Deutsche Postbank AG Karlsruhe

Bank code: 660 100 75 · Account no.: 0021310750
SWIFT-BIC: PBNK DE FF
IBAN: DE41 6601 0075 0021 3107 50

普兰德 (上海) 贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区肇家浜路789
号均瑶国际广场12楼F1。

电话: +86 21 6422 2318

传真: +86 21 6422 2268

电子邮件地址: info@brand.cn.com

内容

i	新产品一览	4
i	关于我们	6
I	移液产品 分液·滴定·移液	11
II	生命科学实验耗材 吸头·微量储存管·PCR·微孔板·比色皿, 等等	81
III	体积计量设备 胖肚移液管·刻度移液管·容量瓶·滴定管, 等等	127
V	临床实验室产品 管架·PARAFILM® M·细胞计数板, 等等	169
VI	实验室常用产品 烧杯·搅拌棒·试剂瓶, 等等	183
i	技术信息	205
i	检索 字母与数字检索·一般条款	233

NEW!移液产品
21-26页**seripettor® pro · seripettor® 瓶口分液器**

seripettor® pro 瓶口分液器, 针对更广泛应用的新型瓶口, 例如移取浓盐酸、精油或UV敏感试剂。seripettor® 与 seripettor® pro 瓶口分液器的量程范围: 0.2 - 25 ml。

移液产品
27-32页**Titrette® 数字瓶口滴定器**

新一代数字滴定器。最新的Titrette® 瓶口数字滴定器能够提供达到相当于A级玻璃滴定管精准度的快速可靠的滴定结果。PC接口型号可选。

移液产品
33-40 页**Transferpette® S-8/-12 八通道与十二通道移液器**

最新的多通道移液器是出色的Transferpette® S 单通道移液器以及整个移液器家族的理想补充。

生命科学实验耗材
85-90页**0.1 - 1 µl 滤芯吸头**

最新的0.1 - 1 µl 滤芯吸头有多种规格可供选择。是0.1 - 1 µl Transferpette® 移液器完美的组合, 可实现无污染的最小体积移液。

生命科学实验耗材
95, 97页**带显启旋盖的微量储存管**

管盖打开时有密封指示。最新的储存管具有硅胶密封环, 可于121 °C灭菌。

生命科学实验耗材
103页**适用于qPCR的白色PCR产品**

最新的白色PCR产品由TiO₂均一着色, 加上一贯的光滑表面, 提供最优的荧光信号反射。


生命科学实验耗材
107页**盒装96支装编码储存管**

可堆叠管架非常适合配合机器人或自动移液系统使用。编码的储存管方便样品管理。

NEW!

BRANDplates® 微孔板

超过130款新式微孔板，9种不同的表面处理，三个大类：未处理板，免疫检测板与细胞培养板。



生命科学实验耗材
111-122页

96孔UV微孔板

96孔UV微孔板，裙边为PS材质，F底，25 μm超强透UV膜。240 nm的紫外透射率为80%。



生命科学实验耗材
114页

5秒-胖肚移液管, AS级

最新的胖肚移液管减少了等待时间—从15秒减少到仅需5秒！极大地简化操作，统计学质量测试保证最大的精准度。



体积计量设备
130-132页

5秒-刻度移液管, AS级

最新的刻度移液管减少了等待时间—只需5秒，移取精准度不变！标称量程位于顶部的2类移液管是最新型号。只需设置凹液面一次—更快速，更安全，更出色！



体积计量设备
133-134页

容量瓶, PUR塑料膜包被

PUR合成膜提供更佳保护。在发生破损时，包膜能安全包裹玻璃碎片。



体积计量设备
141页

三刻度容量瓶

三刻度容量瓶用于检验分液器的功能。中间的刻度指示标称体积，上部与下部的刻度指示容差范围。DKD校准。



体积计量设备
142页

组装式滴定管

可快速拆卸，易于清洗。易于维修—所有组件都可更换。现在含试剂瓶与泵压头。



体积计量设备
163-164页



BRAND伴您左右

代表处遍布全球

BRAND为世界各地的客户构建了全球支持网络。我们在欧洲，北美，拉丁美洲以及东南亚都设有销售及办事处。同120家以上的销售伙伴保持着密切的联系确保了客户能通过我们的本地支持服务快速地了解我们的产品。

销售支持及产品讲演

BRAND可以在许多地方提供现场的产品培训，演示及支持。请联系我们销售部门以获得更多信息。

订货选择

您可以从我们全球各地的专业实验室设备经销商处获得我们的产品。如果您无法确定您所在地区的经销商，请直接和我们取得联系或者登陆 www.brand.de。

DKD校准实验室

BRAND的DKD校准实验室出具的DKD校准证书是获德国校准服务局授权的，专为以下产品提供校准服务：

移液设备，如活塞移液器和滴定器，分液器和稀释器，玻璃及塑料体积计量设备以及玻璃密度瓶。

所有认证产品均满足德国国家计量局 (Eichamt) 的相关要求。任何产品被该机构认定为不合格，我们将免费为您调换。相关鉴定费自行承担。

维修与校准服务

BRAND对所有BRAND移液产品提供维修，售后及校准服务（包括DKD校准），BRAND也同样对第三方产品提供校准服务。

您可以登录 www.brand.de 获得维修及校准服务的订单。

BRAND产品目录

本目录仅供信息查询之用。实际结果可能由于不同的因素而超出我们的控制范围，如使用者的技术能力或者实验室环境等因素。产品是否适合特定应用由使用者决定与负责。产品规格，产品目录号及外观如有变化，恕不另行通知。

本目录中图片仅供参考。他们可能并不能同产品的所有细节一一对应。

未注明误差范围的产品尺寸规格仅为近似数据。

产品的包装数量是根据建议的订货数量而定。最小订货量请查阅最新价格表。

关于包装规格的说明：本目录中包装规格通常以“数量/包”标识，这里的“包”仅指一个标准包装单位的含义，一个标准包装单位可能是最小的包装单位也可能含有更小的包装单位，具体请咨询BRAND中国的代理商。

我们对打印或印刷错误不负责任。

产品信息与应用支持

想要了解更多产品信息，应用支持或者产品维护，请联系BRAND。



我们的目标

无论从产品的性能还是我们对质量的追求都使得我们的客户最终选择了我们。

我们相信，我们在移液设备，耗材及BLAUBRAND®玻璃体积量仪器上的全球领先地位是客户对我们信任的最好证明。

BRAND这些出色的产品已经在全世界范围内为BRAND赢得尊重与信任。

我们的任务是以公平的价格为客户提供最高品质、最新的移液设备，生命科学产品，玻璃体积量仪器和塑料实验室器具，以及最优质的服务。

简而言之，BRAND是您高性能实验室装备的合作伙伴。



质量哲学

当今严格的科学研究和分析要求最高质量的实验室产品。

BRAND与世界各地的客户一起不断改进和调整我们的产品以应对各种不断变化的应用需求。BRAND的目标是开发和提供能够支持您特殊需求，满足您在性能和舒适度上的要求的实验室设备。

我们的内部研发人员是BRAND品牌质量哲学的基础。最新的生产和计算机技术整合在质量管理和设计领域使我们为客户提供性能尽可能高的产品成为可能。

质量是我们的经营目标

从设计筛选优质的原材料到公司内部与外部授权实验室的质量保证，直到最终产品的诞生，整个过程都受到严格的监控。所有的新产品都经过在不同领域最具代表性的使用者测试。所有新设计都经过仔细评估，来自客户的任何可行的可以提升产品实际表现的建议都尽量采纳。我们拥有负责的员工并运用最新的产品研发技术，我们尽一切努力为客户提供高质量的产品和最公平的价格。

始终如一地提供稳定的实验室设备仅仅是我们追求高质量工作的第一步。

我们同样重视

- 无论客户在哪里都能获得我们的产品
- 快速，无差错订单处理
- 高质量，易理解的技术文档
- 出色的服务
- 亲切的工作人员随时为您解答您的困惑

我们为客户在最公平的价格下提供所有这些服务。

BRAND不仅仅提供杰出的品质，而且是客户及供应商强大而可信赖的合作伙伴。



认证

DIN EN ISO 9001

BRAND的质量管理体积自1993年起得到官方认可。BRAND获得的DIN EN ISO 9001认证保证了BRAND杰出的产品设计在生产与质控中得到延续。此项认证保证了我们客户能从我们这里获得设计与生产都达到最高国际质量标准的产品。

DIN EN ISO 14001

我们相信持续的环境保护与商业发展的需求并不矛盾。我们的商业发展模式以保持可持续发展的未来以及具有前瞻性的产品开发原则为导向，我们相信这可以保证未来世代自由发展与成长的可能性。我们希望产品在生产、使用以及丢弃时都具有安全性。因此，积极主动地环境保护是我们最重视的因素并扎根于我们的理念与我们的商业实践中。

BRAND自1998年起就通过了DIN EN ISO 14001认证。

DKD 校准服务实验室, 根据 ISO/IEC 17025

此授权对于所有DKD认证的设备记录了根据国家及国际标准要求的数据的可追溯性。1998年，BRAND校准实验室根据DIN EN ISO/IEC 17025被授予DKD校准服务实验室权利，针对体积计量设备提供DKD校准服务。作为DKD校准服务实验室，我们能够对移液设备（比如活塞移液器，滴定器，分液器，稀释器），玻璃或塑料体积计量仪器以及玻璃密度瓶提供校准并出具DKD校准证书。





商标检索

accu-jet[®], BIO-CERT[®], BLAUBRAND[®], BRAND[®], BRANDplates[®], cellGrade[™], Dispensette[®], EASYCAL[™], HandyStep[®], hydroGrade[™], immunoGrade[™], inertGrade[™], lipoGrade[™], nano-cap[™], pureGrade[™], QuikSip[™], SafetyPrime[™], seripettor[®], Titrette[®], Transferpette[®], 以及这里描绘的标识设计, 都是 BRAND GMBH + CO KG, 德国的商标。

这里如用到或显示其他的品牌或受保护项, 仅作为参考目的而不申明任何权利。复制的品牌商标是其相应拥有者的财产。