

# 实验室 常用产品

样品制备与储存对实验室器械会有许多要求。针对不同的应用要求，我们提供从玻璃到特殊塑料，比如用于痕量分析的PFA等材质的实验器具。

您需要的品质



## 烧杯，低型

蓝色刻度或者蚀刻刻度。

依照ISO 7056。带刻度，晶圆边缘杯口及流嘴。节省空间的堆叠设计。为确保刻度及印刷标识清晰可辨，清洗温度建议低于60 °C。如需于高压湿热灭菌 (121 °C)，请选择蚀刻刻度型烧杯。



PP材质，高透明度。  
5个/包。

容量 ml	分刻度 ml	高度 mm	最大直径 mm	蓝色刻度 货号	蚀刻刻度 货号
25	5	49	41	894 20	896 20
50	10	60	50	894 28	896 28
100	20	70	59	894 38	896 38
250	50	95	80	894 48	896 48
400*	50	110	92	894 52	896 52
500	50	120	102	894 54	896 54
600*	50	125	103	894 56	896 56
1000	100	147	120	894 62	896 62
2000	200	187	150	894 64	896 64
3000*	200	212	172	894 66	896 66
5000	500	250	204	894 70	896 70

\* 未列于DIN ISO 7056标准



PMP材质，透明。

5个/包 (2000 ml 至 5000 ml: 1个/包)。

容量 ml	分刻度 ml	高度 mm	最大直径 mm	蓝色刻度 货号	蚀刻刻度 货号
25	5	49	41	893 20	895 20
50	10	60	50	893 28	895 28
100	20	70	59	893 38	895 38
250	50	95	80	893 48	895 48
400*	50	110	92	893 52	895 52
500	50	120	102	893 54	895 54
600*	50	125	103	893 56	895 56
1000	100	147	120	893 62	895 62
2000	200	187	150	893 64	895 64
3000*	200	212	172	893 66	895 66
5000	500	250	204	893 70	895 70

\* 未列于DIN ISO 7056标准

## 刻度烧杯，附提手

蓝色刻度或者蚀刻刻度。

PP材质，高透明度。符合人体工程学的把手设计确保安全握持。功能型流嘴可尽可能地减少液体溢溅。为保持刻度及印刷标识清晰可辨，建议最高清洗温度为60 °C。如需于高压湿热灭菌(121 °C)，请选择蚀刻刻度烧杯。

容量 ml	分刻度 ml	高度 mm	最大直径 mm	包装规格	蓝色刻度 货号	蚀刻刻度 货号
50	2	61	50	10	404 28	406 28
100	5	72	60	10	404 38	406 38
250	10	97	80	6	404 48	406 48
500	10	121	102	6	404 54	406 54
1000	20	149	123	6	404 62	406 62
2000	50	189	152	2	404 64	406 64
3000	50	215	172	2	404 66	406 66
5000	100	253	200	2	404 70	406 70



实验室常用产品

## 烧杯，低型

ETFE材质，半透明。具有优秀的抗化学腐蚀能力。晶圆边缘杯口及流嘴。1个/包。

容量 ml	分刻度 ml	高度 mm	直径 mm	货号
25	5	50	32	902 24
50	10	59	39	902 28
100	20	72	50	902 38
250	50	96	67	902 48
400	50	109	77	902 52
500	100	122	88	902 54
600	100	125	91	902 56
1000	100	143	105	902 62



## 烧杯，低型

PFA材质。达ISO 7056标准。蚀刻刻度清晰易读且耐反复使用的磨损。可堆叠设计，节省实验桌面或储存空间。可高压湿热灭菌，清洗方便，可耐受-200 °C至 260 °C 的温度。1个/包。

容量 ml	分刻度 ml	高度 mm	直径 mm	货号
25	5	50	32	901 20
50	10	59	39	901 28
100	20	72	50	901 38
250	50	96	67	901 48
500	100	122	88	901 54
1000	100	141	109	901 62





## 烧杯，低型

PTFE材质。具有优秀的耐热及抗化学腐蚀能力。杯口增强边缘，具流嘴。无刻度。1个/包。

容量 ml	直径 mm	高度 mm	货号
5	20	26	903 05
10	24	33	903 08
25	32	47	903 20
50	43	55	903 28
100	54	68	903 38
150	59	75	903 44
250	66	97	903 48
400	80	125	903 52
500	90	125	903 54
1000	100	155	903 62
2000	125	205	903 64



## 取样勺

PTFE材质。带有增强边缘与流嘴。PTFE提手，含钢芯。额外选购延长杆可加长手柄长度。1个/包。(延长杆，长度 600 mm。1个/包。货号 904 70)

容量 ml	直径 mm	高度 mm	货号
100	55	65	904 38
250	70	95	904 48
500	80	125	904 54
1000	105	155	904 62



## 表面皿

PTFE材质，是PTFE烧杯盖的理想之选。具有优秀的抗化学腐蚀能力。1个/包。

直径 mm	适用于PTFE材质 烧杯规格 ml	货号
20	1	1509 00
30	5 - 10	1509 02
40	25	1509 04
50	50	1509 05
65	100	1509 07
75	150	1509 10
80	250	1509 12
100	400 - 500	1509 15
125	600 - 1000	1509 20
150	2000	1509 22

## 样品管

### 含旋盖

PFA材质旋盖带一体式密封环。于10 ml处有独立的校正环形刻度。可高压湿热灭菌，清洗方便，可耐受-200 °C 至 260 °C 的温度。1个/包。(备用旋盖，PFA材质。1个/包。货号 1292 52)

容量 ml	直径 mm	高度 mm	螺纹	货号
15	22	110	GL 25	7794 20



## 洗气瓶

PFA材质，S40螺口盖。烧结微孔，PTFE材质，孔径约100 μm，针对在液体中收集气体优化，高品质氟塑料品质，使其广泛应用于各种实验操作。1个/包。(用于PFA洗气瓶，S40，参见197页)。

容量 ml	直径 mm	高度 mm	连接管 内径/外径	头 货号	整套洗气瓶 货号
250	55	180	4/6	783 00	783 48
500	75	210	4/6	783 01	783 54
1000	107	249	5/8	783 02	783 62



规格	颜色	货号
NS 10/19	青绿色	556 38
NS 12/21	紫色	556 39
NS 14/23	黄色	556 40
NS 19/26	蓝色	556 42
NS 24/29	绿色	556 44
NS 29/32	红色	556 46
NS 34/35	橙色	556 47
NS 45/40	棕色	556 49

## 锥形接口夹

POM材质。不会刮伤玻璃器皿表面。具有优秀弹性力及稳定性。出色的抗化学腐蚀能力。最高操作温度可达150 °C。1个/包。




规格	货号
NS 10/19	555 60
NS 12/21	555 62
NS 14/23	555 64
NS 19/26	555 69
NS 24/29	555 74
NS 29/32	555 79
NS 34/35	555 84
NS 45/40	555 95

## 锥形接口夹

### 钢质涂层弹簧


PTFE材质。不会刮伤玻璃器皿表面。出色的抗化学腐蚀能力。具有优秀抗性及稳定性。最高操作温度可达200 °C。1个/包。






### 低耗水量

水流结构进行优化, 节水33% (190 L/h, 水压3.5 bar)。



### 恒定终极压力

极限真空16 mbar(水温: 12 °C) 在很宽的水压范围都能达到 (3至6 bar)。



### 高吸力

空气流速约400 升/小时 (大气压, 水温12 °C, 水压3.5 bar)。

## 水喷射滤泵

所泵液体: 水  
总长度: 约为210 mm  
(R3/4" 螺纹, 可与连接管接合)  
重量: 约为33 g  
(R3/4" 螺纹, 可与连接管接合)

- 优秀的抗化学腐蚀能力, 液体管路由PP, FKM 及 PTFE组成。
- 操作温度最高达80 °C。
- 整合的止回阀保证使用安全性。
- 操作简单, 易清洗。
- 可拆卸真空连接。
- 各种接头可简化针对不同水源的连接方式。缩径接头可选。

### 订购信息

水喷射滤泵包括:  
水管接头 (套筒螺帽R 3/4", 径异径内外牙接头R1/2", 水管喷嘴接头外径10-12 mm)。

### 吸管接头:

可拆卸水管喷嘴接头外直径6-9 mm, 附规格为GL14的旋盖。1个/包。

货号	1596 00
----	---------

### 附件

异径内外牙接头, R 3/8"。1个/包。

货号	1596 65
----	---------

异径内外牙接头, M 22 x 1 (起泡器接口)。1个/包。

货号	1596 70
----	---------



## 水喷射滤泵

### BISTABIL

坚固设计。水龙头通过外螺口为GL 18水管接头相连接。吸管接头通过直径为11 mm的水管喷嘴相连接。当水压供给的绝对压力为4.5 bar, 温度为12 °C时:

水消耗约为340升/小时。  
压力极限为16 mbar。  
对大气压力的流速为950升/小时。  
1个/包。

货号	1588 10
----	---------



水管接头, 适用于水喷射滤泵 BISTABIL

GL18螺纹接头, 附有聚丙烯PP材质3/4"的套筒螺帽, R 3/4", 丁腈橡胶(NBR)密封环(O型环, 15 x 3 mm 与10 x 3 mm)。1个/包。

货号	1583 15
----	---------

规格	货号
NS 7/16	1444 05
NS 10/19	1444 10
NS 12/21	1444 15
NS 14/23	1444 20
NS 19/26	1444 25
NS 24/29	1444 30
NS 29/32	1444 35
NS 34/35*	1444 40
NS 45/40*	1444 45
NS 60/46*	1444 46

\* PE-LD材质, 含八角握柄

## 锥形磨口瓶塞

PP材质, 空心, 带有密封环及方形握柄。可121 °C 高压湿热灭菌。1个/包。



规格	货号
NS 10/19	1444 48
NS 14/23	1444 50
NS 19/26	1444 53
NS 24/29	1444 55
NS 29/32	1444 58
NS 34/35	1444 59

## 锥形磨口瓶塞

PTFE 材质。实心, 带有密封钢环及符合人体工程学设计的把手。可耐受温度高达270 °C。1个/包。



规格	货号
NS 7/16	1446 05
NS 10/19	1446 10
NS 12/21	1446 15
NS 14/23	1446 20
NS 19/26	1446 25
NS 24/29	1446 30
NS 29/32	1446 35
NS 34/35	1446 40
NS 45/40	1446 45

## 锥形磨口瓶塞

### BISTABIL

DURAN® 玻璃。依照DIN 12252 标准。空心, 带有滴尖及六角握柄。1个/包。



规格	产品描述	货号
NS 12/21	实心	1445 15
NS 14/23	实心	1445 20
NS 19/26	实心	1445 25
NS 24/29	实心	1445 30
NS 29/32	半实心	1445 35
NS 34/35	半实心	1445 40
NS 45/40	半实心	1445 45

## 锥形磨口瓶塞

硼硅酸盐玻璃。依照DIN 12252 标准。实心或半实心, 带有八角握柄。1个/包。





## 搅拌棒

使用钢轴具有良好的操作性质。抗破损。在搅拌棒无意撞击容器壁时，PP浆叶能极大减少刮伤。1个/包。

螺旋桨，PP材质。PE包被轴。

管径 mm	管长 mm	转子直径 mm	货号
6	380	45	1356 00

螺旋桨，PTFE材质。

管径 mm	管长 mm	转子直径 mm	货号
6	400	40	1342 90
6	500	40	1342 91
9.5	550	60	1342 92
9.5	650	60	1342 93

两片可移动浆叶，PTFE材质。

管径 mm	管长 mm	转子直径 mm	货号
6	400	50	1342 86
6	500	50	1342 87
9.5	550	70	1342 88
9.5	650	70	1342 89

锚形搅拌棒，PTFE材质。

管径 mm	管长 mm	转子直径 mm	货号
6	500	75	1342 96
9.5	550	100	1342 97
9.5	650	140	1343 00

可更换浆叶，PTFE。(请单独订购浆轴与浆叶!)

产品描述	直径 mm	长度 mm	高度 mm	货号
浆轴	6	400	-	1341 26
浆轴	9.5	550	-	1341 28
浆轴	9.5	650	-	1341 29
浆叶，平末端	3	52	14	1342 75
浆叶，平末端	3	76	19	1342 76
浆叶，尖末端	3	65	25	1342 80
浆叶，尖末端	3	75	25	1342 81
浆叶，尖末端	3	105	25	1342 82

## 磁力搅拌子, PTFE 材质

PTFE材质。使用铝镍钴V型磁铁核心，完全包裹于高品质PTFE中，因此具有高磁力，使用寿命长的特点。严格的质控确保了磁力强度，磁芯的位置，表面质量，抗破碎能力以及PTFE层均一的厚度。最高操作温度270 °C。

BRAND提供了几乎可以满足任何需要的磁力搅拌子。粗糙的容器表面或者沉淀会磨损PTFE包裹的表面导致搅拌子的寿命缩短。可以选用减少接触面的搅拌子（例如带中心环的搅拌子）来避免这种情况的发生。

### 储存条件：

为了防止使用铝镍钴V型磁铁核心的搅拌子消磁，搅拌子应随机但成对地储存，不能放置于坚硬的或金属表面。

长度 mm	支杆直径 mm	货号
2.5	2.5	1371 00
3.5	3.5	1371 01
5	2	1371 02
6	3	1371 03
8	3	1371 04
12	4.5	1371 05
7	2	1371 06
8	1.7	1371 07
10	3	1371 08
13	3	1371 09
15	4.5	1371 10
15	1.7	1371 11
10	6	1371 13
15	6	1371 14
20	6	1371 15
25	6	1371 20
30	6	1371 25
35	6	1371 27
40	8	1371 30
45	8	1371 32
50	8	1371 35
57*	27	1371 37
60	9	1371 40
70	9	1371 45
80	9	1371 50
108*	27	1371 55
159*	27	1371 60

\* 平末端, 1个/包。

### 圆柱形

PTFE材质，圆形，表面光滑，通用型应用。  
10个/包。



### 圆柱形，带有中心环

PTFE材质。适用于底面不平整的容器。中心环可降低搅拌子与底面的接触，从而使其处于最佳搅拌位置。10个/包。



长度 mm	支杆直径 mm	轴环直径 mm	货号
8	3	4	1374 04
12	4.5	6	1374 05
15	4.5	6	1374 10
20	6	8	1374 15
25	6	7	1374 20
30	6	7.5	1374 25
35	6	8	1374 27
40	8	8.5	1374 30
45	8	10	1374 32
50	8.5	11	1374 35
60	8.5	11	1374 37
70	8.5	10	1374 45

## 搅拌棒

PTFE材质。末端为刮刀形。1个/包。



长度 mm	支杆直径 mm	货号
150	8	1362 10
200	8	1362 15
250	8	1362 20
300	8	1362 25

## 搅拌棒，含钢芯

PTFE包被钢芯。可随意弯曲；形状可永久维持。圆端。1个/包。



长度 mm	支杆直径 mm	货号
100	6	1363 05
150	6	1363 10
200	6	1363 15
250	6	1363 20
300	6	1363 25
350	6	1363 30
400	6	1363 35



## 称量盘，方形

增强型PS材质，抗静电。轻质扁平设计。适合用于称量。壁厚约为0.2 mm。500个/包。

容量 ml	长度 mm	宽度 mm	高度 mm	货号
7	45	45	7	1555 40
100	84	84	24	1555 42
250	140	140	21	1555 44



## 称量盘，菱形

增强型PS材质，抗静电。轻质扁平设计。适合用于称量。壁厚约为0.2 mm。500个/包。(100 ml: 250个/包)。

容量 ml	长度 mm	宽度 mm	高度 mm	货号
25	70	45	12	1555 46
30	80	56	14	1555 48
100	120	90	17	1555 50

## 样品罐，含旋盖

PFA材质。用于样品收集、运输与储存。PFA材质旋盖带一体式密封环确保出色的密封效果。可高压湿热灭菌，清洗方便，可耐受-200 °C 至 260 °C 的温度。1个/包。

容量 ml	高度 mm	直径 mm	螺纹	货号
30	54	38	GL 40	620 05
60	90	38	GL 40	620 10
90	62	54	GL 56	620 15
180	112	54	GL 56	620 20



螺纹	货号
GL 40	1292 54
GL 56	1292 56

备用旋盖，适用于PFA材质样品罐  
PFA材质。1个/包。

## 螺口试剂瓶

钠钙玻璃(棕色)。旋盖，PP材质，倾倒环，PE-LD材质。底座为正方形，利于节省空间。丙烯酸酯包被可选。覆膜将试剂瓶紧密包裹，如同保护层。1个/包。

合成材质涂层，提供更好的防护！

丙烯酸酯就像皮肤一样包裹着玻璃瓶。假如试剂瓶碎裂损坏，可极大程度地降低危害。膜包被瓶最高操作温度可达80 °C。为保护包膜，清洗温度建议低于60 °C。

容量 ml	宽度 mm	高度 mm	螺纹	包被 货号	未包被 货号
100	50	125	GL 32	7040 02	7040 12
250	65	160	GL 32	7040 04	7040 14
500	80	195	GL 32	7040 06	7040 16
1000	95	230	GL 45	7040 08	7040 18
2500*	140	300	GL 45	7040 10	7040 20

\* 圆柱形





## 斜肩瓶，窄口

PP材质。可更换瓶塞，标准磨口（PP材质，方形）。5000ml规格有附加提手。10000ml规格两侧有附加提手。

容量 ml	规格	直径 mm	高度 mm	包装规格	货号
100	NS 14/23	52	106	10	1298 38
250	NS 19/26	70	136	10	1298 48
500	NS 24/29	76	172	10	1298 54
1000	NS 29/32	106	209	10	1298 62
2000	NS 29/32	131	255	6	1298 64
5000*	GL 45	175	325	1	1298 70
10000*	GL 63	222	394	1	1298 74

\* 含旋盖



## 斜肩瓶，广口

PP材质。标准磨口接头替换瓶塞（PE材质，八角形）。

容量 ml	规格	直径 mm	高度 mm	包装规格	货号
100	NS 29/32	52	106	10	1299 38
250	NS 34/35	70	136	10	1299 48
500	NS 45/40	76	172	10	1299 54
1000	NS 60/46	106	209	10	1299 62
2000	NS 60/46	131	255	6	1299 64



## 窄口瓶

PP材质，半透明。坚固。高品质试剂瓶，含旋盖及一体式密封环。可于121°C 高压湿热灭菌。10个/包 (1000 ml 与 2000 ml: 5个/包)。

容量 ml	直径 mm	高度 mm	瓶颈内径 mm	货号
30	32	67	16	1285 20
60	40	79	16	1285 28
125	50	103	21	1285 38
150	50	117	21	1285 42
250	60	140	21	1285 48
500	75	160	21	1285 54
1000	90	200	21	1285 62
2000	120	237	34	1285 64

## 广口瓶

PP材质，半透明。坚固。高品质试剂瓶，含旋盖及一体式密封环。可于121°C 高压湿热灭菌。10个/包 (1000 ml与2000 ml: 5个/包)。

容量 ml	直径 mm	高度 mm	瓶颈内径 mm	货号
60	40	82	26	1286 28
150	50	105	26	1286 42
250	60	141	34	1286 48
500	75	161	44	1286 54
1000	90	207	53	1286 62
2000	120	243	53	1286 64



## 窄口瓶

PE-LD材质，柔软有弹性，半透明。经济的多用途瓶。含/不含旋盖。

容量 ml	直径 mm	高度 mm	螺纹	包装规格	含盖 货号	无盖 货号
10	26	50	GL 14	100	1294 08	1290 08
20	31	58	GL 14	100	1294 16	1290 16
30	34	66	GL 14	100	1294 24	1290 24
50	39	85	GL 18	100	1294 28	1290 28
100	45	106	GL 18	50	1294 38	1290 38
250	59	140	GL 25	50	1294 48	1290 48
500	75	180	GL 25	50	1294 54	1290 54
1000	94	212	GL 28	25	1294 62	1290 62
2000	117	264	GL 28	25	1294 64	1290 64



螺纹	包装规格	货号
GL 14	100	1292 00
GL 18	50	1292 02
GL 25	50	1292 04
GL 28	25	1292 06

旋盖，适用窄口瓶，PE-LD材质

## 窄口瓶，棕色

PE-LD材质，不透明。适用于储存光敏感试剂。带旋盖。1个/包。

容量 ml	直径 mm	高度 mm	螺纹	货号
50	39	85	GL 18	1302 28
100	45	106	GL 18	1302 38
250	59	140	GL 25	1302 48
500	75	180	GL 25	1302 54
1000	94	212	GL 28	1302 62
2000	117	264	GL 28	1302 64





## 广口瓶

PE-LD材质，柔软有弹性，透明。含/不含旋盖。

容量 ml	直径 mm	高度 mm	螺纹	包装规格	含盖 货号	无盖 货号
50	38	80	GL 32	100	1296 28	1293 28
100	48	94	GL 32	50	1296 38	1293 38
250	62	126	GL 40	50	1296 48	1293 48
500	76	155	GL 50	50	1296 54	1293 54
1000	93	208	GL 65	25	1296 62	1293 62
2000	120	246	GL 65	25	1296 64	1293 64

螺纹	包装规格	货号
GL 32	25	1292 08
GL 40	25	1292 10
GL 50	25	1292 12
GL 65	25	1292 14

旋盖，适用于广口瓶，PE-LD材质



## 广口方形瓶

PE-HD材质，半透明。旋盖带密封环。PP材质，蓝色，所用颜料不含镉。附有显启密封及脱套自留环。方形瓶底，有利于节省空间。1个/包。

容量 ml	长度 mm	宽度 mm	高度 mm	螺纹	货号
100	45	45	101	GL 32	1304 12
250	60	60	127	GL 45	1304 14
500	75	75	161	GL 54	1304 18
1000	85	85	210	GL 54	1304 22
1500	111	111	209	GL 80	1304 24
2500	122	122	258	GL 80	1304 26
4000	142	142	294	GL 80	1304 28

螺纹	货号
GL 32	1303 20
GL 45	1303 22
GL 54	1303 24
GL 80	1303 26

备用旋盖，适用于广口瓶  
PP材质。1个/包。

## 广口瓶

PTFE材质。具有出色的抗化学腐蚀能力及耐热性。坚固、厚壁设计。含旋盖。1个/包。



容量 ml	直径 mm	高度 mm	瓶颈内径 mm	货号
5	22	35	10	1305 05
10	26	50	12	1305 08
25	33	61	19	1305 20
50	43	76	25	1305 28
100	52	88	35	1305 38
150	60	90	35	1305 44
250	67	120	42	1305 48
500	80	150	52	1305 54
1000	100	185	57	1305 62
2000	120	240	60	1305 64

## 广口试剂瓶

PFA材质。高品质试剂瓶，专门针对溶剂与标准品（痕量分析）的储存而设计。PFA材质的旋盖内含一体式密封圈与斜方螺纹。可高压湿热灭菌，清洗方便，可耐受-200 °C 至 260 °C 的温度。1个/包。

容量 ml	直径 mm	高度 mm	螺纹	货号
250	61	150	S 40	1287 48
500	76	179	S 40	1287 54
1000	96	217	S 40	1287 62
2000	130	245	S 40	1287 64
2500	130	290	S 40	1287 68
5000	175	320	S 40	1287 70

螺纹	货号
S 40	1292 62

零备旋盖，适用于PFA材质广口瓶  
PFA材质。1个/包。



## 窄口试剂瓶

PFA材质。高品质试剂瓶，专门针对溶剂与标准品（痕量分析）的储存而设计。PFA材质的旋盖内含一体式密封圈与斜方螺纹。可高压湿热灭菌，清洗方便，可耐受-200 °C to 260 °C 的温度。1个/包。

容量 ml	直径 mm	高度 mm	螺纹	货号
50	37	86	S 28	1289 28
100	45	120	S 28	1289 38
250	61	160	S 28	1289 48
500	76	190	S 28	1289 54
1000	96	240	S 28	1289 62

螺纹	货号
S 28	1292 60

零备旋盖，适用于PFA材质的窄口瓶  
PFA材质。1个/包。



## 窄口试剂瓶

工业级PFA，ETFE旋盖。这些瓶子以及组件由再生PFA材料制成。试剂瓶的物理性质及对化学腐蚀的耐受性不逊色于高纯度的PFA材料。1个/包。

容量 ml	直径 mm	高度 mm	螺纹	货号
50	37	90	GL 18	1304 80
100	45	114	GL 18	1304 82
250	61	157	GL 25	1304 84
500	76	189	GL 25	1304 86
1000	96	233	GL 32	1304 88

螺纹	货号
GL 18	1292 70
GL 25	1292 72
GL 32	1292 74

零备旋盖，适用于工业级PFA材质的窄口瓶  
ETFE材质。1个/包。





## 洗瓶

### 无排气阀

PE-LD材质。柔软有弹性。广口。容量 250 ml 与 500 ml。高品质洗瓶带喷管及密封圈。大开口便于补液。瓶身上用英语（附产品CAS号与NFPA码）与德语（附产品NFPA码）注明可使用试剂名称及基本安全声明。5个/包。

### 带排气阀 (金属球)

只有蒸馏水与有机溶剂型；避免由于压力过高导致泄漏。

溶剂	瓶盖颜色塞	无排气阀		带排气阀	
		250 ml 货号	500 ml 货号	250 ml 货号	500 ml 货号
蒸馏水	白色	1440 78	1440 84	1440 18	1440 24
丙酮	红色	1440 79	1440 85	1440 19	1440 25
甲醇	绿色	1440 80	1440 86	1440 20	1440 26
异丙醇	蓝色	1440 81	1440 87	1440 21	1440 27
乙醇	橙色	1440 82	1440 88	1440 22	1440 28
中性	黄色	1440 83	1440 89	-	-



## 洗瓶

### 带可更换洗瓶头

PE-LD材质，柔软有弹性。可拆卸螺口洗瓶头。可调节喷管长度。50个/包(1000 ml: 25个/包)。

### 螺口洗瓶头

螺纹	包装规格	货号
GL 18	50	1292 20
GL 25	50	1292 22
GL 28	25	1292 24

容量 ml	直径 mm	整体高度 mm	螺纹	货号
100	45	196	GL 18	1441 38
250	59	240	GL 25	1441 48
500	75	279	GL 25	1441 54
1000	94	322	GL 28	1441 62



## 洗瓶，窄口

工业级PFA，ETFE旋盖，FEP吸管。这些瓶子以及组件由再生PFA材料制成。吸管开口可以剪大。可耐受高温及化学腐蚀。1个/包。

容量 ml	直径 mm	高度 mm	螺纹	货号
250	61	157	GL 25	1438 48
500	76	189	GL 25	1438 54
1000	96	233	GL 32	1438 62

螺纹	货号
GL 25 - 带FEP吸管	1292 73
GL 32 - 带FEP吸管	1292 75

### 零备洗瓶头

ETFE材质。1个/包。

## 滴瓶，附滴管

钠钙玻璃。可更换磨口塞带有胶头滴管。1个/包。

容量 ml	直径 mm	整体高度 mm	产品描述	货号
50	45	130	透明玻璃	1246 33
100	55	150	透明玻璃	1246 39
50	45	130	棕色玻璃	1245 29
100	55	150	棕色玻璃	1245 39

### 橡胶滴头

天然橡胶材质 (NR)。适合所有规格滴管。  
100个/包。

货号	1247 00
----	---------

## 滴瓶

PE-LD材质。柔软有弹性。可拆卸旋盖带滴嘴及相连的滴嘴盖。

容量 ml	直径 mm	整体高度 mm	螺纹	包装规格	货号
20	31	88	GL 14	100	1252 16
30	34	96	GL 14	100	1252 24
50	39	115	GL 18	100	1252 28
100	45	136	GL 18	50	1252 38
250	59	170	GL 25	50	1252 48
500	75	209	GL 25	50	1252 54
1000	94	240	GL 28	25	1252 62

### 滴嘴盖，PE-LD材质

螺纹	包装规格	货号
GL 14	100	1292 30
GL 18	50	1292 32
GL 25	50	1292 34
GL 28	25	1292 36

## 滴瓶

PTFE材质。柔软有弹性。具有优秀的抗化学腐蚀能力。旋盖带滴嘴。1个/包。

容量 ml	直径 mm	高度 mm	货号
25	33	93	1253 16
50	43	100	1253 28





## 喷壶

PE-HD材质。通过旋转喷嘴，可改变喷出液体形态，由细雾转变为水柱。5个/包。

容量 ml	货号
400	1441 80
850	1441 90



## 吸气瓶，含下水阀

PE-HD材质。带旋盖及塑料把手(25和50 l规格附有2个把手)。附有PP材质下水阀，3/4"的接头。1个/包。

容量 l	直径 mm	高度 mm	瓶颈内径 mm	货号
5	165	335	45	1311 70
10	210	420	54	1311 74
25	275	540	54	1311 84
50	365	600	54	1311 90

### 零备下水阀

适用于所有型号。含PP材质接头和2个FKM材质密封圈。1个/包。

货号	1311 00
----	---------



## 储存瓶

### 窄口

PE-HD 材质。窄口。带旋盖及把手(25和50 l规格附有2个把手)。1个/包。

容量 l	直径 mm	高度 mm	瓶颈内径 mm	货号
5	165	335	45	1308 70
10	210	420	54	1308 74
25	275	540	54	1309 84
50	365	600	54	1309 90

## 储存瓶

广口

PE-HD材质。带旋盖及把手。1个/包。

容量 l	直径 mm	高度 mm	瓶颈内径 mm	货号
5	165	320	85	1309 70
10	210	395	120	1309 74



## 方形储存罐

PE-HD材质。带旋盖及螺口接头流嘴。1个/包。

容量 l	长度 mm	宽度 mm	高度 mm	货号
5	260	130	260	1316 60
10	260	140	415	1316 62
20	330	165	470	1316 64



## 桶

PE-HD材质。含或不含按压盖可供选择。有刻度及把手。无流嘴。1个/包。(请单独选购按压盖!)

容量 l	高度 mm	货号
5	240	717 72
10	300	717 74

按压盖，适用于PE-LD材质的水桶

PE-LD材质。1个/包。

用于水桶 l	货号
5	717 71
10	717 76



## 桶

PP材质。有流嘴，带有增强边缘及把手。1个/包。

容量 l	高度 mm	货号
12	300	723 76
15	340	723 78



## 托盘 ( 显影盘 )

PP材质, 白色。螺纹底部可增加稳定性, 带有增强边缘, 侧壁微微倾斜。可堆叠, 可121 °C 高压湿热灭菌。1个/包。



长度 mm	宽度 mm	高度 mm	货号
225	180	45	1566 40
300	240	70	1566 42
370	310	75	1566 44
510	410	120	1566 46
625	530	140	1566 48
840	645	160	1566 50



## 收纳托盘

PVC材质。可作为收纳盒的方便托盘。可用于放置磁力搅拌子等。1个/包。

格子数目	长度 mm	宽度 mm	高度 mm	货号
5	402	302	60	7685 05
12	402	302	60	7685 10



## 冰盒

耐用的, 坚固的聚氨酯材质。用于实验过程中保持低温环境。出色的隔热性能。稳固的、八角形设计增加其稳定性。带一体式把手的锥形侧壁及平盖, 便于操作与储存。可进行化学性消毒。操作温度范围: -196 °C 至 95 °C。1个/包。

容量 l	长度 mm	宽度 mm	高度 mm	货号
4.5	330	280	180	1561 00

## 移液管冲洗设备

通过反复的虹吸漂洗，可靠、温和地清洗移液管。供水管接头，外径12 mm。完整的移液管清洗系统包括移液管清洗器，移液管浸泡罐及移液管篮。请分开选购每个组件。

### 移液管冲洗器

PE-HD材质。使用时，将水流流速调节为2升/分。1个/包。

适用于长度为.....的移液管 mm	容量 l	内径 mm	底座直径 mm	高度 mm	货号
460	13	150	315	740	291 20
600	17	150	315	1000	291 25

### 浸泡罐

PE-HD材质。1个/包。

适用于长度为.....的移液管 mm	容量 l	内径 mm	底座直径 mm	高度 mm	货号
460	10	150	240	510	292 10
600	12.5	150	240	660	292 15

### 移液管篮

PE-HD材质。1个/包。

适用于长度为.....的移液管 mm	高度 (含柄) mm	底座直径 mm	篮高 mm	货号
360	495	145	280	290 05
460	645	145	280	290 10
600	870	145	280	290 15

## 移液管罐

有盖

PP材质，盖子为PE-HD材质。可防止灰尘进入，用于存放最大长度为400 mm的移液管。1个/包。

底座直径 $\varnothing$ mm	高度 mm	内径 mm	货号
130	430	83	288 00





## 沥水架

PS材质。一体式集水槽。可按照需要对挂钩进行拆装。挂钩孔在沥水架背面为封闭的，以防止水滴流向墙壁。可以放置最大容量为250ml的刻度量筒或1000ml的烧杯。提供排水管及壁挂架。宽度 450 mm，高度 630 mm，包括72个挂钩（直径16 mm，长度120 mm）。1个/包。

货号	951 05
----	--------



## 特种挂钩

适用于沥水架

PS材质。特种挂钩专为放置窄口或小型容器，例如，试管、小体积容量瓶或刻度量筒。外径 6 mm，长度 120 mm。11个/包。

货号	951 11
----	--------



## 移液管托盘

PVC材质。实用的移液管托盘，可放置任何规格的移液管。长度 280 mm，宽度 220 mm，高度 29 mm。1个/包。

货号	283 00
----	--------



## 移液管托盘

PVC材质。收纳盒。含4个分区，可放置约30根的刻度移液管(1-20 ml)。长度 420 mm，宽度 300 mm，高度 30 mm。1个/包。

货号	283 05
----	--------



## 移液管托盘

PVC材质。含9个长方形分区，于一侧有开口，用于放置小量程移液管。长度 355 mm，宽度 300 mm，高度 45 mm。1个/包。

货号	7685 15
----	---------

## 移液管架

PP材质。可以放置任意规格的94支移液管。旋转式，底部有额外旋转台，用于保护移液管管尖。可放置所有型号的刻度型及单刻度型移液管。底座有镶边，用于收集残留的水滴。直径 230 mm，高度 450 mm。1个/包。



货号	309 00
----	--------