

Manipulación precisa bajo el microscopio.  
El auxiliar de pipeteado micro-classic.




# micro-classic

F I R S T C L A S S · B R A N D

El examen microscópico exige un máximo nivel de concentración. Por tanto debería trabajarse con aparatos confortables y fiables.

Gracias a su forma ergonómica y su manejo sencillo, el auxiliar de pipeteado micro-classic ofrece el confort necesario para este trabajo agotador. Especialmente en el laboratorio IVF es un compañero fiable. El auxiliar de pipeteado micro-classic. De BRAND.



micro-classic  
seguro, ligero y fácil de manejar



# micro-classic

Seguro, ligero y fácil de manejar.

- Manejo sencillo, ajuste preciso del volumen.
- Especialmente adecuado para aplicaciones en el laboratorio IVF y en laboratorio clínico.
- Para micropipetas desechables aforadas y otras pipetas de pequeño volumen hasta 1 ml (por ej. pipetas mezcladoras de sangre).
- Disminución del riesgo de infección al trabajar con material infeccioso.
- El adaptador y la manguera de aspiración son esterilizables en autoclave a 121 °C.

## Manejo sencillo y seguro:

1. Colocar la pipeta.
2. Aspirar el líquido.
3. Expulsar el líquido.



## Auxiliar de pipeteado micro-classic

Con 2 mangueras de recambio.  
1 unidad por embalaje.

ref. 259 00

## Adaptador de recambio con manguera de aspiración

3 unidades por embalaje.

ref. 259 31



## Micropipetas desechables intraMARK

### BLAUBRAND®, certificadas de conformidad, con aforo

DIN ISO 7550. Certificadas de conformidad a partir de 5 µl, según la ley alemana de pesas y medidas. Ajustadas por contenido 'In'. Código de color según ISO para una identificación clara. Marcado CE según las directrices IVD 98/79 CE. 1000 unidades por embalaje (4 botes con 250 unidades por bote). 200 µl: 800 unidades por embalaje (4 botes con 200 unidades por bote).

aforo(s) a µl	código de color	longitud mm	exactitud ≤ ± %	reproducibilidad ≤ %	ref.
1/2/3/4/5*	blanco	125	0,30	0,6	7087 07
10	naranja	125	0,25	0,5	7087 09
20	negro	125	0,25	0,5	7087 18
25	2 x blanco	125	0,25	0,5	7087 22
20 + 40	2 x rojo	125	0,25	0,5	7087 28
40	2 x rojo	125	0,25	0,5	7087 27
50	verde	125	0,25	0,5	7087 33
50 + 100	azul	125	0,25	0,5	7087 45
100	azul	125	0,25	0,5	7087 44
200	rojo	125	0,25	0,5	7087 57

\* certificada de conformidad para el aforo de 5 µl

BRAND® y BLAUBRAND® son marcas de BRAND GMBH + CO KG, Alemania.

Mediante nuestros documentos técnicos, pretendemos informar y asesorar a nuestros clientes. No obstante, la transferibilidad de los valores empíricos y resultados generales bajo condiciones de test en el caso concreto de aplicación dependerá de diversos factores que no podemos incluir. Por ello, rogamos comprendan que no se puede derivar exigencia alguna de nuestro asesoramiento. Por tanto, deberá comprobar por sí mismo la transferibilidad con gran minuciosidad.

Reservado errores y el derecho de realizar modificaciones técnicas.

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany  
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-236 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

