

PCR板 PCR 仪的兼容性

下表显示了哪种BRAND的PCR产品兼容您的PCR仪。我们会根据生产商以及客户的反馈不断更新此表。您可以申请我们免费的PCR板试用装来确认其与您的PCR仪的兼容性。

	无裙边								半裙边						半-升裙边		全裙边							
	781411	781412	781415	781416	781366	781367	781368	781369	781350	781354	781400	781357	781364	781371	781372	781375	781376	781373	781374	781377	781378	781345	781346	781358
带封板膜的套装				x ¹⁾		x ²⁾						x ³⁾	x ⁴⁾		x ⁵⁾		x ⁶⁾							
白色	x		x		x		x		x	x		x		x		x		x		x				x
孔数	24		48		96		96		96	96		96		96		96		96		96		384		384
标准容量	x		x				x		x	x				x		x				x				
低容					x							x		x			x		x					
切角位置					H12		A12		H12	H12		H12		A12		A12	A1		H1		A24+P24		A24	A24+P24
Agilent Technologies																								
AriaMx					●														●					
Analytik Jena																								
Flex Cycler ² 96 Series						●		●		●						●								
Flex Cycler ² Twin 48			●					●																
Flex Cycler 384 Series																							●	
Speed Cycler ² SPR								●		●						●							●	
qTower 2.0 und 2.2							●		●		●		●			●								
qTower ³ /qTower ³ touch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
qTower ³ 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
APPLIED BIOSYSTEMS®																								
2700/2720	●	●			●		●		●	●					●						●			●
3100	●	●			●		●		●						●								●	
3130	●	●			●		●		●						●								●	
3500																								
3700	●	●			●		●		●						●						●		●	
3730/ 3730xl	●	●			●		●		●						●								●	
9600	●	●			●		●		●	●					●							●		●
9700	●	●			●		●		●	●					●							●		●
9800 Fast																	●							
5700	●	●			●		●		●						●									
7000	●	●			●		●		●					●		●								
7300	●	●			●		●		●					-		-								
7500	●	●		●	●		●		●								●						●	
7700	●	●			●		●		●						●		●						●	
7900 HT							●		●								●						●	
7500 Fast																	●							
Quant Studio™ 6 384-well																						●		
Quant Studio™ 96-well																●								
Quant Studio™ 96-well fast					●												●							
Step One Plus																	●						●	
Veriti 0.2 ml																●							●	
Veriti 0.1 ml																	●						●	
ViiA™ 7					●												●						●	
AMERSHAM® Bioscience																								
MegaBace® 500																			●					
MegaBace® 1000																			●					
MegaBace® 4000																			●		●			●
BECKMAN®																								
CEQ							●												●					●
MegaBace® 4000																			●		●			●

● = 兼容 - = 不兼容 □ = 无信息

带封板膜781391的PCR板膜套装: ¹⁾ 781230 ²⁾ 781231 ³⁾ 781365 ⁴⁾ 781232 ⁵⁾ 781234 ⁶⁾ 781233

	无裙边								半裙边				半-升裙边		全裙边											
	781411	781412	781415	781416	781366	781367	781368	781369	781350	781354	781400	781357	781364	781371	781372	781375	781376	781373	781374	781377	781378	781345	781346	781358		
带封板膜的套装					x ¹⁾		x ²⁾						x ³⁾	x ⁴⁾		x ⁵⁾		x ⁶⁾								
白色	x		x			x		x		x		x		x		x		x		x					x	
孔数	24		48		96		96		96		96		96		96		96		96		96		384		384	
标准容量	x		x				x		x		x				x											
低容					x								x	x			x		x							
切角位置					H12		A12		H12		H12		H12	A12	A12		A1		H1		A24+P24		A24		A24+P24	
BIOMETRA® Analytik Jena AG																										
Uno	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uno II	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
T1 Thermal Cycler	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tgradient	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tprofessional	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trobot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TOne 96/96 G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tadvanced 96/96 G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tadvanced 96 S/96 SG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tadvanced 384/384 G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Tadvanced Twin 48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRIO 48/ 48 G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BIORAD®/MJ RESEARCH®																										
CFX 96 Touch™					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CFX 96 Connect™					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CFX Automated System II																										
T100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Genecycler							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
C1000/ C1000 touch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTC 100																										
PTC-200 DNA-Engine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTC-220 DNA-Eng. Dyad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTC-221 Dyad-Disciple	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTC-225 DNA-Tetrad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTC-240 DNA-Tetrad 2																										
Base Station																										
iCycler	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MyCycler	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MyiQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
iQ4							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
iQ5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CFX96					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chromo 4																										
Opticon					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opticon 2					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opticon 4					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Biotype GmbH																										
Modaplex					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corbett Research																										
Palm Cycler 96															●	●										
Palm Cycler 384							●	●	●	●															●	●
Eppendorf®																										
Mastercycler® Gradient	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mastercycler® Nexus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mastercycler® ep	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mastercycler®					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mastercycler® M384																							●	●	●	●
Mastercycler pro 384																									●	●
Mastercycler® ep Realplex					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = 兼容 - = 不兼容 □ = 无信息

带封板膜781391的PCR板膜套装: ¹⁾ 781230 ²⁾ 781231 ³⁾ 781365 ⁴⁾ 781232 ⁵⁾ 781234 ⁶⁾ 781233

	无裙边					半裙边					半-升裙边		全裙边											
	781411	781412	781415	781416	781366	781367	781368	781369	781350	781354	781400	781357	781364	781371	781372	781375	781376	781373	781374	781377	781378	781345	781346	781358
带封板膜的套装					x ¹⁾	x ²⁾						x ³⁾	x ⁴⁾		x ⁵⁾		x ⁶⁾							
白色		x		x		x		x			x	x		x		x		x		x				x
孔数	24		48		96		96		96	96		96		96		96		96		96		384		384
标准容量		x		x			x		x	x					x									
低容						x						x		x			x		x					
切角位置					H12		A12		H12	H12		H12		A12		A12	A1		H1		A24+P24		A24	A24+P24
Ericomp																								
Single Block	●		●		●		●		●						●									
Twin Block	●		●		●		●		●						●									
Power Block					●		●		●				●		●									
Delta Cycler	●		●		●		●		●				●		●									
Esco																								
Swift							●																	●
Flexi																								
Gene							●												●					●
Genius							●												●					
G-Storm																								
GS1/ GS4/ GSX					●		●						●		●									
Labnet																								
MultiGene™ OptiMax							●								●									
Thermo Hybaid																								
Multi Block System	●		●		●		●		●	●		●		●		●		●		●	●	●	●	●
Omnigene	●		●		●		●		●	●		●		●		●		●		●	●	●	●	●
Omn-E	●		●		●		●		●	●		●		●		●		●		●	●	●	●	●
PCR-Express	●		●		●		●		●	●		●		●		●		●		●	●	●	●	●
PCR-Sprint	-		-		●		●		-	-		●		●		●		●		●	●	●	●	●
pxe	●		●		●		●		●	●		●		●		●		●		●	●	●	●	●
px2	●		●		●		●		●	●		●		●		●		●		●	●	●	●	●
Touchdown	●		●		●		●		●	●		●		●		●		●		●	●	●	●	●
MWG®																								
Primus 96	●		●		●		●		●	●		●		●		●		●		●	●	●	●	●
Primus 384																					●		●	●
The Q LifeCycler					●		●																	
PCRmax																								
Alpha Cycler 1					●		●								●		-		●					
Alpha Cycler 2					●		●								●		-		●					
Alpha Cycler 4					●		●								●		-		●					
PEQLAB®																								
peqStar 96	●		●		●		●		●	●		●		●		●		●		●	●	●	●	●
peqSar 96X Universal	●		●		●		●		●	●		●		●		●		●		●	●	●	●	●
peqSar 96X Univ. Gradient	●		●		●		●		●	●		●		●		●		●		●	●	●	●	●
peqStar 96X HPL	●		●		●		●		●	●		●		●		●		●		●	●	●	●	●
peqStar 96X HPLGradient	●		●		●		●		●	●		●		●		●		●		●	●	●	●	●
peqStar 384X HPL																					●		●	●
Roche®																								
LightCycler® 480												●												●
STRATAGENE®																								
Robocycler	●		●		●		●		●	-					●				●		●			
Robocycler Gradient					●		●						●		●				●					
Mx 3000	●		●		●		●		●						●									
Mx 3000 P					●		●								●									
Mx 3005 P					●		●								●									
Mx 4000	●		●		●		●		●						●									
TaKaRa®																								
TP2400																				●		●		
TP3000	●		●		●		●		●						●				●		●			

● = 兼容 - = 不兼容 □ = 无信息

带封板膜781391的PCR板膜套装: ¹⁾ 781230 ²⁾ 781231 ³⁾ 781365 ⁴⁾ 781232 ⁵⁾ 781234 ⁶⁾ 781233

	无裙边								半裙边						半-升裙边		全裙边									
	781411	781412	781415	781416	781366	781367	781368	781369	781350	781354	781400	781357	781364	781371	781372	781375	781376	781373	781374	781377	781378	781345	781346	781358		
带封板膜的套装					x ¹⁾	x ²⁾						x ³⁾	x ⁴⁾		x ⁵⁾		x ⁶⁾									
白色		x		x		x		x			x		x		x		x		x		x				x	
孔数	24		48		96		96		96		96		96		96		96		96		96		384		384	384
标准容量	x		x				x		x		x				x											
低容					x							x		x			x		x							
切角位置					H12		A12		H12		H12		H12		A12		A12		A1		H1		A24+P24		A24	A24+P24
TECHNE®																										
TC-412	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Flexigene	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Genius	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Genius Quad					●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
TC-512	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Touchgene Gradient							●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
Touchgene X					●						●					●				●				●		●
Prime																									●	
Prime Elite																									●	
Prime Elite Satellite																									●	
PrimeG																									●	
TC-3000X	●		●						●		-														-	
Quantica																										
Cyclogene					●		●							●		●				●						
TRANSGENOMIC®																										
Wave System																					●					●
VWR																										
XT ⁹⁶	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		-					
UNO ⁹⁶	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●					
UNO ⁹⁶ Gradient	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●					
UNO ⁹⁶ HPL	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●					
UN ⁹⁶ HPL Gradient	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●					
UNO ³⁸⁴ HPL																							●			●

● = 兼容 - = 不兼容 □ = 无信息

0123 更新

带封板膜781391的PCR板膜套装: ¹⁾ 781230 ²⁾ 781231 ³⁾ 781365 ⁴⁾ 781232 ⁵⁾ 781234 ⁶⁾ 781233

BRAND® 以及这里描绘的标识设计, 都是 BRAND GMBH + CO KG, 德国的商标。
以下显示的品牌或商标是其相应拥有者的财产:

引用品牌/商标列表

Agilent®
AMERSHAM®
APPLIED BIOSYSTEMS®
AriaMx®
BECKMAN®
BIOMETRA®
BIORAD®
Eppendorf®
LightCycler®
Mastercycler®

持有者

Agilent Technologies, Inc., 美国
GE HEALTHCARE LIMITED, 英国
Applied Biosystems LLC, 美国
Agilent Technologies, Inc., 美国
Beckman Coulter, Inc., 美国
Biometra Biomedizinische Analytik GmbH, 德国
BIO-RAD LABORATORIES GMBH, 德国
Eppendorf AG, 德国
Roche Diagnostics GmbH, 德国
Eppendorf AG, 德国

引用品牌/商标列表

MegaBace®
MJ RESEARCH®
MWG®
PEQLAB®
Roche®
STRATAGENE®
TaKaRa®
TECHNE®
TRANSGENOMIC®

持有者

GE Healthcare Bio-Sciences AB, 英国
BIO-RAD LABORATORIES, INC., 美国
MWG BIOTECH AG, 德国
PEQLAB Biotechnologie GmbH, 德国
F. Hoffmann-La Roche AG, 瑞士
Agilent Technologies, Inc., 美国
TAKARA SHUZO CO., LTD., 日本
TECHNE INCORPORATED, 美国
Transgenomic, Inc., 美国

BRAND GMBH + CO KG

P.O. Box 1155 | 97861 Wertheim | Germany
T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de