

Plaques PCR

Compatibilité avec les thermocycleurs

Un coup d'œil sur le tableau vous permet de voir quelles plaques PCR BRAND sont compatibles avec votre thermocycleur. Nous pouvons actualiser le tableau en permanence grâce aux informations du fabricant et aux commentaires de nos clients. Demandez un exemplaire gratuit de nos plaques PCR sur www.brand.de afin de pouvoir vérifier la compatibilité avec votre appareil.

	sans cadre								demi-cadre						d.-c.s.*		cadre complet								
	781411	781412	781415	781416	781366	781367	781368	781369	781350	781354	781400	781357	781364	781371	781372	781375	781376	781373	781374	781377	781378	781345	781346	781358	
Disponible dans un lot avec film				x ¹⁾		x ²⁾						x ³⁾	x ⁴⁾		x ⁵⁾		x ⁶⁾								
Coloration blanche		x		x		x		x			x	x		x		x		x		x					x
Nombre de puits	24	48	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	384	384	384	384	384	
Puits standard	x	x					x	x			x				x										
Puits Low Profile					x							x	x				x		x						
Coin coupé					H12	A12		H12		H12	H12	A12	A12				A1		H1		A24+P24	A24		A24+P24	
Agilent Technologies																									
AriaMx					●														●						
Analytik Jena																									
Flex Cyclers ² 96 Series						●		●		●						●									
Flex Cyclers ² Twin 48		●						●																	
Flex Cyclers ² 384 Series																							●		
Speed Cyclers ² SPR							●		●		●					●									
qTower 2.0 und 2.2							●		●		●					●									
qTower ³ /qTower ³ touch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
qTower ³ 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
APPLIED BIOSYSTEMS®																									
2700/2720	●	●			●	●	●	●	●	●					●						●			●	
3100	●	●			●	●	●	●	●	●					●							●		●	
3130	●	●			●	●	●	●	●	●					●							●		●	
3500	●	●			●	●	●	●	●	●					●							●		●	
3700	●	●			●	●	●	●	●	●					●						●		●	●	
3730/ 3730xl	●	●			●	●	●	●	●	●					●							●		●	
9600	●	●			●	●	●	●	●	●					●						●		●	●	
9700	●	●			●	●	●	●	●	●					●						●		●	●	
9800 Fast	●	●			●	●	●	●	●	●					●						●		●	●	
5700	●	●			●	●	●	●	●	●					●										
7000	●	●			●	●	●	●	●	●			●		●										
7300	●	●			●	●	●	●	●	●			-		-										
7500	●	●		●	●	●	●	●	●	●							●						●		
7700	●	●			●	●	●	●	●	●					●								●		
7900 HT	●	●			●	●	●	●	●	●					●								●		
7500 Fast	●	●			●	●	●	●	●	●					●								●		
Quant Studio™ 6 384-well																						●			
Quant Studio™ 96-well																●									
Quant Studio™ 96-well fast					●												●								
Step One Plus																	●						●		
Veriti 0.2 ml																●							●		
Veriti 0.1 ml																	●						●		
ViiA™ 7					●												●						●		
AMERSHAM® Bioscience																									
MegaBace® 500																			●						
MegaBace® 1000																			●						
MegaBace® 4000																			●		●			●	
BECKMAN®																									
CEQ						●														●				●	
MegaBace® 4000																			●		●			●	

* d.-c. s. = demi-cadre surélevé

● = approprié

- = inapproprié

□ = pas encore d'info

Lot PCR avec films adhésifs 781391: ¹⁾ 781230 ²⁾ 781231 ³⁾ 781365 ⁴⁾ 781232 ⁵⁾ 781234 ⁶⁾ 781233

	sans cadre								demi-cadre				d.-c.s.*	cadre complet											
	781411	781412	781415	781416	781366	781367	781368	781369	781350	781354	781400	781357	781364	781371	781372	781375	781376	781373	781374	781377	781378	781345	781346	781358	
Disponible dans un lot avec film					x ¹⁾		x ²⁾						x ³⁾	x ⁴⁾		x ⁵⁾		x ⁶⁾							
Coloration blanche	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				x
Nombre de puits	24	48	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	384	384	384	384	
Puits standard	x	x			x		x		x		x				x										
Puits Low Profile					x							x	x					x		x					
Coin coupé					H12	A12		H12		H12		H12	A12	A12			A1		H1		A24+P24	A24		A24+P24	
BIOMETRA® Analytik Jena AG																									
Uno	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Uno II	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
T1 Thermal Cycler	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tgradient	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tprofessional	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trobot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TOne 96/96 G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tadvanced 96/96 G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tadvanced 96 S/96 SG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tadvanced 384/384 G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	
Tadvanced Twin 48	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRIO 48/ 48 G	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BIORAD®/MJ RESEARCH®																									
CFX 96 Touch™			●									-	●				-		●						
CFX 96 Connect™			●									-	●				-		●						
CFX Automated System II																			●	●				●	
T100	●	●			●		●		●		●				●								●		
Genecycler							●																		
C1000/ C1000 touch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
S1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PTC 100																									
PTC-200 DNA-Engine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PTC-220 DNA-Eng. Dyad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PTC-221 Dyad-Disciple	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PTC-225 DNA-Tetrad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PTC-240 DNA-Tetrad 2																							●		
Base Station																			●						
iCycler	●	●			●		●		●		●				●				●						
MyCycler	●	●			●		●		●		●				●				●						
MyiQ	●	●			●		●		●		●				●				●					●	
iQ4							●								●				●						
iQ5	●	●			●		●		●		●				●				●						
CFX96					●														●						
Chromo 4					●		●												●				●		
Opticon					●		●												●						
Opticon 2					●		●												●						
Opticon 4					●		●												●						
Biotype GmbH																									
Modaplex					-																				
Corbett Research																									
Palm Cycler 96															●										
Palm Cycler 384							●																●	●	
Eppendorf®																									
Mastercycler® Gradient	●	●			●		●		●		●				●										
Mastercycler® Nexus	●	●			●		●		●		●				●										
Mastercycler® ep	●	●			●		●		●		●				●				●						
Mastercycler®					●		●								●				●						
Mastercycler® M384																				●		●		●	
Mastercycler pro 384																							●		
Mastercycler® ep Realplex					●		●								●		●		●						

* d.-c. s. = demi-cadre surélevé

● = approprié

- = inapproprié

□ = pas encore d'info

Lot PCR avec films adhésifs 781391: ¹⁾ 781230 ²⁾ 781231 ³⁾ 781365 ⁴⁾ 781232 ⁵⁾ 781234 ⁶⁾ 781233

	sans cadre					demi-cadre					d.-c.s.*		cadre complet														
	781411	781412	781415	781416	781366	781367	781368	781369	781350	781354	781400	781357	781364	781371	781372	781375	781376	781373	781374	781377	781378	781345	781346	781358			
Disponible dans un lot avec film					x ¹⁾		x ²⁾						x ³⁾	x ⁴⁾		x ⁵⁾		x ⁶⁾									
Coloration blanche		x		x		x		x			x		x		x		x		x		x				x		
Nombre de puits	24		48		96		96		96		96		96		96		96		96		96		384		384		384
Puits standard	x		x				x		x		x				x												
Puits Low Profile					x								x		x			x		x							
Coin coupé					H12		A12		H12		H12		H12		A12		A12		A1		H1		A24+P24		A24		A24+P24
Ericomp																											
Single Block	●		●		●		●		●						●												
Twin Block	●		●		●		●		●						●												
Power Block					●		●						●		●												
Delta Cyclér	●		●		●		●		●				●		●												
Esco																											
Swift							●																				●
Flexi																											
Gene							●													●							●
Genius							●													●							
G-Storm																											
GS1/ GS4/ GSX					●		●						●		●												
Labnet																											
MultiGene™ OptiMax							●								●												
Thermo Hybaid																											
Multi Block System	●		●		●		●		●		●		●		●		●				●		●		●		●
Omnigene	●		●		●		●		●		●		●		●		●				●		●		●		●
Omn-E	●		●		●		●		●		●		●		●		●				●		●		●		●
PCR-Express	●		●		●		●		●		●		●		●		●				●		●		●		●
PCR-Sprint	-		-		●		●		-		-		●		●		●				●		●		●		●
pxe	●		●		●		●		●		●		●		●		●				●		●		●		●
px2	●		●		●		●		●		●		●		●		●				●		●		●		●
Touchdown	●		●		●		●		●		●		●		●		●				●		●		●		●
MWG®																											
Primus 96	●		●		●		●		●		●		●		●		●				●		●		●		●
Primus 384																							●		●		●
The Q LifeCycler					●		●																				
PCRmax																											
Alpha Cyclér 1					●		●								●						●		●		●		●
Alpha Cyclér 2					●		●								●						●		●		●		●
Alpha Cyclér 4					●		●								●						●		●		●		●
PEQLAB®																											
peqStar 96	●		●		●		●		●		●		●		●		●				●		●		●		●
peqSar 96X Universal	●		●		●		●		●		●		●		●		●				●		●		●		●
peqSar 96X Univ. Gradient	●		●		●		●		●		●		●		●		●				●		●		●		●
peqStar 96X HPL	●		●		●		●		●		●		●		●		●				●		●		●		●
peqStar 96X HPLGradient	●		●		●		●		●		●		●		●		●				●		●		●		●
peqStar 384X HPL																							●		●		●
Roche®																											
LightCycler® 480												●															●
STRATAGENE®																											
Robocycler	●		●		●		●		●		-				●						●		●		●		●
Robocycler Gradient					●		●							●		●					●		●		●		●
Mx 3000	●		●		●		●		●						●												
Mx 3000 P					●		●							●		●											
Mx 3005 P					●		●							●		●											
Mx 4000	●		●		●		●		●						●												
TaKaRa®																											
TP2400																					●		●		●		●
TP3000	●		●		●		●		●					●		●					●		●		●		●

* d.-c. s. = demi-cadre surélevé

● = approprié

- = inapproprié

□ = pas encore d'info

Lot PCR avec films adhésifs 781391: ¹⁾ 781230 ²⁾ 781231 ³⁾ 781365 ⁴⁾ 781232 ⁵⁾ 781234 ⁶⁾ 781233

	sans cadre								demi-cadre						d.-c.s.*		cadre complet									
	781411	781412	781415	781416	781366	781367	781368	781369	781350	781354	781400	781357	781364	781371	781372	781375	781376	781373	781374	781377	781378	781345	781346	781358		
Disponible dans un lot avec film					x ¹⁾		x ²⁾						x ³⁾	x ⁴⁾		x ⁵⁾		x ⁶⁾								
Coloration blanche		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x					x	
Nombre de puits	24	48		96		96		96		96		96		96		96		96		96		384		384	384	
Puits standard	x		x				x		x		x					x										
Puits Low Profile					x								x		x			x		x						
Coin coupé					H12		A12		H12		H12		H12		A12		A12		A1		H1		A24+P24		A24	A24+P24
TECHNE®																										
TC-412	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flexigene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Genius	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Genius Quad	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-512	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Touchgene Gradient	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Touchgene X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prime	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prime Elite	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prime Elite Satellite	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PrimeG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TC-3000X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Quantica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cyclogene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRANSGENOMIC®																										
Wave System	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VWR																										
XT ⁹⁶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UNO ⁹⁶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UNO ⁹⁶ Gradient	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UNO ⁹⁶ HPL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UN ⁹⁶ HPL Gradient	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UNO ³⁸⁴ HPL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* d.-c. s. = demi-cadre surélevé

● = approprié

— = inapproprié

□ = pas encore d'info

Edition: 0123

Lot PCR avec films adhésifs 781391: ¹⁾ 781230 ²⁾ 781231 ³⁾ 781365 ⁴⁾ 781232 ⁵⁾ 781234 ⁶⁾ 781233

BRAND® et la marque verbale et figurative de BRAND® sont les marques de la BRAND GMBH + CO KG, Allemagne.

Les marques et logos de tiers cités dans le présent tableau ne sont mentionnés qu'à des fins de références et appartiennent à leurs propriétaires respectifs figurant ci-dessous:

Marque mentionnée

Propriétaire

Agilent®
 AMERSHAM®
 APPLIED BIOSYSTEMS®
 AriaMx®
 BECKMAN®
 BIOMETRA®
 BIORAD®
 Eppendorf®
 LightCycler®
 Mastercycler®

Agilent Technologies, Inc., USA
 GE HEALTHCARE LIMITED, Grande-Bretagne
 Applied Biosystems LLC, USA
 Agilent Technologies, Inc., USA
 Beckman Coulter, Inc., USA
 Biometra Biomedizinische Analytik GmbH, Allemagne
 BIO-RAD LABORATORIES GMBH, Allemagne
 Eppendorf AG, Allemagne
 Roche Diagnostics GmbH, Allemagne
 Eppendorf AG, Allemagne

Marque mentionnée

Propriétaire

MegaBace®
 MJ RESEARCH®
 MWG®
 PEQLAB®
 Roche®
 STRATAGENE®
 TaKaRa®
 TECHNE®
 TRANSGENOMIC®

GE Healthcare Bio-Sciences AB, Grande-Bretagne
 BIO-RAD LABORATORIES, INC., USA
 MWG BIOTECH AG, Deutschland
 PEQLAB Biotechnologie GmbH, Allemagne
 F. Hoffmann-La Roche AG, Suisse
 Agilent Technologies, Inc., USA
 TAKARA SHUZO CO., LTD., Japon
 TECHNE INCORPORATED, USA
 Transgenomic, Inc., USA

BRAND GMBH + CO KG

P.O. Box 1155 | 97861 Wertheim | Germany

T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de

