



Produktüberblick

Liquid Handling | Life Science-Consumables
Pipettierroboter | Volumenmessgeräte
Allgemeiner Laborbedarf

BRAND. For lab. For life.®

Marken-Index

accu-jet®, BIO-CERT®, BLAUBRAND®, BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, BRAND*plates*®, cell-culture™, cellGrade™, Dispensette®, EASYCAL™, HandyStep®, hydroGrade™, immunoGrade™, inertGrade™, lipoGrade™, nano-cap™, pureGrade™, QuikSip™, SafetyPrime™, seripettor®, TipStack™, Titrette®, Transferpette® sowie die abgebildeten Wort-Bild-Marken und die Wort-Bild-Marke BRAND sind Marken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland.

Alle anderen wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(Seite 191 und www.brand.de/agb)

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Abkürzungen

m - Meter, ST - Stück, VE - Verpackungseinheit

Inhaltsverzeichnis

KAPITEL I Liquid Handling	5
Dispensieren Titrieren Pipettieren	
KAPITEL II Pipettierroboter	33
Liquid Handling Station	
KAPITEL III Life Science-Consumables	39
Reaktionsgefäße PCR Mikrotiterplatten Küvetten, usw.	
KAPITEL IV Volumenmessgeräte	61
Vollpipetten Messpipetten Messkolben Büretten, usw.	
KAPITEL V Allgemeiner Laborbedarf	85
Becher Trichter Flaschen Reiniger Dichtemessung, usw.	
KAPITEL VI Zubehör und Ersatzteile	119
Liquid Handling Pipettierroboter Life Science-Consumables Volumenmessgeräte Allgemeiner Laborbedarf	

Liquid Handling



Flaschenaufsatz-Dispenser

ab Seite 16



Flaschenaufsatz-Büretten

ab Seite 18



Flaschenaufsatz-Absauggerät

ab Seite 19



Mikroliterpipetten

ab Seite 19



Pipetten-Dichtheitsprüfgerät

ab Seite 20



Spitzen

ab Seite 23



Direktverdränger-Pipetten

ab Seite 30



Mehrfachdispenser

ab Seite 30



PD-Tips

ab Seite 31



Pipettierhelfer

ab Seite 32

Auf einen Blick: Die Vorteile der Dispensette® S

Der Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S ist mit allem ausgestattet, was Dosieren sicherer und angenehm leicht macht. Innovative Ideen – bewährte Technik.



Sichere Fixierung des Volumens durch innenliegende Zahnleiste



Ventilsystem ohne Dichtringe



Einfache Montage der Dosierkanüle



Dosieren von Serien

Easy Calibration Technik

Sekundenschnelles Justieren im Rahmen der Prüfmittelüberwachung nach ISO 9001 und GLP.

Dosierkanüle

ohne Rückdosierventil

Große Sichtöffnung

ermöglicht die Kontrolle des Mediums

Dispensette® S Organic, Digital

360° drehbarer Ventilblock

mit GL 45 Gewinde

Ausstoßventil mit Sicherheitskugel

schließt bei nicht montierter Dosierkanüle

Teleskop-Ansaugrohr

Einfache Nachjustierung



Dosieren steriler Medien



Dosieren empfindlicher Medien




Fassentnahmesystem

Die richtige Wahl für unterschiedlichste Anwendungen



	Dispensette® S	Dispensette® S Organic
Anwendungsgebiet	aggressive Reagenzien: z.B. konzentrierte Laugen und Säuren wie H_3PO_4 , H_2SO_4 (außer z.B. HCl , HNO_3 und HF), Salzlösungen sowie einer Vielzahl organischer Lösungsmittel.	organische Lösungsmittel: z.B. chlorierte und fluorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichlortrifluorethan und Dichlormethan oder Säuren wie konzentrierte HCl und HNO_3 (außer HF) sowie für Trifluoressigsäure (TFA), Tetrahydrofuran (THF) und Peroxide.
Medienberührende Materialien	Borosilikatglas, Al_2O_3 -Keramik, Platin-Iridium, ETFE, FEP, PFA, PTFE und PP	Borosilikatglas, Al_2O_3 -Keramik, Tantal, ETFE, FEP, PFA, PTFE und PP
Dampfdruck	max. 600 mbar	max. 600 mbar
Viskosität	500 mm ² /s	500 mm ² /s
Temperatur	max. 40 °C	max. 40 °C
Dichte	2,2 g/cm ³	2,2 g/cm ³



Zum Dosieren von Flussssäure empfehlen wir den Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Trace Analysis mit Platin-Iridium Ventiltfeder! Nähere Informationen finden Sie unter www.brand.de

Leitfaden zur Geräteauswahl

Medium	Dispensette [§]	Dispensette [§] Organic
Acetaldehyd	+	+
Aceton	+	+
Acetonitril	+	+
Acetophenon		+
Acetylaceton	+	+
Acetylchlorid		+
Acrylnitril	+	+
Acrylsäure	+	+
Adipinsäure	+	
Ätherische Öle (Aromaöle)		+
Allylalkohol	+	+
Aluminiumchlorid	+	
Ameisensäure, ≤ 100%		+
Aminosäuren	+	
Ammoniak, ≤ 20%	+	+
Ammoniak, 20-30%		+
Ammoniumchlorid	+	
Ammoniumfluorid	+	
Ammoniumsulfat	+	
n-Amylacetat	+	+
Amylalkohol (Pentanol)	+	+
Amylchlorid (Chlorpentan)		+
Anilin	+	+
Bariumchlorid	+	
Benzaldehyd	+	+
Benzin (Petroleumbenzin), Sdp. 70-180 °C		+
Benzoesäuremethylester	+	+
Benzol	+	+
Benzoylchlorid	+	+
Benzylalkohol	+	+
Benzylamin	+	+
Benzylchlorid	+	+
Borsäure, ≤ 10%	+	+
Brenztraubensäure	+	+
Brombenzol	+	+
Bromnaphthalin	+	+
Bromwasserstoffsäure		+
Butandiol	+	+
1-Butanol	+	+
Buttersäure	+	+
n-Butylacetat	+	+
Butylamin	+	+
Butylmethylether	+	+
Calciumcarbonat	+	
Calciumchlorid	+	
Calciumhydroxid	+	
Calciumhypochlorit	+	
Chloracetaldehyd, ≤ 45%	+	+
Chloraceton	+	+
Chlorbenzol	+	+
Chlorbutan	+	+
Chloressigsäure	+	+
Chlornaphtalin	+	+
Chloroform		+
Chlorsulfonsäure		+
Chromsäure, ≤ 50%	+	+
Chromschwefelsäure	+	
Cumol (Isopropylbenzol)	+	+
Cyclohexan		+
Cyclohexanon	+	+
Cyclopentan		+
Decan	+	+
1-Decanol	+	+
Dibenzylether	+	+
Dichlorbenzol	+	+
Dichloressigsäure		+
Dichlorethan		+
Dichlorethylen		+
Dichlormethan	+	+
Dieselöl (Heizöl), Sdp. 250-350 °C		+
Diethanolamin	+	+
Diethylamin	+	+
1,2-Diethylbenzol	+	+
Diethylen glycol	+	+
Diethylether		+
Dimethylanilin	+	
Dimethylformamid (DMF)	+	+
Dimethylsulfoxid (DMSO)	+	+
1,4 Dioxan		+
Diphenylether	+	+
Essigsäure, 100% (= Eisessig)	+	+
Essigsäure, ≤ 96%	+	+
Essigsäureanhydrid		+
Ethanol	+	+
Ethanolamin	+	+
Ethylacetat	+	+
Ethylbenzol		+
Ethylenchlorid		+
Ethylmethylketon	+	+
Fluoressigsäure		+
Formaldehyd, ≤ 40%	+	
Formamid	+	+
Glycol (Ethylenglycol)	+	+
Glycolsäure, ≤ 50%	+	
Glycerin	+	+
Harnstoff	+	
Heizöl (Dieselöl), Sdp. 250-350 °C		+
Heptan		+
Hexan		+
Hexanol	+	+
Hexansäure	+	+
Iodwasserstoffsäure, ≤ 57% **	+	+
Isoamylalkohol	+	+
Isobutanol	+	+
Isooctan		+
Isopropanol (2-Propanol)	+	+
Isopropylether	+	+
Kaliumchlorid	+	
Kaliumdichromat	+	
Kaliumhydroxid	+	
Kaliumpermanganat	+	
Kresol		+
Kupfersulfat	+	
Methanol	+	+
Methoxybenzol	+	+
Methyl-Butylether	+	+
Methylenchlorid		+
Methylformiat	+	+
Methylpropylketon	+	+
Milchsäure	+	
Mineralöl (Motoröl)	+	+
Monochloressigsäure	+	+
Natriumacetat	+	
Natriumchlorid	+	
Natriumdichromat	+	
Natriumfluorid	+	
Natriumhypochlorit	+	
Natronlauge, ≤ 30%	+	
Nitrobenzol	+	+
Ölsäure	+	+
Oxalsäure	+	
n-Pentan		+
Perchlorethylen		+
Perchlorsäure	+	+
Peressigsäure		+
Petrolether, Sdp. 40-70 °C		+
Petroleum, Sdp. 180-220 °C		+
Phenol	+	+
Phenylethanol	+	+
Phenylhydrazin	+	+
Phosphorsäure, ≤ 85%	+	+
Phosphorsäure, 85% + Schwefelsäure, 98%, 1:1	+	+
Piperidin	+	+
Propionsäure	+	+
Propylenglycol (Propandiol)	+	+
Pyridin	+	+
Salicylaldehyd	+	+
Salpetersäure, ≤ 30%	+	+
Salpetersäure, 30-70% */ **		+
Salzsäure, ≤ 20%	+	+
Salzsäure, 20-37% **		+
Schwefelsäure, ≤ 98%	+	+
Silberacetat	+	
Silbernitrat	+	
Szintillations-Cocktail	+	+
Terpentin		+
Tetrachlorethylen		+
Tetrachlorkohlenstoff		+
Tetrahydrofuran (THF) */ **		+
Tetramethylammoniumhydroxid	+	
Toluol		+
Trichlorbenzol		+
Trichloressigsäure		+
Trichlorethan		+
Trichlorethylen		+
Trichlortrifluorethan		+
Triethanolamin	+	+
Triethylen glycol	+	+
Trifluoressigsäure (TFA)		+
Trifluorethan		+
Wasserstoffperoxid, ≤ 35%		+
Weinsäure	+	
Xylol		+
Zinkchlorid, ≤ 10%	+	
Zinksulfat, ≤ 10%	+	

Diese Tabelle ist sorgfältig geprüft und basiert auf dem derzeitigen Kenntnisstand. Stets die Gebrauchsanweisung des Gerätes sowie die Angaben der Reagenzienhersteller beachten. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Chemikalien können eine Vielzahl organischer oder anorganischer Salzlösungen (z.B. biologische Puffer), biologische Detergenzien sowie Medien für die Zellkultur dosiert werden. Sollten Sie Aussagen zu Chemikalien benötigen, die nicht in der Liste genannt sind, können Sie sich gerne an BRAND wenden. Stand: 0520/13

* ETFE/PTFE-Flaschenadapter verwenden
 ** PTFE-Dichtring für Ventilblock verwenden

Auf einen Blick: Die Vorteile der Titrette®

Die Bedienelemente der Flaschenaufsatzbürette Titrette® sind übersichtlich gestaltet. Getrennte Tasten für Ein/Aus, Pause sowie Clear zum Löschen der Anzeige und zur Funktionsauswahl.

Griffige Handräder und ein leichtgängiges Präzisionsgetriebe für schnelles bis tropfenweises Titrieren machen die Handhabung besonders einfach und sicher.

Große Clear-Taste

zum Löschen der Anzeige und Beginnen einer neuen Titration

Optionale PC-Schnittstelle

für die direkte Datenübertragung

Digitalanzeige

für einfaches und präzises Ablesen

Einfaches Titrieren per Handrad

schnell oder tropfenweise

Präzision

Einhaltung der Fehlergrenzen der Klasse A für Glasbüretten

Ventilblock

frei drehbar (Flaschengewinde GL 45)

Titrierkanüle

horizontal und vertikal verstellbar

Teleskop-Ansaugrohr

höhenverstellbar für unterschiedliche Flaschengrößen

Titriermedien

Breites Einsatzgebiet durch hochwertige medienberührte Werkstoffe (Borosilikatglas, Platin-Iridium, sowie Al_2O_3 , ETFE, PFA, FEP und PTFE)



Einfaches Titrieren per Handrad



Präzises Arbeiten innerhalb der Fehlergrenze der Klasse A



Demontage und Reinigung in nur wenigen Minuten



Lichtschutz für lichtempfindliche Medien

Technische Daten

Fehlergrenzen im Vergleich

		Flaschenaufsatzbürette Titrette®				Flaschenaufsatzbüretten nach DIN EN ISO 8655-3				Glasbürette Klasse A nach DIN EN ISO 385 und ASTM 287	
Volumen ml	Teilvolumen ml	R* ≤ ± %	μl	VK* ≤ %	μl	R* ≤ ± %	μl	VK* ≤ %	μl	FG** ± μl	
10	10	0,10	10	0,05	5	0,3	30	0,1	10	20	
	5	0,20	10	0,10	5	0,6	30	0,2	10	20	
	1	1,00	10	0,50	5	3	30	1	10	20	
25	25	0,07	18	0,025	6	0,2	50	0,1	25	30	
	12,5	0,14	18	0,05	6	0,4	50	0,2	25	30	
	2,5	0,70	18	0,25	6	2	50	1	25	30	
50	50	0,06	30	0,02	10	0,2	100	0,1	50	50	
	25	0,12	30	0,04	10	0,4	100	0,2	50	50	
	5	0,60	30	0,20	10	2	100	1	50	50	

* Fehlergrenzen bezogen auf das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolumen (= max. Volumen) bei gleicher Temperatur (20 °C) von Gerät, Umgebung und aqua dest. sowie gleichmäßiger, ruckfreier Handhabung.

** Fehlergrenze: $FG = R + 2VK$, nach DIN EN ISO 8655-6 Anlage B (R = Richtigkeit, VK = Variationskoeffizient, FG = Fehlergrenze)

Hinweis:

Benötigen Sie ein offizielles Zertifikat zum Nachweis der im Vergleich zur DIN EN ISO 8655-3 erheblich enger spezifizierten Fehlergrenzen, empfehlen wir einen Kalibrierschein eines akkreditierten Kalibrierlabors (z.B. das DAkkS-Labor bei BRAND).

Das Titriervolumen wird bei Gerätegröße 10 ml und 25 ml in 1 μl-Schritten und bei Gerätegröße 50 ml in 2 μl-Schritten angezeigt. Ab 20 ml Titriervolumen erfolgt eine automatische Umschaltung auf 10 μl-Schritte.

Material und Medien

Das Gerät kann für alle gängigen Titriermedien (max. Konzentration 1 mol/l) eingesetzt werden. Details entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung.

Bei richtiger Handhabung des Gerätes kommt die dosierte Flüssigkeit nur mit folgenden chemisch resistenten Materialien in Kontakt: Borosilikatglas, Al_2O_3 , ETFE, PFA, FEP, PTFE, Platin-Iridium, PP (Schraubkappe).

Einsatzbeschränkungen

Chlorierte und fluorierte Kohlenwasserstoffe oder Verbindungen, die Ablagerungen bilden, können zu schwergängigem oder feststehendem Kolben führen. Der Einsatz des Gerätes für den vorgesehenen Anwendungsfall (z. B. Spurenanalyse) ist vom Anwender stets selbst sorgfältig zu prüfen.

Ggf. an den Hersteller wenden. Das Gerät ist nicht autoklavierbar!

Einsatzgrenzen

Das Gerät dient zum Titrieren unter Beachtung folgender physikalischer Grenzen:

- +15 °C bis +40 °C (59 °F bis 104 °F) von Gerät und Reagenz
- Dampfdruck bis 500 mbar
- Viskosität bis 500 mm²/s
- Höhe: max. 3000 m über Meeresspiegel
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 90 %



Auf einen Blick: Die Vorteile der Transferpette® S

Egal ob Einkanalpipette oder 8- und 12-Kanal-Modell: die Transferpette® S ist immer die erste Wahl, wenn es um einfaches und effizientes Pipettieren bei anspruchsvollen Anwendungen geht.

Mit den Einkanalpipetten decken Sie einen breiten Volumenbereich von 0,1 µl bis 10 ml ab. Die Pipetten mit kleinen Nennvolumen bieten hohe Präzision für kleine Volumina in der Molekularbiologie, zum Beispiel beim Pipettieren von Enzymen. Die großen Nennvolumen

werden beispielsweise in der Wasser- und Umweltanalytik eingesetzt und überzeugen dort mit ihrer Robustheit. Für wiederkehrende Anwendungen mit konstantem Volumen gibt es die wirtschaftlichen Fix-Modelle, bei denen das Volumen voreingestellt ist.

Echte Einhandbedienung

Volumen einstellen, pipettieren, Spitze abwerfen – alles ohne Umgreifen

Volumenverstellerschutz

Sichert das eingestellte Volumen gegen versehentliches Verstellen

Einfaches Arbeiten

Geringe Bedienkräfte und kurzer Hubweg

Easy Calibration-Technik

Leicht und ohne Werkzeug justierbar

MyProduct

QR-Code scannen und Zertifikate und Dokumente zu Ihrem individuellen Produkt online abrufen

Schlanker Schaft

Einfache Entnahme aus engen Gefäßen

Transferpette® S, Typ Fix

Transferpette® S, Typ Variabel



Easy Calibration-Technik



Volumenverstellerschutz



Integrierte Schaftankoppelung



Produktdokumentation

Die Mehrkanalpipetten Transferpette® S-8 und S-12

Mit den Mehrkanal-Modellen der Transferpette® S arbeiten Sie effizient in Mikrotiter- und PCR-Platten. Die 8- und 12-Kanal-Pipetten decken den Volumenbereich von 0,5 µl bis 300 µl ab. Sie bieten alle Vorteile der

Einkanal-Modelle und zusätzlich weitere Eigenschaften der Pipettiereinheit, die die Arbeit und die Wartung leichter machen.

Transferpette® S-12



Transferpette® S-8



Individuelles Arbeiten

Pipettiereinheit um 360° drehbar für individuelles Arbeiten

Minimaler Kraftaufwand

Leichtes Aufstecken und Abwerfen der Spitzen durch O-Ringe

Einfaches Reinigen und Warten

Einzelschäfte und Dichtungen lassen sich einfach herausdrehen* und können so leicht gereinigt oder ausgetauscht werden.

* patentiert



Enge Zentrifugenröhrchen



Probenvorbereitung



Arbeiten mit PCR-Platten



Einfache Wartung

HandyStep® touch und HandyStep® touch S im Detail

Individuell

HandyStep® touch mit den Standardmodi Multi-Dispensieren, Auto-Dispensieren, Pipettieren und Favoriten

HandyStep® touch S mit den Zusatzfunktionen Sequentielles Dispensieren, Multi-Aspirieren und Titrieren

Sicher

Automatische Größenerkennung der BRAND PD-Tips //

Unkompliziert

Automatischer Spitzenabwurf durch Tastendruck vermeidet Kontamination

Ausdauernd

Viele Stunden Dauerbetrieb mit nur einer Akkuladung

Robust

Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien und einfache Reinigung / Desinfektion durch glatte Oberflächen

Effizient

Neben PD-Tips von BRAND können auch kompatible Dispensertips anderer Hersteller verwendet werden

USB-C-Anschluss

Zum schnellen Laden mit Kabel

Step-Taste

Ergonomisch angeordnete Step-Taste für müheloses Aufnehmen und Abgeben des Volumens



Ladeständer mit HandyStep® touch S und PD-Tip //

Komfortabel

Induktives Aufladen mit dem optionalen Ladeständer

- + Touch-Bedienung mit intuitiver Menüführung und integrierter Hilfe
- + Als Modell HandyStep® touch oder HandyStep® touch S mit erweitertem Funktionsumfang erhältlich
- + Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Chinesisch
- + Variable Volumeneinstellung von 1,0 µl bis 50 ml
- + Induktiv aufladbar

Intuitive Bedienung

Flexibel bleiben und für jede Anwendung die richtige Lösung parat haben. Auch schwierige Abläufe lassen sich leicht umsetzen – mit dem erweiterten Funktionsumfang des HandyStep® touch S kein Problem.

Modus	Funktion	HandyStep® touch	HandyStep® touch S
Multi-Dispensieren (MULTI-DISP)	Schrittweises Dispensieren des eingestellten Volumens	✓	✓
Auto-Dispensieren (AUTO-DISP)	Automatisches Dispensieren durch das Gerät	✓	✓
Pipettieren (PIP)	Pipettieren eines definierten Volumens	✓	✓
Sequentielles Dispensieren (SEQ-DISP)	Schrittweises Dispensieren unterschiedlicher Volumina	–	✓
Multi-Aspirieren (MULTI-ASP)	Aufnahme unterschiedlicher Volumina	–	✓
Titrieren	Manuelle oder schrittweise Flüssigkeitsabgabe zur Titration	–	✓
Favoriten	Speicherung der Favoriten für schnellen Zugriff	✓	✓
Einstellungen	Individuelle Anpassung des Gerätes (z. B. Helligkeit oder Gerätenamen)	✓	✓



Erweiterter Funktionsumfang beim HandyStep® touch S:



Die übersichtlichen Menüs ermöglichen eine intuitive Handhabung und schnelles Arbeiten, die wichtigsten Funktionen und Parameter bleiben dabei immer im Blick.




Verständlich

Hauptmenü mit allen Funktionen für schnelle Auswahl




Übersichtlich

Arbeitsmodus mit allen wichtigen Informationen



Organisiert

Alle Optionen auf einen Blick



Hilfreich

Interne Hilfe, direkt wo sie gebraucht wird

Das perfekte Team

Automatische Größenerkennung mit den PD-Tips // von BRAND

Der HandyStep® touch spart Zeit und vermeidet Fehler durch die automatische Größenerkennung der PD-Tips // von BRAND mit patentierter Codierung am Kolben. Nach dem Einsetzen wird die erkannte Tip-Größe automatisch angezeigt. Das zu dosierende Volumen kann nun schnell und einfach ausgewählt werden. Die Geräteeinstellung bleibt beim Einsetzen eines neuen PD-Tips // gleicher Größe erhalten.



Multi-Dispensieren mit dem HandyStep® touch und PD-Tip //



Sequentielles Dispensieren mit dem HandyStep® touch S und PD-Tip //

Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, Digital, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4600310	Dispensette® S, Digital, DE-M, 0,1-1 ml, ohne RDV	1	Stück
4600311	Dispensette® S, Digital, DE-M, 0,1-1 ml, mit RDV	1	Stück
4600320	Dispensette® S, Digital, DE-M, 0,2-2 ml, ohne RDV	1	Stück
4600321	Dispensette® S, Digital, DE-M, 0,2-2 ml, mit RDV	1	Stück
4600330	Dispensette® S, Digital, DE-M, 0,5-5 ml, ohne RDV	1	Stück
4600331	Dispensette® S, Digital, DE-M, 0,5-5 ml, mit RDV	1	Stück
4600340	Dispensette® S, Digital, DE-M, 1-10 ml, ohne RDV	1	Stück
4600341	Dispensette® S, Digital, DE-M, 1-10 ml, mit RDV	1	Stück
4600350	Dispensette® S, Digital, DE-M, 2,5-25 ml, ohne RDV	1	Stück
4600351	Dispensette® S, Digital, DE-M, 2,5-25 ml, mit RDV	1	Stück
4600360	Dispensette® S, Digital, DE-M, 5-50 ml, ohne RDV	1	Stück
4600361	Dispensette® S, Digital, DE-M, 5-50 ml, mit RDV	1	Stück

Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, Analog, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4600100	Dispensette® S, Analog, DE-M, 0,1-1 ml, ohne RDV	1	Stück
4600101	Dispensette® S, Analog, DE-M, 0,1-1 ml, mit RDV	1	Stück
4600120	Dispensette® S, Analog, DE-M, 0,2-2 ml, ohne RDV	1	Stück
4600121	Dispensette® S, Analog, DE-M, 0,2-2 ml, mit RDV	1	Stück
4600130	Dispensette® S, Analog, DE-M, 0,5-5 ml, ohne RDV	1	Stück
4600131	Dispensette® S, Analog, DE-M, 0,5-5 ml, mit RDV	1	Stück
4600140	Dispensette® S, Analog, DE-M, 1-10 ml, ohne RDV	1	Stück
4600141	Dispensette® S, Analog, DE-M, 1-10 ml, mit RDV	1	Stück
4600150	Dispensette® S, Analog, DE-M, 2,5-25 ml, ohne RDV	1	Stück
4600151	Dispensette® S, Analog, DE-M, 2,5-25 ml, mit RDV	1	Stück
4600160	Dispensette® S, Analog, DE-M, 5-50 ml, ohne RDV	1	Stück
4600161	Dispensette® S, Analog, DE-M, 5-50 ml, mit RDV	1	Stück
4600170	Dispensette® S, Analog, DE-M, 10-100 ml, ohne RDV	1	Stück
4600171	Dispensette® S, Analog, DE-M, 10-100 ml, mit RDV	1	Stück

Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, Fix, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4600210	Dispensette® S, Fix, DE-M, 1 ml, ohne RDV	1	Stück
4600211	Dispensette® S, Fix, DE-M, 1 ml, mit RDV	1	Stück
4600220	Dispensette® S, Fix, DE-M, 2 ml, ohne RDV	1	Stück
4600221	Dispensette® S, Fix, DE-M, 2 ml, mit RDV	1	Stück
4600230	Dispensette® S, Fix, DE-M, 5 ml, ohne RDV	1	Stück
4600231	Dispensette® S, Fix, DE-M, 5 ml, mit RDV	1	Stück
4600240	Dispensette® S, Fix, DE-M, 10 ml, ohne RDV	1	Stück
4600241	Dispensette® S, Fix, DE-M, 10 ml, mit RDV	1	Stück
4600290	Dispensette® S, Fix, DE-M, Volumen nach Wahl, ohne RDV	1	Stück
4600291	Dispensette® S, Fix, DE-M, Volumen nach Wahl, mit RDV	1	Stück



Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Organic, Digital, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4630330	Dispensette® S Organic, Digital, DE-M, 0,5-5 ml, ohne RDV	1	Stück
4630331	Dispensette® S Organic, Digital, DE-M, 0,5-5 ml, mit RDV	1	Stück
4630340	Dispensette® S Organic, Digital, DE-M, 1-10 ml, ohne RDV	1	Stück
4630341	Dispensette® S Organic, Digital, DE-M, 1-10 ml, mit RDV	1	Stück
4630350	Dispensette® S Organic, Digital, DE-M, 2,5-25 ml, ohne RDV	1	Stück
4630351	Dispensette® S Organic, Digital, DE-M, 2,5-25 ml, mit RDV	1	Stück
4630360	Dispensette® S Organic, Digital, DE-M, 5-50 ml, ohne RDV	1	Stück
4630361	Dispensette® S Organic, Digital, DE-M, 5-50 ml, mit RDV	1	Stück



Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Organic, Analog, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4630130	Dispensette® S Organic, Analog, DE-M, 0,5-5 ml, ohne RDV	1	Stück
4630131	Dispensette® S Organic, Analog, DE-M, 0,5-5 ml, mit RDV	1	Stück
4630140	Dispensette® S Organic, Analog, DE-M, 1-10 ml, ohne RDV	1	Stück
4630141	Dispensette® S Organic, Analog, DE-M, 1-10 ml, mit RDV	1	Stück
4630150	Dispensette® S Organic, Analog, DE-M, 2,5-25 ml, ohne RDV	1	Stück
4630151	Dispensette® S Organic, Analog, DE-M, 2,5-25 ml, mit RDV	1	Stück
4630160	Dispensette® S Organic, Analog, DE-M, 5-50 ml, ohne RDV	1	Stück
4630161	Dispensette® S Organic, Analog, DE-M, 5-50 ml, mit RDV	1	Stück
4630170	Dispensette® S Organic, Analog, DE-M, 10-100 ml, ohne RDV	1	Stück
4630171	Dispensette® S Organic, Analog, DE-M, 10-100 ml, mit RDV	1	Stück



Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Organic, Fix, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4630230	Dispensette® S Organic, Fix, DE-M, 5 ml, ohne RDV	1	Stück
4630231	Dispensette® S Organic, Fix, DE-M, 5 ml, mit RDV	1	Stück
4630240	Dispensette® S Organic, Fix, DE-M, 10 ml, ohne RDV	1	Stück
4630241	Dispensette® S Organic, Fix, DE-M, 10 ml, mit RDV	1	Stück
4630290	Dispensette® S Organic, Fix, DE-M, Volumen nach Wahl, ohne RDV	1	Stück
4630291	Dispensette® S Organic, Fix, DE-M, Volumen nach Wahl, mit RDV	1	Stück

Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Trace Analysis, Analog, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4640040	Dispensette® S Trace Analysis, DE-M, PT/IR-Feder, 1-10 ml, ohne RDV	1	Stück
4640041	Dispensette® S Trace Analysis, DE-M, PT/IR-Feder, 1-10 ml, mit RDV	1	Stück
4640240	Dispensette® S Trace Analysis, DE-M, Tantal-Feder, 1-10 ml, ohne RDV	1	Stück
4640241	Dispensette® S Trace Analysis, DE-M, Tantal-Feder, 1-10 ml, mit RDV	1	Stück

Flaschenaufsatz-Dispenser seripettor®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4720120	seripettor®, 0,2-2 ml	1	Stück
4720140	seripettor®, 1-10 ml	1	Stück
4720150	seripettor®, 2,5-25 ml	1	Stück

Flaschenaufsatz-Dispenser seripettor® pro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4720420	seripettor® pro, 0,2-2 ml	1	Stück
4720440	seripettor® pro, 1-10 ml	1	Stück
4720450	seripettor® pro, 2,5-25 ml	1	Stück

Flaschenaufsatz-Büretten Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4760141	Titrette®, DE-M, 10 ml, Standard	1	Stück
4760151	Titrette®, DE-M, 25 ml, Standard	1	Stück
4760161	Titrette®, DE-M, 50 ml, Standard	1	Stück
4760241	Titrette®, DE-M, 10 ml, mit RS232 Schnittstelle	1	Stück
4760251	Titrette®, DE-M, 25 ml, mit RS232 Schnittstelle	1	Stück
4760261	Titrette®, DE-M, 50 ml, mit RS232 Schnittstelle	1	Stück
4760451	Titrette® SH, DE-M, nach Soxhlet-Henkel (4 °SH = 1 ml)	1	Stück

Flaschenaufsatz-Absauggeräte QuikSip™ BT-Aspirator

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4723150	QuikSip™ BT-Aspirator, inkl. cell-culture™ Einheit	1	Stück



cell-culture™ Einheit

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
25950	cell-culture™ (Absauggerät)	1	Stück



Einkanal-Mikroliterpipette Transferpette® S, Variabel, CE-IVD, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705868	Transferpette® S, 0,1-1 µl, Variabel, D-1, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705869	Transferpette® S, 0,1-2,5 µl, Variabel, D-2,5, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705870	Transferpette® S, 0,5-10 µl, Variabel, D-10, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705872	Transferpette® S, 2-20 µl, Variabel, D-20, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705873	Transferpette® S, 5-50 µl, Variabel, D-50, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705874	Transferpette® S, 10-100 µl, Variabel, D-100, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705878	Transferpette® S, 20-200 µl, Variabel, D-200, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705880	Transferpette® S, 100-1000 µl, Variabel, D-1000, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705882	Transferpette® S, 500-5000 µl, Variabel, D-5000, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705884	Transferpette® S, 1000-10000 µl, Variabel, D-10000, DE-M, CE-IVD	1	Stück



Einkanal-Mikroliterpipette Transferpette® S, Fix, CE-IVD, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705808	Transferpette® S, 10 µl, Fix, F-10, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705816	Transferpette® S, 20 µl, Fix, F-20, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705820	Transferpette® S, 25 µl, Fix, F-25, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705828	Transferpette® S, 50 µl, Fix, F-50, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705838	Transferpette® S, 100 µl, Fix, F-100, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705844	Transferpette® S, 200 µl, Fix, F-200, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705854	Transferpette® S, 500 µl, Fix, F-500, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705862	Transferpette® S, 1000 µl, Fix, F-1000, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705864	Transferpette® S, 2000 µl, Fix, F-2000, DE-M, CE-IVD	1	Stück



Pipetten-Sets Transferpette® S, Variabel, CE-IVD, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705890	Transferpette® S Starter-Kit Micro: 3 x Pipetten (0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl, 10-100 µl), 3 x TipBox Pipettenspitzen (2 x 0,5-20 µl, 2-200 µl), 3 Regalhalter	1	Stück
705891	Transferpette® S Starter-Kit Midi: 3 x Pipetten (2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl), 3 x TipBox Pipettenspitzen (2 x 2-200 µl, 50-1000 µl), 3 Regalhalter	1	Stück
705892	Transferpette® S Starter-Kit Macro: 3 x Pipetten (100-1000 µl, 500-5000 µl, 1000-10000 µl), 3 x TipBox Pipettenspitzen (50-1000 µl, 0,5-5 ml, 1-10 ml), 3 Regalhalter	1	Stück
705893	Transferpette® S Starter-Kit Standard: 3 x Pipetten (0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl), 3 x TipBox Pipettenspitzen (0,5-20 µl, 2-200 µl, 50-1000 µl), 3 Regalhalter	1	Stück
705896	Transferpette® S Pipetten-Paket 1: 5 x Pipetten (0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl), 3x TipBox Pipettenspitzen (0,5-20 µl, 2-200 µl, 50-1000 µl), Tischständer für 6 Geräte	1	Stück
705897	Transferpette® S Pipetten-Paket 2: 5 x Pipetten (0,5-10 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, 500-5000 µl), 4x TipBox Pipettenspitzen (0,5-20 µl, 2-200 µl, 50-1000 µl, 0,5-5 ml), Tischständer für 6 Geräte	1	Stück

Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® S -8, Variabel, CE-IVD, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705900	Transferpette® S -8, 0,5-10 µl, Variabel, M8-10, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705906	Transferpette® S -8, 5-50 µl, Variabel, M8-50, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705908	Transferpette® S -8, 10-100 µl, Variabel, M8-100, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705910	Transferpette® S -8, 20-200 µl, Variabel, M8-200, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705912	Transferpette® S -8, 30-300 µl, Variabel, M8-300, DE-M, CE-IVD	1	Stück

Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® S -12, Variabel, CE-IVD, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705920	Transferpette® S -12, 0,5-10 µl, Variabel, M12-10, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705926	Transferpette® S -12, 5-50 µl, Variabel, M12-50, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705928	Transferpette® S -12, 10-100 µl, Variabel, M12-100, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705930	Transferpette® S -12, 20-200 µl, Variabel, M12-200, DE-M, CE-IVD	1	Stück
705932	Transferpette® S -12, 30-300 µl, Variabel, M12-300, DE-M, CE-IVD	1	Stück

Pipetten-Dichtheitsprüfgeräte PLT unit



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703970	PLT (Pipette Leak Testing Unit), mit Netzteil 100-240V/50-60Hz	1	Stück

Einkanal-Mikroliterpipette Transferpette® electronic, CE-IVD, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705299	Transferpette® electronic, DE-M, 0,5-10 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705300	Transferpette® electronic, DE-M, 2-20 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705303	Transferpette® electronic, DE-M, 10-200 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705306	Transferpette® electronic, DE-M, 50-1000 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705307	Transferpette® electronic, DE-M, 250-5000 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705309	Transferpette® electronic, DE-M, 0,5-10 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705310	Transferpette® electronic, DE-M, 2-20 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705313	Transferpette® electronic, DE-M, 10-200 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705316	Transferpette® electronic, DE-M, 50-1000 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705317	Transferpette® electronic, DE-M, 250-5000 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705319	Transferpette® electronic, DE-M, 0,5-10 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705320	Transferpette® electronic, DE-M, 2-20 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705323	Transferpette® electronic, DE-M, 10-200 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705326	Transferpette® electronic, DE-M, 50-1000 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705327	Transferpette® electronic, DE-M, 250-5000 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705329	Transferpette® electronic, DE-M, 0,5-10 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705333	Transferpette® electronic, DE-M, 10-200 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705336	Transferpette® electronic, DE-M, 50-1000 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705337	Transferpette® electronic, DE-M, 250-5000 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705339	Transferpette® electronic, DE-M, 0,5-10 µl, ohne Netzteil	1	Stück
705340	Transferpette® electronic, DE-M, 2-20 µl, ohne Netzteil	1	Stück
705343	Transferpette® electronic, DE-M, 10-200 µl, ohne Netzteil	1	Stück
705346	Transferpette® electronic, DE-M, 50-1000 µl, ohne Netzteil	1	Stück
705347	Transferpette® electronic, DE-M, 250-5000 µl, ohne Netzteil	1	Stück



Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® -8 electronic, CE-IVD, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705399	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 0,5-10 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705400	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 1-20 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705403	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 5-100 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705404	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 10-200 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705406	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 15-300 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705409	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 0,5-10 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705410	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 1-20 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705413	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 5-100 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705414	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 10-200 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705416	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 15-300 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705419	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 0,5-10 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705420	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 1-20 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705423	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 5-100 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705424	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 10-200 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705426	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 15-300 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705433	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 5-100 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705434	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 10-200 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705436	Transferpette® -8 electronic, DE-M, 15-300 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück

Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® -12 electronic, CE-IVD, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705449	Transferpette® -12 electronic, DE-M, 0,5-10 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705450	Transferpette® -12 electronic, DE-M, 1-20 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705453	Transferpette® -12 electronic, DE-M, 5-100 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705454	Transferpette® -12 electronic, DE-M, 10-200 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705456	Transferpette® -12 electronic, DE-M, 15-300 µl, Netzteil Europa (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705459	Transferpette® -12 electronic, DE-M, 0,5-10 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705460	Transferpette® -12 electronic, DE-M, 1-20 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705463	Transferpette® -12 electronic, DE-M, 5-100 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705464	Transferpette® -12 electronic, DE-M, 10-200 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705466	Transferpette® -12 electronic, DE-M, 15-300 µl, Netzteil UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705469	Transferpette® -12 electronic, DE-M, 0,5-10 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705470	Transferpette® -12 electronic, DE-M, 1-20 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705473	Transferpette® -12 electronic, DE-M, 5-100 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705474	Transferpette® -12 electronic, DE-M, 10-200 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705476	Transferpette® -12 electronic, DE-M, 15-300 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705480	Transferpette® -12 electronic, DE-M, 1-20 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück
705484	Transferpette® -12 electronic, DE-M, 10-200 µl, Netzteil Australien (100-240 V / 50-60 Hz)	1	Stück

Pipettenspitzen, 0,1 - 20 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732002	Pipettenspitzen, lose, 0,1-20 µl, PP, CE-IVD, farblos		2000	Stück
732022	Pipettenspitzen, lose, 0,1-20 µl, PP, XXL, CE-IVD, farblos		10000	Stück
732102	Pipettenspitzen, palettiert, TipRack, 0, 1-20 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732122	Pipettenspitzen, palettiert, TipRack, 0,1-20 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732202	Pipettenspitzen, palettiert, TipBox, 0,1-20 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732222	Pipettenspitzen, palettiert, TipBox, 0,1-20 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Pipettenspitzen, 0,5 - 20 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732004	Pipettenspitzen, lose, 0,5-20 µl, PP, CE-IVD, farblos		2000	Stück
732024	Pipettenspitzen, lose, 0,5-20 µl, PP, XXL, CE-IVD, farblos		10000	Stück
732104	Pipettenspitzen, palettiert, TipRack, 0,5-20 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732124	Pipettenspitzen, palettiert, TipRack, 0,5-20 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732204	Pipettenspitzen, palettiert, TipBox, 0,5-20 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732224	Pipettenspitzen, palettiert, TipBox, 0,5-20 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732244	Pipettenspitzen, palettiert, TipStack™, 0,5-20 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732264	Pipettenspitzen, palettiert, TipStack™, 0,5-20 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Pipettenspitzen, 1 - 50 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732006	Pipettenspitzen, lose, 1-50 µl, PP, CE-IVD, farblos		2000	Stück
732026	Pipettenspitzen, lose, 1-50 µl, PP, XXL, CE-IVD, farblos		10000	Stück
732106	Pipettenspitzen, palettiert, TipRack, 1-50 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732126	Pipettenspitzen, palettiert, TipRack, 1-50 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732206	Pipettenspitzen, palettiert, TipBox, 1-50 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732226	Pipettenspitzen, palettiert, TipBox, 1-50 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Pipettenspitzen, 2 - 200 µl, PP, CE-IVD



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732008	Pipettenspitzen, lose, 2-200 µl, PP, CE-IVD, gelb		1000	Stück
732028	Pipettenspitzen, lose, 2-200 µl, PP, XXL, CE-IVD, gelb		10000	Stück
732108	Pipettenspitzen, palettiert, TipRack, 2-200 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732128	Pipettenspitzen, palettiert, TipRack, 2-200 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732208	Pipettenspitzen, palettiert, TipBox, 2-200 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732228	Pipettenspitzen, palettiert, TipBox, 2-200 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732248	Pipettenspitzen, palettiert, TipStack™, 2-200 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732268	Pipettenspitzen, palettiert, TipStack™, 2-200 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück

Pipettenspitzen, 5 - 300 µl, PP, CE-IVD



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732010	Pipettenspitzen, lose, 5-300 µl, PP, CE-IVD, farblos		1000	Stück
732030	Pipettenspitzen, lose, 5-300 µl, PP, XXL, CE-IVD, farblos		10000	Stück
732110	Pipettenspitzen, palettiert, TipRack, 5-300 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732130	Pipettenspitzen, palettiert, TipRack, 5-300 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732210	Pipettenspitzen, palettiert, TipBox, 5-300 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732230	Pipettenspitzen, palettiert, TipBox, 5-300 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück

Pipettenspitzen, 50 - 1000 µl, PP, CE-IVD



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732012	Pipettenspitzen, lose, 50-1000 µl, PP, CE-IVD, blau		1000	Stück
732032	Pipettenspitzen, lose, 50-1000 µl, PP, XXL, CE-IVD, blau		5000	Stück
732112	Pipettenspitzen, palettiert, TipRack, 50-1000 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732132	Pipettenspitzen, palettiert, TipRack, 50-1000 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732212	Pipettenspitzen, palettiert, TipBox, 50-1000 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732232	Pipettenspitzen, palettiert, TipBox, 50-1000 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732252	Pipettenspitzen, palettiert, TipStack™, 50-1000 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732272	Pipettenspitzen, palettiert, TipStack™, 50-1000 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück

Pipettenspitzen, 500 - 5000 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
702595	Pipettenspitzen, lose, PP, 0,5-5 ml, CE-IVD, farblos		200	Stück
702600	Pipettenspitzen, lose, 0,5-5 ml, PP, XXL, CE-IVD, farblos		1000	Stück
702605	Pipettenspitzen, palettiert, PP, TipBox 5 ml, rund, 0,5-5 ml, CE-IVD	1 VE = 28 Stück	1	Stück



Pipettenspitzen, 1 - 10 ml, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
702603	Pipettenspitzen, lose, PP, 1-10 ml, farblos, CE-IVD		200	Stück
702604	Pipettenspitzen, lose, 1-10 ml, PP, XXL, CE-IVD, farblos		1000	Stück
702608	Pipettenspitzen, palettiert, PP, TipBox 10 ml, rund, 1-10 ml, CE-IVD	1 VE = 18 Stück	1	Stück



Ultra Low Retention Pipettenspitzen, 0,1 - 20 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732302	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 0,1- 20 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732322	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 0,1-20 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Ultra Low Retention Pipettenspitzen, 0,5 - 20 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732304	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 0,5-20 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732324	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 0,5-20 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732344	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipStack™, 0,5-20 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732364	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipStack™, 0,5-20 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Ultra Low Retention Pipettenspitzen, 1 - 50 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732306	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 1-50 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732326	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 1-50 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück





Ultra Low Retention Pipettenspitzen, 2 - 200 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732308	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 2-200 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732328	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 2-200 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732348	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipStack™, 2-200 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732368	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipStack™, 2-200 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Ultra Low Retention Pipettenspitzen, 5 - 300 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732310	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 5-300 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732330	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 5-300 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Ultra Low Retention Pipettenspitzen, 50 - 1000 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732312	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 50-1000 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732332	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 50-1000 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732352	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipStack™, 50-1000 µl, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732372	Pipettenspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipStack™, 50-1000 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Filterspitzen, 0,1 - 1 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732502	Filterspitzen, lose, 0,1-1 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD, farblos	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732602	Filterspitzen, palettiert, TipRack, 0,1-1 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732622	Filterspitzen, palettiert, TipRack, 0,1-1 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732702	Filterspitzen, palettiert, TipBox, 0,1-1 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732722	Filterspitzen, palettiert, TipBox, 0,1-1 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück

Filterspitzen, 0,5 - 10 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732504	Filterspitzen, lose, 0,5-10 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD, farblos	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732604	Filterspitzen, palettiert, TipRack, 0,5-10 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732624	Filterspitzen, palettiert, TipRack, 0,5-10 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732704	Filterspitzen, palettiert, TipBox, 0,5-10 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732724	Filterspitzen, palettiert, TipBox, 0,5-10 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Filterspitzen, 1 - 20 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732506	Filterspitzen, lose, 1-20 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD, farblos	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732606	Filterspitzen, palettiert, TipRack, 1-20 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732626	Filterspitzen, palettiert, TipRack, 1-20 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732706	Filterspitzen, palettiert, TipBox, 1-20 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732726	Filterspitzen, palettiert, TipBox, 1-20 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Filterspitzen, 2 - 20 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732508	Filterspitzen, lose, 2-20 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD, farblos	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732608	Filterspitzen, palettiert, TipRack, 2-20 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732628	Filterspitzen, palettiert, TipRack, 2-20 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732708	Filterspitzen, palettiert, TipBox, 2-20 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732728	Filterspitzen, palettiert, TipBox, 2-20 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Filterspitzen, 5 - 100 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732510	Filterspitzen, lose, 5-100 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD, farblos	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732610	Filterspitzen, palettiert, TipRack, 5-100 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732630	Filterspitzen, palettiert, TipRack, 5-100 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732710	Filterspitzen, palettiert, TipBox, 5-100 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732730	Filterspitzen, palettiert, TipBox, 5-100 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Filterspitzen, 5 - 200 µl, PP, CE-IVD



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732512	Filterspitzen, lose, 5-200 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD, farblos	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732612	Filterspitzen, palettiert, TipRack, 5-200 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732632	Filterspitzen, palettiert, TipRack, 5-200 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732712	Filterspitzen, palettiert, TipBox, 5-200 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732732	Filterspitzen, palettiert, TipBox, 5-200 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück

Filterspitzen, 50 - 1000 µl, PP, CE-IVD



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732514	Filterspitzen, lose, 50-1000 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD, farblos	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732614	Filterspitzen, palettiert, TipRack, 50-1000 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732634	Filterspitzen, palettiert, TipRack, 50-1000 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732714	Filterspitzen, palettiert, TipBox, 50-1000 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732734	Filterspitzen, palettiert, TipBox, 50-1000 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück

Ultra Low Retention Filterspitzen, 0,1 - 1 µl, PP, CE-IVD



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732802	Filterspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 0,1-1 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732822	Filterspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 0,1-1 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Fil, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück

Ultra Low Retention Filterspitzen, 0,5 - 10 µl, PP, CE-IVD



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732804	Filterspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 0,5-10 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732824	Filterspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 0,5-10 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück

Ultra Low Retention Filterspitzen, 1 - 20 µl, PP, CE-IVD



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732806	Filterspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 1-20 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732826	Filterspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 1-20 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück

Ultra Low Retention Filterspitzen, 2 - 20 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732808	Filterspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 2-20 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732828	Filterspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 2-20 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Ultra Low Retention Filterspitzen, 5 - 100 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732810	Filterspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 5-100 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732830	Filterspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 5-100 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Ultra Low Retention Filterspitzen, 5 - 200 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732812	Filterspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 5-200 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732832	Filterspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 5-200 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Ultra Low Retention Filterspitzen, 50 - 1000 µl, PP, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732814	Filterspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 50-1000 µl, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 480 Stück	1	Stück
732834	Filterspitzen Ultra Low Retention, palettiert, TipBox, 50-1000 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE, PP/PE-Filter, CE-IVD	1 VE = 960 Stück	1	Stück



TipBox, leer, mit Trägerplatte

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732990	TipBox, leer, mit grauer Trägerplatte für Spitzen bis 50 µl		1	Stück
732992	TipBox, leer, mit gelber Trägerplatte für Spitzen 200 µl		1	Stück
732994	TipBox, leer, mit grüner Trägerplatte für Spitzen 300 µl		1	Stück
732996	TipBox, leer, mit blauer Trägerplatte für Spitzen 1000 µl		1	Stück



Direktverdränger-Pipetten Transferpettor, Digital, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701807	Transferpettor Typ Digital, DE-M, 2,5-10 µl, mit Glaskapillare	1	Stück
701812	Transferpettor Typ Digital, DE-M, 5-25 µl, mit Glaskapillare	1	Stück
701817	Transferpettor Typ Digital, DE-M, 10-50 µl, mit Glaskapillare	1	Stück
701822	Transferpettor Typ Digital, DE-M, 20-100 µl, mit Glaskapillare	1	Stück
702804	Transferpettor Typ Digital, DE-M, 100-500 µl, mit Caps aus PP	1	Stück
702806	Transferpettor Typ Digital, DE-M, 200-1000 µl, mit Caps aus PP	1	Stück
702810	Transferpettor Typ Digital, DE-M, 1,0-5,0 ml, mit Caps aus PP	1	Stück
702812	Transferpettor Typ Digital, DE-M, 2,0-10,0 ml, mit Caps aus PP	1	Stück

Direktverdränger-Pipetten Transferpettor, Fix, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701842	Transferpettor Typ Fix, DE-M, 1 µl, mit Glaskapillare	1	Stück
701844	Transferpettor Typ Fix, DE-M, 2 µl, mit Glaskapillare	1	Stück
701853	Transferpettor Typ Fix, DE-M, 5 µl, mit Glaskapillare	1	Stück
701858	Transferpettor Typ Fix, DE-M, 10 µl, mit Glaskapillare	1	Stück
701863	Transferpettor Typ Fix, DE-M, 20 µl, mit Glaskapillare	1	Stück
701864	Transferpettor Typ Fix, DE-M, 25 µl, mit Glaskapillare	1	Stück
701868	Transferpettor Typ Fix, DE-M, 50 µl, mit Glaskapillare	1	Stück
701873	Transferpettor Typ Fix, DE-M, 100 µl, mit Glaskapillare	1	Stück
701878	Transferpettor Typ Fix, DE-M, 200 µl, mit Glaskapillare	1	Stück

Mehrfachdispenser HandyStep® touch, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705200	HandyStep® touch, DE-M, inklusive Universalnetzteil und Halteclip	1	Stück
705201	Paket HandyStep® touch, DE-M, inklusive Universalnetzteil und Ladeständer	1	Stück
705210	HandyStep® touch S, DE-M, inklusive Universalnetzteil und Halteclip	1	Stück
705211	Paket HandyStep® touch S, DE-M, inklusive Universalnetzteil und Ladeständer	1	Stück

Mehrfachdispenser HandyStep® S, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705110	Mehrfachdispenser HandyStep® S	1	Stück

Dispenser-Tips PD-Tips II, lose

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705700	PD-Tips II, 0,1 ml, lose, Zylinder PP / Kolben LCP, typ-codiert	100	
705702	PD-Tips II, 0,5 ml, lose, Zylinder PP / Kolben PE-HD, typ-codiert	100	
705704	PD-Tips II, 1 ml, lose, Zylinder PP / Kolben PE-HD, typ-codiert	100	
705706	PD-Tips II, 1,25 ml, lose, Zylinder PP / Kolben PE-HD, typ-codiert	100	
705708	PD-Tips II, 2,5 ml, lose, Zylinder PP / Kolben PE-HD, typ-codiert	100	
705710	PD-Tips II, 5 ml, lose, Zylinder PP / Kolben PE-HD, typ-codiert	100	
705712	PD-Tips II, 10 ml, lose, Zylinder PP / Kolben PE-HD, typ-codiert	100	
705714	PD-Tips II, 12,5 ml, lose, Zylinder PP / Kolben PE-HD, typ-codiert	100	
705716	PD-Tips II, 25 ml, lose, Zylinder PP / Kolben PE-HD, typ-codiert	50	
705718	PD-Tips II, 50 ml, lose, Zylinder PP / Kolben PE-HD, typ-codiert	25	

**Dispenser-Tips PD-Tips II, einzeln verpackt, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705730	PD-Tips II, 0,1 ml, einzeln verpackt, PP/LCP, typ-codiert	100	
705732	PD-Tips II, 0,5 ml, einzeln verpackt, PP/PE-HD, typ-codiert	100	
705734	PD-Tips II, 1 ml, einzeln verpackt, PP/PE-HD, typ-codiert	100	
705736	PD-Tips II, 1,25 ml, einzeln verpackt, PP/PE-HD, typ-codiert	100	
705738	PD-Tips II, 2,5 ml, einzeln verpackt, PP/PE-HD, typ-codiert	100	
705740	PD-Tips II, 5 ml, einzeln verpackt, PP/PE-HD, typ-codiert	100	
705742	PD-Tips II, 10 ml, einzeln verpackt, PP/PE-HD, typ-codiert	100	
705744	PD-Tips II, 12,5 ml, einzeln verpackt, PP/PE-HD, typ-codiert	100	
705746	PD-Tips II, 25 ml, einzeln verpackt, PP/PE-HD, typ-codiert	25	
705748	PD-Tips II, 50 ml, einzeln verpackt, PP/PE-HD, typ-codiert	25	

**Dispenser-Tips PD-Tips II, Set**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705720	Set PD-Tips II, je 20 Stück der Größen 0.5, 1, 1.25, 2.5, 5, 10, 12.5 ml, lose, typ-codiert	1 VE = 140 Stück	1 Stück

**Adapter für PD-Tips II 25 / 50 ml**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
702398	Adapter für PD-Tips II 25-50 ml, PP	1 VE = 10 Stück	1 Stück
702399	Adapter für PD-Tips II 25-50 ml, PP, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE	5	Stück



Pipettierhelfer accu-jet® pro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26300	accu-jet® pro, dunkelblau, Ladegerät Europa 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26301	accu-jet® pro, magenta, Ladegerät Europa 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26302	accu-jet® pro, grün, Ladegerät Europa 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26303	accu-jet® pro, königsblau, Ladegerät Europa 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26304	accu-jet® pro, dunkelblau, ohne Ladegerät	1	Stück
26310	accu-jet® pro, dunkelblau, Ladegerät UK/Irland 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26311	accu-jet® pro, magenta, Ladegerät UK/Irland 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26312	accu-jet® pro, grün, Ladegerät UK/Irland 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26313	accu-jet® pro, königsblau, Ladegerät UK/Irland 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26320	accu-jet® pro, dunkelblau, Ladegerät Australien 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26321	accu-jet® pro, magenta, Ladegerät Australien 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26322	accu-jet® pro, grün, Ladegerät Australien 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26323	accu-jet® pro, königsblau, Ladegerät Australien 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26330	accu-jet® pro, dunkelblau, Ladegerät USA 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26331	accu-jet® pro, magenta, Ladegerät USA 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26332	accu-jet® pro, grün, Ladegerät USA 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26333	accu-jet® pro, königsblau, Ladegerät USA 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26340	accu-jet® pro, dunkelblau, Ladegerät Japan 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26341	accu-jet® pro, magenta, Ladegerät Japan 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26342	accu-jet® pro, grün, Ladegerät Japan 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
26343	accu-jet® pro, königsblau, Ladegerät Japan 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück

Pipettierhelfer macro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26200	macro-Pipettierhelfer für Pipetten 0,1-200 ml, grau, mit Ersatz-Membranfilter	1	Stück
26201	macro-Pipettierhelfer für Pipetten 0,1-200 ml, grün, mit Ersatz-Membranfilter	1	Stück
26202	macro-Pipettierhelfer für Pipetten 0,1-200 ml, königsblau, mit Ersatz-Membranfilter	1	Stück
26203	macro-Pipettierhelfer für Pipetten 0,1-200 ml, magenta, mit Ersatz-Membranfilter	1	Stück

Pipettierhelfer micro




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
25800	Micro-Pipettierhelfer, für Pipetten bis 1 ml	1	Stück
25900	Pipettierhelfer micro-classic, komplett	1	Stück

Pipettierbälle




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
25300	Pipettierball, NR, mit 3 Ventilen, Standardmodell	1	Stück
25315	Pipettierball, NR, mit 3 Ventilen, Universalmodell	1	Stück
25400	Pipettierball, NR, mit 2 Ventilen, Flip-Modell	1	Stück

Pipettierroboter



Liquid Handling Station

ab Seite 38



Liquid Handling Station flow

ab Seite 38

Im Detail: Pipettieren mit der Liquid Handling Station

Während der Roboter Ihre Pipettieraufgaben immer nach vorgegebenem Schema abarbeitet, haben Sie Zeit für andere Tätigkeiten. Dabei arbeitet die Liquid Handling Station leise und lässt sich flexibel auf alle anfallenden Arbeitsschritte einstellen. Über die zugehörige, intuitiv bedienbare Software definieren Sie Ihre Methoden schnell und ganz ohne Programmierkenntnisse. Liegen die Daten bereits in einem Tabellenkalkulationsprogramm vor, vereinfacht die Import-Funktion das Erstellen der Methode zusätzlich.

Gerade bei kleinen und mittleren Probenaufkommen ist der nach dem bewährten Luftpolsterprinzip arbeitende Roboter eine spürbare Erleichterung der alltäglichen Arbeit und ein ökonomischer Einstieg in die Laborautomation. Fehler werden bereits beim Erstellen der Methode durch die Software automatisch erkannt.



1 Fronttür

Die platzsparend konstruierte Fronttür lässt sich leicht nach oben schwenken und wird beim Schließen mechanisch abgebremst.

2 Pipettiermodule (Liquid Ends)

Basis der Pipettiermodule sind Komponenten der bewährten Transferpette® S. Drei 1-Kanal Liquid Ends (SC) und drei 8-Kanal Liquid Ends (MC) stehen zur Verfügung. Der manuelle Wechsel ist kinderleicht und dauert nur wenige Sekunden. Es wird kein Werkzeug benötigt.

3 Arbeitsfläche (Work table)

Der Work Table verfügt über 8 Arbeitsplätze, davon entsprechen 7 dem ANSI/SLAS-Format und sind frei belegbar.

4 Adapter

Verschiedene Höhenadapter, Tip-Adapter und Racks sorgen für eine sichere Aufnahme und gleiche Arbeitshöhe der verwendeten Platten und Gefäße. Das spart Zeit beim Pipettieren.

Pipettieren statt programmieren

Die Software der Liquid Handling Station

Mit der intuitiv bedienbaren Software der Liquid Handling Station müssen Sie sich nicht tagelang befassen, um Ihre Methoden zu definieren. Die grafische Oberfläche stellt den Arbeitsbereich des Pipettierroboters dar, so finden Sie sich schnell zurecht. Integrierte Hinweistexte und Hilfen führen Sie effizient durch die Erstellung selbst komplexester Methoden.

So kann die Liquid Handling Station das am besten, wofür sie gemacht wurde: wiederkehrende Pipettieraufgaben schnell und komfortabel automatisieren, damit Sie sich auf Wichtigeres konzentrieren können.

Standard-Arbeitsablauf:

1. Name für Pipettieraufgabe (Method) festlegen
2. Arbeitsfläche (Work Table) einrichten
3. Transferbefehle definieren (Commands)
4. Ausführen starten (Execute)
5. Fertig!

Funktionen:

- Professionelle Benutzerverwaltung
- Vordefinierte Flüssigkeitseigenschaften (Liquid Types), die jederzeit verändert oder ergänzt werden können
- Einmalartikel (Labware)-Datenbank kann kundenspezifisch ergänzt werden
- Prüfung von Inkonsistenzen durch die Software
- Automatische Protokollierung der Abläufe (individualisierbare Reports)
- Kontextsensitive Hilfe-Funktion
- Daten-Import/-Export
- E-Mail und Sound Benachrichtigung
- Zeitleiste
- Simulation der programmierten Methoden

Alles hört auf Ihr Kommando

Vier Hauptbefehle für Ihren Erfolg:



Transfer:

Legt nahezu alle Pipettieraufgaben fest, z.B. Multidispensieren, Erstellen von Verdünnungsreihen, Poolen, usw.



Wait:

Definiert Wartezeiten, z.B. zum Inkubieren.



Mix:

Um Proben effizient zu Durchmischen.



Break:

Unterbricht den Programmablauf, z.B. um Proben extern zu inkubieren.



Device Commands:

Hier starten und steuern Sie einfach und übersichtlich die FlowBox, sowie das Heiz- und Schüttelmodul.



Ihr kleiner Reinraum im Labor


Liquid Handling Station

flow

Müssen Ihre Proben frei von Partikeln und Mikroorganismen bleiben? Dann ist die Liquid Handling Station flow der richtige Pipettierroboter für Sie. Die speziell entwickelte Flow Box leitet gefilterte Luft in einem horizontalen, laminaren Luftstrom über den Arbeitsbereich und vermeidet so Verunreinigungen.

Haupteinsatzgebiete sind Anwendungen, bei denen Flüssigkeiten frei von Partikeln und Mikroorganismen pipettiert werden müssen¹⁾. Die Raumluft der Liquid Handling Station flow wird jede Minute mehr als vier Mal gewechselt. Die Abluft entweicht über Öffnungen in der Fronttür. Diese Technologie erfüllt die Anforderungen der ISO 14644-1 (Klasse 5) und der GMP Annex 1 (Klasse A). In weniger als 5 Minuten ist der Innenraum frei von Partikeln.


¹⁾ Der Betrieb mit eingeschalteter FlowBox ist nicht geeignet für Proben, die bei Verschleppung durch den laminaren Luftstrom gesundheitliche Risiken bergen (u.a. biologische Arbeitsstoffe ab Risikogruppe 2).



In kürzester Zeit partikelfrei


4 Minuten nach dem Einschalten der FlowBox sind keine Partikel von 0,5 µm, 0,7 µm, 1 µm, 3 µm und 5 µm Größe mehr messbar²⁾.

²⁾ Messverfahren: Laserpartikelzähler für luftgetragene Partikel LIGHTHOUSE Handheld 5016, 0,1 cf/min (2,83 l/min) Probevolumen



Schützen Sie Ihre Proben

Ein mikroprozessor-gestützter Luftstrom reinigt den gesamten Arbeitsbereich der Liquid Handling Station flow. Gefiltert wird die zugeführte Luft durch einen HEPA-Filter H14 mit einem Wirkungsgrad von 99,995%. So schützen Sie Ihre wertvollen Proben zuverlässig vor Kontamination.



Pipettierroboter Liquid Handling Station



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
709400	Liquid Handling Station Pipettierroboter	1	Stück
709402	Liquid Handling Station flow Pipettierroboter mit FlowBox	1	Stück

Life Science-Consumables



PCR-Verbrauchsmaterialien

ab Seite 45




Life Science Verschlussfolien

ab Seite 47



Reaktionsgefäße

ab Seite 48



Probenlagerung

ab Seite 50



Zellkultureinsätze

ab Seite 52



Mikrotiter- und Multiwellplates

ab Seite 54



Medienflasche

ab Seite 58



Küvetten

ab Seite 58

Life Science Consumables von BRAND



Reinraum-Qualität

BRAND Einmalartikel für den Life Science Bereich werden unter kontrollierten Bedingungen in Deutschland in einem der weltweit größten Reinräume für Labor-Einmalartikel hergestellt (ISO 14644-1 Klasse 5, 7 und 8).


Das kontinuierliche Reinraummonitoring, begleitet durch die präzise Regelung der Umgebungsbedingungen, führt zu einer hohen Temperaturkonstanz im gesamten Produktionsbereich. Diese Konstanz garantiert, in Kombination mit der chargenabhängigen Kontrolle der eingesetzten Rohmaterialien und Endprodukte, die gleichbleibend hohe Qualität der Life Science Produkte von BRAND.




Einfach, unkompliziert und effizient arbeiten – einige Beispiele:



Unbegrenzte Flexibilität mit den BRAND Zellkultur-Einsätzen Insert 2in1



Höhere Sensitivität bei qPCR-Reaktionen mit BRAND 384-well PCR-Platten



Proliferation von CHO-Zellen auf BRANDplates® cellGrade™ Oberfläche



Reaktionsgefäße mit sicherer Deckelverriegelung



Rohstoff-Qualität

Sensible Anwendungen, wie z.B. Enzymtests, PCR oder die Aufreinigung von Nukleinsäuren und Proteinen, erfordern höchste Qualität der verwendeten Einmalprodukte aus Kunststoff. Für die Herstellung von Pipettenspitzen und PCR-Produkte werden bei BRAND z.B. speziell ausgewählte PP-Typen verwendet, die frei von den Additiven di(2-hydroxyethyl) methyl dodecyl ammonium (DiHEMA) und 9-octadecenamid (Oleamid) sind. Diese beiden oft in PP-Granulaten enthaltenen Zusätze können mit biologischen Tests interferieren und zu falschen Resultaten führen. Die Ausgangsmaterialien für Life Science Produkte werden von BRAND so ausgewählt, dass Substanzen, die sich aus dem Rohmaterial herauslösen (Leachables) und dadurch die biologischen Tests beeinflussen könnten, auf das für die Verarbeitung notwendige

Minimum reduziert sind. Entformungshilfen, wie Stearate und Erucasäureamid werden im Produktionsprozess nicht eingesetzt.

BIO-CERT®

BIO-CERT® Produkte von BRAND erfüllen höchste Qualitätsstandards und bieten auf die jeweilige Applikation ausgerichtete Qualitätsstufen. Neben dem allgemeinen Certified Quality Label stehen spezielle Qualitätsstufen für PCR, Zellkultur und Liquid Handling zur Verfügung. Somit finden Sie einfach und schnell die passenden BIO-CERT® Produkte für Ihre Anwendung.

Finden Sie die passende BIO-CERT®-Qualitätsstufe für Ihre Anwendung

				
Reinraum Klasse 8 gemäß ISO 14644-1	✓	✓	✓	✓
Frei von DNA*	✓	✓	✓	✓
Frei von RNase	✓	✓	✓	✓
Frei von DNase	✓	✓	✓	✓
Frei von Pyrogenen gemäß LAL-Test**	✓	✓	✓	✓
Steril gemäß ISO 11137		✓		✓
Frei von zytotox. Subst. gemäß ISO 10993-5		✓		
Frei von PCR-Inhibitoren			✓	
Frei von ATP				✓

* humane und bakterielle DNA, ** gemäß Limulus Amebocyte Lysate (LAL) Test, Nachweisgrenze 0,01 EU/ml

PCR Platten

Thermocycler-Kompatibilität

Mit einem Blick auf die Tabelle sehen Sie, welche BRAND PCR-Platten mit Ihrem Thermocycler kompatibel sind. Durch Herstellerinformationen und Feedback unserer Kunden können wir die Tabelle laufend aktualisieren. Fordern Sie unverbindlich kostenlose Muster unserer PCR-Platten an (www.brand.de), um die Kompatibilität mit Ihrem Gerät sicherstellen zu können.

	ohne Rahmen								halber Rahmen				e. h. R.*		ganzer Rahmen										
	781411	781412	781415	781416	781366	781367	781368	781369	781350	781354	781400	781357	781364	781371	781372	781375	781376	781373	781374	781377	781378	781345	781347	781358	
Weiße Färbung		x		x		x		x		x		x	x		x		x		x		x				x
Well-Anzahl	24		48		96		96		96		96		96		96		96		96		96		384		384
Standard well	x		x				x		x		x					x									
Low Profile well					x								x		x			x		x					
Cut corner					H12		A12		H12		H12		H12		A12		A12		A1		H1		A24+ P24		A24+ P24
Agilent Technologies																									
AriaMx					●															●					
Analytik Jena																									
Flex Cycler ² 96 Series							●		●		●					●									
Flex Cycler ² Twin 48			●						●							●									
Speed Cycler ² SPR							●		●		●					●									
qTower 2.0 und 2.2								●		●							●								
qTower ³ /qTower ³ touch	●		●		●		●		●				●		●		●			●					
qTower ³ 84	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			●		●	
APPLIED BIOSYSTEMS®																									
2700/2720	●		●				●		●		●					●						●		●	
3100	●		●				●		●							●							●		
3130	●		●				●		●							●							●		
3500							●		●							●							●		
3700	●		●				●		●							●						●		●	
3730/ 3730xl	●		●				●		●							●							●		
9600	●		●				●		●		●					●									
9700	●		●				●		●		●					●						●		●	
9800 Fast																	●								
5700	●		●				●		●							●									
7000	●		●				●		●						●		●								
7300	●		●				●		●						-		-								
7500	●		●		●		●		●								●								
7700	●		●				●		●						●		●								
7900 HT							●		●						●		●					●		●	
7500 Fast																	●								
Quant Studio™ 6 384-well																						●			
Quant Studio™ 96-well																	●								
Quant Studio™ 96-well fast					●													●							
Step One Plus																		●							
Veriti 0.2 ml																	●								
Veriti 0.1 ml																		●							
ViiA™ 7					●													●							
AMERSHAM® Bioscience																									
MegaBace® 500																				●					
MegaBace® 1000																				●					
MegaBace® 4000																				●		●		●	
BECKMAN®																									
CEQ							●													●					
MegaBace® 4000																				●		●		●	
BIOMETRA® Analytik Jena AG																									
Uno	●		●		●		●		●		●						●			●					
Uno II	●		●		●		●		●		●						●					●		●	
T1 Thermal Cycler	●		●		●		●		●		●						●			●		●		●	
Tgradient	●		●		●		●		●		●						●			●					
Trobot	●		●		●		●		●		●						●			●		●		●	
TOne 96/96 G	●		●		●		●		●		●		●		●		●		-		●				
Tadvanced 96/96 G	●		●		●		●		●		●		●		●		●		-		●				
Tadvanced 96 S/96 SG	●		●		●		●		●		●				●		●		-		●				
Tadvanced 384/384 G	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		●	●	
Tadvanced Twin 48	●		●		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	
TRIO 48/ 48 G	●		●		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	

* e. h. R. = erhöhter halber Rahmen

• = geeignet

- = nicht geeignet

□ = keine Information

* e. h. R. = erhöhter halber Rahmen ☒ = geeignet ☐ = nicht geeignet ☐ = keine Information

	ohne Rahmen										halber Rahmen						e. h. R.*		ganzer Rahmen						
	7814 11	7814 12	7814 15	7814 16	7813 66	7813 67	7813 68	7813 69	7813 50	7813 54	7814 00	7813 57	7813 64	7813 71	7813 72	7813 75	7813 76	7813 73	7813 74	7813 77	7813 78	7813 45	7813 47	7813 58	
Weiße Färbung		x		x		x		x		x		x	x		x		x		x		x				x
Well-Anzahl	24		48		96		96		96		96		96		96		96		96		96		384	384	384
Standard well	x		x				x		x		x					x									
Low Profile well					x								x	x				x		x					
Cut corner					H12		A12		H12		H12		H12		A12		A12		A1		H1		A24 + P24	A24	A24 + P24
MWG®																									
Primus 96	●		●		●		●		●		●			●		●				●					
Primus 384																					●	●	●		
The Q LifeCycler					●		●																		
PCRmax																									
Alpha Cycler 1					●		●									●		-		●					
Alpha Cycler 2					●		●									●		-		●					
Alpha Cycler 4					●		●									●		-		●					
PEQLAB®																									
PeqStar 96	●		●				●		●		●					●				●					
peqSar 96X Universal	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●				
peqSar 96X Univ. Gradient	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●				
peqStar 96X HPL	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●				
peqStar 96X HPLGradient	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●				
peqStar 384X HPL																					●	●	●		
Roche®																									
LightCycler® 480												●												●	
STRATAGENE®																									
Robocycler	●		●				●		●		-					●				●		●	●		
Robocycler Gradient					●		●							●		●				●					
Mx 3000	●		●						●																
Mx 3000 P					●		●							●		●									
Mx 3005 P					●		●							●		●									
Mx 4000	●		●		●		●		●																
TaKaRa®																									
TP2400																				●		●	●		
TP3000	●		●		●		●		●					●		●				●		●	●		
TECHNE®																									
TC-412	●		●		●		●		●		●			●		●				●		●	●		
Flexigene	●		●		●		●		●		●			●		●				●		●	●	●	
Genius	●		●						●		●											●	●		
Genius Quad					●		●							●		●				●		●	●		
TC-512	●		●		●		●		●		●			●		●				●		●	●	●	
Touchgene Gradient							●				●			●		●				●		●	●	●	
Touchgene X					●											●				●				●	
TC-3000X	●		●						●		-											-	-		
Quantica																									
Cyclogene					●		●							●		●				●					
TRANSGENOMIC®																									
Wave System																				●				●	
VWR																									
XT96	●		●		●		●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	-					
UNO96	●		●		●		●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●					
UNO ⁹⁶ Gradient	●		●		●		●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●					
UNO ⁹⁶ HPL	●		●		●		●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●					
UN ⁰⁹⁶ HPL Gradient	●		●		●		●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●					
UNO ³⁸⁴ HPL																						●	●	●	

* e. h. R. = erhöhter halber Rahmen

• = geeignet

- = nicht geeignet

□ = keine Information

Stand: 0420

In dieser Tabelle genannte Fremddaten und Warenzeichen werden lediglich zu Referenzzwecken wiedergegeben und sind Eigentum der nachfolgend aufgeführten Inhaber:

Wiedergegebene Marke	Inhaber	Wiedergegebene Marke	Inhaber
Agilent®	Agilent Technologies, Inc., USA	MegaBace®	GE Healthcare Bio-Sciences AB, GB
AMERSHAM®	GE HEALTHCARE LIMITED, GB	MJ RESEARCH®	BIO-RAD LABORATORIES, INC., USA
APPLIED BIOSYSTEMS®	Applied Biosystems LLC, USA	MWG®	MWG BIOTECH AG, Deutschland
AriaMx®	Agilent Technologies, Inc., USA	PEQLAB®	PEQLAB Biotechnologie GmbH, Deutschland
BECKMAN®	Beckman Coulter, Inc., USA	Roche®	F. Hoffmann-La Roche AG, Schweiz
BIOMETRA®	Biometra Biomedizinische Analytik GmbH, Deutschland	STRATAGENE®	Agilent Technologies, Inc., USA
BIO-RAD®	BIO-RAD LABORATORIES GMBH, Deutschland	TaKaRa®	TAKARA SHUZO CO., LTD., Japan
Eppendorf®	Eppendorf AG, Deutschland	TECHNE®	TECHNE INCORPORATED, USA
LightCycler®	Roche Diagnostics GmbH, Deutschland	TRANSGENOMIC®	Transgenomic, Inc., USA
Mastercycler®	Eppendorf AG, Deutschland		

Einzelgefäße PCR, BIO-CERT® PCR QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
781300	PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, mit anhängendem gewölbten Deckel, farblos	1000	Stück
781301	PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, mit anhängendem flachen Deckel, rosa	1000	Stück
781302	PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, mit anhängendem flachen Deckel, gelb	1000	Stück
781303	PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, mit anhängendem flachen Deckel, grün	1000	Stück
781304	PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, mit anhängendem flachen Deckel, blau	1000	Stück
781305	PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, mit anhängendem flachen Deckel, farblos	1000	Stück
781310	PCR-Gefäße, PP, 0,5 ml, mit anhängendem flachen Deckel, farblos	1000	Stück
781311	PCR-Gefäße, PP, 0,5 ml, mit anhängendem flachen Deckel, rosa	1000	Stück
781312	PCR-Gefäße, PP, 0,5 ml, mit anhängendem flachen Deckel, gelb	1000	Stück
781313	PCR-Gefäße, PP, 0,5 ml, mit anhängendem flachen Deckel, grün	1000	Stück
781314	PCR-Gefäße, PP, 0,5 ml, mit anhängendem flachen Deckel, blau	1000	Stück



PCR-Strips, BIO-CERT® PCR QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
781280	12er-Strips PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, ohne Deckel, farblos	1 VE = 80 Stück	1 Stück
781315	8er-Strips PCR-Gefäße, transparent, mit anhängenden, flachen Einzeldeckeln, 3 Stege, 0,2 ml, Standard Profile	1 VE = 120 Stück	1 Stück
781316	8er-Strips PCR-Gefäße, weiß, mit anhängenden, flachen Einzeldeckeln, 3 Stege, 0,2 ml, Standard Profile	1 VE = 120 Stück	1 Stück
781317	8er-Strips PCR-Gefäße, weiß, mit anhängenden, flachen Einzeldeckeln, 3 Stege, 0,15 ml, Low Profile	1 VE = 120 Stück	1 Stück
781318	8er-Strips PCR-Gefäße, transparent, mit anhängenden, flachen Einzeldeckeln, 3 Stege, 0,15 ml, Low Profile	1 VE = 120 Stück	1 Stück
781320	8er-Strips PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, ohne Deckel, farblos	1 VE = 125 Stück	1 Stück
781321	8er-Strips PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, ohne Deckel, rosa	1 VE = 125 Stück	1 Stück
781322	8er-Strips PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, ohne Deckel, gelb	1 VE = 125 Stück	1 Stück
781323	8er-Strips PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, ohne Deckel, grün	1 VE = 125 Stück	1 Stück
781324	8er-Strips PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, ohne Deckel, blau	1 VE = 125 Stück	1 Stück
781325	8er-Strips PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, ohne Deckel, weiß, für qPCR	1 VE = 125 Stück	1 Stück
781326	8er-Strips PCR-Gefäße und Deckel, PP, Deckel flach, für qPCR	1 VE = 250 Stück	1 Stück
781327	8er-Strips PCR-Gefäße und Deckel, PP, Deckel gewölbt	1 VE = 250 Stück	1 Stück
781330	8er-Strips PCR-Gefäße, 0,2 ml, mit anhängendem Deckelstreifen, farblos	1 VE = 125 Stück	1 Stück
781332	8er-Strips PCR-Gefäße, PP, 0,2 ml, anhängende Einzeldeckel	1 VE = 120 Stück	1 Stück
781333	8er-Strips PCR-Gefäße, PP, 0,15 ml, anhängende Einzeldeckel, Low Profile	1 VE = 120 Stück	1 Stück



Deckelstreifen BIO-CERT® PCR QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781290	12er Deckelstreifen, gewölbt, PP, transparent	1 VE = 80 Stück	1	Stück
781334	8er Deckelstreifen, flach, PP, transparent	1 VE = 125 Stück	1	Stück
781340	8er Deckelstreifen, gewölbt, PP, transparent	1 VE = 125 Stück	1	Stück
781341	8er Deckelstreifen, gewölbt, PP, rosa	1 VE = 125 Stück	1	Stück
781342	8er Deckelstreifen, gewölbt, PP, gelb	1 VE = 125 Stück	1	Stück
781343	8er Deckelstreifen, gewölbt, PP, grün	1 VE = 125 Stück	1	Stück
781344	8er Deckelstreifen, gewölbt, PP, blau	1 VE = 125 Stück	1	Stück

PCR-Platte 24-well, BIO-CERT® PCR QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781411	24-well PCR-Platten, ohne Rahmen, PP, transparent, 0,2 ml, für qPCR	1 VE = 40 Stück	1	Stück
781412	24-well PCR-Platten, ohne Rahmen, PP, weiß, 0,2 ml, für qPCR	1 VE = 40 Stück	1	Stück

PCR-Platte 48-well, BIO-CERT® PCR QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781415	48-well PCR-Platten, ohne Rahmen, PP, transparent, 0,2 ml, für qPCR	1 VE = 20 Stück	1	Stück
781416	48-well PCR-Platten, ohne Rahmen, PP, weiß, 0,2 ml, für qPCR	1 VE = 20 Stück	1	Stück

PCR-Platte 96-well, BIO-CERT® PCR QUALITY (außer Sets)

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781230	PCR-Set 1: 50x PCR-Platten, 96-well, ohne Rahmen, Low Profile, farblos + 50x Verschlussfolien (qPCR), Polyester	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781231	PCR-Set 2: 50x PCR-Platten, 96-well, ohne Rahmen, Standardprofil, farblos + 50x Verschlussfolien (qPCR), Polyester	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781232	PCR-Set 3: 50x PCR-Platten, 96-well, halber Rahmen, Low Profile, farblos + 50x Verschlussfolien (qPCR), Polyester	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781233	PCR-Set 4: 50x PCR-Platten, 96-well, halber erhöhter Rahmen, Low Profile, farblos + 50x Verschlussfolien (qPCR), Polyester	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781234	PCR-Set 5: 50x PCR-Platten, 96-well, halber Rahmen, Standardprofil, farblos + 50x Verschlussfolien (qPCR), Polyester	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781350	PCR-Platte, 96-well, ohne Rahmen, erhöhte Wells, transparent, PP	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781354	PCR-Platte, 96-well, ohne Rahmen, erhöhte Wells, weiß, PP	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781357	PCR-Platte, 96-well, halber Rahmen, erhöhte Wells, weiß, PP	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781364	96-well PCR-Platten, weiß, 0,15 ml, Low profile, für LightCycler®, PP	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781365	96-well PCR-Platten, weiß, 0,15 ml, für LightCycler®, PP, inkl. 50 Folien für die qPCR	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781366	PCR-Platte, 96-well, ohne Rahmen, Low Profile, transparent, PP	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781367	PCR-Platte, 96-well, ohne Rahmen, Low Profile, weiß, PP	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781368	PCR-Platte, 96-well, ohne Rahmen, Standardprofil, transparent, PP	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781369	PCR-Platte, 96-well, ohne Rahmen, Standardprofil, weiß, PP	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781371	PCR-Platte, 96-well, halber Rahmen, Low Profile, transparent, PP	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781372	PCR-Platte, 96-well, halber Rahmen, Low Profile, weiß, PP	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781373	PCR-Platte, 96-well, halber Rahmen, Low Profile, erhöhter Rahmen, transparent, PP	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781374	PCR-Platte, 96-well, halber Rahmen, Low Profile, erhöhter Rahmen, weiß, PP	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781375	PCR-Platte, 96-well, halber Rahmen, Standardprofil, transparent, PP	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781376	PCR-Platte, 96-well, halber Rahmen, Standardprofil, weiß, PP	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781377	PCR-Platte, 96-well, ganzer Rahmen, Low Profile, transparent, PP	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781378	PCR-Platte, 96-well, ganzer Rahmen, Low Profile, weiß, PP	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781400	PCR-Platte, 96-well, halber Rahmen, Standardprofil, erhöhte Wells, transparent, PP	1 VE = 50 Stück	1	Stück




PCR-Platte 384-well, BIO-CERT® PCR QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781345	384-well PCR-Platte, 0,03 ml, flexibel, ganzer Rahmen	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781347	384-well PCR-Platte, 0,03 ml, flexibel, für qPCR, ganzer Rahmen	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781358	384-well PCR-Platte, PP, weiß, 0,03 ml, für qPCR	1 VE = 50 Stück	1	Stück




Life Science Verschlussfolien für PCR und qPCR

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781383	Filmstreifen Polyester, selbstklebend, für PCR, qPCR und Lagerung	1 VE = 50 Stück (je 8 Streifen)	1	Stück
781390	Verschlussfolie, selbstklebend, für ELISA u. PCR, Polyester	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781391	Verschlussfolie, Polyester, hochtransparent, druck-sensitiv, für ELISA und qPCR	1 VE = 100 Stück	1	Stück




Life Science Verschlussfolien für PCR, qPCR und Lagerung



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701367	Verschlussfolie, PP, DMSO-resistent, ermöglicht Sichtkontrolle	1 VE = 100 Stück	1	Stück

Life Science Verschlussfolien für Lagerung und Automation




Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781381	Verschlussfolie, selbstklebend, für Kältelagerung, Aluminium	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781382	Folienstreifen Aluminium, selbstklebend, für PCR und Lagerung	1 VE = 50 Stück (je 6 Streifen)	1	Stück

Life Science Verschlussfolien für Automationsprozesse




Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701370	Verschlussfolie, PE/PP, für Automation, mit klebefreier Zone	1 VE = 50 Stück	1	Stück
701374	Verschlussfolie für Platten, Vinyl, mit vorgestanzter Zone, 100 Stück, 2 Endlaschen, alphanummerische Codierung, -40 bis + 90°C	1 VE = 100 Stück	1	Stück

Life Science Verschlussfolien für Zell- und Gewebekultur



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701364	Verschlussfolie für Mikrotiterplatten, selbstklebend, für Zell- und Gewebekultur, gasdurchlässig, Rayon	1 VE = 100 Stück	1	Stück
701365	Verschlussfolie für Mikrotiterplatten, selbstklebend, für Zell- und Gewebekultur, gasdurchlässig, Rayon, steril	1 VE = 50 Stück	1	Stück

Life Science Verschlussfolien für Lumineszenz und Fluoreszenzmessung



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701371	Verschlussfolie, Vinyl, für Fluoreszenzmessung, schwarz	1 VE = 50 Stück	1	Stück
701372	Verschlussfolie, Vinyl, für Lumineszenzmessung, weiß	1 VE = 50 Stück	1	Stück

Einmal-Reaktionsgefäße, PP, 0,5 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
780507	Reaktionsgefäße, PP, 0,5 ml, transparent, mit Deckel		1000	Stück
780536	Reaktionsgefäße, PP, 0,5 ml, transparent, mit Deckelverriegelung		500	Stück

Einmal-Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780400	Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml, transparent, mit Deckel, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY	450	Stück
780500	Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml, transparent, mit Deckel	500	Stück
780502	Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml, transparent, mit Deckel, Großpack	3000	Stück
780505	Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml, transparent, ohne Deckel	2000	Stück
780521	Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml, gelb, mit Deckel	500	Stück
780522	Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml, blau, mit Deckel	500	Stück
780523	Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml, grün, mit Deckel	500	Stück
780524	Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml, orange, mit Deckel	500	Stück
780525	Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml, braun, mit Deckel	500	Stück
780540	Reaktionsgefäß, PP, 1,5 ml, transparent, mit Deckelverriegelung, BIO-CERT® PCR QUALITY	1000	Stück



Einmal-Reaktionsgefäße, PP, 2 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780546	Einmal-Reaktionsgefäß, PP, 2,0 ml, transparent, Deckelverriegelung	500	Stück
780550	Einmal-Reaktionsgefäß, PP, 2,0 ml, transparent, mit Deckel	500	Stück



Einmal-Reaktionsgefäße, PP, 5 ml

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780555	Einmal-Reaktionsgefäße, PP, 5 ml	250	Stück



Reaktionsgefäße, PP, mit Schraubverschluss, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780750	Reaktionsgefäße, PP mit loseem Schraubdeckel, PP, 0,5 ml, mit Standring, ungraduiert	500	Stück
780751	Reaktionsgefäße, PP mit loseem Schraubdeckel, PP, 1,5 ml, mit Standring, graduiert	500	Stück
780752	Reaktionsgefäße, PP mit loseem Schraubdeckel, PP, 1,5 ml, ohne Standring, graduiert	500	Stück
780753	Reaktionsgefäße, PP mit loseem Schraubdeckel, PP, 2 ml, mit Standring, graduiert	500	Stück
780754	Reaktionsgefäße, PP mit loseem Schraubdeckel, PP, 2 ml, ohne Standring, graduiert	500	Stück
780755	Reaktionsgefäße, mit Verschluss-Sicherung, PP, 0,5 ml, mit Standring, ungraduiert	500	Stück
780756	Reaktionsgefäße, mit Verschluss-Sicherung, PP, 1,5 ml, mit Standring, graduiert	500	Stück
780757	Reaktionsgefäße, mit Verschluss-Sicherung, PP, 1,5 ml, ohne Standring, graduiert	500	Stück
780758	Reaktionsgefäße, mit Verschluss-Sicherung, PP, 2 ml, mit Standring, graduiert	500	Stück
780759	Reaktionsgefäße, mit Verschluss-Sicherung, PP, 2 ml, ohne Standring, graduiert	500	Stück



Reaktionsgefäße, PP, mit Schraubverschluss, graduert



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780710	Reaktionsgefäße, PP, mit anhängendem Schraubdeckel, PP, 0,5 ml, mit Standring, ungraduier	1000	Stück
780711	Reaktionsgefäße, PP, mit anhängendem Schraubdeckel, PP, 1,5 ml, mit Standring, graduier	1000	Stück
780712	Reaktionsgefäße, PP, mit anhängendem Schraubdeckel, PP, 1,5 ml, ohne Standring, graduier	1000	Stück
780713	Reaktionsgefäße, PP, mit anhängendem Schraubdeckel, PP, 2 ml, mit Standring, graduier	1000	Stück
780714	Reaktionsgefäße, PP, mit anhängendem Schraubdeckel, PP, 2 ml, ohne Standring, graduier	1000	Stück

Reaktionsgefäße, PP, mit Schraubverschluss, ungraduier



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780700	Reaktionsgefäße, PP, mit anhängendem Schraubdeckel, PE, 0,5 ml, mit Standring, ungraduier	1000	Stück
780701	Reaktionsgefäße, PP, mit anhängendem Schraubdeckel, PE, 1,5 ml, mit Standring, ungraduier	1000	Stück
780702	Reaktionsgefäße, PP, mit anhängendem Schraubdeckel, PE, 1,5 ml, ohne Standring, ungraduier	1000	Stück
780703	Reaktionsgefäße, PP, mit anhängendem Schraubdeckel, PE, 2 ml, mit Standring, ungraduier	1000	Stück
780704	Reaktionsgefäße, PP, mit anhängendem Schraubdeckel, PE, 2 ml, ohne Standring, ungraduier	1000	Stück

Reaktionsgefäße, ohne Deckel, graduier, PP




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780730	Reaktionsgefäße, PP für lose Schraubdeckel, PP, 0,5 ml, mit Standring, ungraduier	1000	Stück
780731	Reaktionsgefäße, PP für lose Schraubdeckel, PP, 1,5 ml, mit Standring, graduier	1000	Stück
780732	Reaktionsgefäße, PP für lose Schraubdeckel, PP, 1,5 ml, ohne Standring, graduier	1000	Stück
780733	Reaktionsgefäße, PP für lose Schraubdeckel, PP, 2 ml, mit Standring, graduier	1000	Stück
780734	Reaktionsgefäße, PP für lose Schraubdeckel, PP, 2 ml, ohne Standring, graduier	1000	Stück

Reaktionsgefäße, ohne Deckel, ungraduier, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780760	Reaktionsgefäße, für Deckel mit Verschluss-Sicherung, PP, 0,5 ml, mit Standring, ungraduier	1000	Stück
780761	Reaktionsgefäße, für Deckel mit Verschluss-Sicherung, PP, 1,5 ml, mit Standring, ungraduier	1000	Stück
780762	Reaktionsgefäße, für Deckel mit Verschluss-Sicherung, PP, 1,5 ml, ohne Standring, ungraduier	1000	Stück
780763	Reaktionsgefäße, für Deckel mit Verschluss-Sicherung, PP, 2 ml, mit Standring, ungraduier	1000	Stück
780764	Reaktionsgefäße, für Deckel mit Verschluss-Sicherung, PP, 2 ml, ohne Standring, ungraduier	1000	Stück

Mikrotiterplatte, 96-well, U-Boden, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701330	96-well Mikrotiterplatte, PP, U-Boden, 300 µl	100	Stück

Deep-well Platte, 96-well, PP

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701340	Deep-well Platte 96-well, PP, 1,1 ml, Low Profile, U-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
701342	Deep-well Platte 96-well, PP, 1,2 ml, erhöhter Rand, U-Boden	1 VE = 32 Stück	1	Stück
701346	Deep-well Platte 96-well, PP, 0,5 ml	1 VE = 48 Stück	1	Stück
701350	Deep-well Platte 96-well, PP, 1,1 ml	1 VE = 24 Stück	1	Stück
701353	Deep-well Platte 96-well, PP, 2,2 ml, V-Boden	1 VE = 32 Stück	1	Stück
701354	Deep-well Platte 96-well, PP, 2,2 ml	1 VE = 24 Stück	1	Stück




Deep-well Platte, 96-well, PS

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701352	Deep-well Platte 96-well, PS, 1,1 ml, U-Boden	1 VE = 32 Stück	1	Stück



Deep-well Platte, 384-well, PP

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701355	Deep well-Platte 384-well, PP, 300 µl, V-Boden	1 VE = 48 Stück	1	Stück



96 Röhrchen-Racks, PP

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781500	Rack mit 96 einzelnen Röhrchen à 1,2 ml, PP	1 VE = 10 Stück	1	Stück
781510	Rack mit 12 8er-Strips Röhrchen à 1,2 ml, PP	1 VE = 10 Stück	1	Stück




96 Röhrchen-Racks, PP, mit Deckel

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781565	Rack mit Deckel mit 96 codierten Röhrchen 0,65 ml, nicht lieferbar in den USA	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781566	Rack mit Deckel mit 96 codierten Röhrchen 1,2 ml, nicht lieferbar in den USA	1 VE = 50 Stück	1	Stück



Kryoröhrchen, mit Außengewinde, Schraubdeckel mit Silikondichtung, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
114830	Kryoröhrchen, 1,2 ml, PP, mit Außengewinde, 12,5x41 mm, Schraubdeckel und Standring		1000	Stück
114831	Kryoröhrchen, 2 ml, PP, mit Außengewinde, 12,5x47 mm, Schraubdeckel und Rundboden		1000	Stück
114832	Kryoröhrchen, 2 ml, PP, mit Außengewinde, 12,5x49 mm, Schraubdeckel und Standring		1000	Stück
114833	Kryoröhrchen, 3 ml, PP, mit Außengewinde, 12,5x70 mm, Schraubdeckel und Standring		1000	Stück
114834	Kryoröhrchen, 4 ml, PP, mit Außengewinde, 12,5x76 mm, Schraubdeckel und Standring		1000	Stück
114835	Kryoröhrchen, 5 ml, PP, mit Außengewinde, 12,5x90 mm, Schraubdeckel und Standring		1000	Stück



Kryoröhrchen, mit Innengewinde, Schraubdeckel mit Dichtkonus, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
114840	Kryoröhrchen, 1,2 ml, PP, mit Innengewinde, 12,5x41 mm, Schraubdeckel und Standring	1000	Stück
114841	Kryoröhrchen, 2 ml, PP, mit Innengewinde, 12,5x49 mm, Schraubdeckel und Standring	1000	Stück
114842	Kryoröhrchen, 2 ml, PP, mit Innengewinde, 12,5x48 mm, Schraubdeckel und Rundboden	1000	Stück
114843	Kryoröhrchen, 4 ml, PP, mit Innengewinde, 12,5x70 mm, Schraubdeckel und Rundboden	1000	Stück
114844	Kryoröhrchen, 4 ml, PP, mit Innengewinde, 12,5x71 mm, Schraubdeckel und Standring	1000	Stück
114845	Kryoröhrchen, 5 ml, PP, mit Innengewinde, 12,5x90 mm, Schraubdeckel und Rundboden	1000	Stück

Zellkultureinsätze, BRAND Insert 2in1, für 6-well, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
782740	6-well Insert 2in1, PC-Membran 0,4 µm	1 VE = 24 (24 x 1)	1
782741	6-well Insert 2in1, PC-Membran 0,4 µm, Multipack	1 VE = 24 (4 x 6)	1
782746	6-well Insert 2in1, PC-Membran 8,0 µm	1 VE = 24 (24 x 1)	1
782747	6-well Insert 2in1, PC-Membran 8,0 µm, Multipack	1 VE = 24 (4 x 6)	1
782750	6-well Insert 2in1, PET-Membran 0,4 µm	1 VE = 24 (24 x 1)	1
782751	6-well Insert 2in1, PET-Membran 0,4 µm, Multipack	1 VE = 24 (4 x 6)	1
782756	6-well Insert 2in1, PET-Membran 8,0 µm	1 VE = 24 (24 x 1)	1
782757	6-well Insert 2in1, PET-Membran 8,0 µm, Multipack	1 VE = 24 (4 x 6)	1

Zellkultureinsätze, BRAND Insert 2in1, für 12-well, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
782720	12-well Insert 2in1, PC-Membran 0,4 µm	1 VE = 48 (48 x 1)	1
782721	12-well Insert 2in1, PC-Membran 0,4 µm, Multipack	1 VE = 36 (4 x 9)	1
782726	12-well Insert 2in1, PC-Membran 8,0 µm	1 VE = 48 (48 x 1)	1
782727	12-well Insert 2in1, PC-Membran 8,0 µm, Multipack	1 VE = 36 (4 x 9)	1
782730	12-well Insert 2in1, PET-Membran 0,4 µm	1 VE = 48 (48 x 1)	1
782731	12-well Insert 2in1, PET-Membran 0,4 µm, Multipack	1 VE = 36 (4 x 9)	1
782736	12-well Insert 2in1, PET-Membran 8,0 µm	1 VE = 48 (48 x 1)	1
782737	12-well Insert 2in1, PET-Membran 8,0 µm, Multipack	1 VE = 36 (4 x 9)	1

Zellkultureinsätze, BRAND Insert 2in1, für 24-well, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
782700	24-well Insert 2in1, PC-Membran 0,4 µm	1 VE = 48 (48 x 1)	1
782701	24-well Insert 2in1, PC-Membran 0,4 µm, Multipack	1 VE = 48 (4 x 12)	1
782706	24-well Insert 2in1, PC-Membran 8,0 µm	1 VE = 48 (48 x 1)	1
782707	24-well Insert 2in1, PC-Membran 8,0 µm, Multipack	1 VE = 48 (4 x 12)	1
782710	24-well Insert 2in1, PET-Membran 0,4 µm	1 VE = 48 (48 x 1)	1
782711	24-well Insert 2in1, PET-Membran 0,4 µm, Multipack	1 VE = 48 (4 x 12)	1
782716	24-well Insert 2in1, PET-Membran 8,0 µm	1 VE = 48 (48 x 1)	1
782717	24-well Insert 2in1, PET-Membran 8,0 µm, Multipack	1 VE = 48 (4 x 12)	1

Insert Strips, glattwandig, PC Membran, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782800	Insert Strips 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, glattwandig, PC-Membran 0,4 µm, 4 Inserts/Strip	1 VE = 12 Stück	1	Stück
782820	Insert Strips 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, glattwandig, PC-Membran 1,0 µm, 4 Inserts/Strip	1 VE = 12 Stück	1	Stück
782840	Insert Strips 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, glattwandig, PC-Membran 3,0 µm, 4 Inserts/Strip	1 VE = 12 Stück	1	Stück
782860	Insert Strips 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, glattwandig, PC-Membran 8,0 µm, 4 Inserts/Strip	1 VE = 12 Stück	1	Stück
782900	Insert Strips 9 mm, für 24/6-well BRANDplates®, glattwandig, PC-Membran 0,4 µm, 4 Inserts/Strip	1 VE = 12 Stück	1	Stück



Insert Strips, glattwandig, PET Membran, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782810	Insert Strips 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, glattwandig, PET-Membran 0,4 µm, 4 Inserts/Strip	1 VE = 12 Stück	1	Stück
782870	Insert Strips 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, glattwandig, PET-Membran 8,0 µm, 4 Inserts/Strip	1 VE = 12 Stück	1	Stück
782910	Insert Strips 9 mm, für 24/6-well BRANDplates®, glattwandig, PET-Membran 0,4 µm, 4 Inserts/Strip	1 VE = 12 Stück	1	Stück



Insert Strips, mit Einlasskanälen (Inlet Opening System), PC Membran, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782801	Insert Strips 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, IOS, PC-Membran 0,4 µm, 4 Inserts/Strip	1 VE = 12 Stück	1	Stück
782821	Insert Strips 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, IOS, PC-Membran 1,0 µm, 4 Inserts/Strip	1 VE = 12 Stück	1	Stück
782841	Insert Strips 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, IOS, PC-Membran 3,0 µm, 4 Inserts/Strip	1 VE = 12 Stück	1	Stück
782901	Insert Strips 9 mm, für 24/6-well BRANDplates®, IOS, PC-Membran 0,4 µm, 4 Inserts/Strip	1 VE = 12 Stück	1	Stück



Insert Strips, mit Einlasskanälen (Inlet Opening System), PET Membran, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782811	Insert Strips 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, IOS, PET-Membran 0,4 µm, 4 Inserts/Strip	1 VE = 12 Stück	1	Stück
782861	Insert Strips 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, IOS, PC-Membran 8,0 µm, 4 Inserts/Strip	1 VE = 12 Stück	1	Stück
782871	Insert Strips 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, IOS, PET-Membran 8,0 µm, 4 Inserts/Strip	1 VE = 12 Stück	1	Stück



Single Inserts, glattwandig, PC Membran, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE




Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782806	Single inserts 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, PC-Membran 0,4 µm	1 VE = 48 Stück	1	Stück
782826	Single inserts 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, PC-Membran 1,0 µm	1 VE = 48 Stück	1	Stück
782846	Single inserts 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, PC-Membran 3,0 µm	1 VE = 48 Stück	1	Stück
782866	Single inserts 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, PC-Membran 8,0 µm	1 VE = 48 Stück	1	Stück

Single Inserts, glattwandig, PET Membran, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE




Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782816	Single inserts 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, PET-Membran 0,4 µm	1 VE = 48 Stück	1	Stück
782876	Single inserts 13 mm, für 24/6-well BRANDplates®, PET-Membran 8,0 µm	1 VE = 48 Stück	1	Stück

Multiwellplatten BRANDplates®, für Inserts, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782880	BRANDplates® für Inserts 24-well mit Deckel pureGrade™ S, einzeln verpackt	1 VE = 10 Stück	1	Stück
782881	BRANDplates® für Inserts 6-well mit Deckel pureGrade™ S, einzeln verpackt	1 VE = 10 Stück	1	Stück
782890	BRANDplates® für Inserts 24-well mit Deckel cellGrade™ plus, einzeln verpackt	1 VE = 10 Stück	1	Stück
782891	BRANDplates® für Inserts 6-well mit Deckel cellGrade™ plus, einzeln verpackt	1 VE = 10 Stück	1	Stück

Mikrotiterplatten BRANDplates®, 96-well, pureGrade™, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781600	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™, PS, transparent, U-Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781601	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™, PS, transparent, V-Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781602	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™, PS, transparent, F-Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781603	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™, PS, transparent, C-Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781604	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™, PS, weiß, U-Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781605	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™, PS, weiß, F-Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781607	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™, PS, schwarz, U-Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781608	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™, PS, schwarz, F-Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781610	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™, PS, weiß, transparenter Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781611	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™, PS, schwarz, transparenter Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781614	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™, PS, UV-transparent	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781615	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™, PS, schwarz, F-Boden, UV-transparent	1 VE = 50 Stück	1	Stück

Mikrotiterplatten BRANDplates®, 384-well, pureGrade™, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781620	BRANDplates®, 384-well, pureGrade™, PS, transparent, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781621	BRANDplates®, 384-well, pureGrade™, PS, weiß, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781622	BRANDplates®, 384-well, pureGrade™, PS, schwarz, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781626	BRANDplates®, 384-well, pureGrade™, PS, weiß, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781627	BRANDplates®, 384-well, pureGrade™, PS, schwarz, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück




Mikrotiterplatten BRANDplates®, 1536-well, pureGrade™, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781640	BRANDplates®, 1536-well, pureGrade™, PS, transparent, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781641	BRANDplates®, 1536-well, pureGrade™, PS, weiß, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781642	BRANDplates®, 1536-well, pureGrade™, PS, schwarz, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück



Mikrotiterplatten BRANDplates®, 96-well, pureGrade™ S, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781660	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™ S, PS, transparent, U-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781661	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™ S, PS, transparent, V-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781662	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™ S, PS, transparent, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781663	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™ S, PS, transparent, C-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781665	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™ S, PS, weiß, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781668	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™ S, PS, schwarz, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781670	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™ S, PS, weiß, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781671	BRANDplates®, 96-well, pureGrade™ S, PS, schwarz, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück




Mikrotiterplatten BRANDplates®, 384-well, pureGrade™ S, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781680	BRANDplates®, 384-well, pureGrade™ S, PS, transparent, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781681	BRANDplates®, 384-well, pureGrade™ S, PS, weiß, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781682	BRANDplates®, 384-well, pureGrade™ S, PS, schwarz, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781686	BRANDplates®, 384-well, pureGrade™ S, PS, weiß, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781687	BRANDplates®, 384-well, pureGrade™ S, PS, schwarz, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück



Mikrotiterplatten BRANDplates®, 96-well, immunoGrade™, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY




Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781720	BRANDplates®, 96-well, immunoGrade™, PS, transparent, U-Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781721	BRANDplates®, 96-well, immunoGrade™, PS, transparent, V-Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781722	BRANDplates®, 96-well, immunoGrade™, PS, transparent, F-Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781724	BRANDplates®, 96-well, immunoGrade™, PS, weiß, U-Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781731	BRANDplates®, 96-well, immunoGrade™, PS, schwarz, transparenter Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781732	BRANDplates®, 96-well, immunoGrade™, PS, schwarz, transparenter Boden, 5 Platten	1 VE = 5 Stück	1	Stück

Mikrotiterplatten BRANDplates®, 384-well, immunoGrade™, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY




Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781740	BRANDplates®, 384-well, immunoGrade™, PS, transparent, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781741	BRANDplates®, 384-well, immunoGrade™, PS, weiß, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781742	BRANDplates®, 384-well, immunoGrade™, PS, schwarz, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück

Mikrotiterplatten BRANDplates®, 96-well, lipoGrade™, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY




Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781840	BRANDplates®, 96-well, lipoGrade™, PS, transparent, U-Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781842	BRANDplates®, 96-well, lipoGrade™, PS, transparent, F-Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück

Mikrotiterplatten BRANDplates®, 96-well, hydroGrade™, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781780	BRANDplates®, 96-well, hydroGrade™, PS, transparent, U-Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück
781782	BRANDplates®, 96-well, hydroGrade™, PS, transparent, F-Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück

Mikrotiterplatten BRANDplates®, 96-well, cellGrade™, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781960	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™, PS, transparent, U-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781961	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™, PS, transparent, V-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781962	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™, PS, transparent, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781965	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™, PS, weiß, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781968	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™, PS, schwarz, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781970	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™, PS, weiß, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781971	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™, PS, schwarz, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781974	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™, PS, weiß, transparenter Boden, 5 Platten	1 VE = 5 Stück	1	Stück
781975	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™, PS, schwarz, transparenter Boden, 5 Platten	1 VE = 5 Stück	1	Stück


Mikrotiterplatten BRANDplates®, 384-well, cellGrade™, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781980	BRANDplates®, 384-well, cellGrade™, PS, transparent, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781981	BRANDplates®, 384-well, cellGrade™, PS, weiß, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781982	BRANDplates®, 384-well, cellGrade™, PS, schwarz, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781986	BRANDplates®, 384-well, cellGrade™, PS, weiß, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781987	BRANDplates®, 384-well, cellGrade™, PS, schwarz, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
781988	BRANDplates®, 384-well, cellGrade™, PS, weiß, transparenter Boden, 5 Platten	1 VE = 5 Stück	1	Stück
781989	BRANDplates®, 384-well, cellGrade™, PS, schwarz, transparenter Boden, 5 Platten	1 VE = 5 Stück	1	Stück




Mikrotiterplatten BRANDplates®, 96-well, cellGrade™ plus, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782022	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™ plus, PS, transparent, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
782030	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™ plus, PS, weiß, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
782031	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™ plus, PS, schwarz, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
782034	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™ plus, PS, weiß, transparenter Boden, 5 Platten	1 VE = 5 Stück	1	Stück
782035	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™ plus, PS, schwarz, transparenter Boden, 5 Platten	1 VE = 5 Stück	1	Stück




Mikrotiterplatten BRANDplates®, 96-well, cellGrade™ premium, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782082	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™ premium, PS, transparent, F-Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
782090	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™ premium, PS, weiß, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
782091	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™ premium, PS, schwarz, transparenter Boden	1 VE = 50 Stück	1	Stück
782094	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™ premium, PS, weiß, transparenter Boden, 5 Platten	1 VE = 5 Stück	1	Stück
782095	BRANDplates®, 96-well, cellGrade™ premium, PS, schwarz, transparenter Boden, 5 Platten	1 VE = 5 Stück	1	Stück




Mikrotiterplatten BRANDplates®, 96-well, inertGrade™, BIO-CERT® CELL CULTURE STERILE

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781900	BRANDplates®, 96-well, inertGrade™, PS, transparent, U-Boden	1 VE = 40 Stück	1	Stück
781902	BRANDplates®, 96-well, inertGrade™, PS, transparent, F-Boden	1 VE = 40 Stück	1	Stück
781910	BRANDplates®, 96-well, inertGrade™, PS, weiß, transparenter Boden	1 VE = 40 Stück	1	Stück
781911	BRANDplates®, 96-well, inertGrade™, PS, schwarz, transparenter Boden	1 VE = 40 Stück	1	Stück
781912	BRANDplates®, 96-well, inertGrade™, PS, weiß, transparenter Boden, 5 Platten	1 VE = 5 Stück	1	Stück
781913	BRANDplates®, 96-well, inertGrade™, PS, schwarz, transparenter Boden, 5 Platten	1 VE = 5 Stück	1	Stück




Streifenplatte 96-well (12 x F8), medium binding



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782300	Streifenplatten, 96-well, 12xF8, nicht teilbar, pureGrade™, MB	1 VE = 100 Stück	1	Stück
782301	Streifenplatten und Gitter, 96-well, 12xF8, teilbar, pureGrade™, MB	1 VE = 100 Stück	1	Stück

Streifenplatte 96-well (12 x F8), high binding



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782305	Streifenplatten, 96-well, 12xF8, nicht teilbar, immunoGrade™, HB	1 VE = 100 Stück	1	Stück
782306	Streifenplatten und Gitter, 96-well, 12xF8, teilbar, immunoGrade™, HB	1 VE = 100 Stück	1	Stück

Medienflasche



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
122710	Medienflasche, 500 ml, GL 56, Schraubkappe PP, niedrig		4	Stück

Küvetten, 4 optische Fenster



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
759030	Küvette, 4 optische Fenster, makro, nestnummern-sortiert, PS, Mindestfüllvolumen 2,5 ml		100	Stück
759035	Küvette, 4 optische Fenster, makro, nestnummern-sortiert, PS, Mindestfüllvolumen 2,5 ml		500	Stück
759125	Küvette, 4 opt.Fenster, makro, nestnummern-sortiert, UV-transparent, Mindestfüllvolumen 2,5 ml		100	Stück
759128	Küvette, 4 opt.Fenster, makro, nestnummern-sortiert, UV-transparent, Mindestfüllvolumen 2,5 ml		500	Stück

Küvetten, makro und halbmikro, PS



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
759005	Küvette, makro, nestnummern-sortiert, PS, Mindestfüllvolumen 2,5 ml		100	Stück
759015	Küvette, halbmikro, nestnummern-sortiert, PS, Mindestfüllvolumen 1,5 ml		100	Stück

Küvetten, makro und halbmikro, PMMA



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
759105	Küvette, makro, nestnummern-sortiert, PMMA, Mindestfüllvolumen 2,5 ml		100	Stück
759115	Küvette, halbmikro, nestnummern-sortiert, PMMA, Mindestfüllvolumen 1,5 ml		100	Stück

UV-Küvetten, makro

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759170	UV-Küvette makro, nestnummern-sortiert, Mindestfüllvolumen 2,5 ml	100	Stück



UV-Küvetten, halbmikro

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759150	UV-Küvette halbmikro, nestnummern-sortiert, Mindestfüllvolumen 1,5 ml	100	Stück



UV-Küvetten, mikro

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759200	UV-Küvette mikro, Zentrumshöhe 8,5 mm, Füllvolumen 70 µl bis 850 µl	100	Stück
759210	UV-Küvette mikro, Zentrumshöhe 8,5 mm, Füllvolumen 70 µl bis 850 µl	500	Stück
759215	UV-Küvette mikro, Zentrumshöhe 8,5 mm, Füllvolumen 70 bis 850 µl, einzeln verpackt	100	Stück
759220	UV-Küvette mikro, Zentrumshöhe 15 mm, Füllvolumen 70 µl bis 550 µl	100	Stück
759230	UV-Küvette mikro, Zentrumshöhe 15 mm, Füllvolumen 70 µl bis 550 µl	500	Stück
759235	UV-Küvette mikro, Zentrumshöhe 15 mm, Füllvolumen 70 bis 550 µl, einzeln verpackt	100	Stück



Volumenmessgeräte



Vollpipetten

ab Seite 62



Messpipetten

ab Seite 64



Büretten

ab Seite 67



Titrierapparate

ab Seite 69



Messkolben

ab Seite 73



Messzylinder

ab Seite 79



Mischzylinder

ab Seite 81

Vollpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, 1 Marke, AR-GLAS®, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
29701	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 0,5 ml, 1 Marke, blau graduert	12	Stück
29702	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 1 ml, 1 Marke, blau graduert	12	Stück
29703	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 2 ml, 1 Marke, blau graduert	12	Stück
29704	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 2,5 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
29705	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 3 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
29706	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 4 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
29707	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 5 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
29708	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 6 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
29709	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 7 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
29710	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 8 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
29711	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 9 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
29712	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 10 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
29713	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 15 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
29714	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 20 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
29715	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 25 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
29716	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 30 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
29717	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 40 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
29718	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 50 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
29719	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 100 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück

Vollpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, 2 Marken, AR-GLAS®, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
29721	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 0,5 ml, 2 Marken, blau graduert	12	Stück
29722	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 1 ml, 2 Marken, blau graduert	12	Stück
29723	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 2 ml, 2 Marken, blau graduert	12	Stück
29725	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 3 ml, 2 Marken, blau graduert	6	Stück
29727	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 5 ml, 2 Marken, blau graduert	6	Stück
29732	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 10 ml, 2 Marken, blau graduert	6	Stück
29733	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 15 ml, 2 Marken, blau graduert	6	Stück
29734	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 20 ml, 2 Marken, blau graduert	6	Stück
29735	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 25 ml, 2 Marken, blau graduert	6	Stück
29738	Vollpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, 50 ml, 2 Marken, blau graduert	6	Stück

Vollpipetten, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 1 Marke, AR-GLAS®, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
30601	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 0,5 ml, 1 Marke, blau graduert	12	Stück
30602	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 1 ml, 1 Marke, blau graduert	12	Stück
30603	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 2 ml, 1 Marke, blau graduert	12	Stück
30605	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 3 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
30606	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 4 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
30607	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 5 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
30608	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 6 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
30609	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 7 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
30610	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 8 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
30611	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 9 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
30612	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 10 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
30613	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 15 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
30614	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 20 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
30615	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 25 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
30616	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 30 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
30617	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 40 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
30618	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 50 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück
30619	Vollpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, 100 ml, 1 Marke, blau graduert	6	Stück



Vollpipetten, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, 1 Marke, AR-GLAS®, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
30502	Vollpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, DE-M, 1 ml, 1 Marke	12	Stück
30503	Vollpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, DE-M, 2 ml, 1 Marke	12	Stück
30507	Vollpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, DE-M, 5 ml, 1 Marke	6	Stück
30512	Vollpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, DE-M, 10 ml, 1 Marke	6	Stück
30514	Vollpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, DE-M, 20 ml, 1 Marke	6	Stück
30515	Vollpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, DE-M, 25 ml, 1 Marke	6	Stück
30518	Vollpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, DE-M, 50 ml, 1 Marke	6	Stück



Vollpipetten, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, AR-GLAS®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
29501	Vollpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, 0,5 ml, 1 Marke	12	Stück
29502	Vollpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, 1 ml, 1 Marke	12	Stück
29503	Vollpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, 2 ml, 1 Marke	12	Stück
29507	Vollpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, 5 ml, 1 Marke	6	Stück
29512	Vollpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, 10 ml, 1 Marke	6	Stück
29514	Vollpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, 20 ml, 1 Marke	6	Stück
29515	Vollpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, 25 ml, 1 Marke	6	Stück
29518	Vollpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, 50 ml, 1 Marke	6	Stück
29519	Vollpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, 100 ml, 1 Marke	6	Stück




Vollpipetten, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
30002	Vollpipette, PP, 1 ml, 1 Marke	12	Stück
30003	Vollpipette, PP, 2 ml, 1 Marke	12	Stück
30007	Vollpipette, PP, 5 ml, 1 Marke	6	Stück
30012	Vollpipette, PP, 10 ml, 1 Marke	6	Stück
30015	Vollpipette, PP, 25 ml, 1 Marke	6	Stück
30018	Vollpipette, PP, 50 ml, 1 Marke	6	Stück

Messpipetten, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, Typ 3, AR-GLAS®, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27316	Messpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, DE-M, Typ3, 1:0,01 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	12	Stück
27319	Messpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, DE-M, Typ3, 2:0,02 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	12	Stück
28405	Messpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, DE-M, Typ3, 0,5:0,01 ml, völliger Ablauf	12	Stück
28406	Messpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, DE-M, Typ3, 1:0,01 ml, völliger Ablauf	12	Stück
28409	Messpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, DE-M, Typ3, 2:0,02 ml, völliger Ablauf	12	Stück
28411	Messpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, DE-M, Typ3, 5:0,05 ml, völliger Ablauf	12	Stück
28412	Messpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, DE-M, Typ3, 5:0,1 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	12	Stück
28413	Messpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, DE-M, Typ3, 10:0,1 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	12	Stück
28414	Messpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, DE-M, Typ3, 20:0,1 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	6	Stück
28415	Messpipette, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse AS, DE-M, Typ3, 25:0,1 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	6	Stück

Messpipetten, BLAUBRAND®, Typ Einguss, AR-GLAS®, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27702	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 0,1:0,001 ml, IN	12	Stück
27704	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 0,2:0,002 ml, IN	12	Stück

Messpipetten, SILBERBRAND ETERNA, Typ 2, Klasse B, AR-GLAS®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27002	Messpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse.B, Typ2, 1:0,01 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27004	Messpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse.B, Typ2, 1:0,1 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27005	Messpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse.B, Typ2, 2:0,01 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27006	Messpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse.B, Typ2, 2:0,02 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27009	Messpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse.B, Typ2, 5:0,05 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	12	Stück
27010	Messpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse.B, Typ2, 5:0,1 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	12	Stück
27011	Messpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse.B, Typ2, 10:0,1 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	12	Stück
27013	Messpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse.B, Typ2, 25:0,1 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	6	Stück


Messpipetten, SILBERBRAND ETERNA, Typ 3, Klasse B

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27070	Messpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Typ 3, 1:0,01 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27071	Messpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Typ 3, 1:0,1 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27072	Messpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Typ 3, 2:0,01 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27073	Messpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Typ 3, 2:0,02 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27075	Messpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Typ 3, 5:0,05 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27076	Messpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Typ 3, 5:0,1 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27077	Messpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Typ 3, 10:0,1 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27078	Messpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Typ 3, 20:0,1 ml, völliger Ablauf	6	Stück
27079	Messpipette, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Typ 3, 25:0,1 ml, völliger Ablauf	6	Stück



Messpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, Typ 1, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27721	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 1, 0,5:0,01 ml, teilweiser Ablauf	12	Stück
27722	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 1, 1:0,01 ml, teilweiser Ablauf	12	Stück
27724	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 1, 2:0,01 ml, teilweiser Ablauf	12	Stück
27725	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 1, 2:0,02 ml, teilweiser Ablauf	12	Stück
27727	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 1, 5:0,05 ml, teilweiser Ablauf, Wassertestpfende	12	Stück
27729	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 1, 10:0,1 ml, teilweiser Ablauf, Wassertestpfende	12	Stück
27731	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 1, 25:0,1 ml, teilweiser Ablauf, Wassertestpfende	6	Stück



Messpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, Typ 2, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27816	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 0,5:0,01 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27817	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 1:0,01 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27818	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 1:0,1 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27819	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 2:0,02 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27820	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 2:0,1 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27821	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 5:0,05 ml, völliger Ablauf, Wassertestpfende	12	Stück
27822	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 5:0,1 ml, völliger Ablauf, Wassertestpfende	12	Stück
27823	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 10:0,1 ml, völliger Ablauf, Wassertestpfende	12	Stück
27824	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 20:0,1 ml, völliger Ablauf, Wassertestpfende	6	Stück
27825	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 25:0,1 ml, völliger Ablauf, Wassertestpfende	6	Stück
27826	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 50:0,5 ml, völliger Ablauf, Wassertestpfende	6	Stück
27827	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 1:0,01 ml, völliger Ablauf, Wassertestpfende	12	Stück
27828	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 2:0,02 ml, völliger Ablauf, Wassertestpfende	12	Stück
27829	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 2:0,01 ml, völliger Ablauf, Wassertestpfende	12	Stück




Messpipetten, BLAUBRAND® Typ 2, Klasse AS, USP, DE-M




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27506	Messpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 1:0,01 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	12	Stück
27509	Messpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 2:0,02 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	12	Stück
27511	Messpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 5:0,05 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	12	Stück
27513	Messpipette, USP, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ 2, 10:0,1 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	12	Stück

Messpipetten, BLAUBRAND®, Klasse AS, Typ 3, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27306	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ3, 1:0,01 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	12	Stück
27309	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ3, 2:0,02 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	12	Stück
27705	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ3, 0,5:0,01 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27706	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ3, 1:0,01 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27707	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ3, 1:0,1 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27708	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ3, 2:0,01 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27709	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ3, 2:0,02 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27710	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ3, 2:0,1 ml, völliger Ablauf	12	Stück
27711	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ3, 5:0,05 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	12	Stück
27712	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ3, 5:0,1 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	12	Stück
27713	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ3, 10:0,1 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	12	Stück
27714	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ3, 20:0,1 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	6	Stück
27715	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ3, 25:0,1 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	6	Stück
27716	Messpipette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Typ3, 50:0,5 ml, völliger Ablauf, Wattestopfende	6	Stück


Messpipetten, Kunststoff, Typ 3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27607	Messpipette, PP, 1:0,1 ml, Aussendurchmesser Saugrohrrende 5 mm	12	Stück
27610	Messpipette, PP, 2:0,1 ml, Aussendurchmesser Saugrohrrende 6 mm	12	Stück
27612	Messpipette, PP, 5:0,1 ml, Aussendurchmesser Saugrohrrende 8 mm	12	Stück
27613	Messpipette, PP, 10:0,1 ml, Aussendurchmesser Saugrohrrende 10 mm	12	Stück
27614	Messpipette, PP, 10:0,1 ml, Aussendurchmesser Saugrohrrende 8 mm	12	Stück

Messpipetten, Serologie, völliger Ablauf, SILBERBRAND ETERNA, AR-GLAS®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
27107	Messpipette, Serologie, 1:0,01 ml, völliger Ablauf, Spitzen-Durchmesser ca. 2 mm	12	Stück
27109	Messpipette, Serologie, 2:0,02 ml, völliger Ablauf, Spitzen-Durchmesser ca. 2 mm	12	Stück
27112	Messpipette, Serologie, 5:0,1 ml, völliger Ablauf, Spitzen-Durchmesser ca. 3 mm	12	Stück
27113	Messpipette, Serologie, 10:0,1 ml, völliger Ablauf, Spitzen-Durchmesser ca. 3 mm	12	Stück
27115	Messpipette, Serologie, 25:0,1 ml, völliger Ablauf, Spitzen-Durchmesser ca. 3 mm	6	Stück



Kippautomat mit Flasche

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
43005	Kippautomat, 5 ml, Boro 3.3, Vorratsflasche aus Natron-Kalk-Glas	1	Stück
43008	Kippautomat, 10 ml, Boro 3.3, Vorratsflasche aus Natron-Kalk-Glas	1	Stück
43016	Kippautomat, 20 ml, Boro 3.3, Vorratsflasche aus Natron-Kalk-Glas	1	Stück
43020	Kippautomat, 25 ml, Boro 3.3, Vorratsflasche aus Natron-Kalk-Glas	1	Stück
43028	Kippautomat, 50 ml, Boro 3.3, Vorratsflasche aus Natron-Kalk-Glas	1	Stück
43038	Kippautomat, 100 ml, Boro 3.3, Vorratsflasche aus Natron-Kalk-Glas	1	Stück



Kippautomat ohne Flasche

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
43055	Kippautomat, 5 ml, Boro 3.3, ohne Flasche	1	Stück
43058	Kippautomat, 10 ml, Boro 3.3, ohne Flasche	1	Stück
43066	Kippautomat, 20 ml, Boro 3.3, ohne Flasche	1	Stück
43070	Kippautomat, 25 ml, Boro 3.3, ohne Flasche	1	Stück
43078	Kippautomat, 50 ml, Boro 3.3, ohne Flasche	1	Stück
43088	Kippautomat, 100 ml, Boro 3.3, ohne Flasche	1	Stück

Büretten, BLAUBRAND®, Klasse AS, Boro 3.3, DE-M, seitlicher Hahn

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13844	Bürette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 10:0,02 ml, Boro 3.3, seitlicher Ventilhahn, blauer Schellbachstreifen	2	Stück
13847	Bürette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 25:0,05 ml, Boro 3.3, seitlicher Ventilhahn, blauer Schellbachstreifen	2	Stück
13848	Bürette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 50:0,1 ml, Boro 3.3, seitlicher Ventilhahn, blauer Schellbachstreifen	2	Stück



Büretten, BLAUBRAND®, Klasse AS, Boro 3.3, DE-M, gerader Hahn



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
12484	Bürette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 10:0,02 ml, Boro 3.3, gerader Ventilhahn, blauer Schellbachstreifen	2	Stück
12487	Bürette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 25:0,05 ml, Boro 3.3, gerader Ventilhahn, blauer Schellbachstreifen	2	Stück
12488	Bürette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 50:0,1 ml, Boro 3.3, gerader Ventilhahn, blauer Schellbachstreifen	2	Stück

Mikrobüretten nach Bang, BLAUBRAND®, Klasse AS, Boro 3.3, DE-M, seitlicher Hahn



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
24595	Mikrobürette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 2:0,01 ml, Boro 3.3, seitlicher Ventilhahn mit Sicherung, blauer Schellbachstreifen	2	Stück
24597	Mikrobürette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 5:0,01 ml, Boro 3.3, seitlicher Ventilhahn mit Sicherung, blauer Schellbachstreifen	2	Stück
24599	Mikrobürette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 10:0,02 ml, Boro 3.3, seitlicher Ventilhahn mit Sicherung, blauer Schellbachstreifen	2	Stück

Mikrobüretten nach Bang, BLAUBRAND®, Klasse AS, Boro 3.3, DE-M, gerader Hahn




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
24265	Mikrobürette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 2:0,01 ml, Boro 3.3, gerader Ventilhahn, blauer Schellbachstreifen	2	Stück
24267	Mikrobürette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 5:0,01 ml, Boro 3.3, gerader Ventilhahn, blauer Schellbachstreifen	2	Stück
24269	Mikrobürette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 10:0,02 ml, Boro 3.3, gerader Ventilhahn, blauer Schellbachstreifen	2	Stück

Büretten, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3, seitlicher Hahn



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13563	Bürette, SILBERBRAND, Klasse B, 10:0,02 ml, Boro 3.3, seitlicher Ventilhahn, schwarzer Schellbachstreifen	2	Stück
13566	Bürette, SILBERBRAND, Klasse B, 25:0,05 ml, Boro 3.3, seitlicher Ventilhahn, schwarzer Schellbachstreifen	2	Stück
13568	Bürette, SILBERBRAND, Klasse B, 50:0,1 ml, Boro 3.3, seitlicher Ventilhahn, schwarzer Schellbachstreifen	2	Stück

Büretten, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3, gerader Hahn, braun




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13536	Bürette, SILBERBRAND, Klasse B, 25:0,1 ml, gerader Hahn, PTFE-Küken, braun	2	Stück
13538	Bürette, SILBERBRAND, Klasse B, 50:0,1 ml, gerader Hahn, PTFE-Küken, braun	2	Stück

Kompakt-Büretten, BLAUBRAND®, Klasse AS, Boro 3.3, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13913	Kompakt-Bürette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 10:0,02 ml, Boro 3.3, PTFE-Hahn, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
13916	Kompakt-Bürette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 25:0,05 ml, Boro 3.3, PTFE-Hahn, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
13918	Kompakt-Bürette, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 50:0,1 ml, Boro 3.3, PTFE-Hahn, blauer Schellbachstreifen	1	Stück

**Kompakt-Büretten, BLAUBRAND®, Klasse AS, Boro 3.3, DE-M, braun**


Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13963	Kompakt-Bürette, PTFE-Hahn, BLAUBRAND®, Klasse AS, Braunglas, DE-M, 10 ml:0,02 ml, Boro 3.3	1	Stück
13966	Kompakt-Bürette, PTFE-Hahn, BLAUBRAND®, Klasse AS, Braunglas, DE-M, 25 ml:0,05 ml, Boro 3.3	1	Stück
13968	Kompakt-Bürette, PTFE-Hahn, BLAUBRAND®, Klasse AS, Braunglas, DE-M, 50 ml:0,1 ml, Boro 3.3	1	Stück

**Kompakt-Büretten, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13903	Kompakt-Bürette, SILBERBRAND, 10:0,05 ml, Boro 3.3, PTFE-Hahn, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
13906	Kompakt-Bürette, SILBERBRAND, 25:0,1 ml, Boro 3.3, PTFE-Hahn, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
13908	Kompakt-Bürette, SILBERBRAND, 50:0,1 ml, Boro 3.3, PTFE-Hahn, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück

**Kompakt-Büretten, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3, braun**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13926	Kompakt-Bürette, SILBERBRAND, 25:0,1 ml, Braunglas, PTFE-Hahn	1	Stück
13928	Kompakt-Bürette, SILBERBRAND, 50:0,1 ml, Braunglas, PTFE-Hahn	1	Stück

**Kompakt-Titrierapparate, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, mit Glasflasche**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23919	Kompakt-Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 10 ml, mit 2000 ml Glasflasche, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
23920	Kompakt-Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 25 ml, mit 2000 ml Glasflasche, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
23921	Kompakt-Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 50:0,1 ml, mit 2000 ml Glasflasche, blauer Schellbachstreifen	1	Stück



Kompakt-Titrierapparate, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, mit PE-Flasche



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23819	Kompakt-Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Klasse AS, 10 ml, mit 1000 ml PE-Flasche, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
23820	Kompakt-Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Klasse AS, 25 ml, mit 1000 ml PE-Flasche, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
23821	Kompakt-Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, Klasse AS, 50 ml, mit 1000 ml PE-Flasche, blauer Schellbachstreifen	1	Stück

Kompakt-Titrierapparate, BLAUBRAND®, braun, Klasse AS, DE-M, mit Glasflasche

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23939	Kompakt-Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, Braunglas, 10 ml:0,02 ml, Glasfl. 2000 ml, DE-M, Bürette Boro 3.3, weiß graduert	1	Stück
23940	Kompakt-Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, Braunglas, 25 ml:0,05 ml, Glasfl. 2000 ml, DE-M, Bürette Boro 3.3, weiß graduert	1	Stück
23941	Kompakt-Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, Braunglas, 50 ml:0,1 ml, Glasfl. 2000 ml, DE-M, Bürette Boro 3.3, weiß graduert	1	Stück

Kompakt-Titrierapparate, BLAUBRAND®, braun, Klasse AS, DE-M, mit PE-Flasche


Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23870	Kompakt-Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, Braunglas, 10 ml:0,02 ml, PE-LD Fl. 1000 ml, m. Standf., DE-M, Bürette Boro 3.3, weiß grad.	1	Stück
23871	Kompakt-Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, Braunglas, 25 ml:0,05 ml, PE-LD Fl. 1000 ml, m. Standf., DE-M, Bürette Boro 3.3, weiß grad.	1	Stück
23872	Kompakt-Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, Braunglas, 50 ml:0,1 ml, PE-LD Fl. 1000 ml, m. Standf., DE-M, Bürette Boro 3.3, weiß grad.	1	Stück

Kompakt-Titrierapparate, SILBERBRAND, Klasse B, mit PE-Flasche



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23809	Kompakt-Titrierapparat, SILBERBRAND, 10 ml, mit 1000 ml PE-Flasche, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23810	Kompakt-Titrierapparat, SILBERBRAND, 25 ml, mit 1000 ml PE-Flasche, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23811	Kompakt-Titrierapparat, SILBERBRAND, 50 ml, mit 1000 ml PE-Flasche, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück

Kompakt-Titrierapparate, SILBERBRAND, braun, Klasse B, mit PE-Flasche



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23829	Kompakt-Titrierapparat, SILBERBRAND, Braunglas, 25 ml, mit 1000 ml PE-Flasche	1	Stück
23830	Kompakt-Titrierapparat, SILBERBRAND, Braunglas, 50 ml, mit 1000 ml PE-Flasche	1	Stück

Titrierapparate nach Schilling, SILBERBRAND, Klasse B, mit Vorratsflasche

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23753	Titrierapparat Schilling, SILBERBRAND, 10 ml, mit 500 ml-Flasche, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23755	Titrierapparat Schilling, SILBERBRAND, 15 ml, mit 500 ml-Flasche, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23756	Titrierapparat Schilling, SILBERBRAND, 25 ml, mit 1000 ml-Flasche, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23758	Titrierapparat Schilling, SILBERBRAND, 50 ml, mit 1000 ml-Flasche, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück



Titrierapparate nach Schilling, SILBERBRAND, braun, Klasse B, mit Vorratsflasche (braun)

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23766	Titrierapparat Schilling, SILBERBRAND, 25 ml, Braunglas, 1000 ml-Flasche (braun)	1	Stück
23768	Titrierapparat Schilling, SILBERBRAND, 50 ml, Braunglas, 1000 ml-Flasche (braun)	1	Stück



Titrierapparate nach Pellet, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, mit Zwischenhahn

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
22761	Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 10:0,02 ml, mit Zwischenhan und PTFE-K., seitl. Hahn und Glask., ohne FL., blauer Schellbachstreifen	1	Stück
22762	Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 25:0,05 ml, mit Zwischenhan und PTFE-K., seitl. Hahn und Glask., ohne FL., blauer Schellbachstreifen	1	Stück
22763	Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 50:0,1 ml, mit Zwischenhan und PTFE-K., seitl. Hahn und Glask., ohne FL., blauer Schellbachstreifen	1	Stück
22764	Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 10:0,02 ml, mit Zwischenhan und PTFE-K., seitl. Hahn und Glask., mit FL., blauer Schellbachstreifen	1	Stück
22767	Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 25:0,05 ml, mit Zwischenhan und PTFE-K., seitl. Hahn und Glask., mit FL., blauer Schellbachstreifen	1	Stück
22768	Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 50:0,1 ml, mit Zwischenhan und PTFE-K., seitl. Hahn und Glask., mit FL., blauer Schellbachstreifen	1	Stück



Titrierapparate nach Pellet, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, ohne Zwischenhahn

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
22521	Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 10:0,02 ml, seitlicher Ventilhahn, ohne Flasche, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
22522	Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 25:0,05 ml, seitlicher Ventilhahn, ohne Flasche, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
22523	Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 50:0,1 ml, seitlicher Ventilhahn, ohne Flasche, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
22524	Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 10:0,02 ml, seitlicher Ventilhahn, mit Flasche, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
22528	Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 25:0,05 ml, seitlicher Ventilhahn, mit Flasche, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
22530	Titrierapparat, BLAUBRAND®, Klasse AS, DE-M, 50:0,1 ml, seitlicher Ventilhahn, mit Flasche, blauer Schellbachstreifen	1	Stück



Titrierapparate nach Pellet, SILBERBRAND, Klasse B, ohne Zwischenhahn



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
21911	Titrierapparat, SILBERBRAND, Klasse B, 10:0,02 ml, seitlicher Ventilhahn, ohne Flasche, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
21912	Titrierapparat, SILBERBRAND, Klasse B, 25:0,05 ml, seitlicher Ventilhahn, ohne Flasche, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
21913	Titrierapparat, SILBERBRAND, Klasse B, 50:0,1 ml, seitlicher Ventilhahn, ohne Flasche, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
21914	Titrierapparat, SILBERBRAND, Klasse B, 10:0,02 ml, seitlicher Ventilhahn, mit Flasche, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
21917	Titrierapparat, SILBERBRAND, Klasse B, 25:0,05 ml, seitlicher Ventilhahn, mit Flasche, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
21918	Titrierapparat, SILBERBRAND, Klasse B, 50:0,1 ml, seitlicher Ventilhahn, mit Flasche, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück

Titrierapparate nach Pellet, SILBERBRAND, Klasse B, mit Zwischenhahn



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
22332	Titrierapparat, SILBERBRAND, Klasse B, 25:0,1 ml, braun, Zwischenhahn, seitlicher Hahn, PTFE-Küken, mit Flasche	1	Stück
22334	Titrierapparat, SILBERBRAND, Klasse B, 50:0,1 ml, braun, Zwischenhahn, seitlicher Hahn, PTFE-Küken, mit Flasche	1	Stück
22336	Titrierapparat, SILBERBRAND, Klasse B, 25:0,1 ml, braun, Zwischenhahn, seitlicher Hahn, PTFE-Küken, ohne Flasche	1	Stück
22338	Titrierapparat, SILBERBRAND, Klasse B, 50:0,1 ml, braun, Zwischenhahn, seitlicher Hahn, PTFE-Küken, ohne Flasche	1	Stück

Titrierapparate nach Pellet, SILBERBRAND, Klasse B, ohne Zwischenhahn



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
22312	Titrierapparat, SILBERBRAND, Klasse B, 25:0,1 ml, braun, seitlicher Hahn, PTFE-Küken, mit Flasche	1	Stück
22314	Titrierapparat, SILBERBRAND, Klasse B, 50:0,1 ml, braun, seitlicher Hahn, PTFE-Küken, mit Flasche	1	Stück
22316	Titrierapparat, SILBERBRAND, Klasse B, 25:0,1 ml, braun, seitlicher Hahn, PTFE-Küken, ohne Flasche	1	Stück
22318	Titrierapparat, SILBERBRAND, Klasse B, 50:0,1 ml, braun, seitlicher Hahn, PTFE-Küken, ohne Flasche	1	Stück

Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, mit PP/PE-Stopfen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
37233	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 150 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37234	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 1000 ml, W, NS 29/32, Boro 3.3, PP-Stopfen	1	Stück
37236	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 10000 ml, NS 45/40, Boro 3.3, PE-Stopfen	1	Stück
37238	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 5 ml, W, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37241	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 10 ml, NS 7/16, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37243	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 10 ml, W, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37245	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 20 ml, W, NS 12/21, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37246	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 20 ml, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37247	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 25 ml, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37248	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 50 ml, NS 12/21, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37249	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 100 ml, NS 12/21, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37250	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 200 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37251	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 250 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37252	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 500 ml, NS 19/26, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37253	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 1000 ml, NS 24/29, Boro 3.3, PP-Stopfen	1	Stück
37254	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 2000 ml, NS 29/32, Boro 3.3, PP-Stopfen	1	Stück
37255	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 5000 ml, NS 34/35, Boro 3.3, PE-Stopfen	1	Stück
37290	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 50 ml, W, NS 14/23, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37291	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 100 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37293	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 25 ml, W, NS 12/21, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück



Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, mit PP-Stopfen, PURprotect

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36548	Messkolben PUR-beschichtet, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 50 ml, W, Boro 3.3, NS 14/23, PP-Stopfen	2	Stück
36549	Messkolben PUR-beschichtet, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 100 ml, Boro 3.3, NS 14/23, PP-Stopfen	2	Stück
36550	Messkolben PUR-beschichtet, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 200 ml, Boro 3.3, NS 14/23, PP-Stopfen	2	Stück
36551	Messkolben PUR-beschichtet, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 250 ml, Boro 3.3, NS 14/23, PP-Stopfen	2	Stück
36552	Messkolben PUR-beschichtet, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 500 ml, Boro 3.3, NS 19/26, PP-Stopfen	2	Stück
36553	Messkolben PUR-beschichtet, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 1000 ml, Boro 3.3, NS 24/29, PP-Stopfen	1	Stück



Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, mit Glasstopfen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
37256	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 5 ml, W, NS 10/19, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37257	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 20 ml, NS 10/19, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37258	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 25 ml, NS 10/19, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37259	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 50 ml, NS 12/21, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37260	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 100 ml, NS 12/21, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37261	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 200 ml, NS 14/23, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37262	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 250 ml, NS 14/23, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37263	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 500 ml, NS 19/26, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37264	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 1000 ml, NS 24/29, Boro 3.3, Glas-Stopfen	1	Stück
37265	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 2000 ml, NS 29/32, Boro 3.3, Glas-Stopfen	1	Stück
37266	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 5000 ml, NS 34/35, Boro 3.3, Glas-Stopfen	1	Stück
37267	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 10 ml, W, NS 10/19, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37268	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 20 ml, W, NS 12/21, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37288	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 50 ml, W, NS 14/23, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37289	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 100 ml, NS 14/23, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37294	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 25 ml, W, NS 12/21, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück

Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, Bördelrand



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
37045	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 10 ml, Boro 3.3, Bördelrand	2	Stück
37046	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 20 ml, Boro 3.3, Bördelrand	2	Stück
37047	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 25 ml, Boro 3.3, Bördelrand	2	Stück
37048	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 50 ml, Boro 3.3, Bördelrand	2	Stück
37049	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 100 ml, Boro 3.3, Bördelrand	2	Stück
37050	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 200 ml, Boro 3.3, Bördelrand	2	Stück
37051	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 250 ml, Boro 3.3, Bördelrand	2	Stück
37052	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 500 ml, Boro 3.3, Bördelrand	2	Stück
37053	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 1000 ml, Boro 3.3, Bördelrand	1	Stück

Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, mit PP-Stopfen, trapezförmig



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36401	Messkolben trapezförmig, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 1 ml, NS 7/16, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
36402	Messkolben trapezförmig, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 2 ml, NS 7/16, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
36403	Messkolben trapezförmig, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 5 ml, NS 7/16, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
36404	Messkolben trapezförmig, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 10 ml, W, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
36406	Messkolben trapezförmig, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 20 ml, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
36407	Messkolben trapezförmig, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 25 ml, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
36408	Messkolben trapezförmig, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 50 ml, NS 12/21, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück

Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, mit PP-Stopfen, braun

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
37401	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 5 ml, W, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37402	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 10 ml, W, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37403	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 20 ml, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37404	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 25 ml, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37405	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 50 ml, NS 12/21, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37406	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 50 ml, W, NS 14/23, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37407	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 100 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37408	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 200 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37409	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 250 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37410	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 500 ml, NS 19/26, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37411	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 1000 ml, NS 24/29, Boro 3.3, PP-Stopfen	1	Stück
37412	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, W, 20 ml, NS 12/21, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37413	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 25 ml, W, NS 12/21, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück



Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, mit Glasstopfen, braun

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
37438	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 5 ml, W, NS 10/19, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37443	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 10 ml, W, NS 10/19, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37445	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 50 ml, W, NS 14/23, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37446	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 20 ml, NS 10/19, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37447	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 25 ml, NS 10/19, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37448	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 50 ml, NS 12/21, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37449	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 100 ml, NS 14/23, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37450	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 200 ml, NS 14/23, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37451	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 250 ml, NS 14/23, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37452	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 500 ml, NS 19/26, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37453	Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 1000 ml, NS 24/29, Boro 3.3, Glas-Stopfen	1	Stück



Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, mit PP-Stopfen, USP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36938	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 5 ml, W, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
36943	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 10 ml, W, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
36945	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 20 ml, W, NS10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
36947	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 25 ml, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
36948	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 50 ml, NS 12/21, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
36949	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 100 ml, W, NS 14/23, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
36950	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 200 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
36951	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 250 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
36952	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 500 ml, NS 19/26, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
36953	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 1000 ml, NS 24/29, Boro 3.3, PP-Stopfen	1	Stück
36954	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 2000 ml, NS 29/32, Boro 3.3, PP-Stopfen	1	Stück

Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, mit Glasstopfen, USP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36968	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 5 ml, NS 10/19, Boro 3.3, Glasstopfen	2	Stück
36973	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 10 ml, NS 10/19, Boro 3.3, Glasstopfen	2	Stück
36975	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 20 ml, NS 10/19, Boro 3.3, Glasstopfen	2	Stück
36977	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 25 ml, NS 10/19, Boro 3.3, Glasstopfen	2	Stück
36978	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 50 ml, NS 12/21, Boro 3.3, Glasstopfen	2	Stück
36979	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 100 ml, NS 14/23, Boro 3.3, Glasstopfen	2	Stück
36980	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 200 ml, NS 14/23, Boro 3.3, Glasstopfen	2	Stück
36981	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 250 ml, NS 14/23, Boro 3.3, Glasstopfen	2	Stück
36982	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 500 ml, NS 19/26, Boro 3.3, Glasstopfen	2	Stück
36983	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 1000 ml, NS 24/29, Boro 3.3, Glasstopfen	1	Stück
36984	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 2000 ml, NS 29/32, Boro 3.3, Glasstopfen	1	Stück

Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, mit PP-Stopfen, braun, USP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
37481	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 5 ml, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37482	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 10 ml, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37483	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 20 ml, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37484	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 25 ml, NS 10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37485	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 50 ml, NS 12/21, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37487	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 100 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37488	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 200 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37489	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 250 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37490	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 500 ml, NS 19/26, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
37491	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 1000 ml, NS 24/29, Boro 3.3, PP-Stopfen	1	Stück

Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, mit Glasstopfen, braun, USP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
37461	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 5 ml, NS 10/19, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37462	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 10 ml, NS 10/19, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37463	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 20 ml, NS 10/19, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37464	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 25 ml, NS 10/19, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37465	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 50 ml, NS 12/21, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37467	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 100 ml, NS 14/23, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37468	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 200 ml, NS 14/23, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37469	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 250 ml, NS 14/23, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37470	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 500 ml, NS 19/26, Boro 3.3, Glas-Stopfen	2	Stück
37471	Messkolben, USP, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, braun, 1000 ml, NS 24/29, Boro 3.3, Glas-Stopfen	1	Stück



Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, mit PP-Stopfen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36838	Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 5 ml, W, NS 10/19, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36841	Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 25 ml, NS 10/19, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36842	Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 25 ml, W, NS 12/21, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36843	Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 10 ml, W, NS 10/19, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36845	Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 20 ml, NS 10/19, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36846	Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 20 ml, W, NS 12/21, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36847	Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 50 ml, NS 12/21, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36848	Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 50 ml, W, NS 14/23, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36849	Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 100 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36850	Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 200 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36851	Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 250 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36852	Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 500 ml, NS 19/26, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36853	Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 1000 ml, NS 24/29, Boro 3.3, PP -Stopfen	1	Stück
36854	Messkolben, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 2000 ml, NS 29/32, Boro 3.3, PP -Stopfen	1	Stück



Messkolben, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3, mit PP-Stopfen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36743	Messkolben, SILBERBRAND, Klasse B, 10 ml, W, NS 10/19, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36747	Messkolben, SILBERBRAND, Klasse B, 25 ml, NS 10/19, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36748	Messkolben, SILBERBRAND, Klasse B, 50 ml, NS 12/21, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36749	Messkolben, SILBERBRAND, Klasse B, 100 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36750	Messkolben, SILBERBRAND, Klasse B, 200 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36751	Messkolben, SILBERBRAND, Klasse B, 250 ml, NS 14/23, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36752	Messkolben, SILBERBRAND, Klasse B, 500 ml, NS 19/26, Boro 3.3, PP -Stopfen	2	Stück
36753	Messkolben, SILBERBRAND, Klasse B, 1000 ml, NS 24/29, Boro 3.3, PP -Stopfen	1	Stück
36754	Messkolben, SILBERBRAND, Klasse B, 2000 ml, NS 29/32, Boro 3.3, PP -Stopfen	1	Stück
36755	Messkolben, SILBERBRAND, Klasse B, 5000 ml, NS 34/35, Boro 3.3, PP -Stopfen	1	Stück

Messkolben, PFA, Klasse A, mit Schraubkappe



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36208	Messkolben PFA, Klasse A, 10 ml, mit Schraubkappe GL18	1	Stück
36220	Messkolben PFA, Klasse A, 25 ml, mit Schraubkappe GL18	1	Stück
36228	Messkolben PFA, Klasse A, 50 ml, mit Schraubkappe GL18	1	Stück
36238	Messkolben PFA, Klasse A, 100 ml, mit Schraubkappe GL18	1	Stück
36248	Messkolben PFA, Klasse A, 250 ml, mit Schraubkappe GL25	1	Stück
36254	Messkolben PFA, Klasse A, 500 ml, mit Schraubkappe GL25	1	Stück

Messkolben, PMP, Klasse A, mit PP-Stopfen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36170	Messkolben PMP, transparent, Klasse A, 10 ml, NS 10/19, PP-Stopfen	2	Stück
36172	Messkolben PMP, transparent, Klasse A, 25 ml, NS 10/19, PP-Stopfen	2	Stück
36174	Messkolben PMP, transparent, Klasse A, 50 ml, NS 12/21, PP-Stopfen	2	Stück
36176	Messkolben PMP, transparent, Klasse A, 100 ml, NS 14/23, PP-Stopfen	2	Stück
36178	Messkolben PMP, transparent, Klasse A, 250 ml, NS 19/26, PP-Stopfen	2	Stück
36180	Messkolben PMP, transparent, Klasse A, 500 ml, NS 19/26, PP-Stopfen	2	Stück
36182	Messkolben PMP, transparent, Klasse A, 1000 ml, NS 24/29, PP-Stopfen	1	Stück

Messkolben, PMP, Klasse B, mit PP-Stopfen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36108	Messkolben, PMP, 10 ml, NS 10/19, PP-Stopfen	2	Stück
36120	Messkolben, PMP, 25 ml, NS 10/19, PP-Stopfen	2	Stück
36128	Messkolben, PMP, 50 ml, NS 12/21, PP-Stopfen	2	Stück
36138	Messkolben, PMP, 100 ml, NS 14/23, PP-Stopfen	2	Stück
36148	Messkolben, PMP, 250 ml, NS 19/26, PP-Stopfen	2	Stück
36154	Messkolben, PMP, 500 ml, NS 19/26, PP-Stopfen	2	Stück
36162	Messkolben, PMP, 1000 ml, NS 24/29, PP-Stopfen	1	Stück

Messkolben, PP, Klasse B, mit PP-Stopfen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
36008	Messkolben, PP, 10 ml, NS 10/19, PP-Stopfen	2	Stück
36020	Messkolben, PP, 25 ml, NS 10/19, PP-Stopfen	2	Stück
36028	Messkolben, PP, 50 ml, NS 12/21, PP-Stopfen	2	Stück
36038	Messkolben, PP, 100 ml, NS 14/23, PP-Stopfen	2	Stück
36048	Messkolben, PP, 250 ml, NS 19/26, PP-Stopfen	2	Stück
36054	Messkolben, PP, 500 ml, NS 19/26, PP-Stopfen	2	Stück
36062	Messkolben, PP, 1000 ml, NS 24/29, PP-Stopfen	1	Stück



Messkolben für Zuckeruntersuchung, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
402038	Messkolben für Zuckeruntersuchung, Boro 3.3, SILBERBRAND, 100 ml, Kohlrausch	2	Stück
402046	Messkolben für Zuckeruntersuchung, Boro 3.3, SILBERBRAND, 200 ml, Kohlrausch	2	Stück



Messkolben zur Bestimmung des Ölgehalts, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
365538	Messkolben zur Bestimmung des Ölgehalts, Boro 3.3, 100 ml, mit Glasstopfen NS 19/26	1	Stück



Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
32105	Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 5:0,1 ml, Boro 3.3	2	Stück
32108	Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 10:0,2 ml, Boro 3.3	2	Stück
32120	Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 25:0,5 ml, Boro 3.3	2	Stück
32128	Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 50:1 ml, Boro 3.3	2	Stück
32138	Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 100:1 ml, Boro 3.3	2	Stück
32148	Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 250:2 ml, Boro 3.3	2	Stück
32154	Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 500:5 ml, Boro 3.3	2	Stück
32162	Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 1000:10 ml, Boro 3.3	1	Stück
32164	Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 2000:20 ml, Boro 3.3	1	Stück



Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M, USP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
32805	Messzylinder, USP, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 5:0,1 ml, Boro 3.3	2	Stück
32808	Messzylinder, USP, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 10:0,2 ml, Boro 3.3	2	Stück
32820	Messzylinder, USP, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 25:0,5 ml, Boro 3.3	2	Stück
32828	Messzylinder, USP, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 50:1 ml, Boro 3.3	2	Stück
32838	Messzylinder, USP, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 100:1 ml, Boro 3.3	2	Stück
32848	Messzylinder, USP, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 250:2 ml, Boro 3.3	2	Stück
32854	Messzylinder, USP, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 500:5 ml, Boro 3.3	2	Stück
32862	Messzylinder, USP, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 1000:10 ml, Boro 3.3	1	Stück
32864	Messzylinder, USP, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 2000:20 ml, Boro 3.3	1	Stück

Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, Boro 3.3, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
32705	Messzylinder hohe Form, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 5:0,1 ml, Boro 3.3	2	Stück
32708	Messzylinder hohe Form, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 10:0,2 ml, Boro 3.3	2	Stück
32720	Messzylinder hohe Form, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 25:0,5 ml, Boro 3.3	2	Stück
32728	Messzylinder hohe Form, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 50:1 ml, Boro 3.3	2	Stück
32738	Messzylinder hohe Form, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 100:1 ml, Boro 3.3	2	Stück
32748	Messzylinder hohe Form, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 250:2 ml, Boro 3.3	2	Stück
32754	Messzylinder hohe Form, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 500:5 ml, Boro 3.3	2	Stück
32762	Messzylinder hohe Form, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 1000:10 ml, Boro 3.3	1	Stück
32764	Messzylinder hohe Form, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 2000:20 ml, Boro 3.3	1	Stück

Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
31708	Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND, 10:0,02 ml, Boro 3.3	2	Stück
31720	Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND, 25:0,50 ml, Boro 3.3	2	Stück
31728	Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND, 50:1 ml, Boro 3.3	2	Stück
31738	Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND, 100:1 ml, Boro 3.3	2	Stück
31748	Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND, 250:2 ml, Boro 3.3	2	Stück
31754	Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND, 500:5 ml, Boro 3.3	2	Stück
31762	Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND, 1000:10 ml, Boro 3.3	1	Stück
31764	Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND, 2000:20 ml, Boro 3.3	1	Stück

Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Boro 3.3

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
31905	Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND ETERNA, 5:0,1 ml, Boro 3.3, mit Glas-Fuß	2	Stück
31908	Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND ETERNA, 10:0,2 ml, Boro 3.3, mit Glas-Fuß	2	Stück
31920	Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND ETERNA, 25:0,5 ml, Boro 3.3, mit Glas-Fuß	2	Stück
31928	Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND ETERNA, 50:1 ml, Boro 3.3, mit Glas-Fuß	2	Stück
31938	Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND ETERNA, 100:1 ml, Boro 3.3, mit Glas-Fuß	2	Stück
31948	Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND ETERNA, 250:2 ml, Boro 3.3, mit Glas-Fuß	2	Stück
31954	Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND ETERNA, 500:5 ml, Boro 3.3, mit Glas-Fuß	2	Stück
31962	Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND ETERNA, 1000:10 ml, Boro 3.3, mit Glas-Fuß	1	Stück
31964	Messzylinder, hohe Form, SILBERBRAND ETERNA, 2000:20 ml, Boro 3.3, mit Glas-Fuß	1	Stück

**Messzylinder, niedere Form, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, Boro 3.3**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
42008	Messzylinder, niedrige Form, SILBERBRAND ETERNA, 10:1 ml, Boro 3.3, braune Graduierung	2	Stück
42020	Messzylinder, niedrige Form, SILBERBRAND ETERNA, 25:1 ml, Boro 3.3, braun Graduierung	2	Stück
42028	Messzylinder, niedrige Form, SILBERBRAND ETERNA, 50:2 ml, Boro 3.3, braune Graduierung	2	Stück
42038	Messzylinder, niedrige Form, SILBERBRAND ETERNA, 100:2 ml, Boro 3.3, braune Graduierung	2	Stück
42048	Messzylinder, niedrige Form, SILBERBRAND ETERNA, 250:5 ml, Boro 3.3, braune Graduierung	2	Stück
42054	Messzylinder, niedrige Form, SILBERBRAND ETERNA, 500:10 ml, Boro 3.3, braune Graduierung	2	Stück
42062	Messzylinder, niedrige Form, SILBERBRAND ETERNA, 1000:20 ml, Boro 3.3, braune Graduierung	1	Stück
42064	Messzylinder, niedrige Form, SILBERBRAND ETERNA, 2000:50 ml, Boro 3.3, braune Graduierung	1	Stück

**Mischzylinder, hohe Form, BLAUBRAND®, Boro 3.3, Klasse A, DE-M**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
32408	Mischzylinder, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 10:0,2 ml, NS10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
32420	Mischzylinder, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 25:0,5 ml, NS14/23, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
32428	Mischzylinder, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 50:1 ml, NS19/26, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
32438	Mischzylinder, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 100:1 ml, NS24/29, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
32448	Mischzylinder, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 250:2 ml, NS29/32, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
32454	Mischzylinder, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 500:5 ml, NS34/35, Boro 3.3, PE-Stopfen	2	Stück
32462	Mischzylinder, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 1000:10 ml, NS45/40, Boro 3.3, PE-Stopfen	1	Stück



Mischzylinder, hohe Form, SILBERBRAND ETERNA, Boro 3.3, Klasse B



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
33908	Mischzylinder, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, 10:0,2 ml, NS10/19, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
33920	Mischzylinder, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, 25:0,5 ml, NS14/23, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
33928	Mischzylinder, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, 50:1 ml, NS19/26, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
33938	Mischzylinder, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, 100:1 ml, NS24/29, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
33948	Mischzylinder, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, 250:2 ml, NS29/32, Boro 3.3, PP-Stopfen	2	Stück
33954	Mischzylinder, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, 500:5 ml, NS34/35, Boro 3.3, PE-Stopfen	2	Stück
33962	Mischzylinder, SILBERBRAND ETERNA, Klasse B, 1000:10 ml, NS45/40, Boro 3.3, PE-Stopfen	1	Stück

Messzylinder, hohe Form, PMP, Klasse A, DE-M, blaue Graduierung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
35108	Messzylinder, hohe Form, Klasse A, 10:0,2 ml, PMP, blaue Graduierung	2	Stück
35120	Messzylinder, hohe Form, Klasse A, 25:0,5 ml, PMP, blaue Graduierung	2	Stück
35128	Messzylinder, hohe Form, Klasse A, 50:1 ml, PMP, blaue Graduierung	2	Stück
35138	Messzylinder, hohe Form, Klasse A, 100:1 ml, PMP, blaue Graduierung	2	Stück
35148	Messzylinder, hohe Form, Klasse A, 250:2 ml, PMP, blaue Graduierung	2	Stück
35154	Messzylinder, hohe Form, Klasse A, 500:5 ml, PMP, blaue Graduierung	2	Stück
35162	Messzylinder, hohe Form, Klasse A, 1000:10 ml, PMP, blaue Graduierung	1	Stück
35164	Messzylinder, hohe Form, Klasse A, 2000:20 ml, PMP, blaue Graduierung	1	Stück

Messzylinder, hohe Form, PMP, Klasse B, blaue Graduierung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
34708	Messzylinder, hohe Form, 10:0,2 ml, PMP, blaue Graduierung	10	Stück
34720	Messzylinder, hohe Form, 25:0,5 ml, PMP, blaue Graduierung	10	Stück
34728	Messzylinder, hohe Form, 50:1 ml, PMP, blaue Graduierung	10	Stück
34738	Messzylinder, hohe Form, 100:1 ml, PMP, blaue Graduierung	10	Stück
34748	Messzylinder, hohe Form, 250:2 ml, PMP, blaue Graduierung	5	Stück
34754	Messzylinder, hohe Form, 500:5 ml, PMP, blaue Graduierung	5	Stück
34762	Messzylinder, hohe Form, 1000:10 ml, PMP, blaue Graduierung	5	Stück
34764	Messzylinder, hohe Form, 2000:20 ml, PMP, blaue Graduierung	1	Stück

Messzylinder, hohe Form, PMP, Klasse B, erhabene Graduierung

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
34908	Messzylinder, hohe Form, 10:0,2 ml, PMP, erhabene Graduierung	10	Stück
34920	Messzylinder, hohe Form, 25:0,5 ml, PMP, erhabene Graduierung	10	Stück
34928	Messzylinder, hohe Form, 50:1 ml, PMP, erhabene Graduierung	10	Stück
34938	Messzylinder, hohe Form, 100:1 ml, PMP, erhabene Graduierung	10	Stück
34948	Messzylinder, hohe Form, 250:2 ml, PMP, erhabene Graduierung	5	Stück
34954	Messzylinder, hohe Form, 500:5 ml, PMP, erhabene Graduierung	5	Stück
34962	Messzylinder, hohe Form, 1000:10 ml, PMP, erhabene Graduierung	5	Stück
34964	Messzylinder, hohe Form, 2000:20 ml, PMP, erhabene Graduierung	1	Stück

**Messzylinder, hohe Form, Klasse B, PP, blaue Graduierung**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
34808	Messzylinder, hohe Form, 10:0,2 ml, PP, blaue Graduierung	10	Stück
34820	Messzylinder, hohe Form, 25:0,5 ml, PP, blaue Graduierung	10	Stück
34828	Messzylinder, hohe Form, 50:1 ml, PP, blaue Graduierung	10	Stück
34838	Messzylinder, hohe Form, 100:1 ml, PP, blaue Graduierung	10	Stück
34848	Messzylinder, hohe Form, 250:2 ml, PP, blaue Graduierung	5	Stück
34854	Messzylinder, hohe Form, 500:5 ml, PP, blaue Graduierung	5	Stück
34862	Messzylinder, hohe Form, 1000:10 ml, PP, blaue Graduierung	5	Stück
34864	Messzylinder, hohe Form, 2000:20 ml, PP, blaue Graduierung	1	Stück

**Messzylinder, hohe Form, Klasse B, PP, erhabene Graduierung**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
35008	Messzylinder, hohe Form, 10:0,2 ml, PP, erhabene Graduierung	10	Stück
35020	Messzylinder, hohe Form, 25:0,5 ml, PP, erhabene Graduierung	10	Stück
35028	Messzylinder, hohe Form, 50:1 ml, PP, erhabene Graduierung	10	Stück
35038	Messzylinder, hohe Form, 100:1 ml, PP, erhabene Graduierung	10	Stück
35048	Messzylinder, hohe Form, 250:2 ml, PP, erhabene Graduierung	5	Stück
35054	Messzylinder, hohe Form, 500:5 ml, PP, erhabene Graduierung	5	Stück
35062	Messzylinder, hohe Form, 1000:10 ml, PP, erhabene Graduierung	5	Stück
35064	Messzylinder, hohe Form, 2000:20 ml, PP, erhabene Graduierung	1	Stück

**Messzylinder, niedrige Form, PP**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
41620	Messzylinder, niedrige Form, 25:0,5 ml, PP	10	Stück
41628	Messzylinder, niedrige Form, 50:1 ml, PP	10	Stück
41638	Messzylinder, niedrige Form, 100:2 ml, PP	10	Stück
41648	Messzylinder, niedrige Form, 250:5 ml, PP	5	Stück
41654	Messzylinder, niedrige Form, 500:10 ml, PP	5	Stück
41662	Messzylinder, niedrige Form, 1000:20 ml, PP	5	Stück



Allgemeiner Laborbedarf



Verschlussfolien

ab Seite 86



Erlenmeyerkolben

ab Seite 86



Becher

ab Seite 87



Trichter u. Filtriernutschen

ab Seite 89




Exsikkatoren

ab Seite 92




Wasserstrahlpumpe

ab Seite 92



Schläuche, Hähne, usw.

ab Seite 92



Rührstäbe

ab Seite 95



Geräteaufbewahrung

ab Seite 98



Probenentnahme

ab Seite 99



Probenlagerung

ab Seite 101



Reinigung

ab Seite 105



Dichtemessung

ab Seite 107



Pipetten

ab Seite 110



Mikroskopie

ab Seite 112

Verschlussfolie Seal-R-film™



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701620	BRAND Seal-R-film™ Verschlussfolie, Länge 38 m, Breite 100 mm	12	Stück
701621	BRAND Seal-R-film™ Verschlussfolie, Länge 38 m, Breite 100 mm, Einzelrolle	1	Stück
701622	BRAND Seal-R-film™ Verschlussfolie, Länge 75 m, Breite 50 mm	24	Stück
701623	BRAND Seal-R-film™ Verschlussfolie, Länge 75 m, Breite 50 mm, Einzelrolle	1	Stück
701624	BRAND Seal-R-film™ Verschlussfolie, Länge 75 m, Breite 100 mm	12	Stück
701625	BRAND Seal-R-film™ Verschlussfolie, Länge 75 m, Breite 100 mm, Einzelrolle	1	Stück
701626	BRAND Seal-R-film™ Verschlussfolie, Länge 15 m, Breite 500 mm	6	Stück
701627	BRAND Seal-R-film™ Verschlussfolie, Länge 15 m, Breite 500 mm, Einzelrolle	1	Stück

Cutter, für Verschlussfolie



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701650	Verschlussfolie Cutter für Rollen 50/100 mm	1	Stück

Erlenmeyerkolben, Weithals, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
92814	Erlenmeyerkolben, Weithals, 25 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	10	Stück
92817	Erlenmeyerkolben, Weithals, 50 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	10	Stück
92824	Erlenmeyerkolben, Weithals, 100 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	10	Stück
92836	Erlenmeyerkolben, Weithals, 250 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	10	Stück
92839	Erlenmeyerkolben, Weithals, 300 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	10	Stück
92844	Erlenmeyerkolben, Weithals, 500 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	10	Stück
92854	Erlenmeyerkolben, Weithals, 1000 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	10	Stück
92863	Erlenmeyerkolben, Weithals, 2000 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	10	Stück

Erlenmeyerkolben, Enghals, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
92714	Erlenmeyerkolben, Enghals, 25 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	10	Stück
92717	Erlenmeyerkolben, Enghals, 50 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	10	Stück
92724	Erlenmeyerkolben, Enghals, 100 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	10	Stück
92736	Erlenmeyerkolben, Enghals, 250 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	10	Stück
92739	Erlenmeyerkolben, Enghals, 300 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	10	Stück
92744	Erlenmeyerkolben, Enghals, 500 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	10	Stück
92754	Erlenmeyerkolben, Enghals, 1000 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	10	Stück
92763	Erlenmeyerkolben, Enghals, 2000 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	10	Stück
92768	Erlenmeyerkolben, Enghals, 3000 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	2	Stück
92773	Erlenmeyerkolben, Enghals, 5000 ml, Boro 3.3, mit Bördelrand und Teilung	1	Stück

Erlenmeyerkolben, Weithals, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
93170	Erlenmeyerkolben, Weithals, 50 ml, PP, mit Schraubkappe	6	Stück
93172	Erlenmeyerkolben, Weithals, 100 ml, PP, mit Schraubkappe	6	Stück
93175	Erlenmeyerkolben, Weithals, 250 ml, PP, mit Schraubkappe	6	Stück
93180	Erlenmeyerkolben, Weithals, 500 ml, PP, mit Schraubkappe	6	Stück
93185	Erlenmeyerkolben, Weithals, 1000 ml, PP, mit Schraubkappe	4	Stück



Becher, hohe Form, Boro 3.3

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
90617	Becher, hohe Form, 50 ml, Boro 3.3, mit Teilung und Ausguss	10	Stück
90624	Becher, hohe Form, 100 ml, Boro 3.3, mit Teilung und Ausguss	10	Stück
90629	Becher, hohe Form, 150 ml, Boro 3.3, mit Teilung und Ausguss	10	Stück
90636	Becher, hohe Form, 250 ml, Boro 3.3, mit Teilung und Ausguss	10	Stück
90641	Becher, hohe Form, 400 ml, Boro 3.3, mit Teilung und Ausguss	10	Stück
90648	Becher, hohe Form, 600 ml, Boro 3.3, mit Teilung und Ausguss	10	Stück
90654	Becher, hohe Form, 1000 ml, Boro 3.3, mit Teilung und Ausguss	10	Stück
90663	Becher, hohe Form, 2000 ml, Boro 3.3, mit Teilung und Ausguss	10	Stück
90668	Becher, hohe Form, 3000 ml, Boro 3.3, mit Teilung und Ausguss	2	Stück



Becher, niedrige Form, Boro 3.3, mit Teilung

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
91214	Becher, niedrige Form, 25 ml, Boro 3.3, mit Teilung, mit Ausguss	10	Stück
91217	Becher, niedrige Form, 50 ml, Boro 3.3, mit Teilung, mit Ausguss	10	Stück
91224	Becher, niedrige Form, 100 ml, Boro 3.3, mit Teilung, mit Ausguss	10	Stück
91229	Becher, niedrige Form, 150 ml, Boro 3.3, mit Teilung, mit Ausguss	10	Stück
91236	Becher, niedrige Form, 250 ml, Boro 3.3, mit Teilung, mit Ausguss	10	Stück
91241	Becher, niedrige Form, 400 ml, Boro 3.3, mit Teilung, mit Ausguss	10	Stück
91248	Becher, niedrige Form, 600 ml, Boro 3.3, mit Teilung, mit Ausguss	10	Stück
91253	Becher, niedrige Form, 800 ml, Boro 3.3, mit Teilung, mit Ausguss	10	Stück
91254	Becher, niedrige Form, 1000 ml, Boro 3.3, mit Teilung, mit Ausguss	10	Stück
91263	Becher, niedrige Form, 2000 ml, Boro 3.3, mit Teilung, mit Ausguss	10	Stück
91268	Becher, niedrige Form, 3000 ml, Boro 3.3, mit Teilung, mit Ausguss	4	Stück
91273	Becher, niedrige Form, 5000 ml, Boro 3.3, mit Teilung, mit Ausguss	1	Stück



Becher, niedrige Form, Boro 3.3, ohne Teilung

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
91210	Becher, niedrige Form, 5 ml, Boro 3.3, ohne Teilung, mit Ausguss	10	Stück
91212	Becher, niedrige Form, 10 ml, Boro 3.3, ohne Teilung, mit Ausguss	10	Stück



Becher, niedrige Form, PP, blaue Graduierung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
87602	Becher, niedrige Form, PP, 10:2 ml, blaue Graduierung	12	Stück
87604	Becher, niedrige Form, PP, 25:5 ml, blaue Graduierung	12	Stück
87606	Becher, niedrige Form, PP, 50:10 ml, blaue Graduierung	12	Stück
87608	Becher, niedrige Form, PP, 100:10 ml, blaue Graduierung	12	Stück
87610	Becher, niedrige Form, PP, 150:20 ml, blaue Graduierung	12	Stück
87612	Becher, niedrige Form, PP, 250:25 ml, blaue Graduierung	6	Stück
87614	Becher, niedrige Form, PP, 400:50 ml, blaue Graduierung	6	Stück
87616	Becher, niedrige Form, PP, 500:50 ml, blaue Graduierung	6	Stück
87618	Becher, niedrige Form, PP, 600:50 ml, blaue Graduierung	6	Stück
87620	Becher, niedrige Form, PP, 1000:100 ml, blaue Graduierung	6	Stück
87622	Becher, niedrige Form, PP, 2000:200 ml, blaue Graduierung	6	Stück
87624	Becher, niedrige Form, PP, 3000:250 ml, blaue Graduierung	4	Stück
87626	Becher, niedrige Form, PP, 5000:500 ml, blaue Graduierung	4	Stück

Becher, niedrige Form, ETFE, blaue Graduierung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
90224	Becher, niedrige Form, ETFE, 25:5 ml, mit Teilung und Ausguss	1	Stück
90228	Becher, niedrige Form, ETFE, 50:10 ml, mit Teilung und Ausguss	1	Stück
90238	Becher, niedrige Form, ETFE, 100:20 ml, mit Teilung und Ausguss	1	Stück
90248	Becher, niedrige Form, ETFE, 250:50 ml, mit Teilung und Ausguss	1	Stück
90252	Becher, niedrige Form, ETFE, 400:50 ml, mit Teilung und Ausguss	1	Stück
90254	Becher, niedrige Form, ETFE, 500:100 ml, mit Teilung und Ausguss	1	Stück
90256	Becher, niedrige Form, ETFE, 600:100 ml, mit Teilung und Ausguss	1	Stück
90262	Becher, niedrige Form, ETFE, 1000:100 ml, mit Teilung und Ausguss	1	Stück

Becher, niedrige Form, PTFE, ohne Teilung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
90320	Becher, niedrige Form, PTFE, 25 ml, mit Ausguss, ohne Teilung	1	Stück
90328	Becher, niedrige Form, PTFE, 50 ml, mit Ausguss, ohne Teilung	1	Stück
90338	Becher, niedrige Form, PTFE, 100 ml, mit Ausguss, ohne Teilung	1	Stück
90344	Becher, niedrige Form, PTFE, 150 ml, mit Ausguss, ohne Teilung	1	Stück
90348	Becher, niedrige Form, PTFE, 250 ml, mit Ausguss, ohne Teilung	1	Stück
90352	Becher, niedrige Form, PTFE, 400 ml, mit Ausguss, ohne Teilung	1	Stück
90354	Becher, niedrige Form, PTFE, 500 ml, mit Ausguss, ohne Teilung	1	Stück
90362	Becher, niedrige Form, PTFE, 1000 ml, mit Ausguss, ohne Teilung	1	Stück
90364	Becher, niedrige Form, PTFE, 2000 ml, mit Ausguss, ohne Teilung	1	Stück

Trichter, kurzer Stiel, Boro 3.3, gerippt

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
145611	Trichter, Boro 3.3, gerippte Innenfläche, Außendurchmesser 70 mm, Stiel Außendurchmesser 8 mm, Länge 70 mm	10	Stück
145616	Trichter, Boro 3.3, gerippte Innenfläche, Außendurchmesser 80 mm, Stiel Außendurchmesser 10 mm, Länge 80 mm	10	Stück
145619	Trichter, Boro 3.3, gerippte Innenfläche, Außendurchmesser 100 mm, Stiel Außendurchmesser 10 mm, Länge 100 mm	10	Stück
145631	Trichter, Boro 3.3, gerippte Innenfläche, Außendurchmesser 150 mm, Stiel Außendurchmesser 16 mm, Länge 150 mm	10	Stück
145638	Trichter, Boro 3.3, gerippte Innenfläche, Außendurchmesser 200 mm, Stiel Außendurchmesser 26 mm, Länge 170 mm	1	Stück



Trichter, kurzer Stiel, Boro 3.3

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
145505	Trichter, Boro 3.3, kurzer Stiel, Außendurchmesser 35 mm, Stiel Außendurchmesser 6 mm, Länge 35 mm	1	Stück
145507	Trichter, Boro 3.3, kurzer Stiel, Außendurchmesser 40 mm, Stiel Außendurchmesser 6 mm, Länge 40 mm	1	Stück
145515	Trichter, Boro 3.3, kurzer Stiel, Außendurchmesser 50 mm, Stiel Außendurchmesser 7 mm, Länge 50 mm	1	Stück
145520	Trichter, Boro 3.3, kurzer Stiel, Außendurchmesser 55 mm, Stiel Außendurchmesser 8 mm, Länge 55 mm	1	Stück
145525	Trichter, Boro 3.3, kurzer Stiel, Außendurchmesser 60 mm, Stiel Außendurchmesser 8 mm, Länge 60 mm	1	Stück
145530	Trichter, Boro 3.3, kurzer Stiel, Außendurchmesser 70 mm, Stiel Außendurchmesser 9 mm, Länge 70 mm	1	Stück
145535	Trichter, Boro 3.3, kurzer Stiel, Außendurchmesser 80 mm, Stiel Außendurchmesser 9 mm, Länge 80 mm	1	Stück
145540	Trichter, Boro 3.3, kurzer Stiel, Außendurchmesser 100 mm, Stiel Außendurchmesser 10 mm, Länge 100 mm	1	Stück
145545	Trichter, Boro 3.3, kurzer Stiel, Außendurchmesser 120 mm, Stiel Außendurchmesser 16 mm, Länge 120 mm	1	Stück
145550	Trichter, Boro 3.3, kurzer Stiel, Außendurchmesser 150 mm, Stiel Außendurchmesser 16 mm, Länge 150 mm	1	Stück
145560	Trichter, Boro 3.3, kurzer Stiel, Außendurchmesser 200 mm, Stiel Außendurchmesser 26 mm, Länge 175 mm	1	Stück



Pulvertrichter, Boro 3.3

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
146506	Pulvertrichter, Boro 3.3, oberer Außendurchmesser 50 mm, unterer Außendurchmesser 18 mm	1	Stück
146508	Pulvertrichter, Boro 3.3, oberer Außendurchmesser 60 mm, unterer Außendurchmesser 18 mm	1	Stück
146511	Pulvertrichter, Boro 3.3, oberer Außendurchmesser 70 mm, unterer Außendurchmesser 20 mm	1	Stück
146516	Pulvertrichter, Boro 3.3, oberer Außendurchmesser 80 mm, unterer Außendurchmesser 22 mm	1	Stück
146517	Pulvertrichter, Boro 3.3, oberer Außendurchmesser 90 mm, unterer Außendurchmesser 25 mm	1	Stück
146519	Pulvertrichter, Boro 3.3, oberer Außendurchmesser 100 mm, unterer Außendurchmesser 25 mm	1	Stück
146523	Pulvertrichter, Boro 3.3, oberer Außendurchmesser 120 mm, unterer Außendurchmesser 30 mm	1	Stück



Kegelschliff-Trichter, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
94905	Kegelschliff-Trichter, PP, Trichter 40mm, Stiel NS 14/23	10	Stück
94910	Kegelschliff-Trichter, PP, Trichter 50mm, Stiel NS 19/26	10	Stück
94915	Kegelschliff-Trichter, PP, Trichter 80mm, Stiel NS 29/32	5	Stück

Scheidetrichter, PP




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
140004	Scheidetrichter, PP, 125 ml, mit Schraubkappe PP und PTFE-Kegelhahn	1	Stück
140005	Scheidetrichter, PP, 250 ml, mit Schraubkappe PP und PTFE-Kegelhahn	1	Stück
140006	Scheidetrichter, PP, 500 ml, mit Schraubkappe PP und PTFE-Kegelhahn	1	Stück
140007	Scheidetrichter, PP, 1000 ml, mit Schraubkappe PP und PTFE-Kegelhahn	1	Stück

Trichter, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
147010	Trichter, PP, Außendurchmesser 40 mm, Stiel Außendurchmesser 5 mm, Stiel-Länge 35 mm	24	Stück
147015	Trichter, PP, Außendurchmesser 50 mm, Stiel Außendurchmesser 9 mm, Stiel-Länge 43 mm	24	Stück
147020	Trichter, PP, Außendurchmesser 75 mm, Stiel Außendurchmesser 10 mm, Stiel-Länge 55 mm	12	Stück
147025	Trichter, PP, Außendurchmesser 100 mm, Stiel Außendurchmesser 13 mm, Stiel-Länge 77 mm	12	Stück
147030	Trichter, PP, Außendurchmesser 120 mm, Stiel Außendurchmesser 14 mm, Stiel-Länge 90 mm	12	Stück
147035	Trichter, PP, Außendurchmesser 120 mm, Stiel Außendurchmesser 17 mm, Stiel-Länge 95 mm	12	Stück

Trichter, PP, gerippte Innenfläche



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
148215	Trichter, gerippte Innenfläche, PP, Außendurchmesser 45 mm, Stiel-Außendurchmesser 5 mm, Länge 44 mm	20	Stück
148220	Trichter, gerippte Innenfläche, PP, Außendurchmesser 65 mm, Stiel-Außendurchmesser 9 mm, Länge 63 mm	20	Stück
148225	Trichter, gerippte Innenfläche, PP, Außendurchmesser 80 mm, Stiel-Außendurchmesser 10 mm, Länge 69 mm	20	Stück
148235	Trichter, gerippte Innenfläche, PP, Außendurchmesser 100 mm, Stiel-Außendurchmesser 11 mm, Länge 82 mm	1	Stück
148237	Trichter, gerippte Innenfläche, PP, Außendurchmesser 120 mm, Stiel-Außendurchmesser 11 mm, Länge 85 mm	1	Stück
148240	Trichter, gerippte Innenfläche, PP, Außendurchmesser 150 mm, Stiel-Außendurchmesser 14 mm, Länge 115 mm	1	Stück
148245	Trichter, gerippte Innenfläche, PP, Außendurchmesser 180 mm, Stiel-Außendurchmesser 14 mm, Länge 143 mm	1	Stück

Pulvertrichter, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
148020	Pulvertrichter, PP, Außendurchmesser 60 mm, Stiel-Außendurchmesser 15 mm, Länge 19 mm	20	Stück
148025	Pulvertrichter, PP, Außendurchmesser 80 mm, Stiel-Außendurchmesser 15 mm, Länge 23 mm	20	Stück
148030	Pulvertrichter, PP, Außendurchmesser 100 mm, Stiel-Außendurchmesser 25 mm, Länge 23 mm	20	Stück
148035	Pulvertrichter, PP, Außendurchmesser 120 mm, Stiel-Außendurchmesser 30 mm, Länge 28 mm	1	Stück
148040	Pulvertrichter, PP, Außendurchmesser 150 mm, Stiel-Außendurchmesser 35 mm, Länge 42 mm	1	Stück
148045	Pulvertrichter, PP, Außendurchmesser 180 mm, Stiel-Außendurchmesser 40 mm, Länge 48 mm	1	Stück



Filtriernutschen, Boro 3.3

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
464003	Filtrernutsche, Boro 3.3, 50 ml, Kennzeichnung 3D, Porosität 3	1	Stück
464004	Filtrernutsche, Boro 3.3, 50 ml, Kennzeichnung 3D, Porosität 4	1	Stück
464713	Filtrernutsche, Boro 3.3, 75 ml, Kennzeichnung 11D, Porosität 3	1	Stück
464714	Filtrernutsche, Boro 3.3, 75 ml, Kennzeichnung 11D, Porosität 4	1	Stück
465423	Filtrernutsche, Boro 3.3, 125 ml, Kennzeichnung 17D, Porosität 3	1	Stück
465424	Filtrernutsche, Boro 3.3, 125 ml, Kennzeichnung 17D, Porosität 4	1	Stück
466133	Filtrernutsche, Boro 3.3, 500 ml, Kennzeichnung 25D, Porosität 3	1	Stück
466134	Filtrernutsche, Boro 3.3, 500 ml, Kennzeichnung 25D, Porosität 4	1	Stück



Filtertiegel, Boro 3.3

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
458021	Filtertiegel, Boro 3.3, Inhalt 30 ml, Kennzeichnung 1D, Porosität 1	10	Stück
458022	Filtertiegel, Boro 3.3, Inhalt 30 ml, Kennzeichnung 1D, Porosität 2	10	Stück
458023	Filtertiegel, Boro 3.3, Inhalt 30 ml, Kennzeichnung 1D, Porosität 3	10	Stück
458024	Filtertiegel, Boro 3.3, Inhalt 30 ml, Kennzeichnung 1D, Porosität 4	10	Stück
458731	Filtertiegel, Boro 3.3, Inhalt 50 ml, Kennzeichnung 2D, Porosität 1	10	Stück
458732	Filtertiegel, Boro 3.3, Inhalt 50 ml, Kennzeichnung 2D, Porosität 2	10	Stück
458733	Filtertiegel, Boro 3.3, Inhalt 50 ml, Kennzeichnung 2D, Porosität 3	10	Stück
458734	Filtertiegel, Boro 3.3, Inhalt 50 ml, Kennzeichnung 2D, Porosität 4	10	Stück



Filtriervorstoß, Boro 3.3

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
463616	Filtrier-Vorstoß, Boro 3.3, Kennzeichnung 1D, oberer Innendurchmesser 41 mm, Länge 125 mm	10	Stück
463732	Filtrier-Vorstoß, Boro 3.3, Kennzeichnung 2D, oberer Innendurchmesser 50 mm, Länge 132 mm	10	Stück



Exsikkatoren, Boro 3.3, mit Knopfdeckel



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
65031	Exsikkator mit Knopfdeckel, Boro 3.3, Nenngroße 150 mm, D. 215 mm, Höhe 249 mm	1	Stück
65038	Exsikkator mit Knopfdeckel, Boro 3.3, Nenngroße 200 mm, D. 270 mm, Höhe 305 mm	1	Stück
65043	Exsikkator mit Knopfdeckel, Boro 3.3, Nenngroße 250 mm, D. 320 mm, Höhe 351 mm	1	Stück

Exsikkatoren, PP, Haube PC



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
65805	Exsikkator Haube, PC, Unterteil/Einsatz PP, Nenngroße 150 mm mit Belüftungsstopfen	1	Stück
65810	Exsikkator Haube, PC, Unterteil/Einsatz PP, Nenngroße 200 mm mit Belüftungsstopfen	1	Stück
65815	Exsikkator Haube, PC, Unterteil/Einsatz PP, Nenngroße 250 mm mit Belüftungsstopfen	1	Stück

Exsikkatoren, Boro 3.3, mit Tubusdeckel



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
65231	Exsikkator mit Tubusdeckel, Boro 3.3, Nenngroße 150 mm, D. 215 mm, Höhe 316 mm, mit Hahn	1	Stück
65238	Exsikkator mit Tubusdeckel, Boro 3.3, Nenngroße 200 mm, D. 270 mm, Höhe 368 mm, mit Hahn	1	Stück
65243	Exsikkator mit Tubusdeckel, Boro 3.3, Nenngroße 250 mm, D. 320 mm, Höhe 417 mm, mit Hahn	1	Stück

Wasserstrahlpumpen, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
159600	Wasserstrahlpumpe, PP, Wasseranschluss R 3/4" 1/2", Olive 10-12 mm	1	Stück

Schläuche, PVC



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
143255	Schlauch, PVC, Innendurchmesser 2,0 mm, Außendurchmesser 4,0 mm, Wanddicke 1,0 mm	20	Meter
143260	Schlauch, PVC, Innendurchmesser 4,0 mm, Außendurchmesser 6,0 mm, Wanddicke 1,0 mm	20	Meter
143265	Schlauch, PVC, Innendurchmesser 5,0 mm, Außendurchmesser 8,0 mm, Wanddicke 1,5 mm	20	Meter
143270	Schlauch, PVC, Innendurchmesser 6,0 mm, Außendurchmesser 9,0 mm, Wanddicke 1,5 mm	20	Meter
143275	Schlauch, PVC, Innendurchmesser 7,0 mm, Außendurchmesser 11,0 mm, Wanddicke 2,0 mm	20	Meter
143280	Schlauch, PVC, Innendurchmesser 8,0 mm, Außendurchmesser 12,0 mm, Wanddicke 2,0 mm	20	Meter
143285	Schlauch, PVC, Innendurchmesser 10,0 mm, Außendurchmesser 14,0 mm, Wanddicke 2,0 mm	20	Meter

Schläuche, Silikon

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
143352	Schlauch, Silikon, Innendurchmesser 2,0 mm, Außendurchmesser 4,0 mm, Wanddicke 1,0 mm	25	Meter
143355	Schlauch, Silikon, Innendurchmesser 3,0 mm, Außendurchmesser 5,0 mm, Wanddicke 1,0 mm	25	Meter
143356	Schlauch, Silikon, Innendurchmesser 4,0 mm, Außendurchmesser 6,0 mm, Wanddicke 1,0 mm	25	Meter
143357	Schlauch, Silikon, Innendurchmesser 4,0 mm, Außendurchmesser 7,0 mm, Wanddicke 1,5 mm	25	Meter
143358	Schlauch, Silikon, Innendurchmesser 5,0 mm, Außendurchmesser 8,0 mm, Wanddicke 1,5 mm	25	Meter
143359	Schlauch, Silikon, Innendurchmesser 6,0 mm, Außendurchmesser 9,0 mm, Wanddicke 1,5 mm	25	Meter
143360	Schlauch, Silikon, Innendurchmesser 6,0 mm, Außendurchmesser 10,0 mm, Wanddicke 2,0 mm	25	Meter
143361	Schlauch, Silikon, Innendurchmesser 7,0 mm, Außendurchmesser 10,0 mm, Wanddicke 1,5 mm	25	Meter
143362	Schlauch, Silikon, Innendurchmesser 8,0 mm, Außendurchmesser 12,0 mm, Wanddicke 2,0 mm	25	Meter
143364	Schlauch, Silikon, Innendurchmesser 10,0 mm, Außendurchmesser 15,0 mm, Wanddicke 2,5 mm	25	Meter



Schlauchverbinder, gerade, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
152400	Schlauchverbinder, universal, PP, für Schlauch-Innendurchmesser 5-17 mm	10	Stück



Reduzierstücke, gerade

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
152505	Reduzierstück, PE-HD, für Schlauch-Innendurchmesser 8-10/11-14 mm	10	Stück
152510	Reduzierstück, PE-HD, für Schlauch-Innendurchmesser 12-14/18-20,5 mm	10	Stück
152605	Reduzierstück, PP, für Schlauch-Innendurchmesser 3-5/6-10 mm	10	Stück
152615	Reduzierstück, PP, für Schlauch-Innendurchmesser 6-10/9-13 mm	10	Stück
152705	Schlauchverbinder, PP, gerade, für Schlauch-Innendurchmesser 3-5 mm	10	Stück
152710	Schlauchverbinder, PP, gerade, für Schlauch-Innendurchmesser 6-10 mm	10	Stück
152715	Schlauchverbinder, PP, gerade, für Schlauch-Innendurchmesser 9-13 mm	10	Stück



Rückschlagventil, PE-HD

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
134002	Rückschlagventil, PE-HD, Ventilplättchen FKM, für Schlauch-Innendurchmesser 6-9 mm	10	Stück




Schlauchverbinder, PP, T-Form

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
152800	Schlauchverbinder, PP, T-Form, für Schlauch-Innendurchmesser 3-4 mm	20	Stück
152803	Schlauchverbinder, PP, T-Form, für Schlauch-Innendurchmesser 4-5 mm	20	Stück
152805	Schlauchverbinder, PP, T-Form, für Schlauch-Innendurchmesser 6-7 mm	20	Stück
152810	Schlauchverbinder, PP, T-Form, für Schlauch-Innendurchmesser 8-9 mm	20	Stück
152815	Schlauchverbinder, PP, T-Form, für Schlauch-Innendurchmesser 10-11 mm	20	Stück



Schlauchverbinder, PP, Y-Form



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
152900	Schlauchverbinder, PP, Y-Form, für Schlauch-Innendurchmesser 3 mm	20	Stück
152903	Schlauchverbinder, PP, Y-Form, für Schlauch-Innendurchmesser 4-5 mm	20	Stück
152905	Schlauchverbinder, PP, Y-Form, für Schlauch-Innendurchmesser 6-7 mm	20	Stück
152907	Schlauchverbinder, PP, Y-Form, für Schlauch-Innendurchmesser 8-9 mm	20	Stück
152910	Schlauchverbinder, PP, Y-Form, für Schlauch-Innendurchmesser 10-11 mm	20	Stück

Hähne, PTFE, Einweg



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
88610	Einweghahn mit Oliven, PTFE, für Schlauch-Innendurchmesser 3 mm, Bohrung 2 mm	1	Stück
88615	Einweghahn mit Oliven, PTFE, für Schlauch-Innendurchmesser 4 mm, Bohrung 2 mm	1	Stück
88620	Einweghahn mit Oliven, PTFE, für Schlauch-Innendurchmesser 5 mm, Bohrung 3 mm	1	Stück
88625	Einweghahn mit Oliven, PTFE, für Schlauch-Innendurchmesser 6 mm, Bohrung 3 mm	1	Stück
88630	Einweghahn mit Oliven, PTFE, für Schlauch-Innendurchmesser 7 mm, Bohrung 4 mm	1	Stück
88635	Einweghahn mit Oliven, PTFE, für Schlauch-Innendurchmesser 8 mm, Bohrung 4 mm	1	Stück
88640	Einweghahn mit Oliven, PTFE, für Schlauch-Innendurchmesser 9 mm, Bohrung 5 mm	1	Stück

Hähne, PTFE, Dreiweg



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
88650	Dreiweg-Hahn mit Oliven, PTFE, für Schlauch-Innendurchmesser 3 mm, Bohrung 2 mm	1	Stück
88655	Dreiweg-Hahn mit Oliven, PTFE, für Schlauch-Innendurchmesser 4 mm, Bohrung 2 mm	1	Stück
88660	Dreiweg-Hahn mit Oliven, PTFE, für Schlauch-Innendurchmesser 5 mm, Bohrung 3 mm	1	Stück
88665	Dreiweg-Hahn mit Oliven, PTFE, für Schlauch-Innendurchmesser 6 mm, Bohrung 3 mm	1	Stück
88670	Dreiweg-Hahn mit Oliven, PTFE, für Schlauch-Innendurchmesser 7 mm, Bohrung 4 mm	1	Stück
88675	Dreiweg-Hahn mit Oliven, PTFE, für Schlauch-Innendurchmesser 8 mm, Bohrung 4 mm	1	Stück
88680	Dreiweg-Hahn mit Oliven, PTFE, für Schlauch-Innendurchmesser 9 mm, Bohrung 5 mm	1	Stück

Magnetrührstäbchen, zylindrisch, PTFE

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137100	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 2,5 x 2,5 mm	10	Stück
137101	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 3,5 x 3,5 mm	10	Stück
137102	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 5 x 2 mm	10	Stück
137103	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 6 x 3 mm	10	Stück
137104	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 8 x 3 mm	10	Stück
137105	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 12 x 4,5 mm	10	Stück
137106	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 7 x 2 mm	10	Stück
137107	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 8 x 1,7 mm	10	Stück
137108	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 10 x 3 mm	10	Stück
137109	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 13 x 3 mm	10	Stück
137110	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 15 x 4,5 mm	10	Stück
137111	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 15 x 1,7 mm	10	Stück
137113	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 10 x 6 mm	10	Stück
137114	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 15 x 6 mm	10	Stück
137115	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 20 x 6 mm	10	Stück
137120	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 25 x 6 mm	10	Stück
137125	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 30 x 6 mm	10	Stück
137127	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 35 x 6 mm	10	Stück
137130	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 40 x 8 mm	10	Stück
137132	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 45 x 8 mm	10	Stück
137135	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 50 x 8 mm	10	Stück
137140	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 60 x 9 mm	10	Stück
137145	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 70 x 9 mm	10	Stück
137150	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 80 x 9 mm	10	Stück
137155	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 108 x 27 mm	1	Stück
137160	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch, 159 x 27 mm	1	Stück



Magnetrührstäbchen, zylindrisch mit Ring, PTFE

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137404	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring, 8x3 mm	10	Stück
137405	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring, 12x4,5mm	10	Stück
137410	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring, 15x4,5mm	10	Stück
137415	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring, 20x6 mm	10	Stück
137420	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring, 25x6 mm	10	Stück
137425	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring, 30x6 mm	10	Stück
137427	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring, 35x6 mm	10	Stück
137430	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring, 40x8 mm	10	Stück
137432	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring, 45x8 mm	10	Stück
137435	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring, 50x8,5mm	10	Stück
137445	Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring, 70x8,5mm	10	Stück



Magnetrührstäbchen, dreieckig, PTFE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137810	Magnetrührstäbchen, PTFE, dreieckig, 25 x 8 mm	10	Stück
137812	Magnetrührstäbchen, PTFE, dreieckig, 25 x 14 mm	10	Stück
137815	Magnetrührstäbchen, PTFE, dreieckig, 35 x 10 mm	10	Stück
137817	Magnetrührstäbchen, PTFE, dreieckig, 40 x 14 mm	10	Stück
137820	Magnetrührstäbchen, PTFE, dreieckig, 50 x 12 mm	10	Stück
137822	Magnetrührstäbchen, PTFE, dreieckig, 55 x 14 mm	10	Stück
137826	Magnetrührstäbchen, PTFE, dreieckig, 80 x 16 mm	10	Stück

Magnetrührstäbchen, achtkantig mit Ring, PTFE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137607	Magnetrührstäbchen, PTFE, achtkantig mit Mittelring, 13x8 mm	10	Stück
137608	Magnetrührstäbchen, PTFE, achtkantig mit Mittelring, 15x8 mm	10	Stück
137610	Magnetrührstäbchen, PTFE, achtkantig mit Mittelring, 25x8 mm	10	Stück
137612	Magnetrührstäbchen, PTFE, achtkantig mit Mittelring, 25x10 mm	10	Stück
137615	Magnetrührstäbchen, PTFE, achtkantig mit Mittelring, 38x8 mm	10	Stück
137617	Magnetrührstäbchen, PTFE, achtkantig mit Mittelring, 38x10 mm	10	Stück
137618	Magnetrührstäbchen, PTFE, achtkantig mit Mittelring, 51x8 mm	10	Stück
137620	Magnetrührstäbchen, PTFE, achtkantig mit Mittelring, 51x10 mm	10	Stück
137622	Magnetrührstäbchen, PTFE, achtkantig mit Mittelring, 64x10 mm	10	Stück
137625	Magnetrührstäbchen, PTFE, achtkantig mit Mittelring, 75x12 mm	10	Stück

Magnetrührstäbchen, hantelförmig, PTFE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137930	Magnetrührstäbchen, PTFE, hantelförmig, Länge 37 mm	10	Stück
137935	Magnetrührstäbchen, PTFE, hantelförmig, Länge 54 mm	10	Stück

Magnetrührstäbchen, ellipsenförmig, PTFE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137300	Magnetrührstäbchen, PTFE, ellipsenförmig, 10 x 5 mm	10	Stück
137301	Magnetrührstäbchen, PTFE, ellipsenförmig, 15 x 6 mm	10	Stück
137302	Magnetrührstäbchen, PTFE, ellipsenförmig, 20 x 10 mm	10	Stück
137305	Magnetrührstäbchen, PTFE, ellipsenförmig, 25 x 12 mm	10	Stück
137307	Magnetrührstäbchen, PTFE, ellipsenförmig, 32 x 15 mm	10	Stück
137310	Magnetrührstäbchen, PTFE, ellipsenförmig, 34 x 15 mm	10	Stück
137312	Magnetrührstäbchen, PTFE, ellipsenförmig, 40 x 20 mm	10	Stück
137315	Magnetrührstäbchen, PTFE, ellipsenförmig, 50 x 20 mm	10	Stück
137320	Magnetrührstäbchen, PTFE, ellipsenförmig, 65 x 20 mm	10	Stück
137325	Magnetrührstäbchen, PTFE, ellipsenförmig, 70 x 20 mm	10	Stück

Magnetrührstäbchen, kreuzförmig, PTFE

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137630	Magnetrührstäbchen, PTFE, Kreuzform, Ø 10 mm, Höhe 5 mm	10	Stück
137632	Magnetrührstäbchen, PTFE, Kreuzform, Ø 20 mm, Höhe 9 mm	10	Stück
137634	Magnetrührstäbchen, PTFE, Kreuzform, Ø 25 mm, Höhe 10 mm	10	Stück
137636	Magnetrührstäbchen, PTFE, Kreuzform, Ø 30 mm, Höhe 12 mm	10	Stück
137638	Magnetrührstäbchen, PTFE, Kreuzform, Ø 38 mm, Höhe 15 mm	10	Stück



Magnetrührstabentferner, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137750	Magnetstabentferner, PP, mit Ring, 300x10 mm	1	Stück
137755	Magnetstabentferner, PP, mit Ring, 450x10 mm	1	Stück



Magnetrührstabentferner, PTFE

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
137700	Magnetstabentferner, PTFE, 150x8 mm	1	Stück
137710	Magnetstabentferner, PTFE, 250x8 mm	1	Stück
137720	Magnetstabentferner, PTFE, 350x8 mm	1	Stück



Rührstäbe, AR-GLAS®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
135805	Rührstab, AR-GLAS®, Enden verschmolzen, 20x5 mm	50	Stück
135810	Rührstab, AR-GLAS®, Enden verschmolzen, 200x6 mm	50	Stück
135815	Rührstab, AR-GLAS®, Enden verschmolzen, 250x6 mm	50	Stück
135820	Rührstab, AR-GLAS®, Enden verschmolzen, 250x8 mm	50	Stück
135825	Rührstab, AR-GLAS®, Enden verschmolzen, 300x8 mm	50	Stück



Pipettenschale, PVC

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
28300	Pipettenschale, PVC, 280x220x39 mm	1	Stück
28305	Pipettenschale, PVC, 420x300x30 mm	1	Stück
768515	Pipettenschale, PVC, 355x300x45 mm, 9 längliche Unterteilungen	1	Stück



Schale (Fotoschale), PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
156640	Schale (Fotoschale), PP, weiß, stapelbar, 225x180x45 mm	1	Stück
156642	Schale (Fotoschale), PP, weiß, stapelbar, 300x240x70 mm	1	Stück
156644	Schale (Fotoschale), PP, weiß, stapelbar, 370x310x75 mm	1	Stück
156646	Schale (Fotoschale), PP, weiß, stapelbar, 510x410x120 mm	1	Stück
156648	Schale (Fotoschale), PP, weiß, stapelbar, 625x530x140 mm	1	Stück
156650	Schale (Fotoschale), PP, weiß, stapelbar, 840x645x160 mm	1	Stück

Pipettengestell, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
30900	Pipettengestell, PP, für 94 Pipetten, drehbar, 230 x 450 mm	1	Stück

Schale mit Fächern, PVC



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
768505	Schale mit Fächern, PVC, 5 Fächer, 402x302x60 mm	1	Stück
768510	Schale mit Fächern, PVC, 12 Fächer, 402x302x60 mm	1	Stück

Messschaufel, PP, weiß



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
139115	Messschaufel, PP, weiß, Länge 160 mm, Volumen 50 ml	12	Stück
139120	Messschaufel, PP, weiß, Länge 200 mm, Volumen 100 ml	12	Stück
139125	Messschaufel, PP, weiß, Länge 260 mm, Volumen 250 ml	6	Stück
139130	Messschaufel, PP, weiß, Länge 315 mm, Volumen 500 ml	6	Stück
139135	Messschaufel, PP, weiß, Länge 385 mm, Volumen 1000 ml	6	Stück

Messschaufel, PE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
139035	Messschaufel, PE, Länge 350 mm, ca. 500 ml	6	Stück
139040	Messschaufel, PE, Länge 400 mm, ca. 1000 ml	6	Stück

Spatel, schlagzähes PS

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
139810	Laborspatel, schlagzähes PS, 150 mm, Doppelspatel	10	Stück
139815	Laborspatel, schlagzähes PS, 180 mm, Doppelspatel	10	Stück
139817	Laborspatel, schlagzähes PS, 180 mm, Spatel / Löffel	10	Stück
139820	Laborspatel, schlagzähes PS, 210 mm, Spatel / Löffel	10	Stück



Spatel, PE-HD, gekapselter Stahlkern

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
136100	Rührspatel, PE-HD gekapselter Stahlkern, Länge 260 mm, Durchmesser 7 mm	1	Stück



Spatel, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
136110	Rührspatel, PP, mit unterschiedlichem spatelförmige Ende, Länge 245 mm, Durchmesser 6 mm	10	Stück



Probenschöpfer, PTFE

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
90438	Probenschöpfer 100 ml, PTFE, mit Ausguss, Durchmesser 55 mm, Höhe 65 mm	1	Stück
90448	Probenschöpfer 250 ml, PTFE, mit Ausguss, Durchmesser 70 mm, Höhe 95 mm	1	Stück
90454	Probenschöpfer 500 ml, PTFE, mit Ausguss, Durchmesser 80 mm, Höhe 125 mm	1	Stück
90462	Probenschöpfer 1000 ml, PTFE, mit Ausguss, Durchmesser 105 mm, Höhe 155 mm	1	Stück



Pinzetten, PMP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
112805	Pinzette, PMP, spitze Enden, Länge 115 mm	10	Stück
112810	Pinzette, PMP, spitze Enden, Länge 145 mm	10	Stück



Rührstäbe, spatelförmig, PTFE

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
136215	Rührstab, PTFE, mit spatelförmigen Enden, 200x8 mm	1	Stück
136220	Rührstab, PTFE, mit spatelförmigen Enden, 250x8 mm	1	Stück
136225	Rührstab, PTFE, mit spatelförmigen Enden, 300x8 mm	1	Stück



Rührstäbe, mit Stahlkern, PTFE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
136315	Rührstab, PTFE, mit Stahlkern, 200x6 mm	1	Stück
136320	Rührstab, PTFE, mit Stahlkern, 250x6 mm	1	Stück
136325	Rührstab, PTFE, mit Stahlkern, 300x6 mm	1	Stück
136335	Rührstab, PTFE, mit Stahlkern, 400x6 mm	1	Stück

Pinzetten, POM



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
113020	Pinzette, POM, glasfaserverstärkt, Länge 250 mm, runde Enden	25	Stück

Pinzetten, PTFE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
113125	Pinzette, PTFE, vierkantige Enden, Länge 100 mm	1	Stück
113130	Pinzette, PTFE, vierkantige Enden, Länge 150 mm	1	Stück
113135	Pinzette, PTFE, vierkantige Enden, Länge 200 mm	1	Stück

Wägeschalen, PS, quadratisch



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
155540	Wägeschale, PS, quadratisch, 7 ml, 45x45x7 mm	500	Stück
155542	Wägeschale, PS, quadratisch, 100 ml, 84x84x24 mm	500	Stück
155544	Wägeschale, PS, quadratisch, 250 ml, 140x140x21 mm	500	Stück

Wägeschalen, PS, rautenförmig



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
155546	Wägeschale, PS, rautenförmig, 25 ml, 70x45x12 mm	500	Stück
155548	Wägeschale, PS, rautenförmig, 30 ml, 80x56x14 mm	500	Stück
155550	Wägeschale, PS, rautenförmig, 100 ml, 120x90x17 mm	500	Stück

Eimer, PE-HD



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
71772	Eimer, PE-HD, ohne Deckel und Ausguss, 5 l, Höhe 240 mm, mit Maßeinteilung/Henkel	1	Stück
71774	Eimer, PE-HD, ohne Deckel und Ausguss, 10 l, Höhe 300 mm, mit Maßeinteilung/Henkel	1	Stück

Eimer, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
72376	Eimer, PP, ohne Deckel, mit Ausguss, 12 l, Höhe 300 mm, verstärkter Rand und Henkel	1	Stück
72378	Eimer, PP, ohne Deckel, mit Ausguss, 15 l, Höhe 340 mm, verstärkter Rand und Henkel	1	Stück



Mörser mit Pistill, MF, weiß

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
110705	Mörser mit Pistill, MF, weiß, mit Fuß und Ausguss, 125x80 mm	1	Stück
110710	Mörser mit Pistill, MF, weiß, mit Fuß und Ausguss, 150x90 mm	1	Stück



Tropfflasche, Natron-Kalk-Glas, Braunglas

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
124529	Tropfflasche, Natron-Kalk-Glas, Braunglas, 50 ml, mit Tropfpipette und Gummihütchen	1	Stück
124539	Tropfflasche, Natron-Kalk-Glas, Braunglas, 100 ml, mit Tropfpipette und Gummihütchen	1	Stück



Tropfflasche, Natron-Kalk-Glas

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
124633	Tropfflasche, Natron-Kalk-Glas, Klarglas, 50 ml, mit Tropfpipette und Gummihütchen	1	Stück
124639	Tropfflasche, Natron-Kalk-Glas, Klarglas, 100 ml, mit Tropfpipette und Gummihütchen	1	Stück



Laborflasche, Boro 3.3

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
122520	Laborflasche, Boro 3.3, 25 ml, mit Teilung, GL 25, Schraubkappe (PP)	10	Stück
122528	Laborflasche, Boro 3.3, 50 ml, mit Teilung, GL 32, Schraubkappe (PP)	10	Stück
122538	Laborflasche, Boro 3.3, 100 ml, mit Teilung, GL 45, Schraubkappe (PP)	10	Stück
122548	Laborflasche, Boro 3.3, 250 ml, mit Teilung, GL 45, Schraubkappe (PP)	10	Stück
122554	Laborflasche, Boro 3.3, 500 ml, mit Teilung, GL 45, Schraubkappe (PP)	10	Stück
122562	Laborflasche, Boro 3.3, 1000 ml, mit Teilung, GL 45, Schraubkappe (PP)	10	Stück
122564	Laborflasche, Boro 3.3, 2000 ml, mit Teilung, GL 45, Schraubkappe (PP)	10	Stück
122570	Laborflasche, Boro 3.3, 5000 ml, mit Teilung, GL 45, Schraubkappe (PP)	1	Stück
122574	Laborflasche, Boro 3.3, 10000 ml, mit Teilung, GL 45, Schraubkappe (PP)	1	Stück
122578	Laborflasche, Boro 3.3, 20000 ml, mit Teilung, GL 45, Schraubkappe (PP)	1	Stück



Gewindeflasche, Braunglas



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704012	Gewindeflasche, braun, unbeschichtet, 100 ml, GL 32	1	Stück
704014	Gewindeflasche, braun, unbeschichtet, 250 ml, GL 32	1	Stück
704016	Gewindeflasche, braun, unbeschichtet, 500 ml, GL 32	1	Stück
704018	Gewindeflasche, braun, unbeschichtet, 1000 ml, GL 45	1	Stück
704020	Gewindeflasche, braun, unbeschichtet, 2500 ml, GL 45	1	Stück

Gewindeflasche, Braunglas, Ethylen-Acrylat-Beschichtung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704002	Gewindeflasche, braun, beschicht, 100 ml, GL 32	1	Stück
704004	Gewindeflasche, braun, beschicht, 250 ml, GL 32	1	Stück
704006	Gewindeflasche, braun, beschicht, 500 ml, GL 32	1	Stück
704008	Gewindeflasche, braun, beschicht, 1000 ml, GL 45	1	Stück
704010	Gewindeflasche, braun, beschicht, 2500 ml, GL 45	1	Stück

Spritzflasche, PFA, Enghals



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
143848	Spritzflasche, PFA, Enghals, 250 ml, GL25, Rohr FEP, Verschluss ETFE	1	Stück
143854	Spritzflasche, PFA-technische Qualität, Enghals, 500 ml, GL25, Rohr FEP, Verschluss ETFE	1	Stück
143862	Spritzflasche, PFA-technische Qualität, Enghals, 1000 ml, GL32, Rohr FEP, Verschluss ETFE	1	Stück

Spritzflasche, PE-LD, Enghals



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
144148	Spritzflasche, PE-LD, 250 ml GL 25, mit austauschbarem Aufsatz	50	Stück
144154	Spritzflasche, PE-LD, 500 ml GL 25, mit austauschbarem Aufsatz	50	Stück
144162	Spritzflasche, PE-LD, 1000 ml GL 28, mit austauschbarem Aufsatz	25	Stück

Abklärflasche, PE-HD, Enghals



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
131170	Abklärflasche, PE-HD, Enghals, 5 l, mit Hahn, Schraubkappe und Tragegriff	1	Stück
131174	Abklärflasche, PE-HD, Enghals, 10 l, mit Hahn, Schraubkappe und Tragegriff	1	Stück

Lagerflasche, PE-HD, Enghals



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
130870	Lagerflasche, PE-HD, Enghals, 5 l, mit Schraubkappe und Tragegriff	1	Stück
130874	Lagerflasche, PE-HD, Enghals, 10 l, mit Schraubkappe und Tragegriff	1	Stück

Lagerflasche, PE-HD, Weithals

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
130970	Lagerflasche, PE-HD, Weithals, 5 l, mit Schraubkappe und Tragegriff	1	Stück
130974	Lagerflasche, PE-HD, Weithals, 10 l, mit Schraubkappe und Tragegriff	1	Stück



Flasche, PE-LD, Weithals

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
129628	Flasche, PE-LD, Weithals, 50 ml, GL 32, mit Verschluss	100	Stück
129638	Flasche, PE-LD, Weithals, 100 ml, GL 32, mit Verschluss	50	Stück
129648	Flasche, PE-LD, Weithals, 250 ml, GL 40, mit Verschluss	50	Stück
129654	Flasche, PE-LD, Weithals, 500 ml, GL 50, mit Verschluss	50	Stück
129662	Flasche, PE-LD, Weithals, 1000 ml, GL 65, mit Verschluss	25	Stück
129664	Flasche, PE-LD, Weithals, 2000 ml, GL 65, mit Verschluss	25	Stück



Flasche, braun, PE-LD, Weithals

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
129728	Flasche, PE-LD, Weithals, 50 ml GL 32 braun opak, mit Schraubverschluss	1	Stück
129738	Flasche, PE-LD, Weithals, 100 ml GL 32 braun opak, mit Schraubverschluss	1	Stück
129748	Flasche, PE-LD, Weithals, 250 ml GL 40 braun opak, mit Schraubverschluss	1	Stück
129754	Flasche, PE-LD, Weithals, 500 ml GL 50 braun opak, mit Schraubverschluss	1	Stück
129762	Flasche, PE-LD, Weithals, 1000 ml GL 65 braun opak, mit Schraubverschluss	1	Stück
129764	Flasche, PE-LD, Weithals, 2000 ml GL 65 braun opak, mit Schraubverschluss	1	Stück



Vierkantflasche, PE-HD, Weithals

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
130412	Vierkantflasche, PE-HD, Weithals, 100 ml, GL 32, mit Schraubverschluss, PP	1	Stück
130414	Vierkantflasche, PE-HD, Weithals, 250 ml, GL 45, mit Schraubverschluss, PP	1	Stück
130418	Vierkantflasche, PE-HD, Weithals, 500 ml, GL 54, mit Schraubverschluss, PP	1	Stück
130422	Vierkantflasche, PE-HD, Weithals, 1000 ml, GL 54, mit Schraubverschluss, PP	1	Stück
130424	Vierkantflasche, PE-HD, Weithals, 1500 ml, GL 80, mit Schraubverschluss, PP	1	Stück
130426	Vierkantflasche, PE-HD, Weithals, 2500 ml, GL 80, mit Schraubverschluss, PP	1	Stück
130428	Vierkantflasche, PE-HD, Weithals, 4000 ml, GL 80, mit Schraubverschluss, PP	1	Stück



Flasche, PTFE, Weithals



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
130538	Flasche, PTFE, Weithals, 100 ml, Hals Innendurchmesser 35 mm, mit Schraubverschluss	1	Stück
130548	Flasche, PTFE, Weithals, 250 ml, Hals Innendurchmesser 42 mm, mit Schraubverschluss	1	Stück
130554	Flasche, PTFE, Weithals, 500 ml, Hals Innendurchmesser 52 mm, mit Schraubverschluss	1	Stück
130562	Flasche, PTFE, Weithals, 1000 ml, Hals Innendurchmesser 57 mm, mit Schraubverschluss	1	Stück
130564	Flasche, PTFE, Weithals, 2000 ml, Hals Innendurchmesser 60 mm, mit Schraubverschluss	1	Stück

Flasche, PFA, Weithals



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
128748	Flasche, PFA, Weithals, 250 ml, Gewinde S40, mit Schraubkappe	1	Stück
128754	Flasche, PFA, Weithals, 500 ml, Gewinde S40, mit Schraubkappe	1	Stück
128762	Flasche, PFA, Weithals, 1000 ml, Gewinde S40, mit Schraubkappe	1	Stück
128764	Flasche, PFA, Weithals, 2000 ml, Gewinde S40, mit Schraubkappe	1	Stück

Tropfflasche, PE-LD, mit Tropf-Aufsatz



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
125216	Tropfflasche, PE-LD, 20 ml, GL 14, mit Tropf-Aufsatz	100	Stück
125224	Tropfflasche, PE-LD, 30 ml, GL 14, mit Tropf-Aufsatz	100	Stück
125228	Tropfflasche, PE-LD, 50 ml, GL 18, mit Tropf-Aufsatz	100	Stück
125238	Tropfflasche, PE-LD, 100 ml, GL 18, mit Tropf-Aufsatz	50	Stück
125248	Tropfflasche, PE-LD, 250 ml, GL 25, mit Tropf-Aufsatz	50	Stück
125254	Tropfflasche, PE-LD, 500 ml, GL 25, mit Tropf-Aufsatz	50	Stück

Tropfflasche, PTFE, mit Tropf-Aufsatz und Verschlusskappe



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
125316	Tropfflasche, PTFE, 25 ml, mit Tropf-Aufsatz und Verschlusskappe	1	Stück
125328	Tropfflasche, PTFE, 50 ml, mit Tropf-Aufsatz und Verschlusskappe	1	Stück

Zerstäuber, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
144180	Zerstäuber, weiß, 400 ml, Gefäß inklusive Deckel aus PP und Dosierkanüle aus PE-LD	5	Stück
144190	Zerstäuber, weiß, 850 ml, Gefäß inklusive Deckel aus PP und Dosierkanüle aus PE-LD	5	Stück

Uhrschale, Natron-Kalk-Glas

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
150010	Uhrschale, Natron-Kalk-Glas, Rand geschliffen, Ø 40 mm	10	Stück
150015	Uhrschale, Natron-Kalk-Glas, Rand geschliffen, Ø 50 mm	10	Stück
150020	Uhrschale, Natron-Kalk-Glas, Rand geschliffen, Ø 60 mm	10	Stück
150030	Uhrschale, Natron-Kalk-Glas, Rand geschliffen, Ø 70 mm	10	Stück
150040	Uhrschale, Natron-Kalk-Glas, Rand geschliffen, Ø 80 mm	10	Stück
150045	Uhrschale, Natron-Kalk-Glas, Rand geschliffen, Ø 90 mm	10	Stück
150050	Uhrschale, Natron-Kalk-Glas, Rand geschliffen, Ø 100 mm	10	Stück
150060	Uhrschale, Natron-Kalk-Glas, Rand geschliffen, Ø 120 mm	10	Stück
150065	Uhrschale, Natron-Kalk-Glas, Rand geschliffen, Ø 125 mm	10	Stück
150070	Uhrschale, Natron-Kalk-Glas, Rand geschliffen, Ø 150 mm	10	Stück
150080	Uhrschale, Natron-Kalk-Glas, Rand geschliffen, Ø 200 mm	10	Stück



Uhrschale, PTFE

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
150900	Uhrschale, PTFE, Durchmesser 20 mm	1	Stück
150902	Uhrschale, PTFE, Durchmesser 30 mm	1	Stück
150904	Uhrschale, PTFE, Durchmesser 40 mm	1	Stück
150905	Uhrschale, PTFE, Durchmesser 50 mm	1	Stück
150907	Uhrschale, PTFE, Durchmesser 65 mm	1	Stück
150910	Uhrschale, PTFE, Durchmesser 75 mm	1	Stück
150912	Uhrschale, PTFE, Durchmesser 80 mm	1	Stück
150915	Uhrschale, PTFE, Durchmesser 100 mm	1	Stück
150920	Uhrschale, PTFE, Durchmesser 125 mm	1	Stück
150922	Uhrschale, PTFE, Durchmesser 150 mm	1	Stück



Desinfektionstücher mikrozip®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
44860	mikrozip® universal wipes premium Desinfektionstücher	1 VE = 100 Stück	6



Universalreiniger, Mucosol® Flüssigkonzentrat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
44003	Mucosol®, flüssiges Reinigungskonzentrat, 2l-Flasche	5	Stück
44005	Mucosol®, flüssiges Reinigungskonzentrat, 5l-Kanister	1	Stück



Edisonite® CLASSIC, Universalreiniger, pulverförmig



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
44205	EDISONITE® CLASSIC, pulverförmiger Universalreiniger, 5kg-Eimer	1	Stück
44301	EDISONITE® CLASSIC, pulverförmiger Universalreiniger, 1kg-Dose	1	Stück

Edisonite® SUPER, Universalreiniger, pulverförmig



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
44361	EDISONITE® Super, pulverförmiger Neutralreiniger, 1kg-Dose	1	Stück
44365	EDISONITE® Super, pulverförmiger Neutralreiniger, 5kg-Eimer	1	Stück

Desinfektionsreiniger, Mucocit®-T Flüssigkonzentrat



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
44822	Mucocit® T, flüssiger Instrumenten-Desinfektionsreiniger, 2l Konzentrat	5	Stück
44825	Mucocit® T, flüssiger Instrumenten-Desinfektionsreiniger, 5l Konzentrat	1	Stück

Pursept® A Xpress, Desinfektionsreiniger



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
44830	Pursept® A Xpress, Flächen-Desinfektionsreiniger, 1l-Flasche	10	Stück
44835	Pursept® A Xpress, Flächen-Desinfektionsreiniger, 5l-Flasche	1	Stück

Desinfektionsreiniger, Pursept®-AF Flüssigkonzentrat



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
44850	Pursept® AF, Flächen-Desinfektionsreiniger, 2l-Flasche, Konzentrat	5	Stück
44855	Pursept®-AF, Flächen-Desinfektionsreiniger, 5l-Kanister, Konzentrat	1	Stück

schülke wipes



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
44870	schülke wipes 70, Flächendeinfektions-Tücher, 230x280 mm, Rolle à 70 Tücher, trocken	6	Stück

Pipettenspülgerät, PE-HD



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
29120	Pipettenspülgerät, PE-HD, für Pipettenlänge 460 mm, 13 l	1	Stück
29125	Pipettenspülgerät, PE-HD, für Pipettenlänge 600 mm, 17 l	1	Stück

Abtropfgestell, PS

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
95105	Abtropfgestell, PS, 450x630 mm, mit 72 Stäben, Durchmesser 16 mm	1	Stück



Pyknometer nach Gay-Lussac, BLAUBRAND®, justiert

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
43305	Pyknometer, Gay-Lussac, BLAUBRAND®, 5 ml, justiert, Boro 3.3	1	Stück
43308	Pyknometer, Gay-Lussac, BLAUBRAND®, 10 ml, justiert, Boro 3.3	1	Stück
43320	Pyknometer, Gay-Lussac, BLAUBRAND®, 25 ml, justiert, Boro 3.3	1	Stück
43328	Pyknometer, Gay-Lussac, BLAUBRAND®, 50 ml, justiert, Boro 3.3	1	Stück
43338	Pyknometer, Gay-Lussac, BLAUBRAND®, 100 ml, justiert, Boro 3.3	1	Stück



Pyknometer nach Gay-Lussac, unjustiert

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
43205	Pyknometer, Gay-Lussac, 5 ml, unjustiert, Boro 3.3	2	Stück
43208	Pyknometer, Gay-Lussac, 10 ml, unjustiert, Boro 3.3	2	Stück
43220	Pyknometer, Gay-Lussac, 25 ml, unjustiert, Boro 3.3	2	Stück
43228	Pyknometer, Gay-Lussac, 50 ml, unjustiert, Boro 3.3	2	Stück
43238	Pyknometer, Gay-Lussac, 100 ml, unjustiert, Boro 3.3	2	Stück



Sedimentiergefäße nach Imhoff, SILBERBRAND

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
387362	Sedimentiergefäß, SILBERBRAND, graduert, 0-100 ml, Marke bei 1000 ml, ohne Hahn	4	Stück
387462	Sedimentiergefäß, SILBERBRAND, graduert, 0-1000 ml, Marke bei 1000 ml, ohne Hahn	4	Stück
387662	Sedimentiergefäß, SILBERBRAND, graduert, 0-100 ml, Marke bei 1000 ml, mit Hahn	1	Stück



Sedimentiergefäße nach Imhoff, SAN

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
388000	Sedimentiergefäß, SAN, graduert, 0-1000 ml, mit Schraubkappe	1	Stück



Sauerstoff-Flaschen nach Winkler



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
386038	Sauerstoff-Flasche nach Winkler, 100-150 ml, inklusive Glasstopfen NS 14/23	2	Stück
386048	Sauerstoff-Flasche nach Winkler, 250-300 ml, inklusive Glasstopfen NS 19/26	2	Stück

ASTM-Zentrifugengläser, BLAUBRAND®, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
362038	ASTM-Zentrifugenglas, zylindrisch / unten konisch, 100 ml, ASTM D 91	2	Stück
362138	ASTM-Zentrifugenglas, birnenförmig / unten zylindrisch, 100 ml, früher ASTM D 96	2	Stück
362338	ASTM-Zentrifugenglas, zylindrisch / unten konisch, 100 ml, früher ASTM D 96	2	Stück

Probengefäße, PS, für Technicon-Analyzer



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
115015	Probengefäß, 1,5 ml, PS, glasklar, für Technicon-Analyzer	1000	Stück
115016	Probengefäß, 2,0 ml, PS, glasklar, für Technicon-Analyzer	1000	Stück
115017	Probengefäß, 4,0 ml, PS, glasklar, für Technicon-Analyzer	1000	Stück

Probengefäß, PS, COULTER COUNTER®, mit Deckel PE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
722055	Probengefäß, für COULTER COUNTER®, PS, mit Deckel, 20 ml	1000	Stück

Probengefäße, PS



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
722060	Probengefäß, PS, mit Deckel, 12 ml	1000	Stück

Urinbecher, PP, Stülpdeckel, CE-IVD



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
758900	Urinbecher, PP, 125 ml, Stülpdeckel PE (rot)	1000	Stück

Urinbecher, PP, Schraubdeckel PE, CE-IVD



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
758905	Urinbecher, PP, 100 ml, Schraubkappe PE (grün)	1000	Stück

Universalbehälter, PP, Schraubdeckel PE, γ-steril

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
758910	Universalbehälter, PP, 100 ml, Schraubdeckel PE (gelb), γ-steril	240	Stück

**Urinbecher, PP, ohne Deckel, CE-IVD**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
758901	Urinbecher, PP, 125 ml, ohne Deckel	1000	Stück

**Stülpdeckel, PP, für Urinbecher**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
758902	Stülpdeckel für Urinbecher Best.-Nr. 758901, PE, rot	1000	Stück

**Stuhlproben-Behälter, PS, CE-IVD**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
62305	Stuhlproben-Behälter, PS, ca. 30 ml (blauer Deckel), CE-IVD	400	Stück

**Petrischalen, PS**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
452000	Petrischale, PS, mit Deckel-Durchmesser 94 mm, Höhe 16 mm, ohne Belüftungsnocken im Deckel	480	Stück
452005	Petrischale, PS, mit Deckel-Durchmesser 94 mm, Höhe 16 mm, mit Belüftungsnocken im Deckel	480	Stück
452010	Petrischale, PS, mit Deckel-Durchmesser 55 mm, Höhe 14 mm, mit Belüftungsnocken im Deckel	1620	Stück
452015	Petrischale, PS, mit Deckel-Durchmesser 55 mm, Höhe 14 mm, ohne Belüftungsnocken im Deckel	1620	Stück

**Petrischalen, Natron-Kalk-Glas**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
455701	Petrischale, Natron-Kalk-Glas, Deckel-Durchmesser 40 mm, Höhe Unterteil 12 mm	10	Stück
455717	Petrischale, Natron-Kalk-Glas, Deckel-Durchmesser 60 mm, Höhe Unterteil 15 mm	10	Stück
455732	Petrischale, Natron-Kalk-Glas, Deckel-Durchmesser 80 mm, Höhe Unterteil 15 mm	10	Stück
455742	Petrischale, Natron-Kalk-Glas, Deckel-Durchmesser 100 mm, Höhe Unterteil 15 mm	10	Stück
455743	Petrischale, Natron-Kalk-Glas, Deckel-Durchmesser 100 mm, Höhe Unterteil 20 mm	10	Stück
455751	Petrischale, Natron-Kalk-Glas, Deckel-Durchmesser 150 mm, Höhe Unterteil 25 mm	10	Stück



Entsorgungsbeutel, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759705	Entsorgungsbeutel, PP, Länge 300 mm, Breite 200mm	100	Stück

Entsorgungsbeutel, PA



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759710	Entsorgungsbeutel, PA, Länge 300 mm, Breite 200 mm	50	Stück

Ständer für Entsorgungsbeutel



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759700	Ständer (Stahldraht), für Entsorgungsbeutel (mit 100 Beuteln, PP)	1	Stück
759701	Ständer (Stahldraht), für Entsorgungsbeutel (mit 50 Beuteln, PA)	1	Stück
759703	Ständer (Stahldraht), für Entsorgungsbeutel	1	Stück

Pasteurpipetten, Natron-Kalk-Glas



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
747715	Pasteurpipette, Na-Kalk-Glas, 145 mm, Inhalt ca. 1,5 ml	1000	
747720	Pasteurpipette, Na-Kalk-Glas, 225 mm, Inhalt ca. 1,5 ml	1000	
747725	Pasteurpipette, Na-Kalk-Glas, 270 mm, Inhalt ca. 1,5 ml	1000	
747730	Pasteurpipette, Na-Kalk-Glas, 310 mm, Inhalt ca. 1,5 ml	1000	

Pasteurpipetten, PE-LD



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
747750	Pasteurpipette, PE-LD, kapillar, Saugvolumen mit Ball 4,4 ml	500	
747755	Pasteurpipette, PE-LD, 1 ml, Saugvolumen mit Ball 5 ml	500	
747760	Pasteurpipette, PE-LD, 3 ml, Saugvolumen mit Ball 7 ml	500	
747765	Pasteurpipette, PE-LD, 2 ml, Saugvolumen mit Ball 5,9 ml	500	
747770	Pasteurpipette, PE-LD, 4 ml, Saugvolumen mit Ball 7 ml	500	
747775	Pasteurpipette, PE-LD, 1 ml, Saugvolumen mit Ball 5,5 ml	500	

Gummihütchen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
124700	Gummihütchen, Pipettierhilfe für Pasteurpipetten / Tropfflaschen aus Glas	100	Stück

Mikrohämatokrit-Kapillaren, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
749311	Mikrohämatokrit-Kapillare, Na-Heparinisiert, Code rot	1000	
749321	Mikrohämatokrit-Kapillare, nicht heparinisiert, Code blau	1000	



Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraMark, DE-M, CE

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
708707	Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraMark, DE-M, 1, 2, 3, 4 und 5 µl, weiß	1 Dose = 250 Stück	4	Stück
708709	Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraMark, DE-M, 10 µl, orange	1 Dose = 250 Stück	4	Stück
708718	Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraMark, DE-M, 20 µl, schwarz	1 Dose = 250 Stück	4	Stück
708722	Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraMark, DE-M, 25 µl, 2 x weiß	1 Dose = 250 Stück	4	Stück
708728	Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraMark, DE-M, 20 und 40 µl, 2 x rot	1 Dose = 250 Stück	4	Stück
708733	Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraMark, DE-M, 50 µl, grün	1 Dose = 250 Stück	4	Stück
708744	Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraMark, DE-M, 100 µl, blau	1 Dose = 250 Stück	4	Stück
708745	Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraMark, DE-M, 50 und 100 µl, blau	1 Dose = 250 Stück	4	Stück
708757	Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraMark, DE-M, 200 µl, rot	1 Dose = 200 Stück	4	Stück



Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraEND, DE-M, CE

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
709101	Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraEND, DE-M, 1 µl	4 Dose = 250 Stück	4	Stück
709103	Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraEND, DE-M, 2 µl	4 Dose = 250 Stück	4	Stück
709105	Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraEND, DE-M, 3 µl	4 Dose = 250 Stück	4	Stück
709107	Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraEND, DE-M, 5 µl	4 Dose = 250 Stück	4	Stück
709109	Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraEND, DE-M, 10 µl	4 Dose = 250 Stück	4	Stück
709118	Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraEND, DE-M, 20 µl	4 Dose = 250 Stück	4	Stück
709144	Mikropipetten, BLAUBRAND®, intraEND, DE-M, 100 µl	4 Dose = 250 Stück	4	Stück



Tropfpipette, PE-LD, mit Graduierung

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
125410	Tropfpipette, PE-LD, ca. 1,5 ml, Länge 133 mm, mit Graduierung ml: 0,5; 1; 1,5	100	
125420	Tropfpipette, PE-LD, ca. 5,0 ml, Länge 194 mm, mit Graduierung ml: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5	100	



Tropfpipette, PE-LD

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
125400	Tropfpipette, PE-LD, ca. 1,8 ml, Länge ca. 98 mm	250	



Färbetröge mit Einsatz, Natron-Kalk-Glas




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
472000	Einsatz für Färbetrog, Natron-Kalk-Glas, 88 x70 x40 mm, für 10 Objektträger	10	Stück
472200	Färbetrog mit Deckel, Natron-Kalk-Glas, 105x85x70 mm	10	Stück
473100	Drahtbügel für Färbetrogeinsatz, rostfreier Edelstahl	10	Stück

Färbetröge mit Einsatz, PMP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
474300	Färbetrog, PMP, glasklar, 101x83x70 mm, ohne Einsatz, mit 2 Deckeln	4	Stück

Färbetröge mit Einsatz, POM



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
471800	Färbetrog komplett mit Einsatz für 25 Objektträger	5	Stück

Färbetröge Schiefferdecker, Natron-Kalk-Glas



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
472500	Färbetrog, Schiefferdecker mit Deckel, für 10 Objektträger 76x26 mm, Na-Kalk-Glas	10	Stück

Färbetröge Schiefferdecker, PMP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
474410	Färbetrog, PMP, Schiefferdecker, für 20 Objektträger 76x26 mm	4	Stück

Färbetröge Hellendahl, mit Deckel



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
472600	Färbetrog, Hellendahl mit Deckel, für 16 Objektträger, 76x26 mm, Natron-Kalk-Glas	10	Stück

Färbetröge Hellendahl, Natron-Kalk-Glas, mit Erweiterung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
472700	Färbetrog, Hellendahl mit Erweiterung, mit Deckel, für 16 Objektträger, 76x26 mm, Na-Kalk-Glas	10	Stück

Färbetröge Hellendahl, PMP, mit Erweiterung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
474400	Färbetrog, PMP, glasklar, Hellendahl, für 16 Objektträger	4	Stück

Färbetröge Coplin, mit Deckel

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
472800	Färbetrog, Coplin, rund, mit Deckel, für 10 Objektträger 76x26 mm, Natron-Kalk-Glas	10	Stück



Deckgläser, reinweiß

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
470045	Deckglas, D., Nr.1, 2418x18 mm, quadratisch, reinweiß	2000	Stück
470050	Deckglas, D., Nr.1, 2420x20 mm, quadratisch, reinweiß	2000	Stück
470055	Deckglas, D., Nr.1, 2422x22 mm, quadratisch, reinweiß	2000	Stück
470060	Deckglas, D., Nr.1, 2424x24 mm, quadratisch, reinweiß	2000	Stück
470816	Deckglas, D., Nr.1, 2424x40 mm, rechteckig, reinweiß	1000	Stück
470819	Deckglas, D., Nr.1, 2424x50 mm, rechteckig, reinweiß	1000	Stück
470820	Deckglas, D., Nr.1, 2424x60 mm, rechteckig, reinweiß	1000	Stück




Haemocytometer-Deckgläser für Zählkammern, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
723014	Haemocytometer-Deckglas für Zählkammern, Boro, 24x24x0,4 mm, CE-IVD	100	Stück
723015	Haemocytometer-Deckglas für Zählkammern, Boro, 20x26x0,4 mm, CE-IVD	100	Stück
723016	Haemocytometer-Deckglas für Zählkammern, Boro, 22x30x0,4 mm, CE-IVD	100	Stück




Zählkammern, Neubauer, BLAUBRAND®, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
718605	Zählkammer, BLAUBRAND®, Neubauer ohne Federklemmen, doppelte Netzteilung	1	Stück
718620	Zählkammer, BLAUBRAND®, Neubauer mit Federklemmen, doppelte Netzteilung	1	Stück




Zählkammern, Neubauer, Improved, BLAUBRAND®, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
717805	Zählkammer, BLAUBRAND®, Neubauer improved, ohne Federklemme, doppelte Netzteilung	1	Stück
717820	Zählkammer, BLAUBRAND®, Neubauer improved, mit Federklemmen, doppelte Netzteilung	1	Stück



Zählkammern, Neubauer, Improved, hell-linig, BLAUBRAND®, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
717810	Zählkammer, BLAUBRAND®, Neubauer improved, hell-linig	1	Stück




Zählkammern, nach Thoma, BLAUBRAND®, CE-IVD




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
718005	Zählkammer, BLAUBRAND®, Thoma ohne Federklemmen	1	Stück
718020	Zählkammer, BLAUBRAND®, Thoma mit Federklemmen	1	Stück

Zählkammern, nach Bürker, BLAUBRAND®, CE-IVD




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
718905	Zählkammer, BLAUBRAND®, Bürker ohne Federklemmen	1	Stück
718920	Zählkammer, BLAUBRAND®, Bürker mit Federklemmen	1	Stück

Zählkammern, nach Malassez, BLAUBRAND®, CE-IVD




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
719005	Zählkammer, BLAUBRAND®, Malassez ohne Federklemmen	1	Stück

Zählkammern, nach Bürker-Türk, BLAUBRAND®, CE-IVD



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
719505	Zählkammer, BLAUBRAND®, Bürker-Türk ohne Federklemmen	1	Stück
719520	Zählkammer, BLAUBRAND®, Bürker-Türk mit Federklemmen	1	Stück

Zählkammern, nach Fuchs-Rosenthal, BLAUBRAND®, CE-IVD



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
719805	Zählkammer, BLAUBRAND®, Fuchs-Rosenthal ohne Federklemmen	1	Stück
719820	Zählkammer, BLAUBRAND®, Fuchs-Rosenthal mit Federklemmen	1	Stück

Zählkammern, nach Nageotte, BLAUBRAND®, CE-IVD



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
721305	Zählkammer, BLAUBRAND®, Nageotte ohne Federklemmen	1	Stück

Objektträger, 1 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
474701	Objektträger, halbweiß, 76x26 mm, Kanten geschnitten	2500	Stück
474702	Objektträger, halbweiß, 76x26 mm, Kanten geschnitten (beidseitig Mattrand)	2500	Stück
474743	Objektträger, halbweiß, 76x26 mm, fein bekantet	2500	Stück
474744	Objektträger, halbweiß, 76x26 mm, fein bekantet (beidseitig Mattrand)	2500	Stück

Objektträger, weiß, 1,2 - 1,5 mm, mit Vertiefungen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
475505	Objektträger, weiß, 76x26 mm, geschl. Kanten, 1 halbkugelförmige Vertiefung	50	Stück
475535	Objektträger, weiß, 76x26 mm, geschl. Kanten, 2 halbkugelförmige Vertiefung	50	Stück
475565	Objektträger, weiß, 76x26 mm, geschl. Kanten, 3 halbkugelförmige Vertiefung	50	Stück



Färbepalette, Natron-Kalk-Glas

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
473500	Färbepalette, Na-Kalk-Glas, 130x100x6 mm, 12 Vertiefungen, Durchmesser 20-22 mm	1	Stück



Lager- u. Spenderbox

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
131900	Lager- und Spenderbox, PMMA, groß, 165x152x355 mm	1	Stück
131902	Lager- und Spenderbox, PMMA, klein, 165x152x178 mm	1	Stück



Reagenzröhrchen, Boro 3.3, mit PP-Stopfen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
114508	Reagenzröhrchen, 10:0,1 ml, Boro 3.3, 15x165 mm, graduert, mit Ausguss/PP-Stopfen NS 12/21	10	Stück
114516	Reagenzröhrchen, 20:0,2 ml, Boro 3.3, 17x200 mm, graduert, mit Ausguss/PP-Stopfen NS 14/23	10	Stück
114521	Reagenzröhrchen, 25:0,2 ml, Boro 3.3, 17x220 mm, graduert, mit Ausguss/PP-Stopfen NS 14/23	10	Stück
114524	Reagenzröhrchen, 30:0,5 ml, Boro 3.3, 19x220 mm, graduert, mit Ausguss/PP-Stopfen NS 14/23	10	Stück



Zentrifugenröhrchen, PC, gerader Rand

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
781029	Zentrifugenröhrchen, PC, Ø 35 mm, Höhe 99 mm	10	Stück
781039	Zentrifugenröhrchen, PC, Ø 41 mm, Höhe 115 mm	10	Stück
781040	Zentrifugenröhrchen, PC, 100:1 ml, Ø 45 mm, Höhe 98 mm	10	Stück



Zentrifugenröhrchen, PP, mit Schraubdeckel

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
114817	Zentrifugenröhrchen, 15 ml (graduert bis 13 ml), PP, mit Schraubdeckel, ohne Standring	750	Stück
114818	Zentrifugenröhrchen, 15 ml (graduert bis 13 ml), PP, mit Schraubdeckel, ohne Standring, y-sterilisiert	750	Stück
114820	Zentrifugenröhrchen, 50 ml, PP, mit Schraubdeckel, ohne Standring	300	Stück
114821	Zentrifugenröhrchen, 50 ml, PP, mit Schraubdeckel, ohne Standring, y-sterilisiert	300	Stück
114822	Zentrifugenröhrchen, 50 ml, PP, mit Schraubdeckel, mit Standring	250	Stück
114823	Zentrifugenröhrchen, 50 ml, PP, mit Schraubdeckel, mit Standring, y-sterilisiert	250	Stück



Zentrifugenröhrchen, PP, mit Bördelrand, ohne Stopfen




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
115342	Zentrifugenröhrchen, 10 ml, PP, zylindrisch, 16x100 mm, mit Bördelrand, ohne Stopfen	250	Stück
115346	Zentrifugenröhrchen, 26 ml, PP, zylindrisch, 24x90 mm, mit Bördelrand, ohne Stopfen	50	Stück
115348	Zentrifugenröhrchen, 30 ml, PP, zylindrisch, 20x100 mm, mit Bördelrand, ohne Stopfen	50	Stück
115350	Zentrifugenröhrchen, 48 ml, PP, zylindrisch, 30x100 mm, mit Bördelrand, ohne Stopfen	25	Stück
115352	Zentrifugenröhrchen, 75 ml, PP, zylindrisch, 35x100 mm, mit Bördelrand, ohne Stopfen	20	Stück
115354	Zentrifugenröhrchen, 100 ml, PP, zylindrisch, 40x120 mm, mit Bördelrand, ohne Stopfen	20	Stück
115356	Zentrifugenröhrchen, 160 ml, PP, zylindrisch, 45x120 mm, mit Bördelrand, ohne Stopfen	10	Stück

Zentrifugenröhrchen, ungraduirt



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
778012	Zentrifugenröhrchen, AR-GLAS®, ca.15 ml, konisch, Höhe 113 mm, Bördelrand, ungraduirt	100	Stück
778013	Zentrifugenröhrchen, Boro 3.3, ca. 15 ml, konisch, Höhe 113 mm, Bördelrand, ungraduirt	100	Stück
779012	Zentrifugenröhrchen, AR-GLAS®, ca.15 ml, spitzkonisch, glatter Rand, ungraduirt	100	Stück
779022	Zentrifugenröhrchen, AR-GLAS®, ca.15 ml, Rundboden, glatter Rand, ungraduirt	100	Stück

Zentrifugenröhrchen, graduirt



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
778312	Zentrifugenröhrchen, AR-GLAS®, ca.15 ml, konisch, Bördelrand, graduirt 0-10 ml	10	Stück
778313	Zentrifugenröhrchen, Boro 3.3, ca.15 ml, konisch, Bördelrand, graduirt 0-10 ml	10	Stück
778712	Zentrifugenröhrchen, AR-GLAS®, ca.15 ml, konisch, Bördelrand, graduirt 0-15 ml	10	Stück
778713	Zentrifugenröhrchen, Boro 3.3, ca.15 ml, konisch, Bördelrand, graduirt 0-15 ml	10	Stück

Kulturröhrchen, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
114105	Kulturröhrchen, 10 x 75 mm, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand	250	Stück
114106	Kulturröhrchen, 12 x 75 mm, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand	250	Stück
114110	Kulturröhrchen, 12 x 100 mm, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand	144	Stück
114115	Kulturröhrchen, 16 x 100 mm, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand, Wandstärke 0,7 mm	78	Stück
114120	Kulturröhrchen, 16 x 125 mm, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand	105	Stück
114125	Kulturröhrchen, 16 x 160 mm, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand	100	Stück
114130	Kulturröhrchen, 18 x 180 mm, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand	121	Stück

Kulturröhrchen, Natron-Kalk-Glas, mit Schraubkappe, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
113931	Kulturröhrchen, 12 x 100mm, Natron-Kalk-Glas, mit Schraubkappe (PP), GL 14	100	Stück
113935	Kulturröhrchen, 16 x 100mm, Natron-Kalk-Glas, mit Schraubkappe (PP), GL 18	100	Stück
113941	Kulturröhrchen, 16 x 160mm, Natron-Kalk-Glas, mit Schraubkappe (PP), GL 18	100	Stück
113943	Kulturröhrchen, 18 x 180mm, Natron-Kalk-Glas, mit Schraubkappe (PP), GL 18	100	Stück

**Probenröhrchen, PS**


Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
114715	Probenröhrchen universal, 16x100 mm, PS, glasklar	2000	Stück
114750	Probenröhrchen Coagulometer, 12x55 mm, PS, glasklar	5000	Stück
114760	Probenröhrchen universal, 12x75 mm, PS, glasklar	4000	Stück

**Sedimentierröhrchen, PS**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
114740	Sedimentierröhrchen, 16x105 mm, PS, glasklar, mit konischem Unterteil	2000	Stück

**Impfeschlingen, PS, y-sterilisiert**

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
452201	Impfeschlinge mit Nadel, PS, natur, y-sterilisiert, Volumen Schlinge 1 µl	1000	Stück
452210	Impfeschlinge mit Nadel, PS, blau, y-sterilisiert, Volumen Schlinge 10 µl	1000	Stück
452215	Impfeschlinge mit Schlinge an beiden Enden, PS, gelb, y-sterilisiert, Volumen Schlinge 1 und 10 µl	1000	Stück



Zubehör und Ersatzteile



Liquid Handling Geräte

ab Seite 120



Pipettierroboter

ab Seite 147



Life Science-Consumables

ab Seite 150



Volumenmessgeräte

ab Seite 155



Allgemeiner Laborbedarf

ab Seite 164

Flaschenadapter für Dispensette®, seripettor®, Titrette® und QuikSip™



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704322	Flaschenadapter, PP, Außen-Gewinde GL 32, für Flaschen Außen-Gewinde GL 22	1	Stück
704325	Flaschenadapter, PP, Außen-Gewinde GL 32, für Flaschen Außen-Gewinde GL 25	1	Stück
704328	Flaschenadapter, PP, Außen-Gewinde GL 32, für Flaschen Außen-Gewinde GL 28	1	Stück
704330	Flaschenadapter, PP, Außen-Gewinde GL 32, für Flaschen Außen-Gewinde GL 30	1	Stück
704338	Flaschenadapter, PP, Außen-Gewinde GL 32, für Flaschen Außen-Gewinde GL 38	1	Stück
704340	Flaschenadapter, PP, Außen-Gewinde GL 32, für Flaschen Außen-Gewinde S 40	1	Stück
704343	Flaschenadapter, PP, Außen-Gewinde GL 45, für Flaschen Außen-Gewinde S 40	1	Stück
704345	Flaschenadapter, PP, Außen-Gewinde GL 32, für Flaschen Außen-Gewinde GL 45	1	Stück
704348	Flaschenadapter, PP, Außen-Gewinde GL 45, für Flaschen Außen-Gewinde S 60	1	Stück
704350	Flaschenadapter, PP, Außen-Gewinde GL 45, für Flaschen Außen-Gewinde S 50	1	Stück
704375	Flaschenadapter, ETFE, Außen-Gewinde GL 32, für Flaschen Außen-Gewinde GL 25	1	Stück
704378	Flaschenadapter, ETFE, Außen-Gewinde GL 32, für Flaschen Außen-Gewinde GL 28	1	Stück
704388	Flaschenadapter, ETFE, Außen-Gewinde GL 32, für Flaschen Außen-Gewinde GL 38	1	Stück
704390	Flaschenadapter, ETFE, Außen-Gewinde GL 32, für Flaschen Außen-Gewinde S 40	1	Stück
704391	Flaschenadapter, PTFE, Außen-Gewinde GL 45, für Flaschen Außen-Gewinde S 40	1	Stück
704395	Flaschenadapter, ETFE, Außen-Gewinde GL 32, für Flaschen Außen-Gewinde GL 45	1	Stück
704396	Flaschenadapter, PP, Außen-Gewinde GL 45, für Flaschen Außen-Gewinde GL 32	1	Stück
704397	Flaschenadapter, PP, Außen-Gewinde GL 45, für Flaschen Außen-Gewinde GL 38	1	Stück
704398	Flaschenadapter, ETFE, Außen-Gewinde GL 45, für Flaschen Außen-Gewinde GL 32	1	Stück
704399	Flaschenadapter, ETFE, Außen-Gewinde GL 45, für Flaschen Außen-Gewinde GL 38	1	Stück
704419	Flaschenadapter, PP, Außen-Gewinde GL 32, für Flaschen mit Schliff NS 19/26	1	Stück
704424	Flaschenadapter, PP, Außen-Gewinde GL 32, für Flaschen mit Schliff NS 24/29	1	Stück
704429	Flaschenadapter, PP, Außen-Gewinde GL 32, für Flaschen mit Schliff NS 29/32	1	Stück
704430	Flaschenadapter, PP, Außen-Gewinde GL 45, für Flaschen Außen-Gewinde S 54	1	Stück
704431	Flaschenadapter, PP, Außen-Gewinde GL 45, für Flaschen Außen-Gewinde GL 35	1	Stück

Ansaugventile für Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6734	Ansaugventil mit Olive für Dispensette® S / S Organic, Nennvolumen 1, 2, 5 und 10 ml, PFA/Glas/Keramik	1	Stück
6735	Ansaugventil mit Olive für Dispensette® S / S Organic, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, PFA/Glas/Keramik	1	Stück
6739	Ansaugventil mit Olive für Dispensette® S Trace Analysis, PFA/Saphir	1	Stück

Ansaugventil für Dispensette® III



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6637	Ansaugventil mit Olive, für Dispensette® III / Organic, Nennvolumen 0.5, 1, 2, 5 und 10 ml	1	Stück
6638	Ansaugventil mit Olive, für Dispensette® III / Organic, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml	1	Stück
6697	Ansaugventil für Dispensette® III / Dispensette® Organic & seripettor® pro, Nennvolumen 0.5, 1, 2, 5 und 10 ml, mit Dichtung	1	Stück
6698	Ansaugventil für Dispensette® III / Dispensette® Organic & seripettor® pro, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, mit Dichtung	1	Stück

Ausstoßventile für Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6727	Ausstoßventil für Dispensette® S, Nennvolumen 5 und 10 ml, PFA/Glas/Keramik/Platin-Iridium, keine Ventilkennzeichnung	1	Stück
6728	Ausstoßventil für Dispensette® S, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, PFA/Glas/Keramik/Platin-Iridium, keine Ventilkennzeichnung	1	Stück
6729	Ausstoßventil für Dispensette® S Organic, Nennvolumen 5 und 10 ml, PFA/Glas/Keramik/Tantal, Ventilkennzeichnung 'ORG'	1	Stück
6730	Ausstoßventil für Dispensette® S Organic, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, PFA/Glas/Keramik/Tantal, Ventilkennzeichnung 'ORG'	1	Stück
6732	Ausstoßventil für Dispensette® S Trace Analysis, Nennvolumen 10 ml, mit PT/IR-Ventilfeder	1	Stück
6733	Ausstoßventil für Dispensette® S Trace Analysis, Nennvolumen 10 ml, mit Tantal-Ventilfeder	1	Stück
6749	Ausstoßventil für Dispensette® S, Nennvolumen 1 und 2 ml, Ventilkennzeichnung '1+2'	1	Stück



Belüftungsstopfen für Dispensette® und Titrette®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6621	Belüftungsstopfen für Dispensette® TA	1	Stück
6659	Belüftungsstopfen für Titrette®	1	Stück
6686	Belüftungsstopfen für Dispensette® III / Organic	1	Stück
704492	Belüftungsstopfen für Dispensette® S / S Organic	1	Stück
704493	Belüftungsstopfen für Dispensette® S Trace Analysis	1	Stück



Belüftungsstopfen, Microfilter mit Luer-Konus, für Dispensette®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704495	Belüftungsstopfen für Mikrofilter mit Luer-Konus, für Dispensette®	1	Stück



Dichtungen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6694	Dichtring für Ansaugventil Dispensette® III	1 VE = 5 Stück	Stück
6696	Ersatz-Dichtungen Set Dispensette® III	1 VE = 5 Stück	Stück
704486	Dichtring für Ventilblock, PTFE	1	Stück



Dosiereinheit für Dispensette® S Trace Analysis / Dispensette® TA

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
707542	Dosiereinheit mit Sicherungsring für Dispensette® TA	1	Stück
708035	Dosiereinheit mit Sicherungsring für Dispensette® S Trace Analysis	1	Stück



Dosierkanülen für Dispensette® S



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
708002	Dosierkanüle für Dispensette® S, Nennvolumen 1, 2, 5 und 10 ml, feine Spitze	1	Stück
708005	Dosierkanüle für Dispensette® S, Nennvolumen 5 und 10 ml, Standard Spitze	1	Stück
708006	Dosierkanüle für Dispensette® S, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, feine Spitze	1	Stück
708008	Dosierkanüle für Dispensette® S, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, Standard Spitze	1	Stück
708102	Dosierkanüle mit Rückdosierventil für Dispensette® S, Nennvolumen 1, 2, 5 und 10 ml, feine Spitze	1	Stück
708104	Dosierkanüle mit Rückdosierventil für Dispensette® S, Nennvolumen 5 und 10 ml, Standard Spitze	1	Stück
708106	Dosierkanüle mit Rückdosierventil für Dispensette® S, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, feine Spitze	1	Stück
708109	Dosierkanüle mit Rückdosierventil für Dispensette® S, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, Standard Spitze	1	Stück

Dosierkanülen für Dispensette® S Organic



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
708012	Dosierkanüle für Dispensette® S Organic, Nennvolumen 5 und 10 ml, feine Spitze	1	Stück
708014	Dosierkanüle für Dispensette® S Organic, Nennvolumen 5 und 10 ml, Standard Spitze	1	Stück
708016	Dosierkanüle für Dispensette® S Organic, Nennvolumen 25, 50 und 100ml, feine Spitze	1	Stück
708019	Dosierkanüle für Dispensette® S Organic, Nennvolumen 25, 50 und 100ml, Standard Spitze	1	Stück
708112	Dosierkanüle mit Rückdosierventil für Dispensette® S Organic, Nennvolumen 5 und 10 ml, feine Spitze	1	Stück
708114	Dosierkanüle mit Rückdosierventil für Dispensette® S Organic, Nennvolumen 5 und 10 ml, Standard Spitze	1	Stück
708116	Dosierkanüle mit Rückdosierventil für Dispensette® S Organic, Nennvolumen 25, 50 und 100ml, feine Spitze	1	Stück
708119	Dosierkanüle mit Rückdosierventil für Dispensette® S Organic, Nennvolumen 25, 50 und 100ml, Standard Spitze	1	Stück

Dosierkanülen für Dispensette® S Trace Analysis



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
708022	Dosierkanüle für Dispensette® S Trace Analysis, Pt/Ir Ventilfeder, ohne RDV	1	Stück
708024	Dosierkanüle für Dispensette® S Trace Analysis, Tantal Ventilfeder, ohne RDV	1	Stück
708122	Dosierkanüle für Dispensette® S Trace Analysis, Pt/Ir Ventilfeder, mit RDV	1	Stück
708124	Dosierkanüle für Dispensette® S Trace Analysis, Tantal Ventilfeder, mit RDV	1	Stück

Dosierkanülen für Dispensette® / seripettor® / seripettor® pro

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704518	Dosierkanüle für seripettor®, Nennvolumen 2 ml, feine Spitze	1	Stück
704520	Dosierkanüle für seripettor®, Nennvolumen 10 und 25 ml, Standard Spitze	1	Stück
707915	Dosierkanüle für Dispensette® / seripettor® pro, Nennvolumen 0.5, 1, 2, 5 und 10 ml, feine Spitze	1	Stück
707916	Dosierkanüle für Dispensette® / seripettor® pro, Nennvolumen 5 und 10 ml, Standard Spitze	1	Stück
707917	Dosierkanüle für Dispensette® III, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, Standard Spitze	1	Stück
707918	Dosierkanüle für Dispensette® / seripettor® pro, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, feine Spitze	1	Stück
707928	Dosierkanüle mit Luer-Lock-Anschluss für Mikrofilter, für seripettor® pro	1	Stück
707935	Dosierkanüle für Dispensette® Organic, Nennvolumen 5 und 10 ml, feine Spitze	1	Stück
707936	Dosierkanüle für Dispensette® Organic, Nennvolumen 5 und 10 ml, Standard Spitze	1	Stück
707937	Dosierkanüle für Dispensette® Organic, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, Standard Spitze	1	Stück
707938	Dosierkanüle für Dispensette® Organic, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, feine Spitze	1	Stück
707955	Dosierkanüle für Dispensette®, Nennvolumen 10 ml, Pt/Ir Ventillfeder	1	Stück
707956	Dosierkanüle für Dispensette®, Nennvolumen 10 ml, Tantal Ventillfeder	1	Stück



Flexibler Dosierschlauch Dispensette® III / Organic / TA / seripettor pro

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
707925	Flexibler Dosierschlauch PTFE für Dispensette® III / Organic, Nennvolumen 0.5, 1, 2, 5 und 10 ml, 800 mm	1	Stück
707926	Flexibler Dosierschlauch PTFE für Dispensette® III / Organic, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, 800 mm	1	Stück
707945	Flexibler Dosierschlauch PTFE für Dispensette® TA, 10 ml, PTFE, Pt/Ir Ventillfeder	1	Stück
707946	Flexibler Dosierschlauch PTFE für Dispensette® TA, 10 ml, PTFE, Tantal Ventillfeder	1	Stück



Flexibler Dosierschlauch für Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
708132	Flexibler Dosierschlauch mit RDV für Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis, Nennvolumen 1, 2, 5 und 10 ml, PTFE, 800 mm	1	Stück
708134	Flexibler Dosierschlauch mit RDV für Dispensette® S / S Organic, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, PTFE, 800 mm	1	Stück



Fassentnahmesystem Dispensette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704209	Ansaugrohr für Dispensette®, Nennvolumen 0,5, 1, 2, 5 und 10 ml, FEP, 1500 mm	1	Stück
704261	Entnahmesystem für Dispensette®, Grundausrüstung (ohne Dispensette®)	1	Stück
704267	Ansaugrohr für Entnahmesystem Dispensette®, Außen-D. 7,6 mm, FEP, 10 m	1	Stück
704268	Stativanschluß für Wandhalter, Entnahmesystem Dispensette®, Edelstahl	1	Stück
704269	Ansaugrohr für Entnahmesystem Dispensette®, Außen-D. 6,9 mm, FEP, 1 m	1	Stück
704270	Gewindeadapter für Entnahmesystem Dispensette®, Edelstahl, Außen-Gewinde 2", Innen-Gewinde 3/4"	1	Stück
704272	Tisch-/Regalklammer für Wandhalter, für Entnahmesystem Dispensette®	1	Stück
704281	Gewindeadapter für Entnahmesystem Dispensette®, PTFE, Außen-Gewinde 3/4", Außen-Gewinde GL 32	1	Stück
704282	Gewindeadapter für Entnahmesystem Dispensette®, PTFE, Innen-Gewinde 3/4", Außen-Gewinde GL 32	1	Stück

Messkolben, 3 Marken, BLAUBRAND®, Klasse A, Boro 3.3, DE-M



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
38204	Messkolben mit 3 Marken, DAkkS-kalibriert, BLAUBRAND®, Klasse A, 10 ml	1	Stück
38206	Messkolben mit 3 Marken, DAkkS-kalibriert, BLAUBRAND®, Klasse A, 25 ml	1	Stück
38208	Messkolben mit 3 Marken, DAkkS-kalibriert, BLAUBRAND®, Klasse A, 50 ml	1	Stück
38210	Messkolben mit 3 Marken, DAkkS-kalibriert, BLAUBRAND®, Klasse A, 100 ml	1	Stück

Flaschenhalter für Dispensette® und Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704275	Flaschenhalter, für Dispensette®, Titrette®, seripettor® / seripettor® pro, PP	1	Stück

Kolbenbefestigungsmutter Dispensette® III / S / Organic



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
706021	Kolbenbefestigungsmutter Dispensette® III / Organic, Nennvolumen 2, 5 und 10 ml	1	Stück
706023	Kolbenbefestigungsmutter Dispensette® III / Organic, Nennvolumen 25 und 50 ml	1	Stück
706033	Kolbenbefestigungsmutter Dispensette® S / S Organic, Nennvolumen 1, 2, 5 und 10 ml	1	Stück
706034	Kolbenbefestigungsmutter Dispensette® S / S Organic, Nennvolumen 25 und 50 ml	1	Stück

Knebel Rückdosierventil Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
8516	Knebel Rückdosierventil Dispensette® S	1	Stück
8517	Knebel Rückdosierventil Dispensette® S Organic	1	Stück
8518	Knebel Rückdosierventil Dispensette® S Trace Analysis	1	Stück

Montageschlüssel

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6687	Montageschlüssel für Dispensette® III / Organic / TA	1	Stück
6748	Montageschlüssel für Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis	1	Stück
6784	Montageschlüssel für Titrette®	1	Stück



Rückdosierrohr Dispensette® S / III, Titrette®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6747	Rückdosierrohr für Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis	1	Stück
8317	Rückdosierrohr für Titrette® und Dispensette® III / Organic / TA	1	Stück



Rückdosierventil SafetyPrime™ Dispensette® III / TA / Organic

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
706080	SafetyPrime Rückdosierventil für Dispensette® III 1-100 ml	1	Stück
706081	SafetyPrime Rückdosierventil für Dispensette® III 0.5 ml	1	Stück
706086	SafetyPrime Rückdosierventil, für Dispensette® TA, PT/IR-Ventilfeder	1	Stück
706087	SafetyPrime Rückdosierventil, für Dispensette® TA, Tantal-Ventilfeder	1	Stück
706090	SafetyPrime Rückdosierventil für Dispensette® Organic	1	Stück



Schraubkappe mit Lasche für Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
706018	Schraubkappe mit Lasche für Dispensette® S, Nennvolumen 1, 2, 5 und 10 ml, PP	1	Stück
706019	Schraubkappe mit Lasche für Dispensette® S, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, PP	1	Stück
706025	Schraubkappe mit Lasche für Dispensette® S Organic, Nennvolumen 5 und 10 ml, PP	1	Stück
706027	Schraubkappe mit Lasche für Dispensette® S Organic, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, PP	1	Stück
706029	Schraubkappe mit Lasche für Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis, Nennvolumen 1, 2, 5 und 10 ml, ETFE	1	Stück
706031	Schraubkappe mit Lasche für Dispensette® S / S Organic, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, PTFE	1	Stück



Schraubkappe mit Lasche für Dispensette® III / Organic / TA

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
706011	Schraubkappe mit Lasche für Dispensette® III, Nennvolumen 0.5, 1, 2, 5 und 10 ml, PP	1	Stück
706012	Schraubkappe mit Lasche für Dispensette® III, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, PP	1	Stück
706013	Schraubkappe mit Lasche für Dispensette® Organic, Nennvolumen 5 und 10 ml, PP	1	Stück
706014	Schraubkappe mit Lasche für Dispensette® Organic, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, PP	1	Stück
706016	Schraubkappe mit Lasche für Dispensette® III / Organic / TA, Nennvolumen 0.5, 1, 2, 5 und 10 ml, PTFE	1	Stück
706017	Schraubkappe mit Lasche für Dispensette® III / Organic, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml, PTFE	1	Stück




Spannring für Gehäuseschalen Dispensette® III / Organic



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
706001	Spannring für Gehäuseschalen Dispensette® III / Organic, Nennvolumen 0,5, 1, 2, 5 und 10 ml	1	Stück
706003	Spannring für Gehäuseschalen Dispensette® III / Organic, Nennvolumen 25 und 50 ml	1	Stück
706005	Spannring für Gehäuseschalen Dispensette® III / Organic, Nennvolumen 100 ml	1	Stück

Teleskop-Ansaugrohre für Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis / seripettor pro / Dispensette® III / TA / Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
708210	Teleskop-Ansaugrohr für Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis / seripettor® pro, Nennvolumen 1, 2, 5 und 10 ml, FEP, 70-140 mm	1	Stück
708212	Teleskop-Ansaugrohr für Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis / seripettor® pro, Nennvolumen 1, 2, 5 und 10 ml, FEP, 125-240 mm	1	Stück
708214	Teleskop-Ansaugrohr für Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis / seripettor® pro, Nennvolumen 1, 2, 5 und 10 ml, FEP, 195-350 mm	1	Stück
708216	Teleskop-Ansaugrohr für Dispensette® S / S Organic / S Trace Analysis / seripettor® pro, Nennvolumen 1, 2, 5 und 10 ml, FEP, 250-480 mm	1	Stück
708218	Teleskop-Ansaugrohr für Dispensette® S / S Organic / seripettor® pro, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml sowie Titrette®, FEP, 170-330 mm	1	Stück
708220	Teleskop-Ansaugrohr für Dispensette® S / S Organic / seripettor® pro, Nennvolumen 25, 50 und 100 ml sowie Titrette®, FEP, 250-480 mm	1	Stück

Trockenrohr für Dispensette®, seripettor®, Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
707930	Trockenrohr, PE-LD, für Dispensette® & Titrette®, inklusive Dichtring für Ventilblock, PTFE	1	Stück

Adapter für seripettor® pro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6208	Adapter für Dosierkanüle für seripettor® pro, mit Dichtung, ETFE	1	Stück
6707	Adapter für Ansaugventil für seripettor® pro, mit Dichtung, ETFE	1	Stück

Ansaugrohre für seripettor®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704532	Ansaugrohr für seripettor®, PP, 250 mm	1	Stück
704534	Ansaugrohr für seripettor®, PP, 500 mm	1	Stück
704536	Ansaugrohr für seripettor®, für Sterilanwendungen, mit O-Ring, PP, 250 mm	1	Stück
704538	Ansaugrohr für seripettor®, für Sterilanwendungen, mit O-Ring, PP, 500 mm	1	Stück

Ansaugventile für seripettor®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6790	Ventil-Set für seripettor®, je 1 Ansaug-/ Ausstoßventil, 2 Dichtungen	1	Stück

Betätigungseinheiten für seripettor®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704541	Betätigungseinheit seripettor®, Nennvolumen 2 ml, PC / Edelstahl	1	Stück
704542	Betätigungseinheit seripettor®, Nennvolumen 10 ml, PC / Edelstahl	1	Stück
704544	Betätigungseinheit seripettor®, Nennvolumen 25 ml, PC / Edelstahl	1	Stück
704548	Betätigungseinheit seripettor® pro, Nennvolumen 10 ml, PPO / PEI (UV-Schutz)	1	Stück
704549	Betätigungseinheit seripettor® pro, Nennvolumen 25 ml, PPO / PEI (UV-Schutz)	1	Stück
704551	Betätigungseinheit seripettor® pro, Nennvolumen 2 ml, PPO / PEI (UV-Schutz)	1	Stück



Flexibler Dosierschlauch für seripettor®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704522	Flexibler Dosierschlauch seripettor® / seripettor® pro 2 ml und 10 ml, PTFE, 800 mm	1	Stück
704523	Flexibler Dosierschlauch seripettor® / seripettor® pro 25 ml, PTFE, 800 mm	1	Stück



Dosiereinheit für seripettor® und QuikSip™

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704500	Dosiereinheit seripettor® / seripettor® pro & QuikSip™, Nennvolumen 2 ml, PE/PP	1 Beutel = 3 Stück	1 Stück
704502	Dosiereinheit seripettor® / seripettor® pro & QuikSip™, Nennvolumen 10 ml, PE/PP	1 Beutel = 3 Stück	1 Stück
704504	Dosiereinheit seripettor® / seripettor® pro & QuikSip™, Nennvolumen 25 ml, PE/PP	1 Beutel = 3 Stück	1 Stück
704506	Dosiereinheit seripettor® / seripettor® pro & QuikSip™, Nennvolumen 10 ml, steril, PE/PP	1 VE = 7 Stück	1 Stück
704507	Dosiereinheit seripettor® / seripettor® pro & QuikSip™, Nennvolumen 2 ml, steril, PE/PP	1 VE = 7 Stück	1 Stück
704508	Dosiereinheit seripettor® / seripettor® pro & QuikSip™, Nennvolumen 25 ml, steril, PE/PP	1 VE = 5 Stück	1 Stück



Ventilblock seripettor®/seripettor® pro

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6792	Ventilblock seripettor® / seripettor® pro, Nennvolumen 2 und 10 ml	1	Stück
6794	Ventilblock seripettor® / seripettor® pro, Nennvolumen 25 ml	1	Stück



Verschlusskappen für seripettor®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704552	seripettor® cap, für Nennvolumen 2 und 10ml, zum Verschließen des Ventilblocks, PP	1	Stück
704554	seripettor® cap, für Nennvolumen 25 ml, zum Verschließen des Ventilblocks, PP	1	Stück



Ansaugventil für Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6636	Ansaugventil mit Olive und Dichtring, für Titrette®	1	Stück

Batterien für Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
7260	Mikro-Batterien für Titrette®, 1,5 V (AAA/UM-4/LR03), inklusive Batteriefach-Abdeckung	1	Stück

Batteriefach-Abdeckung für Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
8857	Batteriefach-Abdeckung für Titrette®	1	Stück

Dosierzylinder mit Ventilblock für Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
707533	Dosierzylinder mit Ventilkopf für Titrette® 10 ml	1	Stück
707535	Dosierzylinder mit Ventilkopf für Titrette® 25 ml, ab SN 01K	1	Stück
707537	Dosierzylinder mit Ventilkopf für Titrette® 50 ml, ab SN 01K	1	Stück

Entnahmesystem Titrette® für Titripac® Verpackungssystem



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
707550	Entnahmesystem Titrette® für Titripac® Verpackungssystem für gebrauchsfertige volumetrische Lösungen	1	Stück

Schnittstellenkabel RS 232 für Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
8850	Schnittstellenkabel RS 232 für Titrette®	1	Stück

Kolbenkopf für Titrette®



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
707530	Kolbenkopf für Titrette® 25 ml	1	Stück
707531	Kolbenkopf für Titrette® 10 ml	1	Stück
707532	Kolbenkopf für Titrette® 50 ml	1	Stück

Schraubkappe mit Lasche, für Titrette®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
707528	Schraubkappe mit Lasche für Titrette®	1	Stück



Sichtfenster für Titrette®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
6783	Sichtfenstersatz für Titrette® (farblos und braun/Lichtschutz) 1 VE = 2 Stück	1	Stück



Titrette® Software (CD-ROM)

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
707538	Titrette® Software (CD-ROM), Sprachversion DE/EN, für Titrette mit RS 232 Interface	1	Stück



Titrierkanüle für Titrette®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
707525	Titrierkanüle Titrette® 10 ml, mit Schraubkappe und Ausstoß-/Rückdosierventil	1	Stück
707526	Titrierkanüle Titrette® 25 und 50 ml, mit Schraubkappe und Ausstoß-/Rückdosierventil, bis SN 12J	1	Stück
707529	Titrierkanüle Titrette® 25 und 50 ml, mit Schraubkappe und Ausstoß-/Rückdosierventil, ab SN 01K	1	Stück



Ansaugkanüle für QuikSip™ BT-Aspirator

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704575	Ansaugkanüle, PP für QuikSip™ BT-Aspirator mit Ansaugventil, PP / EPDM	1	Stück



Ausstoßventil für QuikSip™ BT-Aspirator

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704580	Ausstoßventil, PP, für QuikSip™ BT-Aspirator, mit Dichtung, EPDM	1	Stück



Betätigungseinheit für QuikSip

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704570	Betätigungseinheit für QuikSip	1	Stück

Dichtung für QuikSip™ BT-Aspirator / seripettor®



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
6788	Dichtungen, EPDM, für seripettor® pro / QuikSip™ BT-Dispenser	1 VE = 5 Stück	1	Stück

8-Kanal-Pipettiereinheit für QuikSip™ BT-Aspirator



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
704526	8-Kanal-Pipettier-Einheit, PP, für QuikSip™, BT Aspirator		1	Stück

Adapter zur Ankopplung des cell-culture™ Gerätes



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
25959	Adapter, PP, zur Ankopplung des cell- culture™ Gerätes an den QuikSip™ BT-Aspirator		1	Stück

Adapter für cell-culture™ Einheit



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
25933	Adapter für Kapillarpipetten, PVC		1	Stück
25960	Adapter für Pasteurpipetten, SI/PVC		1	Stück
25961	Adapter für Pipettenspitzen, PP		1	Stück

Schlauch für cell-culture™ Einheit



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
25962	Saugschlauch für cell-culture™, Silikon, 2 m		1	Stück

Ständer und Halter für Transferpette® S (Modell ab 2020) + Transferpette® electronic

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703440	Einzelständer für je 1 Transferpette® -8/-12, alle Versionen	1	Stück
704807	Tischständer (Rondell) für 6 Transferpette® S oder S -8/-12	1	Stück
704811	Regalhalter für 1 Pipette Transferpette® S oder S -8/-12	1	Stück
704812	Wandhalter für 1 Pipette Transferpette® S oder S -8/-12	1	Stück
705382	Wandhalter für 1 Pipette Transferpette® electronic oder -8/-12 electronic	1	Stück
705383	Regalhalter für 1 Pipette Transferpette® electronic + -8/-12 electronic	1	Stück
705384	Einzelständer für Pipette Transferpette® electronic + -8/-12 electronic	1	Stück
705385	Einzelständer für Pipette Transferpette® electronic, außer 0,5-5 ml	1	Stück
705386	Einzelständer für Pipette Transferpette® electronic 0,25-5 ml oder Transferpette® S 2 ml und 0,5-5 ml	1	Stück
705390	Ladeständer für 3 Transferpette® electronic, Netzteil Europa (Kontinent), außer 0,5-5 ml	1	Stück
705391	Ladeständer für 3 Transferpette® electronic, Netzteil UK/Irland, außer 0,5-5 ml	1	Stück
705392	Ladeständer für 3 Transferpette® electronic, Netzteil USA/Japan, außer 0,5-5 ml	1	Stück



Ständer und Halter für Transferpette® S (Modell 2019)

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704813	Wandhalter für 1 Pipette Transferpette® S oder S -8/-12	1	Stück




EASYCAL™-Teströhrchen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
708462	EASYCAL-Teströhrchen, für Pipetten < 50 µl	1 VE = 250 Stück	1 Stück



Mikro-Wägegefäß

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
708470	Mikro-Wägegefäß für Pipetten 0,1-20 µl, inklusive 10 Filter und 3 Verschlussdeckel	1	Stück
708471	Filter-Pack für Mikro-Wägegefäß, 20 Ersatz-Filter	1 VE = 20 Stück	1 Stück
708472	Verschlussdeckel-Set für Mikro-Wägegefäß, 3 Ersatz-Verschlussdeckel	1 VE = 3 Stück	1 Stück



Reagenzreservoirs für Mehrkanal-Mikroliterpipette

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703409	Reagenzreservoir, PP, für Mehrkanalpipetten, 60 ml, steril, 200 Stk.	1 VE = 200 Stück	1 Stück
703411	Reagenzreservoir, PP, für Mehrkanalpipetten, 60 ml, steril, 100 Stk.	1 VE = 100 Stück	1 Stück
703459	Reagenzreservoir, PP, für Mehrkanalpipetten, 60 ml, mit Deckel, 10 Stk.	1 VE = 10 Stück	1 Stück



Abwerferoberteil für Transferpette® S + Transferpette® electronic, Einkanal



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705508	Abwerferoberteil für Transferpette® S, variabel, 0,1 - 1 µl, 0,1 - 2,5 µl und 0,5 - 10 µl + fix, 10 µl, Modell ab 2020	1	Stück
705509	Abwerferoberteil für Transferpette® S, variabel, 2 - 20 µl, 5 - 50 µl, 10 - 100 µl und 20 - 200 µl + fix, 50 µl, 100 µl und 200 µl, Modell ab 2020	1	Stück
705510	Abwerferoberteil für Transferpette® S (bis Modell 2019) + Transferpette® electronic bis 1000 µl	1	Stück
705511	Abwerferoberteil für Transferpette® S, variabel, 100 - 1000µl + fix, 500 und 1000 µl, Modell ab 2020	1	Stück

Abwerferoberteil für Transferpette® S + Transferpette® electronic, Mehrkanal

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705685	Abwerferoberteil für Transferpette® S + Transferpette® electronic, 8-Kanal	1	Stück
705686	Abwerferoberteil für Transferpette® S + Transferpette® electronic, 12-Kanal	1	Stück
705688	Abwerferoberteil für Transferpette® S, 8-Kanal, Modell ab 2020	1	Stück
705689	Abwerferoberteil für Transferpette® S, 12-Kanal, Modell ab 2020	1	Stück

Abwerferunterteil für Transferpette® S + Transferpette® electronic, Einkanal

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704630	Abwerferunterteil für Transferpette® S, variabel, 0,1 - 1 µl, Einkanal	1	Stück
704631	Abwerferunterteil für Transferpette® S, variabel, 0,5 - 10 µl, Einkanal	1	Stück
704632	Abwerferunterteil für Transferpette® S, variabel, 2 - 20 µl, Einkanal	1	Stück
704633	Abwerferunterteil für Transferpette® S, variabel, 10 - 100 µl, Einkanal	1	Stück
704634	Abwerferunterteil für Transferpette® S, variabel, 20 - 200 µl, Einkanal	1	Stück
704635	Abwerferunterteil für Transferpette® S, variabel, 100 - 1000 µl, Einkanal	1	Stück
704638	Abwerferunterteil für Transferpette® S, fix, 10 µl, Einkanal	1	Stück
704639	Abwerferunterteil für Transferpette® S, fix, 20 µl, Einkanal	1	Stück
704640	Abwerferunterteil für Transferpette® S, fix, 25 µl, Einkanal	1	Stück
704641	Abwerferunterteil für Transferpette® S, fix, 50 µl, Einkanal	1	Stück
704642	Abwerferunterteil für Transferpette® S, fix, 100 µl, Einkanal	1	Stück
704643	Abwerferunterteil für Transferpette® S, fix, 200 µl, Einkanal	1	Stück
704644	Abwerferunterteil für Transferpette® S, fix, 500 µl, Einkanal	1	Stück
704645	Abwerferunterteil für Transferpette® S, fix, 1000 µl, Einkanal	1	Stück
704649	Abwerferunterteil für Transferpette® S, variabel, 0,1 - 2,5 µl, Einkanal	1	Stück
704665	Abwerferunterteil für Transferpette® S, variabel, 5 - 50 µl, Einkanal	1	Stück
704730	Abwerferunterteil für Transferpette® S, variabel, 0,1 - 1 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704731	Abwerferunterteil für Transferpette® S, variabel, 0,1 - 2,5 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704732	Abwerferunterteil für Transferpette® S, variabel, 0,5 - 10 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704733	Abwerferunterteil für Transferpette® S, variabel, 2 - 20 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704734	Abwerferunterteil für Transferpette® S, variabel, 5 - 50 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704735	Abwerferunterteil für Transferpette® S, variabel, 10 - 100 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704736	Abwerferunterteil für Transferpette® S, variabel, 20 - 200 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704737	Abwerferunterteil für Transferpette® S, variabel, 100 - 1000 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704739	Abwerferunterteil für Transferpette® S, fix, 10 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704740	Abwerferunterteil für Transferpette® S, fix, 20 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704741	Abwerferunterteil für Transferpette® S, fix, 25 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704742	Abwerferunterteil für Transferpette® S, fix, 50 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704743	Abwerferunterteil für Transferpette® S, fix, 100 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704745	Abwerferunterteil für Transferpette® S, fix, 200 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704746	Abwerferunterteil für Transferpette® S, fix, 500 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704747	Abwerferunterteil für Transferpette® S, fix, 1000 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
705548	Abwerferunterteil für Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl, Einkanal	1	Stück
705550	Abwerferunterteil für Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, Einkanal	1	Stück
705553	Abwerferunterteil für Transferpette® electronic, 10 - 200 µl, Einkanal	1	Stück
705555	Abwerferunterteil für Transferpette® electronic, 50 - 1000 µl, Einkanal	1	Stück



Set Abwerferober und -unterteil für Transferpette® S + Transferpette® electronic, Einkanal



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
7299	Set Abwerferoberteil & -unterteil für Transferpette® electronic, 0,25 - 5 ml	1	Stück
704636	Set Abwerferoberteil & -unterteil für Transferpette® S, 0,5 - 5 ml	1	Stück
704637	Set Abwerferoberteil & -unterteil für Transferpette® S, 1 - 10 ml	1	Stück
704666	Set Abwerferoberteil & -unterteil für Transferpette® S, 2000 µl	1	Stück
704765	Set Abwerferoberteil & -unterteil für Transferpette® S, 2000 µl, Modell ab 2020	1	Stück
704766	Set Abwerferoberteil & -unterteil für Transferpette® S, 0,5 - 5 ml, Modell ab 2020	1	Stück
704767	Set Abwerferoberteil & -unterteil für Transferpette® S, 1 - 10 ml, Modell ab 2020	1	Stück

Schaftunterteil für Transferpette® S + Transferpette® electronic, Einkanal



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703247	Schaftunterteil für Transferpette® S, 2 und 5 ml + Transferpette® electronic, 5 ml, Einkanal	1	Stück
704628	Schaftunterteil für Transferpette® S, 10 ml, Einkanal	1	Stück

Dichtungen und Dichtungsringe für Transferpette® S + Transferpette® electronic, Einkanal



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
7288	O-Ring für Kolbeneinheit für Transferpette® S, 2 und 5 ml + Transferpette® electronic, 5 ml, Einkanal	1	Stück
7298	O-Ring für Kolbeneinheit für Transferpette® S, 10 ml, Einkanal	1	Stück
704610	Kolbendichtung mit Feder für Transferpette® S, fix, 20 µl + variabel, 2 - 20 µl, Einkanal	1	Stück
704614	Kolbendichtung mit Feder für Transferpette® S, fix, 25 µl, Einkanal	1	Stück
704617	Kolbendichtung mit Feder für Transferpette® S, variabel, 5 - 50 µl, Einkanal	1	Stück
704661	Kolbendichtung mit Feder für Transferpette® S, fix, 50 and 100 µl + variabel, 10-100 µl, Einkanal	1	Stück
704662	Kolbendichtung mit Feder für Transferpette® S, fix, 200 µl + variabel, 20-200 µl, Einkanal	1	Stück
704663	Kolbendichtung mit Feder für Transferpette® S, fix, 500 und 1000 µl + variabel, 100-1000 µl, Einkanal	1	Stück
705530	Kolbendichtung mit Feder für Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, Einkanal	1	Stück
705532	Kolbendichtung mit Feder für Transferpette® electronic, 10-200 µl, Einkanal	1	Stück
705534	Kolbendichtung mit Feder für Transferpette® electronic, 50-1000 µl, Einkanal	1	Stück

Dichtungen und Dichtungsringe für Transferpette® S + Transferpette® electronic, Mehrkanal

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703340	Kolbendichtung Transferpette® S + Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl, Mehrkanal	1	Stück
703341	Kolbendichtung Transferpette® electronic, 1 - 20 µl, Mehrkanal	1	Stück
703343	Kolbendichtung Transferpette® S, 5 - 50 µl, Mehrkanal	1	Stück
703344	Kolbendichtung Transferpette® S + Transferpette® electronic, 10 - 100 µl, Mehrkanal	1	Stück
703345	Kolbendichtung Transferpette® S + Transferpette® electronic, 20 - 200 µl, Mehrkanal	1	Stück
703346	Kolbendichtung Transferpette® S + Transferpette® electronic, 30 - 300 µl, Mehrkanal	1	Stück
703380	O-Ring für Einzelschäfte für Transferpette® S + Transferpette® electronic, 0,5 - 10 und 1 - 20 µl, Mehrkanal	1 VE = 24 Stück	1 Stück
705618	O-Ring für Einzelschäfte für Transferpette® S + Transferpette® electronic, 5 - 50, 10 - 100, 20 - 200 und 30 - 300 µl, Mehrkanal	1 VE = 24 Stück	1 Stück



Kolbeneinheit für Transferpette® S + Transferpette® electronic, Einkanal

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704600	Kolbeneinheiten für Transferpette® S, variabel, 0,1-1 µl, Einkanal	1	Stück
704601	Kolbeneinheiten für Transferpette® S, fix, 10 µl + variabel, 0,5-10 µl, Einkanal	1	Stück
704602	Kolbeneinheiten für Transferpette® S, fix, 20 µl + variabel, 2-20 µl, Einkanal	1	Stück
704606	Kolbeneinheiten für Transferpette® S, variabel, 500-5000 µl, Einkanal	1	Stück
704607	Kolbeneinheiten für Transferpette® S, variabel, 1000-10000 µl, Einkanal	1	Stück
704608	Kolbeneinheiten für Transferpette® S, fix, 25 µl, Einkanal	1	Stück
704615	Kolbeneinheiten für Transferpette® S, variabel, 5-50 µl, Einkanal	1	Stück
704616	Kolbeneinheiten für Transferpette® S, variabel, 0,1-2,5 µl, Einkanal	1	Stück
704654	Kolbeneinheiten für Transferpette® S, fix, 50 und 100 µl + variabel, 10-100 µl, Einkanal	1	Stück
704655	Kolbeneinheiten für Transferpette® S, fix, 200 µl + variabel, 20-200 µl, Einkanal	1	Stück
704656	Kolbeneinheiten für Transferpette® S, fix, 500 und 1000 µl + variabel, 100-1000 µl, Einkanal	1	Stück
705518	Kolbeneinheiten für Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl, Einkanal	1	Stück
705520	Kolbeneinheiten für Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, Einkanal	1	Stück
705522	Kolbeneinheiten für Transferpette® electronic, 10 - 200 µl, Einkanal	1	Stück
705524	Kolbeneinheiten für Transferpette® electronic, 50 - 1000 µl, Einkanal	1	Stück
705526	Kolbeneinheiten für Transferpette® electronic, 250 - 5000 µl, Einkanal	1	Stück



Set Kolben und Dichtungen mit Feder für Transferpette® Einkanal (Austauschset für Pipetten mit Glaskolben)

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704603	Set Kolben + Dichtung mit Feder für Transferpette® S, fix, 50 und 100 µl + variabel, 10 - 100 µl, Einkanal	1	Stück
704604	Set Kolben + Dichtung mit Feder für Transferpette® S, fix, 200 µl + variabel, 20 - 200 µl, Einkanal	1	Stück
704605	Set Kolben + Dichtung mit Feder für Transferpette® S, fix, 500 und 1000 µl + variabel, 100 - 1000 µl, Einkanal	1	Stück

Kolben für Transferpette® S + Transferpette® electronic, Mehrkanal



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705659	Kolben für Transferpette® S + Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl, Mehrkanal	1	Stück
705662	Kolben für Transferpette® S + Transferpette® electronic, 10 - 100 µl, Mehrkanal	1	Stück
705663	Kolben für Transferpette® S + Transferpette® electronic, 20 - 200 µl, Mehrkanal	1	Stück
705664	Kolben für Transferpette® S + Transferpette® electronic, 30 - 300 µl, Mehrkanal	1	Stück
705666	Kolben für Transferpette® S, 5 - 50 µl, Mehrkanal	1	Stück
705671	Kolben für Transferpette® electronic, 1 - 20 µl, Mehrkanal	1	Stück

Abwerferfeder für Transferpette® S + Transferpette® electronic, Einkanal



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704626	Abwerferfeder für Transferpette® S + Transferpette® electronic, 2,5 and 10 ml	1	Stück

Schäfte mit Abwerferfeder für Transferpette® S, Transferpette® electronic, Einkanal

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704618	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® S, variabel, 0,1 - 2,5 µl, Einkanal	1	Stück
704620	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® S, variabel, 0,1 - 1 µl, Einkanal	1	Stück
704621	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® S, fix, 10 µl + variabel, 0,5 - 10 µl, Einkanal	1	Stück
704622	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® S, fix, 20 und 25 µl + variabel, 2 - 20 µl, Einkanal	1	Stück
704623	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® S, fix, 50 und 100 µl + variabel, 10 - 100 µl, Einkanal	1	Stück
704624	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® S, fix, 200 µl + variabel, 20 - 200 µl, Einkanal	1	Stück
704625	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® S, fix, 500 und 1000 µl + variabel, 100 - 1000 µl, Einkanal	1	Stück
704659	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® S, variabel, 5 - 50 µl, Einkanal	1	Stück
704718	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® S, variabel, 0,1 - 1 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704719	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® S, variabel, 0,1 - 2,5 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704721	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® S, fix, 10 µl + variabel, 0,5 - 10 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704722	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® S, variabel, 5 - 50 µl, Modell ab 2020, Einkanal	1	Stück
704723	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® S, fix, 20 µl + variabel, 2 - 20 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704724	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® S, fix, 50 und 100 µl + variabel, 10 - 100 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704725	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® S, fix, 200 µl + variabel, 20 - 200 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
704726	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® S, fix, 500 und 1000 µl + variabel, 100 - 1000 µl, Einkanal, Modell ab 2020	1	Stück
705537	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® electronic, 10 - 200 µl, Einkanal	1	Stück
705538	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® electronic, 0,5-10 µl, Einkanal	1	Stück
705539	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, Einkanal	1	Stück
705541	Schaft mit Abwerferfeder für Transferpette® electronic, 50 - 1000 µl, Einkanal	1	Stück



Einzelschäfte für Transferpette® S + Transferpette® electronic, Mehrkanal



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
705614	Einzelschäfte für Transferpette® S, 5 - 50 µl, Mehrkanal	1 VE = 2 Stück	1	Stück
705615	Einzelschäfte für Transferpette® S + Transferpette® electronic, 10 - 100 µl, Mehrkanal	1 VE = 2 Stück	1	Stück
705616	Einzelschäfte für Transferpette® S + Transferpette® electronic, 20 - 200 µl, Mehrkanal	1 VE = 2 Stück	1	Stück
705617	Einzelschäfte für Transferpette® S + Transferpette® electronic, 30 - 300 µl, Mehrkanal	1 VE = 2 Stück	1	Stück
705620	Einzelschäfte für Transferpette® S, 5 - 50 µl, Mehrkanal, Modell ab 2020	1 VE = 2 Stück	1	Stück
705621	Einzelschäfte für Transferpette® S, 10 - 100 µl, Mehrkanal, Modell ab 2020	1 VE = 2 Stück	1	Stück
705622	Einzelschäfte für Transferpette® S, 20 - 200 µl, Mehrkanal, Modell ab 2020	1 VE = 2 Stück	1	Stück
705623	Einzelschäfte für Transferpette® S, 30 - 300 µl, Mehrkanal, Modell ab 2020	1 VE = 2 Stück	1	Stück
705677	Einzelschäfte für Transferpette® S + Transferpette® electronic, 0,5 - 10 µl, Mehrkanal	1 VE = 2 Stück	1	Stück
705678	Einzelschäfte für Transferpette® electronic, 1 - 20 µl, Mehrkanal	1 VE = 2 Stück	1	Stück

Pipettenschäfte komplett für Transferpette® electronic, Einkanal




Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
705528	Pipettenschäfte komplett für Transferpette® electronic, 0,5-10 µl, Einkanal		1	Stück
705529	Pipettenschäfte komplett für Transferpette® electronic, 2 - 20 µl, Einkanal		1	Stück
705543	Pipettenschäfte komplett für Transferpette® electronic, 10 - 200 µl, Einkanal, Weichschaft		1	Stück
705545	Pipettenschäfte komplett für Transferpette® electronic, 50 - 1000 µl, Einkanal, Weichschaft		1	Stück
705546	Pipettenschäfte komplett für Transferpette® electronic, 10 - 200 µl, Einkanal		1	Stück
705547	Pipettenschäfte komplett für Transferpette® electronic, 50 - 1000 µl, Einkanal		1	Stück
705549	Pipettenschäfte komplett für Transferpette® electronic, 250-5000 µl, Einkanal		1	Stück

Wechselclip für Weichschaft Transferpette® electronic, Einkanal



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
705560	Wechselclip für Weichschaft Transferpette® electronic 200 µl, Einkanal		1	Stück
705562	Wechselclip für Weichschaft Transferpette® electronic 1000 µl, Einkanal		1	Stück

Filter für Transferpette® S / Transferpette® electronic



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
704652	Filter für Transferpette® S / electronic 0,5-5 ml, Fix 2 ml	1 VE = 25 Stück	1	Stück
704653	Filter für Transferpette® S, 1-10 ml	1 VE = 25 Stück	1	Stück

Beschriftungsfenster für Transferpette® S

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704650	Beschriftungsfenster für Transferpette® S	1	Stück
704750	Beschriftungsfenster für Transferpette® S, Modell ab 2020	1	Stück

Beschriftungsfolie für Transferpette® S

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
704651	Beschriftungsfolie für Transferpette® S	1 VE = 5 Stück	Stück
704751	Beschriftungsfolie für Transferpette® S, Modell ab 2020	1 VE = 5 Stück	Stück

Fett für Kolben und Führungssachse für Transferpette®

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703677	Silikonfett für Kolben für Transferpette® 2, 5 und 10 ml, Einkanal + alle Mehrkanal, ca. 1 g	1	Stück
703678	Fluorstatikfett für Führungssachse für Transferpette®, Mehrkanal	1	Stück
705502	Silikonfett für Kolben für Transferpette® bis 1000 µl, ca. 0,3 g	1	Stück



NiMH Akku-Pack für Transferpette® electronic

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705500	NiMH Akku-Pack für Transferpette® electronic	1	Stück



Netzteil für Transferpette® electronic

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705350	Netzteil für Transferpette® electronic, Europa	1	Stück
705351	Netzteil für Transferpette® electronic, UK/Irland	1	Stück
705352	Netzteil für Transferpette® electronic, USA/Japan	1	Stück
705353	Netzteil für Transferpette® electronic, Australien	1	Stück



PLTconnect Software, für PLT unit

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703980	Software für PLT unit	1	Stück



Kombi-Packs Caps + Seal für Transferpettor

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
702883	Kombi-Pack Caps (PP, 2 Stück) und Seal (PE, 1 Stück), 100-500 µl	1	Stück
702884	Kombi-Pack Caps (PP, 2 Stück) und Seal (PE, 1 Stück), 200-1000 µl	1	Stück
702885	Kombi-Pack Caps (PP, 2 Stück) und Seal (PE, 1 Stück), 1000-5000 µl	1	Stück
702886	Kombi-Pack Caps (PP, 2 Stück) und Seal (PE, 1 Stück), 2000-10000 µl	1	Stück

Filter für PLT unit



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
703978	Filter, PE, für Pipettenadapter PLT Unit	1 VE = 10 Stück	1	Stück

Netzteil für PLT unit



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703979	Universalnetzteil für PLT unit	1	Stück

Pipettenadapter für PLT unit



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
703975	1-Kanal, zur Prüfung mit Spitze	1	Stück
703976	1-Kanal, zur Prüfung ohne Spitze	1	Stück
703977	4-Kanal, zur Prüfung von Mehrkanalpipetten	1	Stück

Aufsteckblock für Transferpettor

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
654052	Aufsteckblock für Transferpettor 500 µl - 10 ml, rot	1	Stück
655074	Aufsteckblock für Transferpettor 100 und 200 µl, blau	1	Stück

Caps für Transferpettor



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701900	Transferpettor-Caps, 1, 2 und 5 µl, weiß, Glaskapillare mit Color-Code	100	Stück
701902	Transferpettor-Caps, 10 µl, orange, Glaskapillare mit Color-Code	100	Stück
701904	Transferpettor-Caps, 20 µl, schwarz, Glaskapillare mit Color-Code	100	Stück
701906	Transferpettor-Caps, 25 µl, 2 x weiß, Glaskapillare mit Color-Code	100	Stück
701908	Transferpettor-Caps, 50 µl, grün, Glaskapillare mit Color-Code	100	Stück
701910	Transferpettor-Caps, 100 und 200 µl, blau, Glaskapillare mit Color-Code	50	Stück

Caps für Transferpettor

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
702852	Transferpettor-Caps, PP, für 100-500 µl, Color-Code grün	10	Stück
702854	Transferpettor-Caps, PP, 200-1000 µl, Color-Code gelb	10	Stück
702858	Transferpettor-Caps, PP, für 1000 - 5000 µl, Color-Code rot	10	Stück
702860	Transferpettor-Caps, PP, für 2000 - 10000 µl, Color-Code orange	10	Stück



Kolbenstange für Transferpettor

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
654003	Kolbenstange für Transferpettor, variabel, 2 - 10 ml	1	Stück
654019	Kolbenstange für Transferpettor, variabel, 1 - 5 ml	1	Stück
654020	Kolbenstange für Transferpettor, variabel, 200 - 1000 µl	1	Stück
654021	Kolbenstange für Transferpettor, variabel, 100 - 500 µl	1	Stück

Klemmringe für Transferpettor

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
653054	Klemmringe für Transferpettor, 1-25 µl, transparent	1 VE = 3 Stück	1	Stück
653055	Klemmringe für Transferpettor, 50 µl, transparent	1 VE = 3 Stück	1	Stück
653056	Klemmringe für Transferpettor, 100 und 200 µl, transparent	1 VE = 3 Stück	1	Stück

Kolbenstangen für Transferpettor

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701928	Kolbenstange für Transferpettor Fix 1, 2 und 5 µl	1 Dose = 3 Stück	1	Stück
701930	Kolbenstange für Transferpettor Fix und Digital 10 µl	1 Dose = 3 Stück	1	Stück
701932	Kolbenstange für Transferpettor Fix 20 und Digital 25 µl	1 Dose = 3 Stück	1	Stück
701934	Kolbenstange für Transferpettor Fix und Digital 50 µl	1 Dose = 3 Stück	1	Stück
701936	Kolbenstange für Transferpettor Fix und Digital 100 µl	1 Dose = 3 Stück	1	Stück
701938	Kolbenstange für Transferpettor Fix 200 µl	1 Dose = 3 Stück	1	Stück



Kolbenstangensicherung für Transferpettor

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
654004	Kolbenstangensicherung für Transferpettor, variabel, 100 µl - 10 ml	1	Stück

Reparatur-Set für Transferpettor



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701964	Reparatur-Set für Transferpettor 1, 2 und 5 µl	1	Stück
701965	Reparatur-Set für Transferpettor 10 µl	1	Stück
701966	Reparatur-Set für Transferpettor 20 und 25 µl	1	Stück
701967	Reparatur-Set für Transferpettor 50 µl	1	Stück
701968	Reparatur-Set für Transferpettor 100 und 200 µl	1	Stück

Seals für Transferpettor



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701920	Seals, PTFE, für Transferpettor, 20 und 25 µl	1 VE = 3 Stück	1 Stück
701922	Seals, PTFE, für Transferpettor, 50 µl	1 VE = 3 Stück	1 Stück
701924	Seals, PTFE, für Transferpettor, 100 und 200 µl	1 VE = 3 Stück	1 Stück
702864	Seals, PE, für Transferpettor, 100-500 µl	1 VE = 10 Stück	1 Stück
702866	Seals, PE, für Transferpettor, 200-1000 µl	1 VE = 10 Stück	1 Stück
702870	Seals, PE, für Transferpettor, 1,0-5,0 ml	1 VE = 10 Stück	1 Stück
702872	Seals, PE, für Transferpettor, 2,0-10 ml	1 VE = 10 Stück	1 Stück

Station für Transferpettor



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
701960	Transferpettor-Station für 4 Geräte bis 200 µl	1	Stück
702890	Transferpettor-Station für 2 Geräte 0,5-10 ml	1	Stück

Überwurfmutter für Transferpettor

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
655054	Überwurfmutter für Transferpettor, 10-25 µl, grau	1	Stück
655055	Überwurfmutter für Transferpettor, 50 µl, grau	1	Stück
655056	Überwurfmutter für Transferpettor, 100 und 200 µl, grau	1	Stück

Lithium-Ionen-Akku für HandyStep® touch



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705225	Lithium-Ionen-Akku für HandyStep® touch and HandyStep® touch S	1	Stück

Universalhalter für HandyStep® touch



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705235	Universalhalter für HandyStep® touch und HandyStep® touch S	1	Stück

Halteständer für HandyStep® touch

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705230	Halteständer für HandyStep® touch und HandyStep® touch S	1	Stück



USB Kabel, gewinkelt, HandyStep® touch

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705240	USB Kabel, gewinkelt, HandyStep® touch	1	Stück



Ladeständer für HandyStep® touch

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705220	Ladeständer für HandyStep® touch und HandyStep® touch S, ohne Universalnetzteil	1	Stück



Universalnetzteil für HandyStep® touch

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705250	Universalnetzteil für HandyStep® touch und HandyStep® touch S	1	Stück



Regalhalter für HandyStep® S

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705130	Regalhalter für HandyStep® S	1	Stück



Wandhalter für HandyStep® S

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705129	Wandhalter für HandyStep® S	1	Stück



NiMH Akku-Pack für HandyStep® electronic

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705025	NiMH Akku-Pack für HandyStep electronic; 4,8 V / 700 mAh	1	Stück



Ladestation für HandyStep® electronic



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705020	Ladestation für HandyStep® electronic, ohne Netzteil	1	Stück

Akkufachdeckel für HandyStep® electronic



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
15295	Akkufachdeckel für HandyStep® electronic	1	Stück

Netzteile für Ladestation für HandyStep® electronic



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
705050	Netzteil für Europa für HandyStep® electronic 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
705051	Netzteil für UK/Irland HandyStep® electronic 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
705052	Netzteil für USA/Japan HandyStep® electronic 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück
705053	Netzteil für Australien HandyStep® electronic 100-240 V/50-60 Hz	1	Stück

Adapter für accu-jet® pro/ macro Pipettierhelfer



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26146	Adapter, Silikon, für macro-Pipettierhelfer, 44 mm	1	Stück
26508	Adapter, Silikon, für accu-jet® pro, mit Rückschlagventil, 54 mm	1	Stück

Adaptergehäuse für accu-jet® pro/ macro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26220	Adaptergehäuse, PP, für macro-Pipettierhelfer (Art.-Nr. 26200), grau	1	Stück
26221	Adaptergehäuse, PP, für macro-Pipettierhelfer (Art.-Nr. 26202), blau	1	Stück
26222	Adaptergehäuse, PP, für macro-Pipettierhelfer (Art.-Nr. 26203), magenta	1	Stück
26223	Adaptergehäuse, PP, für macro-Pipettierhelfer (Art.-Nr. 26201), grün	1	Stück
26652	Adaptergehäuse, dunkelblau, PP, für accu-jet® pro	1	Stück
26653	Adaptergehäuse, magenta, PP, für accu-jet® pro	1	Stück
26654	Adaptergehäuse, grün, PP, für accu-jet® pro	1	Stück
26655	Adaptergehäuse, königsblau, PP, für accu-jet® pro	1	Stück

NiMH Akku-Pack für accu-jet® pro



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
26630	NiMH Akku-Pack für accu-jet® pro; 2,4 V / 730 mAh	1	Stück

Haftbänder für accu-jet® pro

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
26542	Haftband für accu-jet® pro, 12 x 65 mm, 2 Sätze	1 VE = 2 Stück	1	Stück



Membranfilter für accu-jet® pro/ macro

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
26052	Membranfilter für macro-Pipettierhelfer, PTFE, 3 µm, hydrophob		1	Stück
26056	Membranfilter für macro-Pipettierhelfer, PTFE, 3 µm, hydrophob	1 VE = 10 Stück	1	Stück
26530	Membranfilter für accu-jet® pro, PTFE, 0,2 µm, steril, hydrophob		1	Stück
26535	Membranfilter für accu-jet® pro, PTFE, 0,2 µm, hydrophob	1 VE = 10 Stück	1	Stück



Netzteile für accu-jet® pro

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
26601	Ladegerät accu-jet® pro, Europa 100-240 V/50-60 Hz		1	Stück
26602	Ladegerät accu-jet® pro, UK/Irland 100-240 V/50-60 Hz		1	Stück
26603	Ladegerät accu-jet® pro, USA, 100-240 V/50-60 Hz		1	Stück
26604	Ladegerät accu-jet® pro, Japan 100-240 V/50-60 Hz		1	Stück
26605	Ladegerät accu-jet® pro, Australia 100-240 V/50-60 Hz		1	Stück



Wandhalter für accu-jet® pro

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
26540	Wandhalter für accu-jet® pro, einzeln		1	Stück



Ansaugball für macro-Pipettierhelfer

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
26225	Saugbalg, Silikon, für macro-Pipettierhelfer, mit Schraubring, grau		1	Stück
26226	Saugbalg, Silikon, für macro-Pipettierhelfer, mit Schraubring, blau		1	Stück
26227	Saugbalg, Silikon, für macro-Pipettierhelfer, mit Schraubring, magenta		1	Stück
26228	Saugbalg, Silikon, für macro-Pipettierhelfer, mit Schraubring, grün		1	Stück



Ventilsystem für macro-Pipettierhelfer

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
26128	Ersatz-Ventilsystem für macro-Pipettierhelfer, PP, PTFE, Silikon		1	Stück



Ersatzsaugsystem für micro-Pipettierhelfer



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
25805	Ersatz-Saugsystem für micro-Pipettierhelfer, Silikon	1 VE = 3 Stück	1	Stück

Silikonadapter für micro-classic



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
25931	Ersatzadapter mit Silikon-Schlauch, für micro-classic	1 VE = 3 Stück	1	Stück

Liquid Ends für Liquid Handling Station

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
709410	Liquid End für Liquid Handling Station, 1-Kanal, 1-50 µl	1	Stück
709413	Liquid End für Liquid Handling Station, 1-Kanal, 10-200 µl	1	Stück
709416	Liquid End für Liquid Handling Station, 1-Kanal, 40-1000 µl	1	Stück
709420	Liquid End für Liquid Handling Station, 8-Kanal, 1-50 µl	1	Stück
709423	Liquid End für Liquid Handling Station, 8-Kanal, 20-300 µl	1	Stück
709426	Liquid End für Liquid Handling Station, 8-Kanal, 40-1000 µl	1	Stück



Halter für Liquid Ends

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
709463	Halter für 3 Liquid Ends, POM, Einkanal- und Mehrkanal	1	Stück
709465	Halter für 5 Liquid Ends, POM, Einkanal- und Mehrkanal	1	Stück



Adapter für Liquid Handling Station

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
709430	Höhenadapter für Liquid Handling Station, 60 mm, Aluminium	1	Stück
709432	Höhenadapter für Liquid Handling Station, 30 mm, Aluminium	1	Stück
709434	Spitzenadapter für Liquid Handling Station, Aluminium	1	Stück
709436	Adapter-Rack für Liquid Handling Station für 16 (BRAND) Küvetten, POM	1	Stück
709443	Adapter-Rack für Liquid Handling Station für 4 Reservoirs à 40 ml (701460/62), Aluminium	1	
709446	PCR Adapter für Liquid Handling Station, 96-well, POM	1	Stück
709448	PCR Adapter für Liquid Handling Station, 384-well, optimiert für BRAND-Platten (781345, 781347 und 781358), POM	1	Stück
709449	PCR Adapter für Liquid Handling Station, 384-well, universal, POM	1	Stück
709450	Adapter-Rack für Liquid Handling Station für 24 Reaktionsgefäße 1,5 ml, POM	1	Stück
709452	Adapter-Rack für Liquid Handling Station für 24 Reaktionsgefäße 0,5 ml, POM	1	Stück
709453	Adapter-Rack für Liquid Handling Station für 9 Reaktionsgefäße 5 ml, POM	1	Stück
709455	Adapter-Rack für Liquid Handling Station für 24 Reaktionsgefäße 12 x 75mm, POM	1	Stück
709456	PCR Kühlrack für Liquid Handling Station, 96-well	1	Stück



Schüttel- und Temperiermodul Teleshake 95

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
709470	Teleshake 95 mit fest montierter Zentrierplatte für Liquid Handling Station	1	



Adapter für Teleshake 95



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
709477	Universaladapter für Teleshake 95 für 96-well PCR-Platten, low profile, Aluminium	1	Stück
709478	Universaladapter für Teleshake 95 für 96-well PCR-Platten, Standard, Aluminium	1	Stück
709479	Universaladapter für Teleshake 95 für 384-well PCR-Platten, Aluminium	1	Stück
709480	Adapter für Teleshake 95 für 96-well BRAND F-, C-Bodenplatten, Aluminium	1	Stück
709481	Adapter für Teleshake 95 für 96-well BRAND V-Bodenplatten, Aluminium	1	Stück
709482	Adapter für Teleshake 95 für 96-well BRAND U-Bodenplatten, Aluminium	1	Stück

Controller für Teleshake 95



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
709472	Single TEC Control + 1 black slot module	1	
709474	Multi TEC Control + 2 black slot modules	1	

Abfallbehälter für Liquid Handling Station



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
709458	Abfallbehälter für Liquid Handling Station, PET	1	Stück

Reagenzreservoirs, PP



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701450	Reservoir, PP, 1 Kammer, 220 ml, pyramidischer Boden 96-well, DNase-, RNase-frei	1 VE = 10 Stück	1	Stück
701452	Reservoir, PP, 12 Kammern, low profile, 6 ml, pyramidischer Boden, DNase-, RNase frei	1 VE = 10 Stück	1	Stück
701454	Reservoir, PP, 4 Kammern, 60 ml, pyramidischer Boden, DNase-, RNase frei	1 VE = 10 Stück	1	Stück
701456	Reservoir, PP, 6 Kammern, 40 ml, pyramidischer Boden, DNase-, RNase frei	1 VE = 10 Stück	1	Stück
701458	Reservoir, PP, 1 Kammer, low profile, 50 ml, flacher Boden, DNase-, RNase frei	1 VE = 10 Stück	1	Stück

Reagenzreservoirs mit Deckel, PP



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701460	Reservoir mit Deckel, PP, 40ml, graduert	1 VE = 24 Stück	1	Stück
701462	Reservoir mit Deckel, PP, 40ml, graduert, steril	1 VE = 24 Stück	1	Stück

Roboter-Filterspitzen, BIO-CERT®

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732666	Roboter-Filterspitzen, TipRack, PP, 1- 20 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732670	Roboter-Filterspitzen, TipRack, PP, 10-100 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732672	Roboter-Filterspitzen, TipRack, PP, 10-200 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732674	Roboter-Filterspitzen, TipRack, PP, 40-1000 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Roboter-Filterspitzen

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732646	Roboter-Filterspitzen, TipRack, PP, 1-20 µl, DNA-, RNase-frei	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732650	Roboter-Filterspitzen, TipRack, PP, 10-100 µl, DNA-, RNase-frei	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732652	Roboter-Filterspitzen, TipRack, PP, 10-200 µl, DNA-, RNase-frei	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732654	Roboter-Filterspitzen, TipRack, PP, 40-1000 µl, DNA-, RNase-frei	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Roboterspitzen, BIO-CERT®

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732166	Roboter-Spitzen, TipRack, PP, 1-50 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732168	Roboter-Spitzen, TipRack, PP, 10-200 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732170	Roboter-Spitzen, TipRack, PP, 10-300 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732172	Roboter-Spitzen, TipRack, PP, 40-1000 µl, BIO-CERT® LIQUID HANDLING STERILE	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Roboterspitzen

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
732146	Roboter-Spitzen, TipRack, PP, 1-50 µl, DNA-, RNase-frei	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732148	Roboter-Spitzen, TipRack, PP, 10-200 µl, DNA-, RNase-frei	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732150	Roboter-Spitzen, TipRack, PP, 10-300 µl, DNA-, RNase-frei	1 VE = 960 Stück	1	Stück
732152	Roboter-Spitzen, TipRack, PP, 40-1000 µl, DNA-, RNase-frei	1 VE = 960 Stück	1	Stück



PCR-Box/-Rack



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781362	PCR-Box/-Rack, PP, für 0,2 ml Gefäße, farbig sortiert	1 VE = 5 Stück	1	Stück

PCR Mini cooler



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781260	Mini cooler PCR, PP, für 0,2 ml Gef. / 8/12er-Strips / 96-well-Platten		2	Stück

Applikationsspatel für Verschlussfolien



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701381	Spatel zum Andrücken von selbstklebenden Verschlussfolien	1 VE = 2 Stück	1	Stück

PCR Cap Tool



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781419	Cap Tool zum Anbringen und Entfernen von Deckeln bei PCR Platten		1	Stück

PCR Deckelstreifen



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781413	8er PCR Deckelstreifen, farblos, flach, für qPCR, für 781377-78	1 VE = 300 Stück	1	Stück
781414	8er PCR Deckelstreifen, farblos, gewölbt, für 781377-78	1 VE = 300 Stück	1	Stück

Deckelstreifen, 8er Strips für 96er Rörchen



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781535	8er Deckelstreifen, PE, für 1,2 ml-Röhrchen-Strips, lose	1 VE = 120 Stück	1	Stück

Röhrchen-Rack, leer



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781540	Rack mit Gitter, PP (leer)	1 VE = 10 Stück	1	Stück

Einzel-Röhrchen ohne Codierung



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781520	Röhrchen, PP, 1,2 ml, einzeln, lose	1 VE = 960 Stück	1	Stück

Einzeldeckel für Röhrchen 1,2 ml

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781530	Deckel, PE, für 1,2 ml-Röhrchen, lose	1 VE = 960 Stück	1	Stück



Röhrchen, 8er Strips

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
781525	8er-Strips Röhrchen, 1,2 ml, PP, lose	1 VE = 120 Stück	1	Stück



Deckeleinsätze für Kryoröhrchen

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
114850	Deckeleinsatz für Kryoröhrchen, PP, weiß, zur Farbcodierung		500	Stück
114851	Deckeleinsatz für Kryoröhrchen, PP, blau, zur Farbcodierung		500	Stück
114852	Deckeleinsatz für Kryoröhrchen, PP, rot, zur Farbcodierung		500	Stück
114853	Deckeleinsatz für Kryoröhrchen, PP, grün, zur Farbcodierung		500	Stück
114854	Deckeleinsatz für Kryoröhrchen, PP, gelb, zur Farbcodierung		500	Stück



Lagerboxen für Kryoröhrchen

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
114862	Lagerbox, PC, für 81 Kryoröhrchen 1,2 ml und 2 ml		4	Stück
114864	Lagerbox, PC, für 81 Kryoröhrchen 3, 4 und 5 ml (Außengewinde)		5	Stück
114866	Lagerbox, PC, für 100 Kryoröhrchen 1,2 und 2 ml (Innengewinde)		4	Stück



Verschlussmatten für Deep-well-Platten

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
701357	Verschlussmatte, Silikon, für 384-well Deep well-Platte, 0,3 ml	1 VE = 50 Stück	1	Stück
701358	Verschlussmatte, PP, für 96-well Deep-well Platte, 0,5 ml	1 VE = 50 Stück	1	Stück
701360	Verschlussmatte, PE, für 96-well Deep-well Platte, 1,1 ml und 1,2 ml (erhöhter Rand)	1 VE = 24 Stück	1	Stück
701362	Verschlussmatte, EVA, für 96-well Deep-well Platte, 2,2 ml	1 VE = 24 Stück	1	Stück
701368	Verschlussmatte, TPE, für 96-well Deep-well Platte, 1,2 ml, Low Profile	1 VE = 50 Stück	1	Stück



Kryogestelle

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
114860	Kryogestell, PP, blau, für 50 Kryoröhrchen		4	Stück



Kühlbehälter



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
156100	Kühlbehälter, mit Deckel, PE-Schaum, Inhalt 4,5 l, stapelbar	1	Stück

Adapter, PP, für Reaktionsgefäß-Ständer



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780608	Adapter (0,5 ml), PP, für Reaktionsgefäß-Ständer (Art.-Nr.780605)	1 VE = 20 Stück	1 Stück

Reaktionsgefäß-Ständer, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780605	Reaktionsgefäß-Ständer, PP, für 20 Reaktionsgefäße 1,5 ml, grau	1	Stück
4341000	Reaktionsgefäß-Ständer, PP, für 84 Reaktionsgefäße bis Durchmesser 13 mm ,weiß	5	Stück
4341001	Reaktionsgefäß-Ständer, PP, für 84 Reaktionsgefäße bis Durchmesser 13 mm, blau	5	Stück
4341002	Reaktionsgefäß-Ständer, PP, für 84 Reaktionsgefäße bis Durchmesser 13 mm, rot	5	Stück
4341050	Reaktionsgefäß-Ständer, PP, für 128 Reaktionsgefäße Ø 11 mm, weiß	5	Stück
4341051	Reaktionsgefäß-Ständer, PP, für 128 Reaktionsgefäße Ø 11 mm, blau	5	Stück
4341052	Reaktionsgefäß-Ständer, PP, für 128 Reaktionsgefäße Ø 11 mm, rot	5	Stück

Mini cooler, PC



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
114930	Mini cooler, für 12 Gefäße 0,5-2 ml, PC, gehaltene Temperatur 0°C, für 60 min.	1	Stück
114935	Mini cooler, für 12 Gefäße 0,5-2 ml, PC, gehaltene Temperatur -20°C, für 60 min.	1	Stück
114940	Mini cooler, für 12 Gefäße 0,5-2 ml, PC, gehaltene Temperatur -70°C, für 45 min.	1	Stück

Schraubdeckel, PP, mit Silikondichtung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780740	Schraubdeckel, PP, für Reaktionsgefäße für losen Schraubdeckel, weiß	1000	Stück
780741	Schraubdeckel, PP, für Reaktionsgefäße für losen Schraubdeckel, blau	1000	Stück
780742	Schraubdeckel, PP, für Reaktionsgefäße für losen Schraubdeckel, rot	1000	Stück
780743	Schraubdeckel, PP, für Reaktionsgefäße für losen Schraubdeckel, grün	1000	Stück
780744	Schraubdeckel, PP, für Reaktionsgefäße für losen Schraubdeckel, gelb	1000	Stück

Schraubdeckel, PP, mit Verschlussicherung

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780770	Deckel mit Verschluss-Sicherung PP, für Reaktionsgefäße, transparent	1000	Stück
780771	Deckel mit Verschluss-Sicherung PP, für Reaktionsgefäße, blau	1000	Stück
780772	Deckel mit Verschluss-Sicherung PP, für Reaktionsgefäße, grün	1000	Stück
780773	Deckel mit Verschluss-Sicherung PP, für Reaktionsgefäße, lila	1000	Stück
780774	Deckel mit Verschluss-Sicherung PP, für Reaktionsgefäße, rot	1000	Stück
780775	Deckel mit Verschluss-Sicherung PP, für Reaktionsgefäße, gelb	1000	Stück



Deckeleinsätze, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
780720	Deckeleinsatz, PP, für alle Deckel ohne Verschlussicherung, weiß	500	Stück
780721	Deckeleinsatz, PP, für alle Schraubdeckel ohne Verschlussicherung, blau	500	Stück
780722	Deckeleinsatz, PP, für alle Schraubdeckel ohne Verschlussicherung, rot	500	Stück
780723	Deckeleinsatz, PP, für alle Schraubdeckel ohne Verschlussicherung, grün	500	Stück
780724	Deckeleinsatz, PP, für alle Schraubdeckel ohne Verschlussicherung, gelb	500	Stück




Küvettenständer, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759500	Küvettenständer, grau, für 16 Küvetten, 210x70x38 mm	1	Stück



Deckel, für BRAND®plates

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
782150	Deckel für BRANDplates® 96-well, mit Kondensationsringen	1 VE = 100 Stück	1	Stück
782151	Deckel für BRANDplates® 96-well, ohne Kondensationsringe	1 VE = 100 Stück	1	Stück
782152	Deckel für BRANDplates® 384-well, ohne Kondensationsringe	1 VE = 50 Stück	1	Stück
782153	Deckel für BRANDplates® 1536-well, ohne Kondensationsringe	1 VE = 50 Stück	1	Stück
782155	Deckel, für BRANDplates® 96-well, mit Kondensationsringen, transparenter Boden	1 VE = 100 Stück	1	Stück



Zubehör für Medienflasche

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
122750	Schraubkappe für Medienflasche, 500 ml, GL 56, PP, weiß	10	Stück
122755	Gewindeadapter, PTFE, für Medienflasche, GL 45	1	Stück
122760	Vakuum-Filtereinheit für Medienflasche, 0,2 µm, steril, PES-Membran, GL 45, VE=12	12	Stück
122765	Vakuum-Filtereinheit für Medienflasche, 0,45 µm, steril, PES-Membran, GL 45, VE=12	12	Stück



Deckel, für Küvetten



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759240	Deckel für UV-Küvette mikro, PE, rund, blau	100	Stück
759241	Deckel für UV-Küvette mikro, PE, rund, gelb	100	Stück
759242	Deckel für UV-Küvette mikro, PE, rund, grün	100	Stück
759243	Deckel für UV-Küvette mikro, PE, rund, orange	100	Stück

Einmal-Rührspatel



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
759800	Einmal-Rührspatel, PS, Länge 120 mm, Stab-Durchmesser 3 mm	500	Stück

Ersatz-Schraubkappe, PFA, für Messkolben PFA

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
129250	Ersatz-Schraubkappe PFA, für Messkolben PFA, GL 18	1	Stück
129252	Ersatz-Schraubkappe PFA, für Messkolben PFA, GL 25	1	Stück



Stopfen, Silikon

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
144310	Stopfen, Silikon, oberer Durchmesser 12 mm, unterer Durchmesser 8 mm, Höhe 20 mm	10	Stück
144315	Stopfen, Silikon, oberer Durchmesser 14,5 mm, unterer Durchmesser 10,5 mm, Höhe 20 mm	10	Stück
144320	Stopfen, Silikon, oberer Durchmesser 16,5 mm, unterer Durchmesser 12,5 mm, Höhe 20 mm	10	Stück
144325	Stopfen, Silikon, oberer Durchmesser 18 mm, unterer Durchmesser 14 mm, Höhe 20 mm	10	Stück
144330	Stopfen, Silikon, oberer Durchmesser 22 mm, unterer Durchmesser 17 mm, Höhe 25 mm	10	Stück
144340	Stopfen, Silikon, oberer Durchmesser 27 mm, unterer Durchmesser 21 mm, Höhe 30 mm	10	Stück



Stopfen, Naturkautschuk

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
144382	Stopfen, roter Gummi, oberer Durchmesser 12 mm, unterer Durchmesser 8 mm, Höhe 20 mm	25	Stück
144384	Stopfen, roter Gummi, oberer Durchmesser 14,5 mm, unterer Durchmesser 10,5 mm, Höhe 20 mm	25	Stück
144385	Stopfen, roter Gummi, oberer Durchmesser 16,5 mm, unterer Durchmesser 12,5 mm, Höhe 20 mm	25	Stück
144386	Stopfen, roter Gummi, oberer Durchmesser 18 mm, unterer Durchmesser 14 mm, Höhe 20 mm	25	Stück
144388	Stopfen, roter Gummi, oberer Durchmesser 22 mm, unterer Durchmesser 17 mm, Höhe 25 mm	25	Stück
144390	Stopfen, roter Gummi, oberer Durchmesser 27 mm, unterer Durchmesser 21 mm, Höhe 30 mm	25	Stück



Kegelschliffstopfen, braun, Boro 3.3

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
144671	Kegelschliffstopfen, braun, Boro 3.3, NS 10/19, geschliffen	1	Stück
144672	Kegelschliffstopfen, braun, Boro 3.3, NS 12/21, geschliffen	1	Stück
144673	Kegelschliffstopfen, braun, Boro 3.3, NS 14/23, geschliffen	1	Stück
144674	Kegelschliffstopfen, braun, Boro 3.3, NS 19/26, geschliffen	1	Stück
144676	Kegelschliffstopfen, braun, Boro 3.3, NS 24/29, geschliffen	1	Stück



Kegelschliffstopfen, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
144515	Schliffstopfen, Boro 3.3, massiv, achtkant, NS12/21	1	Stück
144520	Schliffstopfen, Boro 3.3, massiv, achtkant, NS14/23	1	Stück
144525	Schliffstopfen, Boro 3.3, massiv, achtkant, NS19/26	1	Stück
144530	Schliffstopfen, Boro 3.3, massiv, achtkant, NS24/29	1	Stück
144535	Schliffstopfen, Boro 3.3, halbhohl, achtkant, NS29/32	1	Stück
144540	Schliffstopfen, Boro 3.3, halbhohl, achtkant, NS34/35	1	Stück
144545	Schliffstopfen, Boro 3.3, halbhohl, achtkant, NS45/40	1	Stück

Kegelschliffstopfen, hohl, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
144605	Schliffstopfen, Boro 3.3, hohl, sechskant, NS7/16	1	Stück
144610	Schliffstopfen, Boro 3.3, hohl, sechskant, NS10/19	1	Stück
144615	Schliffstopfen, Boro 3.3, hohl, sechskant, NS12/21	1	Stück
144620	Schliffstopfen, Boro 3.3, hohl, sechskant, NS14/23	1	Stück
144625	Schliffstopfen, Boro 3.3, hohl, sechskant, NS19/26	1	Stück
144630	Schliffstopfen, Boro 3.3, hohl, sechskant, NS24/29	1	Stück
144635	Schliffstopfen, Boro 3.3, hohl, sechskant, NS29/32	1	Stück
144640	Schliffstopfen, Boro 3.3, hohl, sechskant, NS34/35	1	Stück
144645	Schliffstopfen, Boro 3.3, hohl, sechskant, NS45/40	1	Stück

Kegelschliffstopfen, PE-LD



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
144440	Kegelschliffstopfen, PE-LD, Achtkantgriffscheibe, hohl, NS 34/35	1	Stück
144445	Kegelschliffstopfen, PE-LD, Achtkantgriffscheibe, hohl, NS 45/40	1	Stück

Kegelschliffstopfen, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
144405	Kegelschliffstopfen, PP, Vierkantgriffscheibe, hohl, NS 7/16	10	Stück
144410	Kegelschliffstopfen, PP, Vierkantgriffscheibe, hohl, NS 10/19	10	Stück
144415	Kegelschliffstopfen, PP, Vierkantgriffscheibe, hohl, NS 12/21	10	Stück
144420	Kegelschliffstopfen, PP, Vierkantgriffscheibe, hohl, NS 14/23	10	Stück
144425	Kegelschliffstopfen, PP, Vierkantgriffscheibe, hohl, NS 19/26	10	Stück
144430	Kegelschliffstopfen, PP, Vierkantgriffscheibe, hohl, NS 24/29	10	Stück
144435	Kegelschliffstopfen, PP, Vierkantgriffscheibe, hohl, NS 29/32	10	Stück

Watteschnur für Pipetten, 100% Baumwolle

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
28205	Watteschnur für Pipetten, 100% Baumwolle, entfettet, leichte Ausführung, ca. 13 g / 10 m	1	Stück



Pipettenbox, Aluminium, mit innenliegender Silikonbeschichtung

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
28920	Pipettenbox Aluminium für Pipetten (150-200 mm)	1	Stück
28925	Pipettenbox Aluminium für Pipetten (235-305 mm)	1	Stück
28930	Pipettenbox Aluminium für Pipetten (315-385 mm)	1	Stück
28935	Pipettenbox Aluminium für Pipetten (315-485 mm)	1	Stück



Schliffsicherung für Kippautomat

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
55618	Schliffsicherung, für Kippautomat, Edelstahl, NS 29/32	1	Stück



Vorratsflasche

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
126963	Vorratsflasche, Natron-Kalk-Glas, 1000 ml, NS 29/32	1	Stück

Auslaufspitze für Schilling-Büretten, mit Silikonschlauch

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
11500	Glas-Auslaufspitze, Klarglas, für Titrierapparat Schilling, mit Silikonschlauch	10	Stück
11505	Glas-Auslaufspitze, Braunglas, für Titrierapparat Schilling, mit Silikonschlauch	10	Stück



Auslaufspitze, für Bürette 'Economy'

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
11600	Auslaufspitze, PP, für Bürette 'Economy', mit PTFE Hahn	1	Stück



Ersatz-Bürettenspitze, für Kompakt-Bürette und -Titrierapparat, Boro 3.3, klar



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
11510	Ersatz-Spitze, für Kompakt-Bürette und -Titrierapparat, 10 ml, Boro 3.3, Klarglas	1	Stück
11511	Ersatz-Spitze, für Kompakt-Bürette und -Titrierapparat, 25 ml, Boro 3.3, Klarglas	1	Stück
11512	Ersatz-Spitze, für Kompakt-Bürette und -Titrierapparat, 50 ml, Boro 3.3, Klarglas	1	Stück
11515	Ersatz-Spitze, für Kompakt-Bürette und -Titrierapparate 25 und 50 ml, Boro 3.3, Braunglas	1	Stück

Ersatz-Bürettenspitze, für Kompakt-Bürette und -Titrierapparat, Boro 3.3, braun

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
11519	Ersatz-Spitze, für Kompakt-Bürette und -Titrierapparat, 10 ml, Boro 3.3, braun	1	Stück
11521	Ersatz-Spitze, für Kompakt-Bürette und -Titrierapparat, 25 ml, Boro 3.3, braun	1	Stück
11522	Ersatz-Spitze, für Kompakt-Bürette und -Titrierapparat, 50 ml, Boro 3.3, braun	1	Stück

Bürettenhahn, Boro 3.3, gerader Hahn



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
81805	Seitlicher Hahn, für Bürette 2-10 ml, mit Glasküken, Boro 3.3	1	Stück
81807	Seitlicher Hahn, für Bürette 25 ml, mit Glasküken, Boro 3.3	1	Stück
81809	Seitlicher Hahn, für Bürette 50 ml, mit Glasküken, Boro 3.3	1	Stück
81815	Gerader Hahn, für Bürette 2-10 ml, mit Glasküken, Boro 3.3	1	Stück
81817	Gerader Hahn, für Bürette 25 ml, mit Glasküken, Boro 3.3	1	Stück
81819	Gerader Hahn, für Bürette 50 ml, mit Glasküken, Boro 3.3	1	Stück

Bürettenhahn, Boro 3.3, braun



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
81907	Seitlicher Hahn, für Bürette 25 ml, mit Glasküken braun	1	Stück
81909	Seitlicher Hahn, für Bürette 50 ml, mit Glasküken braun	1	Stück
81917	Gerader Hahn, für Bürette 25 ml, mit Glasküken braun	1	Stück
81919	Gerader Hahn, für Bürette 50 ml, mit Glasküken braun	1	Stück
81927	Seitlicher Hahn, für Bürette 25 und 50 ml, braun, PTFE-Küken	1	Stück
81937	Gerader Hahn, für Bürette 25 ml, braun, PTFE-Küken	1	Stück
81939	Gerader Hahn, für Bürette 50 ml, braun, PTFE-Küken	1	Stück

Bürettenhahn, PTFE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
11800	PTFE-Hahn für Bürette 'Economy', mit PP-Spitze, komplett	1	Stück
11805	Bürettenhahn, für Kompakt-Bürette/Titrierapparat, PTFE, ohne Bürettenspitze	1	Stück

Ersatz-Dichtung für Bürettenhahn

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
11810	Dichtung für Bürettenhahn 11805, Kompakt-Büretten und Kompakt-Titrierapparat	1	

Büretten-Halter, PP, weiß

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
16505	Büretten-Halter, PP, weiß, für 1 Bürette	1	Stück
16510	Büretten-Halter, PP, weiß, für 2 Büretten	1	Stück



Bürettenkappe, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
16400	Bürettenkappe, PP, Innendurchmesser 20 mm, Höhe 30 mm	10	Stück



Bürettenklemme

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
16515	Bürettenklemme, für 1 Bürette, Zinklegierung vernickelt, Klemme PVC Überzug	1	Stück
16520	Bürettenklemme, für 2 Büretten, Zinklegierung vernickelt, Klemme PVC Überzug	1	Stück
578000	Bürettenklemme, Aluminium-Druckguss für 2 Büretten, mit Rollenhalterung	1	Stück



Bürettenklemme für Mikrobüretten nach Bang

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
915	Bürettenklemme für Mikrobüretten nach Bang	1	



Ersatz-Bürettenrohr für Kompakt-Titrierapparate

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23833	Ersatzbürettenrohr, für Kompakt-Titrierapparat SILBERBRAND, 10 ml, Boro 3.3, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23836	Ersatzbürettenrohr, für Kompakt-Titrierapparat SILBERBRAND, 25 ml, Boro 3.3, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23838	Ersatzbürettenrohr, für Kompakt-Titrierapparat SILBERBRAND, 50 ml, Boro 3.3, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23843	Ersatzbürettenrohr, für Kompakt-Titrierapparat BLAUBRAND®, 10 ml, Boro 3.3, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
23846	Ersatzbürettenrohr, für Kompakt-Titrierapparat BLAUBRAND®, 25 ml, Boro 3.3, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
23848	Ersatzbürettenrohr, für Kompakt-Titrierapparat BLAUBRAND®, 50 ml, Boro 3.3, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
23866	Ersatzbürettenrohr, für Kompakt-Titrierapparat SILBERBRAND, 25 ml, Boro 3.3, Braunglas	1	Stück
23868	Ersatzbürettenrohr, für Kompakt-Titrierapparat SILBERBRAND, 50 ml, Boro 3.3, Braunglas	1	Stück



Bürettenstativ



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23882	Bürettenstativ	1	Stück

Ventilhahn-Ersatzspindel, PTFE, mit Sicherung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
82170	Ventilhahn-Ersatzspindel mit Sicherung, für Büretten 2-50 ml mit geradem oder seitlichem Hahn, PTFE	1	Stück

Ventilhahn für Büretten, Boro 3.3



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
82120	Ventilhahn für seitlichen Hahn, für Bürette 2-10 ml, Boro 3.3	1	Stück
82121	Ventilhahn für seitlichen Hahn, für Bürette 25 ml, Boro 3.3	1	Stück
82122	Ventilhahn für seitlichen Hahn, für Bürette 50 ml, Boro 3.3	1	Stück
82220	Ventilhahn für geraden Hahn, für Bürette 2-10 ml, Boro 3.3	1	Stück
82221	Ventilhahn für geraden Hahn, für Bürette 25 ml, Boro 3.3	1	Stück
82222	Ventilhahn für geraden Hahn, für Bürette 50 ml, Boro 3.3	1	Stück

Kegelschliffklemmen, POM



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
55646	Kegelschliff-Klemme, POM, NS 29/32, rot	1	Stück

Büretten, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3, ohne Hahn, 'Economy'



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
10002	Bürettenrohr, SILBERBRAND, ohne Hahn, 'Economy' 25:0,1 ml, schwarz graduert	2	Stück
10004	Bürettenrohr, SILBERBRAND, ohne Hahn, 'Economy' 50:0,1 ml, schwarz graduert	2	Stück

Kompakt-Büretten, SILBERBRAND, Klasse B, Boro 3.3, 'Economy'



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
10012	Kompakt-Bürette 'Economy', SILBERBRAND, 25 ml, mit PTFE-Hahn und PP-Spitze	1	Stück
10014	Kompakt-Bürette 'Economy', SILBERBRAND, 50 ml, mit PTFE-Hahn und PP-Spitze	1	Stück

Ersatz-Bürettenrohr, für Kompakt-Bürette

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13933	Ersatzrohr Kompakt-Bürette, SILBERBRAND, 10 ml, Boro 3.3, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
13936	Ersatzrohr Kompakt-Bürette, SILBERBRAND, 25 ml, Boro 3.3, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
13938	Ersatzrohr Kompakt-Bürette, SILBERBRAND, 50 ml, Boro 3.3, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
13943	Ersatzrohr Kompakt-Bürette, BLAUBRAND®, 10 ml, Boro 3.3, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
13946	Ersatzrohr Kompakt-Bürette, BLAUBRAND®, 25 ml, Boro 3.3, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
13948	Ersatzrohr Kompakt-Bürette, BLAUBRAND®, 50 ml, Boro 3.3, blauer Schellbachstreifen	1	Stück
13956	Ersatzrohr Kompakt-Bürette, SILBERBRAND, 25 ml, Boro 3.3, Braunglas	1	Stück
13958	Ersatzrohr Kompakt-Bürette, SILBERBRAND, 50 ml, Boro 3.3, Braunglas	1	Stück



Ersatzbürettenrohr für Kompakt-Büretten

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
13973	Ersatzbürettenrohr für Kompakt-Büretten, 10 ml, BLAUBRAND®, Boro 3.3, braun	1	
13976	Ersatzbürettenrohr für Kompakt-Büretten, 25 ml, BLAUBRAND®, Boro 3.3, braun	1	
13978	Ersatzbürettenrohr für Kompakt-Büretten, 50 ml, BLAUBRAND®, Boro 3.3, braun	1	

Ersatzbürette für Titrierapparat Schilling, SILBERBRAND

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23713	Ersatzbürette, für Titrierapparat Schilling, SILBERBRAND, 10 ml, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23715	Ersatzbürette, für Titrierapparat Schilling, SILBERBRAND, 15 ml, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23716	Ersatzbürette, für Titrierapparat Schilling, SILBERBRAND, 25 ml, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23718	Ersatzbürette, für Titrierapparat Schilling, SILBERBRAND, 50 ml, schwarzer Schellbachstreifen	1	Stück
23723	Ersatzbürette für Titrierapparat Schilling, SILBERBRAND, Schellbach, Boro 3.3., 25 ml, braun, Länge 390 mm	1	Stück
23724	Ersatzbürette für Titrierapparat Schilling, SILBERBRAND, 50 ml, Schellbach, Boro 3.3, braun, Länge 580 mm	1	Stück



Ersatzbürettenrohr für Kompakt-Titrierapparate

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23959	Ersatzbürettenrohr für Kompakt-Titrierapparat, 10ml, BLAUBRAND®, Boro 3.3, braun	1	
23960	Ersatzbürettenrohr für Kompakt-Titrierapparat, 25ml, BLAUBRAND®, Boro 3.3, braun	1	
23961	Ersatzbürettenrohr für Kompakt-Titrierapparat, 50ml, BLAUBRAND®, Boro 3.3, braun	1	

Armatur für Titrierapparat Schilling



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23745	Armatur, PP, für Titrierapparat Schilling, 10 ml	1	Stück
23746	Armatur, PP, für Titrierapparat Schilling, 15 ml	1	Stück
23748	Armatur, PP, für Titrierapparat Schilling, 25 - 50 ml	1	Stück

Ersatz-Füllschlauch für Titrierapparate

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
11525	Ersatz-Füllschlauch, für Titrierapparate, PVC, transparent, ohne Schraubkappe	1	Stück

Gummigebläse für Titrierapparate



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23400	Gummigebläse, für Titrierapparat, Halbgebläse mit Ventil und Anschluss-Schlauch	1	Stück

Ersatz-Küken für Titrierapparate

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
81255	Ersatz-Küken für Zwischenhahn, Titrierapparat nach Pellet, mit Sicherung, Glas-Küken	1	Stück
81256	Ersatz-Küken für Zwischenhahn, Titrierapparat nach Pellet, mit Sicherung, Braunglas-Küken	1	Stück
81265	Ersatzküken für Zwischenhahn, Titrierapparat nach Pellet, mit Sicherung, PTFE-Küken	1	Stück

Ersatz-Küken mit Sicherung



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
81053	Ersatz-Küken mit Sicherung, für Büretten 2-10, 25 und 50 ml, mit geraden Glashahn, Boro 3.3	1	Stück
81140	Ersatz-Küken mit Sicherung, für Büretten 2-10 ml, mit seitlichem Glashahn, Boro 3.3	1	Stück
81141	Ersatz-Küken mit Sicherung, für Büretten 25 ml, mit seitlichem Glashahn, Boro 3.3	1	Stück
81142	Ersatz-Küken mit Sicherung, für Büretten 50 ml, mit seitlichem Glashahn, Boro 3.3	1	Stück
81146	Ersatz-Küken mit Sicherung, für Büretten 25 ml, mit seitlichem Hahn, Braunglas	1	Stück
81147	Ersatz-Küken mit Sicherung, für Büretten 50 ml, mit seitlichem Hahn, Braunglas	1	Stück
81167	Ersatz-Küken mit Sicherung, für Büretten 25 und 50 ml, mit seitlichem Hahn, PTFE	1	Stück
81247	Ersatz-Küken mit Sicherung, für Büretten 25 und 50 ml, mit geradem Hahn, Braunglas	1	Stück
81248	Ersatz-Küken mit Sicherung, für Büretten 25 und 50 ml, mit geradem Hahn, PTFE	1	Stück

Flaschen für Titrierapparate

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23310	Flasche für Titrierapparat, 2000 ml, Klarglas, Boro 3.3, NS29/32	1	Stück
23320	Flasche für Titrierapparat, 2000 ml, Braunglas, Boro 3.3, NS29/32	1	Stück
126965	Büettenflasche, für Titrierapparat, 2000 ml, Na-Kalk-Glas klar, NS 29/32	1	Stück
127065	Büettenflasche, für Titrierapparat, 2000 ml, Na-Kalk-Glas braun, NS 29/32	1	Stück



Flaschen für Titrierapparate

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
129055	Flasche, PE-LD, für Schilling-Bürette, 500 ml, GL 25, mit Schlauchdurchführung	1	Stück
129060	Flasche, PE-LD, für Schilling-Bürette, 1000 ml, GL 28, mit Schlauchdurchführung	1	Stück
130260	Flasche, PE-LD, für Schilling-Bürette, 1000 ml, GL 28, braun, Verschluss, mit Schlauchdurchführung	1	Stück



Standfuß für Kunststoff-Flaschen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23725	Standfuß, für Kunststoff-Flaschen 500 ml, Durchmesser 74 - 76 mm	1	Stück
23728	Standfuß, für Kunststoff-Flasche 1000 ml, Durchmesser 94 - 96 mm	1	Stück



Schliffhülsen, PTFE

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
51467	Schliffhülse, PTFE, NS 29/32, mit Griffbund und Dichtringen	1	Stück



Schliffmanschetten, PTFE

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
51422	Schliffmanschette, PTFE, für NS 29/32, dünnwandig	10	Stück



Pumpaufsatz für Kompakt-Titrierapparate, Boro 3.3

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
23875	Pumpaufsatz, für Glas-Vorratsflasche, für Kompakt-Titrierapparat, Klarglas	1	Stück
23876	Pumpaufsatz, für Glas-Vorratsflasche, für Kompakt-Titrierapparat, Braunglas	1	Stück



Sprühaufsatz für 1 l Pursept® A Xpress Flasche



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
44832	Sprühaufsatz, für 1 l Pursept® A Xpress Flasche	1	Stück

Ausgießring, PP, für Laborflaschen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
122662	Ausgießring, PP, für Laborflaschen GL 32	10	Stück
122664	Ausgießring, PP, für Laborflaschen GL 45	10	Stück

Belüftungsstopfen, PC, für Exsikkatoren



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
65804	Belüftungsstopfen für Exsikkator, PC, mit Rückschlagventil	1	Stück

Dichtring, CR




Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
65820	Dichtring, CR, für Exsikkator(PC/PP) Nenngroße 150 mm	1	Stück
65822	Dichtring, CR, für Exsikkator(PC/PP) Nenngroße 200 mm	1	Stück
65824	Dichtring, CR, für Exsikkator(PC/PP) Nenngroße 250 mm	1	Stück

Flachdichtung, PP, für Wasserstrahlpumpe

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
159661	Flachdichtung R ¾ Zoll für Wasserstrahlpumpe	1	Stück

Exsikkatorenplatte



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
65965	Exsikkator-Platte, Porzellan, für Nenngroße 150 mm, Durchmesser 140 mm	1	Stück
65975	Exsikkator-Platte, Porzellan, für Nenngroße 200 mm, Durchmesser 190 mm	1	Stück
65980	Exsikkator-Platte, Porzellan, für Nenngroße 250 mm, Durchmesser 240 mm	1	Stück
66015	Exsikkator-Platte, PP, für Nenngroße 150 mm, Durchmesser 140 mm	1	Stück
66025	Exsikkator-Platte, PP, für Nenngroße 200 mm, Durchmesser 190 mm	1	Stück
66030	Exsikkator-Platte, PP, für Nenngroße 250 mm, Durchmesser 235 mm	1	Stück

Federclips

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
76015	Federclip, verzinkt und PE-überzogen, Spannndurchmesser ca. 13 mm, Bohrung ca. 3 mm	1	Stück
76020	Federclip, verzinkt und PE-überzogen, Spannndurchmesser ca. 16 mm, Bohrung ca. 3 mm	1	Stück
76025	Federclip, verzinkt und PE-überzogen, Spannndurchmesser ca. 19 mm, Bohrung ca. 3,5 mm	1	Stück
76035	Federclip, verzinkt und PE-überzogen, Spannndurchmesser ca. 25 mm, Bohrung ca. 3,5 mm	1	Stück
76040	Federclip, verzinkt und PE-überzogen, Spannndurchmesser ca. 29 mm, Bohrung ca. 4 mm	1	Stück
76045	Federclip, verzinkt und PE-überzogen, Spannndurchmesser ca. 32 mm, Bohrung ca. 4 mm	1	Stück
76050	Federclip, verzinkt und PE-überzogen, Spannndurchmesser ca. 42 mm, Bohrung ca. 4 mm	1	Stück
76055	Federclip, verzinkt und PE-überzogen, Spannndurchmesser ca. 51 mm, Bohrung ca. 4 mm	1	Stück



Federklemme für Sauerstoff-Flaschen nach Winkler

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
386138	Federklemme für Sauerstoff-Flasche mit Inhalt 100-150 ml	1	Stück
386148	Federklemme für Sauerstoff-Flasche mit Inhalt 250-300 ml	1	Stück



Filtrierflasche, Boro 3.3, mit seitlichem Tubus

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
73714	Filtrierflasche mit seitlichem Tubus, 250 ml, Boro 3.3	1	Stück
73719	Filtrierflasche mit seitlichem Tubus, 500 ml, Boro 3.3	1	Stück
73724	Filtrierflasche mit seitlichem Tubus, 1000 ml, Boro 3.3	1	Stück
73729	Filtrierflasche mit seitlichem Tubus, 2000 ml, Boro 3.3	1	Stück



Filtriergestell

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
74506	Filtriergestell, für 2 Trichter, Platte PP, 250x140 mm	1	Stück
74511	Filtriergestell, für 4 Trichter, Platte PP, 450x140 mm	1	Stück



Gestell für Sedimentiergefäße

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
388050	Gestell, für 2 Sedimentiergefäße, Kunststoff, 300x130x315 mm	1	Stück
388060	Gestell, für 2 Sedimentiergefäße, Glas oder Kunststoff, 300 x 130 x 400 mm	1	Stück



Gummidichtung, konisch, für Filternutschen



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
462500	Set von Gummidichtungen, konisch, EPDM, für Filternutschen/-flaschen, Nenngrößen 22-84 mm	1 VE = 8 Stück	1	Stück
462512	Gummidichtung, konisch, EPDM, für Filternutschen/-flaschen, Nenngröße 22 mm		10	Stück
462617	Gummidichtung, konisch, EPDM, für Filternutschen/-flaschen, Nenngröße 28 mm		10	Stück
462723	Gummidichtung, konisch, EPDM, für Filternutschen/-flaschen, Nenngröße 35 mm		10	Stück
462827	Gummidichtung, konisch, EPDM, für Filternutschen/-flaschen, Nenngröße 42 mm		10	Stück
462932	Gummidichtung, konisch, EPDM, für Filternutschen/-flaschen, Nenngröße 50 mm		10	Stück
463036	Gummidichtung, konisch, EPDM, für Filternutschen/-flaschen, Nenngröße 63 mm		10	Stück
463139	Gummidichtung, konisch, EPDM, für Filternutschen/-flaschen, Nenngröße 71 mm		10	Stück
463243	Gummidichtung, konisch, EPDM, für Filternutschen/-flaschen, Nenngröße 84 mm		10	Stück

Gummimanschette, für Filtertiegel



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
462026	Gummimanschette, für Filtertiegel Kennzeichnung 1D, Außendurchmesser 41 mm		10	Stück
462231	Gummimanschette, für Filtertiegel Kennzeichnung 2D, Außendurchmesser 49 mm		10	Stück

Hämatokrit-Versiegelungskitt, 24 Ablagefelder, CE-IVD



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
749510	Haematokrit-Versiegelungskitt, CE-IVD, 24 Ablagefelder für je 2 Kapillaren	1 VE = 10 Stück	1	Stück

Hahnfett, silikonfrei



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
61610	Hahnfett, silikonfrei, 60 g Tube		1	Stück

Hahn für Abklärflaschen



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
131100	Hahn, PP, Anschluß 3/4", für Lager- / Abklärflaschen und Fässer		1	Stück

Novus-Knopfdeckel, Boro 3.3, für Exsikkatoren



Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
65631	Novus-Knopfdeckel für Exsikkator, Boro 3.3, Nenngröße 150 mm, Durchmesser 215 mm, Höhe 98 mm		1	Stück
65638	Novus-Knopfdeckel für Exsikkator, Boro 3.3, Nenngröße 200 mm, D. 270 mm, Höhe 107 mm		1	Stück
65643	Novus-Knopfdeckel für Exsikkator, Boro 3.3, Nenngröße 250 mm, D. 320 mm, Höhe 122 mm		1	Stück

Pipettenhalter, für intraEND-Mikropipetten

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
708605	Pipettenhalter, für intraEND- und Delbrück Mikropipetten	10	



Pipettierhilfe, für Mikropipetten intraEND, PET-Rohr, SI-Adapter, TPE-Saugbalg

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
709110	Pipettierhilfe, für Mikropipetten intraEND, PET-Rohr, SI-Adapter, TPE-Saugbalg	10	



Reduzierstück, PP, für Wasserstrahlpumpe

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
159665	Reduzierstück, für Wasserstrahlpumpe Nr. 159600, R 3/8"	1	Stück
159670	Reduzierstück, für Wasserstrahlpumpe Nr. 159600, M 22x1	1	Stück



Reinigungsbehälter, PE-HD

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
29210	Reinigungsbehälter, PE-HD, für Pipettenlänge 460 mm, 10 l	1	Stück
29215	Reinigungsbehälter, PE-HD, für Pipettenlänge 600 mm, 12,5 l	1	Stück



Pipettenkorb, PE-HD

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
29010	Pipettenkorb, PE-HD, mit Griff, für Pipettenlänge 460 mm	1	Stück
29015	Pipettenkorb, PE-HD, mit Griff, für Pipettenlänge 600 mm	1	Stück



Schraubverschluss, PE-LD

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
129208	Schraubverschluss, PE-LD, für Gewindeflaschen, GL 32	25	Stück
129210	Schraubverschluss, PE-LD, für Gewindeflaschen, GL 40	25	Stück
129212	Schraubverschluss, PE-LD, für Gewindeflaschen, GL 50	25	Stück
129214	Schraubverschluss, PE-LD, für Gewindeflaschen, GL 65	25	Stück



Schraubkappen, PFA, für Probedosen PFA

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
129262	Ersatz-Schraubkappen, für Weithals-Flaschen PFA, S 40	1	Stück



Schraubverschluss, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
130320	Schraubverschluss, PP, Gewinde GL W 32, für Weithals-Flaschen	1	Stück
130322	Schraubverschluss, PP, Gewinde GL W 45, für Weithals-Flaschen	1	Stück
130324	Schraubverschluss, PP, Gewinde GL W 54, für Weithals-Flaschen	1	Stück
130326	Schraubverschluss, PP, Gewinde GL W 80, für Weithals-Flaschen	1	Stück

Schraubkappe für Sedimentiergefäße, SAN

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
388002	Schraubkappe für Sedimentiergefäße, SAN	1	

Schraubkappe, PP, für Laborflaschen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
122620	Schraubkappe, PP, für Laborflaschen GL 25	10	Stück
122628	Schraubkappe, PP, für Laborflaschen GL 32	10	Stück
122638	Schraubkappe, PP, für Laborflaschen GL 45	10	Stück

Silikonpaste, UNISILKON TK M 1011



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
61605	Silikonpaste, Unisilikon TK M 1011, 50 g Tube	1	Stück

Spender-Box für schülke wipes 70



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
44875	Spender-Box für schülke wipes 70, Vliestücher, 230x280 mm, leer	1	Stück

Spezialstäbe, für Abtropfgestell



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
95111	Spezialstäbe, für Abtropfgestell, Außendurchmesser 6 mm, Länge 120 mm, PS	1 VE = 11 Stück	1 Stück

Ersatz-Spritzaufsätze, ETFE, mit Steigrohr FEP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
129273	Ersatz-Spritzaufsätze ETFE mit Steigrohr FEP, GL 25	1	Stück
129275	Ersatz-Spritzaufsätze ETFE mit Steigrohr FEP, GL 32	1	Stück


Spritzaufsatz, PE-LD, für Gewindeflaschen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
129222	Spritzaufsatz, PE-LD, für Gewindeflaschen, GL 25	50	Stück
129224	Spritzaufsatz, PE-LD, für Gewindeflaschen, GL 28	25	Stück



Strömungsanzeiger, SAN

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
134080	Strömungsanzeiger, SAN, für Schlauch-Innendurchmesser 6-11 mm	5	Stück



Stülpdeckel, PE-LD, für Eimer

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
71771	Stülpdeckel, für 5l-Eimer, PE-LD	1	Stück
71776	Stülpdeckel, für 10l-Eimer, PE-LD	1	Stück




Trichterhalter, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
140300	Halter für Scheidetrichter, PP, für Stäbe mit Durchmesser 8-14 mm	1	Stück
148500	Trichterhalter, PP, für 1 Trichter	5	Stück
148502	Trichterhalter, PP, für 2 Trichter	5	Stück



Tropf-Aufsatz, PE-LD, für Gewindeflaschen

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
129230	Tropf-Aufsatz, PE-LD, für Gewindeflaschen, GL 14	100	Stück
129232	Tropf-Aufsatz, PE-LD, für Gewindeflaschen, GL 18	50	Stück
129234	Tropf-Aufsatz, PE-LD, für Gewindeflaschen, GL 25	50	Stück



Novus-Tubusdeckel für Exsikkatoren, Boro 3.3

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
65731	Novus-Tubusdeckel für Exsikkator, Boro 3.3, Nenngroße 150 mm, D. 215 mm, Höhe 84 mm	1	Stück
65738	Novus-Tubusdeckel für Exsikkator, Boro 3.3, Nenngroße 200 mm, D. 270 mm, Höhe 92 mm	1	Stück
65743	Novus-Tubusdeckel für Exsikkator, Boro 3.3, Nenngroße 250 mm, D. 320 mm, Höhe 118 mm	1	Stück



Ventilhahn, Boro 3.3, für Exsikkatoren

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
82415	Ventilhahn für Exsikkator, NS 24/29, für Deckel und Seitentubus, Boro 3.3	1	Stück



Verlängerungsstab, PTFE, für Probenschöpfer



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
90470	Verlängerungsstab, für Probenschöpfer (90438-90462), PTFE, Länge 600 mm	1	Stück

Federklemme für Sauerstoff-Flaschen nach Winkler



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
386138	Federklemme für Sauerstoff-Flasche mit Inhalt 100-150 ml	1	Stück
386148	Federklemme für Sauerstoff-Flasche mit Inhalt 250-300 ml	1	Stück

Gestell für Sedimentiergefäße



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
388050	Gestell, für 2 Sedimentiergefäße, Kunststoff, 300x130x315 mm	1	Stück
388060	Gestell, für 2 Sedimentiergefäße, Glas oder Kunststoff, 300 x 130 x 400 mm	1	Stück

Schraubkappe für Sedimentiergefäße, SAN

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
388002	Schraubkappe für Sedimentiergefäße, SAN	1	

Schnappdeckel-Dose, PS



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
62315	Dose, PS, mit Schnappdeckel, PE-LD, ca. 25 ml, konische Form	1000	Stück

Stülpdeckel, PE, für Technicon-Analyzer



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
115020	Stülpdeckel, PE, für Probengefäße 1,5/2,0 ml, für Technicon-Analyzer	1000	Stück

Schraubdeckel-Dose, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
62310	Schraubdeckel-Dose, PP, konische Form, ca. 30 ml, Durchmesser 57 mm, Höhe 32 mm	500	Stück

Stülpdeckel-Dose, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
61815	Stülpdeckel-Dose, PP, ca. 50 ml, max. Durchmesser 56 mm, Höhe 25 mm	10	Stück
61820	Stülpdeckel-Dose, PP, ca. 115 ml, max. Durchmesser 75 mm, Höhe 30 mm	10	Stück




Dampfsterilisations-Indikatorband

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
61750	Sterilisationsindikatorband, für Temp.-Anzeige, 50mx19 mm, Krepppapier, selbstklebend	1	Stück



Einsätze, POM, für Färbetröge

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
471400	Einsatz mit Henkel, für Färbetrog, POM, 91x79x38 mm, für 25 Objektträger 76x26 mm	5	Stück
471500	Objektträger-Behälter für Färbetrog, allein, POM	5	Stück



Einsätze, PP, für Färbetröge

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
474305	Einsatz für Färbetrog, PMP, Nr.474300, für 20 Objektträger	2	Stück

Transportbehälter für Objektträger, PP

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
476900	Transportbehälter, PP, rund, für 5 dicke oder 10 dünne Objektträger	10	Stück



Objektträgerbehälter, eckig, PS

Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
475800	Objektträgerbehälter, PS, für 25 Objektträger 76x26 mm	1	Stück
475900	Objektträgerbehälter, PS, für 50 Objektträger 76x26 mm	1	Stück
476000	Objektträgerbehälter, PS, für 100 Objektträger 76x26 mm	1	Stück



Stopfen für Zentrifugenröhrchen



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
115360	Stopfen, PE, für Zentrifugenröhrchen-Nr.115342, 10 ml, PP, zylindrisch, 16x100 mm	100	Stück
115366	Stopfen, PE, für Zentrifugenröhrchen-Nr.115348, 30 ml, PP, zylindrisch, 20x100 mm	100	Stück
115368	Stopfen, PE, für Zentrifugenröhrchen-Nr.115346, 26 ml, PP, zylindrisch, 24x90 mm	100	Stück
115370	Stopfen, PE, für Zentrifugenröhrchen-Nr.115350, 48 ml, PP, zylindrisch, 30x100 mm	100	Stück
115372	Stopfen, PE, für Zentrifugenröhrchen-Nr.115352, 75 ml, PP, zylindrisch, 35x100 mm	100	Stück
115374	Stopfen, PE, für Zentrifugenröhrchen-Nr.115354, 100 ml, PP, zylindrisch, 40x120 mm	100	Stück
115376	Stopfen, PE, für Zentrifugenröhrchen-Nr.115356, 160 ml, PP, zylindrisch, 45x120 mm	100	Stück

Griffstopfen, PE-LD



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
114720	Griffstopfen, PE-LD, für Probenröhrchen Best-Nr. 114715	1000	Stück
114730	Griffstopfen, PE-LD, für Probenröhrchen Best-Nr. 114750/114760	1000	Stück

Reagenzglasgestelle, PP



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
4340000	Reagenzglasgestelle, PP, für 84 Röhrchen bis Durchmesser 13 mm, weiß	5	Stück
4340001	Reagenzglasgestelle, PP, für 84 Röhrchen bis Durchmesser 13 mm, blau	5	Stück
4340002	Reagenzglasgestelle, PP, für 84 Röhrchen bis Durchmesser 13 mm, rot	5	Stück
4340010	Reagenzglasgestelle, PP, für 55 Röhrchen bis Durchmesser 18 mm, weiß	5	Stück
4340011	Reagenzglasgestelle, PP, für 55 Röhrchen bis Durchmesser 18 mm, blau	5	Stück
4340012	Reagenzglasgestelle, PP, für 55 Röhrchen bis Durchmesser 18 mm, rot	5	Stück
4340020	Reagenzglasgestelle, PP, für 40 Röhrchen bis Durchmesser 20 mm, weiß	5	Stück
4340021	Reagenzglasgestelle, PP, für 40 Röhrchen bis Durchmesser 20 mm, blau	5	Stück
4340022	Reagenzglasgestelle, PP, für 40 Röhrchen bis Durchmesser 20 mm, rot	5	Stück
4340030	Reagenzglasgestelle, PP, für 32 Röhrchen bis Durchmesser 25 mm, weiß	5	Stück
4340031	Reagenzglasgestelle, PP, für 32 Röhrchen bis Durchmesser 25 mm, blau	5	Stück
4340032	Reagenzglasgestelle, PP, für 32 Röhrchen bis Durchmesser 25 mm, rot	5	Stück
4340040	Reagenzglasgestelle, PP, für 21 Röhrchen bis Durchmesser 30 mm, weiß	5	Stück
4340041	Reagenzglasgestelle, PP, für 21 Röhrchen bis Durchmesser 30 mm, blau	5	Stück
4340042	Reagenzglasgestelle, PP, für 21 Röhrchen bis Durchmesser 30 mm, rot	5	Stück
4340060	Reagenzglasgestelle, PP, für 55 Röhrchen bis Durchmesser 16 mm, weiß	5	Stück
4340061	Reagenzglasgestelle, PP, für 55 Röhrchen bis Durchmesser 16 mm, blau	5	Stück
4340062	Reagenzglasgestelle, PP, für 55 Röhrchen bis Durchmesser 16 mm, rot	5	Stück

Reagenzglasgestelle, PTFE



Art.-Nr.	Beschreibung	ab	Einheit
115510	Reagenzglasgestell, PTFE, für 21 Röhrchen Durchmesser 13 mm, 180x60x60 mm	1	Stück
115515	Reagenzglasgestell, PTFE, für 10 Röhrchen Durchmesser 19 mm, 180x60x70 mm	1	Stück
115520	Reagenzglasgestell, PTFE, für 4 Röhrchen Durchmesser 30 mm, 180x60x80 mm	1	Stück

Hämatokrit-Versiegelungskitt, 24 Ablagefelder, CE-IVD

Art.-Nr.	Beschreibung		ab	Einheit
749510	Haematokrit-Versiegelungskitt, CE-IVD, 24 Ablagefelder für je 2 Kapillaren	1 VE = 10 Stück	1	Stück



Nummernindex

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
915	159	8857	128	13943	161	22767	71
6208	126	10002	160	13946	161	22768	71
6621	121	10004	160	13948	161	23310	163
6636	128	10012	160	13956	161	23320	163
6637	120	10014	160	13958	161	23400	162
6638	120	11500	157	13963	69	23713	161
6659	121	11505	157	13966	69	23715	161
6686	121	11510	158	13968	69	23716	161
6687	125	11511	158	13973	161	23718	161
6694	121	11512	158	13976	161	23723	161
6696	121	11515	158	13978	161	23724	161
6697	120	11519	158	15295	144	23725	163
6698	120	11521	158	16400	159	23728	163
6707	126	11522	158	16505	159	23745	162
6727	121	11525	162	16510	159	23746	162
6728	121	11600	157	16515	159	23748	162
6729	121	11800	158	16520	159	23753	71
6730	121	11805	158	21911	72	23755	71
6732	121	11810	159	21912	72	23756	71
6733	121	12484	68	21913	72	23758	71
6734	120	12487	68	21914	72	23766	71
6735	120	12488	68	21917	72	23768	71
6739	120	13536	68	21918	72	23809	70
6747	125	13538	68	22312	72	23810	70
6748	125	13563	68	22314	72	23811	70
6749	121	13566	68	22316	72	23819	70
6783	129	13568	68	22318	72	23820	70
6784	125	13844	67	22332	72	23821	70
6788	130	13847	67	22334	72	23829	70
6790	126	13848	67	22336	72	23830	70
6792	127	13903	69	22338	72	23833	159
6794	127	13906	69	22521	71	23836	159
7260	128	13908	69	22522	71	23838	159
7288	134	13913	69	22523	71	23843	159
7298	134	13916	69	22524	71	23846	159
7299	134	13918	69	22528	71	23848	159
8317	125	13926	69	22530	71	23866	159
8516	124	13928	69	22761	71	23868	159
8517	124	13933	161	22762	71	23870	70
8518	124	13936	161	22763	71	23871	70
8850	128	13938	161	22764	71	23872	70

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
23875	163	26222	144	26655	144	27708	66
23876	163	26223	144	27002	64	27709	66
23882	160	26225	145	27004	64	27710	66
23919	69	26226	145	27005	64	27711	66
23920	69	26227	145	27006	64	27712	66
23921	69	26228	145	27009	64	27713	66
23939	70	26300	32	27010	64	27714	66
23940	70	26301	32	27011	64	27715	66
23941	70	26302	32	27013	64	27716	66
23959	161	26303	32	27070	65	27721	65
23960	161	26304	32	27071	65	27722	65
23961	161	26310	32	27072	65	27724	65
24265	68	26311	32	27073	65	27725	65
24267	68	26312	32	27075	65	27727	65
24269	68	26313	32	27076	65	27729	65
24595	68	26320	32	27077	65	27731	65
24597	68	26321	32	27078	65	27816	65
24599	68	26322	32	27079	65	27817	65
25300	32	26323	32	27107	67	27818	65
25315	32	26330	32	27109	67	27819	65
25400	32	26331	32	27112	67	27820	65
25800	32	26332	32	27113	67	27821	65
25805	146	26333	32	27115	67	27822	65
25900	32	26340	32	27306	66	27823	65
25931	146	26341	32	27309	66	27824	65
25933	130	26342	32	27316	64	27825	65
25950	19	26343	32	27319	64	27826	65
25959	130	26508	144	27506	66	27827	65
25960	130	26530	145	27509	66	27828	65
25961	130	26535	145	27511	66	27829	65
25962	130	26540	145	27513	66	28205	157
26052	145	26542	145	27607	66	28300	97
26056	145	26601	145	27610	66	28305	97
26128	145	26602	145	27612	66	28405	64
26146	144	26603	145	27613	66	28406	64
26200	32	26604	145	27614	66	28409	64
26201	32	26605	145	27702	64	28411	64
26202	32	26630	144	27704	64	28412	64
26203	32	26652	144	27705	66	28413	64
26220	144	26653	144	27706	66	28414	64
26221	144	26654	144	27707	66	28415	64

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
28920	157	29725	62	31728	80	32808	80
28925	157	29727	62	31738	80	32820	80
28930	157	29732	62	31748	80	32828	80
28935	157	29733	62	31754	80	32838	80
29010	167	29734	62	31762	80	32848	80
29015	167	29735	62	31764	80	32854	80
29120	106	29738	62	31905	81	32862	80
29125	106	30002	64	31908	81	32864	80
29210	167	30003	64	31920	81	33908	82
29215	167	30007	64	31928	81	33920	82
29501	63	30012	64	31938	81	33928	82
29502	63	30015	64	31948	81	33938	82
29503	63	30018	64	31954	81	33948	82
29507	63	30502	63	31962	81	33954	82
29512	63	30503	63	31964	81	33962	82
29514	63	30507	63	32105	79	34708	82
29515	63	30512	63	32108	79	34720	82
29518	63	30514	63	32120	79	34728	82
29519	63	30515	63	32128	79	34738	82
29701	62	30518	63	32138	79	34748	82
29702	62	30601	63	32148	79	34754	82
29703	62	30602	63	32154	79	34762	82
29704	62	30603	63	32162	79	34764	82
29705	62	30605	63	32164	79	34808	83
29706	62	30606	63	32408	81	34820	83
29707	62	30607	63	32420	81	34828	83
29708	62	30608	63	32428	81	34838	83
29709	62	30609	63	32438	81	34848	83
29710	62	30610	63	32448	81	34854	83
29711	62	30611	63	32454	81	34862	83
29712	62	30612	63	32462	81	34864	83
29713	62	30613	63	32705	80	34908	83
29714	62	30614	63	32708	80	34920	83
29715	62	30615	63	32720	80	34928	83
29716	62	30616	63	32728	80	34938	83
29717	62	30617	63	32738	80	34948	83
29718	62	30618	63	32748	80	34954	83
29719	62	30619	63	32754	80	34962	83
29721	62	30900	98	32762	80	34964	83
29722	62	31708	80	32764	80	35008	83
29723	62	31720	80	32805	80	35020	83

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
35028	83	36401	74	36948	76	37253	73
35038	83	36402	74	36949	76	37254	73
35048	83	36403	74	36950	76	37255	73
35054	83	36404	74	36951	76	37256	74
35062	83	36406	74	36952	76	37257	74
35064	83	36407	74	36953	76	37258	74
35108	82	36408	74	36954	76	37259	74
35120	82	36548	73	36968	76	37260	74
35128	82	36549	73	36973	76	37261	74
35138	82	36550	73	36975	76	37262	74
35148	82	36551	73	36977	76	37263	74
35154	82	36552	73	36978	76	37264	74
35162	82	36553	73	36979	76	37265	74
35164	82	36743	78	36980	76	37266	74
36008	79	36747	78	36981	76	37267	74
36020	79	36748	78	36982	76	37268	74
36028	79	36749	78	36983	76	37288	74
36038	79	36750	78	36984	76	37289	74
36048	79	36751	78	37045	74	37290	73
36054	79	36752	78	37046	74	37291	73
36062	79	36753	78	37047	74	37293	73
36108	78	36754	78	37048	74	37294	74
36120	78	36755	78	37049	74	37401	75
36128	78	36838	77	37050	74	37402	75
36138	78	36841	77	37051	74	37403	75
36148	78	36842	77	37052	74	37404	75
36154	78	36843	77	37053	74	37405	75
36162	78	36845	77	37233	73	37406	75
36170	78	36846	77	37234	73	37407	75
36172	78	36847	77	37236	73	37408	75
36174	78	36848	77	37238	73	37409	75
36176	78	36849	77	37241	73	37410	75
36178	78	36850	77	37243	73	37411	75
36180	78	36851	77	37245	73	37412	75
36182	78	36852	77	37246	73	37413	75
36208	78	36853	77	37247	73	37438	75
36220	78	36854	77	37248	73	37443	75
36228	78	36938	76	37249	73	37445	75
36238	78	36943	76	37250	73	37446	75
36248	78	36945	76	37251	73	37447	75
36254	78	36947	76	37252	73	37448	75

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
37449	75	42062	81	51467	163	72378	101
37450	75	42064	81	55618	157	73714	165
37451	75	43005	67	55646	160	73719	165
37452	75	43008	67	61605	168	73724	165
37453	75	43016	67	61610	166	73729	165
37461	77	43020	67	61750	171	74506	165
37462	77	43028	67	61815	171	74511	165
37463	77	43038	67	61820	171	76015	165
37464	77	43055	67	62305	109	76020	165
37465	77	43058	67	62310	170	76025	165
37467	77	43066	67	62315	170	76035	165
37468	77	43070	67	65031	92	76040	165
37469	77	43078	67	65038	92	76045	165
37470	77	43088	67	65043	92	76050	165
37471	77	43205	107	65231	92	76055	165
37481	76	43208	107	65238	92	81053	162
37482	76	43220	107	65243	92	81140	162
37483	76	43228	107	65631	166	81141	162
37484	76	43238	107	65638	166	81142	162
37485	76	43305	107	65643	166	81146	162
37487	76	43308	107	65731	169	81147	162
37488	76	43320	107	65738	169	81167	162
37489	76	43328	107	65743	169	81247	162
37490	76	43338	107	65804	164	81248	162
37491	76	44003	105	65805	92	81255	162
38204	124	44005	105	65810	92	81256	162
38206	124	44205	106	65815	92	81265	162
38208	124	44301	106	65820	164	81805	158
38210	124	44361	106	65822	164	81807	158
41620	83	44365	106	65824	164	81809	158
41628	83	44822	106	65965	164	81815	158
41638	83	44825	106	65975	164	81817	158
41648	83	44830	106	65980	164	81819	158
41654	83	44832	164	66015	164	81907	158
41662	83	44835	106	66025	164	81909	158
42008	81	44850	106	66030	164	81917	158
42020	81	44855	106	71771	169	81919	158
42028	81	44860	105	71772	100	81927	158
42038	81	44870	106	71774	100	81937	158
42048	81	44875	168	71776	169	81939	158
42054	81	51422	163	72376	101	82120	160

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
82121	160	90262	88	92736	86	114120	116
82122	160	90320	88	92739	86	114125	116
82170	160	90328	88	92744	86	114130	116
82220	160	90338	88	92754	86	114508	115
82221	160	90344	88	92763	86	114516	115
82222	160	90348	88	92768	86	114521	115
82415	169	90352	88	92773	86	114524	115
87602	88	90354	88	92814	86	114715	117
87604	88	90362	88	92817	86	114720	172
87606	88	90364	88	92824	86	114730	172
87608	88	90438	99	92836	86	114740	117
87610	88	90448	99	92839	86	114750	117
87612	88	90454	99	92844	86	114760	117
87614	88	90462	99	92854	86	114817	115
87616	88	90470	170	92863	86	114818	115
87618	88	90617	87	93170	87	114820	115
87620	88	90624	87	93172	87	114821	115
87622	88	90629	87	93175	87	114822	115
87624	88	90636	87	93180	87	114823	115
87626	88	90641	87	93185	87	114830	51
88610	94	90648	87	94905	90	114831	51
88615	94	90654	87	94910	90	114832	51
88620	94	90663	87	94915	90	114833	51
88625	94	90668	87	95105	107	114834	51
88630	94	91210	87	95111	168	114835	51
88635	94	91212	87	110705	101	114840	52
88640	94	91214	87	110710	101	114841	52
88650	94	91217	87	112805	99	114842	52
88655	94	91224	87	112810	99	114843	52
88660	94	91229	87	113020	100	114844	52
88665	94	91236	87	113125	100	114845	52
88670	94	91241	87	113130	100	114850	151
88675	94	91248	87	113135	100	114851	151
88680	94	91253	87	113931	117	114852	151
90224	88	91254	87	113935	117	114853	151
90228	88	91263	87	113941	117	114854	151
90238	88	91268	87	113943	117	114860	151
90248	88	91273	87	114105	116	114862	151
90252	88	92714	86	114106	116	114864	151
90254	88	92717	86	114110	116	114866	151
90256	88	92724	86	114115	116	114930	152

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
114935	152	122760	153	129628	103	135810	97
114940	152	122765	153	129638	103	135815	97
115015	108	124529	101	129648	103	135820	97
115016	108	124539	101	129654	103	135825	97
115017	108	124633	101	129662	103	136100	99
115020	170	124639	101	129664	103	136110	99
115342	116	124700	110	129728	103	136215	99
115346	116	125216	104	129738	103	136220	99
115348	116	125224	104	129748	103	136225	99
115350	116	125228	104	129754	103	136315	100
115352	116	125238	104	129762	103	136320	100
115354	116	125248	104	129764	103	136325	100
115356	116	125254	104	130260	163	136335	100
115360	172	125316	104	130320	168	137100	95
115366	172	125328	104	130322	168	137101	95
115368	172	125400	111	130324	168	137102	95
115370	172	125410	111	130326	168	137103	95
115372	172	125420	111	130412	103	137104	95
115374	172	126963	157	130414	103	137105	95
115376	172	126965	163	130418	103	137106	95
115510	172	127065	163	130422	103	137107	95
115515	172	128748	104	130424	103	137108	95
115520	172	128754	104	130426	103	137109	95
122520	101	128762	104	130428	103	137110	95
122528	101	128764	104	130538	104	137111	95
122538	101	129055	163	130548	104	137113	95
122548	101	129060	163	130554	104	137114	95
122554	101	129208	167	130562	104	137115	95
122562	101	129210	167	130564	104	137120	95
122564	101	129212	167	130870	102	137125	95
122570	101	129214	167	130874	102	137127	95
122574	101	129222	169	130970	103	137130	95
122578	101	129224	169	130974	103	137132	95
122620	168	129230	169	131100	166	137135	95
122628	168	129232	169	131170	102	137140	95
122638	168	129234	169	131174	102	137145	95
122662	164	129250	155	131900	115	137150	95
122664	164	129252	155	131902	115	137155	95
122710	58	129262	167	134002	93	137160	95
122750	153	129273	168	134080	169	137300	96
122755	153	129275	168	135805	97	137301	96

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
137302	96	137815	96	143854	102	144635	156
137305	96	137817	96	143862	102	144640	156
137307	96	137820	96	144148	102	144645	156
137310	96	137822	96	144154	102	144671	155
137312	96	137826	96	144162	102	144672	155
137315	96	137930	96	144180	104	144673	155
137320	96	137935	96	144190	104	144674	155
137325	96	139035	98	144310	155	144676	155
137404	95	139040	98	144315	155	145505	89
137405	95	139115	98	144320	155	145507	89
137410	95	139120	98	144325	155	145515	89
137415	95	139125	98	144330	155	145520	89
137420	95	139130	98	144340	155	145525	89
137425	95	139135	98	144382	155	145530	89
137427	95	139810	99	144384	155	145535	89
137430	95	139815	99	144385	155	145540	89
137432	95	139817	99	144386	155	145545	89
137435	95	139820	99	144388	155	145550	89
137445	95	140004	90	144390	155	145560	89
137607	96	140005	90	144405	156	145611	89
137608	96	140006	90	144410	156	145616	89
137610	96	140007	90	144415	156	145619	89
137612	96	140300	169	144420	156	145631	89
137615	96	143255	92	144425	156	145638	89
137617	96	143260	92	144430	156	146506	89
137618	96	143265	92	144435	156	146508	89
137620	96	143270	92	144440	156	146511	89
137622	96	143275	92	144445	156	146516	89
137625	96	143280	92	144515	156	146517	89
137630	97	143285	92	144520	156	146519	89
137632	97	143352	93	144525	156	146523	89
137634	97	143355	93	144530	156	147010	90
137636	97	143356	93	144535	156	147015	90
137638	97	143357	93	144540	156	147020	90
137700	97	143358	93	144545	156	147025	90
137710	97	143359	93	144605	156	147030	90
137720	97	143360	93	144610	156	147035	90
137750	97	143361	93	144615	156	148020	91
137755	97	143362	93	144620	156	148025	91
137810	96	143364	93	144625	156	148030	91
137812	96	143848	102	144630	156	148035	91

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
148040	91	152803	93	402038	79	465424	91
148045	91	152805	93	402046	79	466133	91
148215	90	152810	93	452000	109	466134	91
148220	90	152815	93	452005	109	470045	113
148225	90	152900	94	452010	109	470050	113
148235	90	152903	94	452015	109	470055	113
148237	90	152905	94	452201	117	470060	113
148240	90	152907	94	452210	117	470816	113
148245	90	152910	94	452215	117	470819	113
148500	169	155540	100	455701	109	470820	113
148502	169	155542	100	455717	109	471400	171
150010	105	155544	100	455732	109	471500	171
150015	105	155546	100	455742	109	471800	112
150020	105	155548	100	455743	109	472000	112
150030	105	155550	100	455751	109	472200	112
150040	105	156100	152	458021	91	472500	112
150045	105	156640	98	458022	91	472600	112
150050	105	156642	98	458023	91	472700	112
150060	105	156644	98	458024	91	472800	113
150065	105	156646	98	458731	91	473100	112
150070	105	156648	98	458732	91	473500	115
150080	105	156650	98	458733	91	474300	112
150900	105	159600	92	458734	91	474305	171
150902	105	159661	164	462026	166	474400	112
150904	105	159665	167	462231	166	474410	112
150905	105	159670	167	462500	166	474701	114
150907	105	362038	108	462512	166	474702	114
150910	105	362138	108	462617	166	474743	114
150912	105	362338	108	462723	166	474744	114
150915	105	365538	79	462827	166	475505	115
150920	105	386038	108	462932	166	475535	115
150922	105	386048	108	463036	166	475565	115
152400	93	386138	165	463139	166	475800	171
152505	93	386148	165	463243	166	475900	171
152510	93	387362	107	463616	91	476000	171
152605	93	387462	107	463732	91	476900	171
152615	93	387662	107	464003	91	578000	159
152705	93	388000	107	464004	91	653054	141
152710	93	388002	168	464713	91	653055	141
152715	93	388050	165	464714	91	653056	141
152800	93	388060	165	465423	91	654003	141

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
654004	141	701623	86	702399	31	703977	140
654019	141	701624	86	702595	25	703978	140
654020	141	701625	86	702600	25	703979	140
654021	141	701626	86	702603	25	703980	139
654052	140	701627	86	702604	25	704002	102
655054	142	701650	86	702605	25	704004	102
655055	142	701807	30	702608	25	704006	102
655056	142	701812	30	702804	30	704008	102
655074	140	701817	30	702806	30	704010	102
701330	50	701822	30	702810	30	704012	102
701340	51	701842	30	702812	30	704014	102
701342	51	701844	30	702852	141	704016	102
701346	51	701853	30	702854	141	704018	102
701350	51	701858	30	702858	141	704020	102
701352	51	701863	30	702860	141	704209	124
701353	51	701864	30	702864	142	704261	124
701354	51	701868	30	702866	142	704267	124
701355	51	701873	30	702870	142	704268	124
701357	151	701878	30	702872	142	704269	124
701358	151	701900	140	702883	140	704270	124
701360	151	701902	140	702884	140	704272	124
701362	151	701904	140	702885	140	704275	124
701364	48	701906	140	702886	140	704281	124
701365	48	701908	140	702890	142	704282	124
701367	48	701910	140	703247	134	704322	120
701368	151	701920	142	703340	135	704325	120
701370	48	701922	142	703341	135	704328	120
701371	48	701924	142	703343	135	704330	120
701372	48	701928	141	703344	135	704338	120
701374	48	701930	141	703345	135	704340	120
701381	150	701932	141	703346	135	704343	120
701450	148	701934	141	703380	135	704345	120
701452	148	701936	141	703409	131	704348	120
701454	148	701938	141	703411	131	704350	120
701456	148	701960	142	703440	131	704375	120
701458	148	701964	142	703459	131	704378	120
701460	148	701965	142	703677	139	704388	120
701462	148	701966	142	703678	139	704390	120
701620	86	701967	142	703970	20	704391	120
701621	86	701968	142	703975	140	704395	120
701622	86	702398	31	703976	140	704396	120

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
704397	120	704603	135	704654	135	704813	131
704398	120	704604	135	704655	135	705020	144
704399	120	704605	135	704656	135	705025	143
704419	120	704606	135	704659	137	705050	144
704424	120	704607	135	704661	134	705051	144
704429	120	704608	135	704662	134	705052	144
704430	120	704610	134	704663	134	705053	144
704431	120	704614	134	704665	133	705110	30
704486	121	704615	135	704666	134	705129	143
704492	121	704616	135	704718	137	705130	143
704493	121	704617	134	704719	137	705200	30
704495	121	704618	137	704721	137	705201	30
704500	127	704620	137	704722	137	705210	30
704502	127	704621	137	704723	137	705211	30
704504	127	704622	137	704724	137	705220	143
704506	127	704623	137	704725	137	705225	142
704507	127	704624	137	704726	137	705230	143
704508	127	704625	137	704730	133	705235	142
704518	123	704626	136	704731	133	705240	143
704520	123	704628	134	704732	133	705250	143
704522	127	704630	133	704733	133	705299	21
704523	127	704631	133	704734	133	705300	21
704526	130	704632	133	704735	133	705303	21
704532	126	704633	133	704736	133	705306	21
704534	126	704634	133	704737	133	705307	21
704536	126	704635	133	704739	133	705309	21
704538	126	704636	134	704740	133	705310	21
704541	127	704637	134	704741	133	705313	21
704542	127	704638	133	704742	133	705316	21
704544	127	704639	133	704743	133	705317	21
704548	127	704640	133	704745	133	705319	21
704549	127	704641	133	704746	133	705320	21
704551	127	704642	133	704747	133	705323	21
704552	127	704643	133	704750	139	705326	21
704554	127	704644	133	704751	139	705327	21
704570	129	704645	133	704765	134	705329	21
704575	129	704649	133	704766	134	705333	21
704580	129	704650	139	704767	134	705336	21
704600	135	704651	139	704807	131	705337	21
704601	135	704652	138	704811	131	705339	21
704602	135	704653	138	704812	131	705340	21

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
705343	21	705464	22	705615	138	705808	19
705346	21	705466	22	705616	138	705816	19
705347	21	705469	22	705617	138	705820	19
705350	139	705470	22	705618	135	705828	19
705351	139	705473	22	705620	138	705838	19
705352	139	705474	22	705621	138	705844	19
705353	139	705476	22	705622	138	705854	19
705382	131	705480	22	705623	138	705862	19
705383	131	705484	22	705659	136	705864	19
705384	131	705500	139	705662	136	705868	19
705385	131	705502	139	705663	136	705869	19
705386	131	705508	132	705664	136	705870	19
705390	131	705509	132	705666	136	705872	19
705391	131	705510	132	705671	136	705873	19
705392	131	705511	132	705677	138	705874	19
705399	22	705518	135	705678	138	705878	19
705400	22	705520	135	705685	132	705880	19
705403	22	705522	135	705686	132	705882	19
705404	22	705524	135	705688	132	705884	19
705406	22	705526	135	705689	132	705890	20
705409	22	705528	138	705700	31	705891	20
705410	22	705529	138	705702	31	705892	20
705413	22	705530	134	705704	31	705893	20
705414	22	705532	134	705706	31	705896	20
705416	22	705534	134	705708	31	705897	20
705419	22	705537	137	705710	31	705900	20
705420	22	705538	137	705712	31	705906	20
705423	22	705539	137	705714	31	705908	20
705424	22	705541	137	705716	31	705910	20
705426	22	705543	138	705718	31	705912	20
705433	22	705545	138	705720	31	705920	20
705434	22	705546	138	705730	31	705926	20
705436	22	705547	138	705732	31	705928	20
705449	22	705548	133	705734	31	705930	20
705450	22	705549	138	705736	31	705932	20
705453	22	705550	133	705738	31	706001	126
705454	22	705553	133	705740	31	706003	126
705456	22	705555	133	705742	31	706005	126
705459	22	705560	138	705744	31	706011	125
705460	22	705562	138	705746	31	706012	125
705463	22	705614	138	705748	31	706013	125

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
706014	125	707937	123	708709	111	709472	148
706016	125	707938	123	708718	111	709474	148
706017	125	707945	123	708722	111	709477	148
706018	125	707946	123	708728	111	709478	148
706019	125	707955	123	708733	111	709479	148
706021	124	707956	123	708744	111	709480	148
706023	124	708002	122	708745	111	709481	148
706025	125	708005	122	708757	111	709482	148
706027	125	708006	122	709101	111	717805	113
706029	125	708008	122	709103	111	717810	113
706031	125	708012	122	709105	111	717820	113
706033	124	708014	122	709107	111	718005	114
706034	124	708016	122	709109	111	718020	114
706080	125	708019	122	709110	167	718605	113
706081	125	708022	122	709118	111	718620	113
706086	125	708024	122	709144	111	718905	114
706087	125	708035	121	709400	38	718920	114
706090	125	708102	122	709402	38	719005	114
707525	129	708104	122	709410	147	719505	114
707526	129	708106	122	709413	147	719520	114
707528	129	708109	122	709416	147	719805	114
707529	129	708112	122	709420	147	719820	114
707530	128	708114	122	709423	147	721305	114
707531	128	708116	122	709426	147	722055	108
707532	128	708119	122	709430	147	722060	108
707533	128	708122	122	709432	147	723014	113
707535	128	708124	122	709434	147	723015	113
707537	128	708132	123	709436	147	723016	113
707538	129	708134	123	709443	147	732002	23
707542	121	708210	126	709446	147	732004	23
707550	128	708212	126	709448	147	732006	23
707915	123	708214	126	709449	147	732008	24
707916	123	708216	126	709450	147	732010	24
707917	123	708218	126	709452	147	732012	24
707918	123	708220	126	709453	147	732022	23
707925	123	708462	131	709455	147	732024	23
707926	123	708470	131	709456	147	732026	23
707928	123	708471	131	709458	148	732028	24
707930	126	708472	131	709463	147	732030	24
707935	123	708605	167	709465	147	732032	24
707936	123	708707	111	709470	147	732102	23

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
732104	23	732310	26	732672	149	747765	110
732106	23	732312	26	732674	149	747770	110
732108	24	732322	25	732702	26	747775	110
732110	24	732324	25	732704	27	749311	111
732112	24	732326	25	732706	27	749321	111
732122	23	732328	26	732708	27	749510	166
732124	23	732330	26	732710	27	758900	108
732126	23	732332	26	732712	28	758901	109
732128	24	732344	25	732714	28	758902	109
732130	24	732348	26	732722	26	758905	108
732132	24	732352	26	732724	27	758910	109
732146	149	732364	25	732726	27	759005	58
732148	149	732368	26	732728	27	759015	58
732150	149	732372	26	732730	27	759030	58
732152	149	732502	26	732732	28	759035	58
732166	149	732504	27	732734	28	759105	58
732168	149	732506	27	732802	28	759115	58
732170	149	732508	27	732804	28	759125	58
732172	149	732510	27	732806	28	759128	58
732202	23	732512	28	732808	29	759150	59
732204	23	732514	28	732810	29	759170	59
732206	23	732602	26	732812	29	759200	59
732208	24	732604	27	732814	29	759210	59
732210	24	732606	27	732822	28	759215	59
732212	24	732608	27	732824	28	759220	59
732222	23	732610	27	732826	28	759230	59
732224	23	732612	28	732828	29	759235	59
732226	23	732614	28	732830	29	759240	154
732228	24	732622	26	732832	29	759241	154
732230	24	732624	27	732834	29	759242	154
732232	24	732626	27	732990	29	759243	154
732244	23	732628	27	732992	29	759500	153
732248	24	732630	27	732994	29	759700	110
732252	24	732632	28	732996	29	759701	110
732264	23	732634	28	747715	110	759703	110
732268	24	732646	149	747720	110	759705	110
732272	24	732650	149	747725	110	759710	110
732302	25	732652	149	747730	110	759800	154
732304	25	732654	149	747750	110	768505	98
732306	25	732666	149	747755	110	768510	98
732308	26	732670	149	747760	110	768515	97

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
778012	116	780731	50	781300	45	781366	47
778013	116	780732	50	781301	45	781367	47
778312	116	780733	50	781302	45	781368	47
778313	116	780734	50	781303	45	781369	47
778712	116	780740	152	781304	45	781371	47
778713	116	780741	152	781305	45	781372	47
779012	116	780742	152	781310	45	781373	47
779022	116	780743	152	781311	45	781374	47
780400	49	780744	152	781312	45	781375	47
780500	49	780750	49	781313	45	781376	47
780502	49	780751	49	781314	45	781377	47
780505	49	780752	49	781315	45	781378	47
780507	48	780753	49	781316	45	781381	48
780521	49	780754	49	781317	45	781382	48
780522	49	780755	49	781318	45	781383	47
780523	49	780756	49	781320	45	781390	47
780524	49	780757	49	781321	45	781391	47
780525	49	780758	49	781322	45	781400	47
780536	48	780759	49	781323	45	781411	46
780540	49	780760	50	781324	45	781412	46
780546	49	780761	50	781325	45	781413	150
780550	49	780762	50	781326	45	781414	150
780555	49	780763	50	781327	45	781415	46
780605	152	780764	50	781330	45	781416	46
780608	152	780770	153	781332	45	781419	150
780700	50	780771	153	781333	45	781500	51
780701	50	780772	153	781334	46	781510	51
780702	50	780773	153	781340	46	781520	150
780703	50	780774	153	781341	46	781525	151
780704	50	780775	153	781342	46	781530	151
780710	50	781029	115	781343	46	781535	150
780711	50	781039	115	781344	46	781540	150
780712	50	781040	115	781345	47	781565	51
780713	50	781230	47	781347	47	781566	51
780714	50	781231	47	781350	47	781600	54
780720	153	781232	47	781354	47	781601	54
780721	153	781233	47	781357	47	781602	54
780722	153	781234	47	781358	47	781603	54
780723	153	781260	150	781362	150	781604	54
780724	153	781280	45	781364	47	781605	54
780730	50	781290	46	781365	47	781607	54

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
781608	54	781910	57	782706	52	782881	54
781610	54	781911	57	782707	52	782890	54
781611	54	781912	57	782710	52	782891	54
781614	54	781913	57	782711	52	782900	53
781615	54	781960	56	782716	52	782901	53
781620	55	781961	56	782717	52	782910	53
781621	55	781962	56	782720	52	4340000	172
781622	55	781965	56	782721	52	4340001	172
781626	55	781968	56	782726	52	4340002	172
781627	55	781970	56	782727	52	4340010	172
781640	55	781971	56	782730	52	4340011	172
781641	55	781974	56	782731	52	4340012	172
781642	55	781975	56	782736	52	4340020	172
781660	55	781980	57	782737	52	4340021	172
781661	55	781981	57	782740	52	4340022	172
781662	55	781982	57	782741	52	4340030	172
781663	55	781986	57	782746	52	4340031	172
781665	55	781987	57	782747	52	4340032	172
781668	55	781988	57	782750	52	4340040	172
781670	55	781989	57	782751	52	4340041	172
781671	55	782022	57	782756	52	4340042	172
781680	55	782030	57	782757	52	4340060	172
781681	55	782031	57	782800	53	4340061	172
781682	55	782034	57	782801	53	4340062	172
781686	55	782035	57	782806	54	4341000	152
781687	55	782082	57	782810	53	4341001	152
781720	56	782090	57	782811	53	4341002	152
781721	56	782091	57	782816	54	4341050	152
781722	56	782094	57	782820	53	4341051	152
781724	56	782095	57	782821	53	4341052	152
781731	56	782150	153	782826	54	4600100	16
781732	56	782151	153	782840	53	4600101	16
781740	56	782152	153	782841	53	4600120	16
781741	56	782153	153	782846	54	4600121	16
781742	56	782155	153	782860	53	4600130	16
781780	56	782300	58	782861	53	4600131	16
781782	56	782301	58	782866	54	4600140	16
781840	56	782305	58	782870	53	4600141	16
781842	56	782306	58	782871	53	4600150	16
781900	57	782700	52	782876	54	4600151	16
781902	57	782701	52	782880	54	4600160	16

Art.-Nr.	Seite
4600161	16
4600170	16
4600171	16
4600210	17
4600211	17
4600220	17
4600221	17
4600230	17
4600231	17
4600240	17
4600241	17
4600290	17
4600291	17
4600310	16
4600311	16
4600320	16
4600321	16

Art.-Nr.	Seite
4600330	16
4600331	16
4600340	16
4600341	16
4600350	16
4600351	16
4600360	16
4600361	16
4630130	17
4630131	17
4630140	17
4630141	17
4630150	17
4630151	17
4630160	17
4630161	17
4630170	17

Art.-Nr.	Seite
4630171	17
4630230	18
4630231	18
4630240	18
4630241	18
4630290	18
4630291	18
4630330	17
4630331	17
4630340	17
4630341	17
4630350	17
4630351	17
4630360	17
4630361	17
4640040	18
4640041	18

Art.-Nr.	Seite
4640240	18
4640241	18
4720120	18
4720140	18
4720150	18
4720420	18
4720440	18
4720450	18
4723150	19
4760141	18
4760151	18
4760161	18
4760241	18
4760251	18
4760261	18
4760451	18

BRAND GMBH + CO KG Allgemeine Geschäftsbedingungen für Bestellungen außerhalb shop.brand.de

1 Allgemeines

- 1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für Bestellungen außerhalb shop.brand.de der BRAND GmbH + CO KG („BRAND“) sind nur zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern bestimmt.
- 1.2 Diese AGB gelten für sämtliche – auch zukünftige – Verträge mit dem Kunden, die außerhalb shop.brand.de zustande kommen. Andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn BRAND diesen nicht ausdrücklich widerspricht. Ergänzungen und Änderungen des Vertrags bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Der Verzicht auf die Schriftform ist seinerseits nur schriftlich möglich. Dies gilt nicht für individuelle Vertragsabreden. Die Vertragssprache ist Deutsch und/oder Englisch. Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen Fassung dieser AGB und einer anderen Sprachfassung ist die deutsche Fassung maßgeblich.
- 1.3 BRAND Angebote sind freibleibend. Technische Verbesserungen von BRAND Erzeugnissen bleiben vorbehalten.
- 1.4 BRAND darf die für die Vertragsabwicklung erforderlichen Daten elektronisch speichern und verarbeiten.
- 1.5 Eine Aufrechnung durch den Kunden ist unzulässig, es sei denn, sie erfolgt mit unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen oder aus dem Leistungsverweigerungsrecht nach § 320 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) erwachsenden, auf Zahlung gerichteten Gegenforderungen.
- 1.6 Aufträge mit einem Warenwert unter 250 € werden mit einem Mindermengenzuschlag von 50 € ausgeführt. Die Lieferung erfolgt grundsätzlich in Verpackungseinheiten (VE) gemäß der jeweils gültigen Preisliste. Bei Lieferung innerhalb von 5 Arbeitstagen oder Auftragswerten bis zu 500 € behält BRAND sich vor, auf eine Auftragsbestätigung zu verzichten.
- 1.7 Für Geschäfte mit Kunden, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, und mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist der Gerichtsstand Frankfurt am Main. BRAND ist auch berechtigt, das für den Sitz des Kunden zuständige Gericht anzurufen. Ferner hat BRAND das Recht, als Kläger das Schiedsgericht bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt am Main anzurufen. Das Schiedsgericht entscheidet in diesem Fall nach der Schiedsgerichtsordnung der IHK Frankfurt am Main unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges den Rechtsstreit endgültig.
- 1.8 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, unter Ausschluss der Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts sowie des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG).

2 Lieferung

- 2.1 Erfüllungsort ist das Werk von BRAND in Wertheim. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Lieferung verpackt und zum Abtransport verladen worden ist ((FCA Wertheim) (Incoterms® 2020 free carrier) und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder BRAND noch andere Leistungen, z. B. Versand, Transport-, Verpackungs- oder Versicherungskosten, Ausfuhr oder Aufstellung, übernimmt. Dies gilt auch bei Lieferung in ein Konsignationslager beim Kunden.
- 2.2 Soweit BRAND Abrufaufträgen zugestimmt hat, hat der Kunde die Gesamtmenge bis zum vereinbarten Termin, ansonsten binnen 6 Monaten abzunehmen.

3 Lieferzeiten, Höhere Gewalt, Verzug

- 3.1 Lieferzeiten verstehen sich ab Werk. Lieferfristen oder Liefertermine haben zur Voraussetzung, dass der Kunde von ihm zu beschaffende Informationen und Unterlagen wie Zeichnungen, Genehmigungen oder Freigaben rechtzeitig beibringt, vereinbarungsgemäß Akkreditive eröffnet und Anzahlungen leistet sowie alle ihm sonst obliegenden Verpflichtungen rechtzeitig erfüllt. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, alle für Export, Import oder Verbringung erforderlichen Informationen (z.B. Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck), Unterlagen, Genehmigungen und Zeugnisse, die ggf. für die Erfüllung von Verpflichtungen von BRAND erforderlich sind, unverzüglich beizubringen. Kommt es bei erforderlichen Genehmigungs-, Prüfungs- oder Auskunftsverfahren zu Verzögerungen, so verlängern sich dadurch Lieferfristen und -termine entsprechend, wenn nicht BRAND die Verzögerung allein zu vertreten hat.
- 3.2 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.
- 3.3 Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Naturkatastrophen, Pandemien, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder auf ähnliche, nicht von BRAND zu vertretende Ereignisse, z.B. Streiks oder Aussperrungen, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen um die Zeiten, während derer das vorbezeichnete Ereignis oder seine Wirkung andauern.
- 3.4 BRAND wird den Kunden unverzüglich über Lieferhindernisse oder Verzögerungen und deren voraussichtliche Dauer informieren.
- 3.5 Lieferversatz setzt in jedem Fall eine Mahnung des Kunden mit angemessener Nachfrist und den Ablauf dieser Nachfrist voraus. Der Kunde hat BRAND über drohende Verzugsfolgen unverzüglich schriftlich zu informieren.
- 3.6 Bei Verzugschäden ist die Haftung für Schadensersatz auf 10 % des Wertes der verspäteten Lieferung/Leistung begrenzt. Die Begrenzung gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und/oder bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

4 Preise, Zahlungsbedingungen

- 4.1 Preise verstehen sich zuzüglich ggf. fälliger gesetzlicher Umsatzsteuer und gelten FCA (Incoterms® 2020 free carrier), Wertheim. Kosten für Verpackung sowie Transport-, Fracht- und Versicherungskosten gehen zu Lasten des Kunden. Die Preise verstehen sich weiter ausschließlich der Kosten für die Rücknahme und Wiederverwertung/Entsorgung von Altgeräten.
- 4.2 Rechnungen sind ohne Abzug fällig sofort bzw. zum angegebenen Zeitpunkt netto kosten- und spesenfrei in EURO und zahlbar auf das von BRAND benannte Konto. Maßgeblich ist der Zahlungseingang. Wechsel und Schecks nimmt BRAND nur erfüllungshalber und auf Kosten des Kunden an.
- 4.3 Bei Kunden, mit denen BRAND erstmalig oder nicht regelmäßig zusammenarbeitet, nach Zahlungsverzögerungen oder bei begründetem Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden kann BRAND jede Einzellieferung von einer Vorausbezahlung oder einer Sicherheitsleistung in Höhe des Rechnungsbetrages abhängig machen.
- 4.4 Liegen zwischen Abschluss und vereinbarter Lieferung mehr als 4 Monate, so kann BRAND im Rahmen billigen Ermessens einen Preisaufschlag verlangen, der der Kostensteigerung bei BRAND bis zur Lieferung entspricht.
- 4.5 Bei vereinbarter Rücksendung mangelfreier Ware wird dem Kunden ein Prüf- und Abwicklungsaufwand in Höhe von 20 % des Rechnungsbetrages (mindestens 50 €) berechnet.
- 4.6 Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug, so werden sämtliche Forderungen von BRAND gegen ihn sofort fällig, und BRAND ist zu weiteren Lieferungen aus laufenden Lieferverträgen nicht verpflichtet.
- 4.7 Bei Zahlungsverzug berechnet BRAND – vorbehaltlich weitergehender Schadensersatzansprüche – Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe.
- 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber dem Kunden (z.B. aus Gutschrift) kann BRAND gegen offene Forderungen von BRAND gegen den Kunden verrechnen.

5 Eigentumsvorbehalt, Vorausabtretung

- 5.1 Die Lieferware bleibt bis zu ihrer vollständigen uneingeschränkten Bezahlung Eigentum von BRAND. Sollte BRAND noch weitere Forderungen gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung haben, so bleibt der Eigentumsvorbehalt bis zu deren Bezahlung bestehen.
- 5.2 Der Kunde darf Vorbehaltsware nicht verbrauchen oder mit anderen Sachen verbinden, an denen Rechte Dritter bestehen. Wird Vorbehaltsware dennoch durch Verbindung mit anderen Gegenständen Bestandteil einer neuen (Gesamt-) Sache, so wird BRAND an dieser unmittelbar quotenmäßig Miteigentümer, auch wenn sie als Hauptsache anzusehen ist. Die Miteigentumsquote von BRAND richtet sich nach dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache zum Zeitpunkt der Verbindung.
- 5.3 Der Kunde darf Vorbehaltsware im Wege seiner normalen Geschäftstätigkeit veräußern, soweit er seine Ansprüche aus der Weiterveräußerung nicht abgetreten, verpfändet oder anderweitig belastet hat.
- 5.4 Der Kunde tritt BRAND die Ansprüche gegen seine Abnehmer aus der Veräußerung von Vorbehaltsware (Ziffer 5.3) und/oder neu gebildeten Sachen (Ziffer 5.2) in Höhe der Rechnung für die Vorbehaltsware bereits im Voraus zur Sicherung ab. Solange der Kunde nicht mit der Bezahlung der Vorbehaltsware in Verzug gerät, kann er die abgetretenen Forderungen im ordnungsgemäßen Geschäftsgang einziehen. Den anteiligen Erlös darf er jedoch nur zur Bezahlung der Vorbehaltsware an BRAND verwenden.
- 5.5 Auf Verlangen des Kunden gibt BRAND Sicherheiten nach eigener Auswahl frei, wenn und soweit ihr Wert die zu sichernde Forderung um mehr als 20 % übersteigt.
- 5.6 Über Pfändungen sowie Beschlagnahmen der Vorbehalts- oder Miteigentumsware oder sonstige Verfügungen durch Dritte hat der Kunde BRAND unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

- 5.7 Bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung von Wechseln oder Schecks, Nichterfolg bzw. Rückruf einer durch SEPA-Lastschritverfahren erfolgenden Zahlung, Zahlungseinstellung oder Insolvenz des Kunden oder des Endabnehmers erlöschen die Rechte des Kunden aus Ziffer 5.3; der Kunde hat den jeweiligen Abnehmer umgehend auf den verlängerten Eigentumsvorbehalt von BRAND hinzuweisen; er darf die Abtretung betreffende Erlösteile nur zur Bezahlung der Lieferware verwenden und BRAND ist berechtigt, die abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen.

- 5.8 Bei schuldhaften Verstößen des Kunden gegen Vertragspflichten, insbesondere in den Fällen der Ziffer 5.7 ist BRAND berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder auch ohne Rücktritt beim Kunden noch vorhandene Vorbehaltsware herauszuverlangen und die abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen. Zur Feststellung der Rechte von BRAND kann BRAND sämtliche die Vorbehaltsrechte betreffenden Unterlagen/Bücher des Kunden durch eine zu Berufsverschwiegenheit verpflichtete Person einsehen lassen.

6 Gewährleistung, Haftungsbeschränkung

- 6.1 BRAND gewährleistet, dass Lieferware von BRAND (einschließlich vereinbarter Montage) bei Gefahrübergang mangelfrei ist. Die geschuldete Beschaffenheit, Haltbarkeit und Verwendung der Lieferware richtet sich ausschließlich nach der schriftlich vereinbarten Spezifikation, Produktbeschreibung und/oder Bedienungsanleitung. Darüber hinausgehende Angaben insbesondere in Vorgesprächen, Werbung und/oder in Bezug genommene industrielle Normen werden nur durch ausdrückliche schriftliche Einbeziehung Vertragsbestandteil.
- 6.2 Benötigt der Kunde die Lieferware für andere Zwecke als die vereinbarten, muss er ihre spezielle Eignung für diese – auch hinsichtlich der Produktsicherheit – und ihre Übereinstimmung mit allen einschlägigen technischen, gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften auf eigene Verantwortung vor dem geplanten Einsatz überprüfen. Für eine von BRAND nicht ausdrücklich und schriftlich bestätigte Verwendbarkeit schließt BRAND die Haftung aus. Bei Werkstoff- oder Konstruktionsvorschriften des Kunden haftet BRAND nicht. Die Einhaltung von sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln hängt von Einsatzort und Einsatzbedingungen ab, von denen BRAND keine Kenntnis hat. Maßnahmen für die Einhaltung liegen daher im Verantwortungsbereich des Kunden oder des jeweiligen Anwenders.
- 6.3 BRAND haftet nicht für Folgen unsachgemäßer Behandlung, Verwendung, Wartung und Bedienung der Lieferware oder für Folgen normaler Abnutzung, insbesondere von Verschleißteilen wie z.B. Kolben, Dichtungen, Ventilen, sowie Bruch von Glas-, Kunststoff- und Keramikteilen, für die Folgen chemischer, elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse oder bei Nichtbeachten der Bedienungsanleitung.
- 6.4 Im Fall berechtigter Mängelrüge ist BRAND zunächst nur zur Nacherfüllung verpflichtet. Nacherfüllung ist nach Wahl von BRAND Mängelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Ware. Weitergehende Mängelansprüche bestehen nur bei Ablehnung, Unmöglichkeit oder Scheitern der Nacherfüllung. Bei Unverhältnismäßigkeit der Kosten der Nacherfüllung gemäß § 439 Abs. 4 BGB übernimmt BRAND die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen nach § 439 Abs. 2, 3 BGB höchstens bis zu einem Betrag in Höhe von 150 % des Werts der Lieferware in mangelfreiem Zustand.
- 6.5 Der Kunde hat die Lieferware nach Erhalt unverzüglich – auch auf Produktsicherheit – sorgfältig zu überprüfen und offensichtliche Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen, versteckte Mängel unverzüglich nach Entdeckung. Transportschäden hat der Kunde sofort beim Überbringer anzumelden. Bei Nichtbeachtung der Prüf- und Rügepflicht sind Mängelansprüche des Kunden ausgeschlossen.
- 6.6 Die Haftung von BRAND für leichte Fahrlässigkeit ist beschränkt auf Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, auf Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz sowie auf Ansprüche aus schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, durch die der Vertragszweck gefährdet wird. Im Übrigen ist die Haftung von BRAND für leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten auf den von BRAND bei Vertragsschluss voraussehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 6.7 Setzt der Kunde die Lieferware mit umweltschädlichen, giftigen, radioaktiven oder sonst wie gefährlichen Stoffen ein, muss er BRAND vor der Rücksendung über diese Stoffe aufklären. Des Weiteren ist der Kunde verpflichtet, die Lieferware zu reinigen. Ggf. erforderliche Kosten für Dekontamination/Reinigung und Entsorgung kann BRAND dem Kunden in Rechnung stellen.

7 Verjährung

- 7.1 Mängelansprüche gegen BRAND verjähren innerhalb eines Jahres nach Lieferung der Ware an den Kunden. Entsprechendes gilt für Schadensersatzansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund. Die Verjährungsfristen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB bleiben unberührt. Etwaige Rückgriffsansprüche gemäß § 445a BGB verjähren innerhalb eines Jahres nach Ablieferung an den Kunden. Die Ablaufhemmung nach § 445b BGB endet spätestens drei Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem BRAND die Sache dem Kunden abgeliefert hat. Die Einschränkungen der Verjährungsfristen gelten nicht für Ansprüche aufgrund arglistigen Verschweigens eines Mangels, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für sonstige Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Im Falle von ersetzter oder reparierter Lieferware beginnt die Verjährungsfrist nur dann neu zu laufen, wenn BRAND die Mangelhaftigkeit der ersetzten oder reparierten Lieferware anerkannt hat.

8 Softwarenutzung

- 8.1 Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Kunden ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt.
- 8.2 Der Kunde darf die Software nur in gesetzlich zulässigem Umfang (§§ 69 a ff. Urheberrechtsgesetz) vervielfältigen, übertragen, übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Kunde verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung von BRAND bzw. des Softwarelieferanten, zu verändern.
- 8.3 Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen, einschließlich der Kopien, verbleiben bei BRAND bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.

9 Montage

- 9.1 Montagekosten können monatlich abgerechnet werden. Montagefestpreise erstrecken sich nur auf die vereinbarten Arbeiten.
- 9.2 Der Kunde hat unter Kostenübernahme zu stellen: Beleuchtung, Antriebskraft, ggf. Pressluft, Wasser, Schweißstrom und Heizung einschließlich der erforderlichen Anschlüsse, elektrische Installationen zum Anschluss der von BRAND gelieferten Geräte, die erforderlichen Vorrichtungen (wie Hebezeuge), verschleißbaren Raum zur Lagerung von Material, Werkzeug und Kleidung während der Montage.

10 Ersatzteile, Wartung/Reparatur/Kalibrierung

- 10.1 Für Ersatzteile sowie für Wartungs-, Reparatur- und Kalibrierleistungen gilt die jeweils aktuelle BRAND Preisliste.
- 10.2 Sofern für Ersatzteile eine Verpflichtung zur Haltung/Lieferung von Ersatzteilen besteht, ist diese auf die Dauer von 5 Jahren ab Auslieferung durch BRAND beschränkt. Werden Ersatzteile nicht von BRAND hergestellt oder sind sie am Markt nicht mehr verfügbar – z.B. Elektronik-Bauteile –, oder ist das Ausgangsmaterial zu ihrer Herstellung nicht mehr verfügbar, so erlischt die Verpflichtung von BRAND zur Lieferung von Ersatzteilen.
- 10.3 Für Kalibrierung und Wartung wird üblicherweise Verbrauchsmaterial aus BRAND-Produktion verwendet.
- 10.4 Wartungs- und Kalibrierungsleistungen können nur erbracht werden, wenn der Kunde zuvor die gesundheitliche Unbedenklichkeit der eingesandten Geräte erklärt hat.
- 10.5 Bei einem Reparatur-/ Wartungswert bis zu 50 € behält BRAND sich vor, auf einen separaten Kostenvoranschlag zu verzichten.

11 Rechtsbehalt, Gewerbliche Schutzrechte, Geheimhaltung

- 11.1 Für von BRAND hergestellte oder beige stellte Formen, Werkzeuge oder sonstige Vorrichtungen, Muster, Abbildungen sowie kaufmännische und technische Unterlagen behält BRAND sich das Eigentum und alle gewerblichen Schutz- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch, wenn der Kunde die Kosten dafür ganz oder teilweise übernommen hat. Der Kunde darf diese nur in der vereinbarten Weise nutzen. Die Vertragsgegenstände darf der Kunde ohne schriftliche Zustimmung von BRAND weder selbst produzieren noch produzieren lassen.
- 11.2 Sofern BRAND Waren nach vom Kunden vorgeschriebenen Konstruktionen oder sonstigen Vorgaben (Modelle, Muster usw.) liefert, haftet der Kunde BRAND gegenüber bei Verschulden dafür, dass durch ihre Herstellung und Lieferung gewerbliche Schutzrechte und sonstige Rechte Dritter nicht verletzt werden. Er hat BRAND bei Verschulden alle aus solchen Rechtsverletzungen resultierenden Schäden zu ersetzen.
- 11.3 Aus der Geschäftsverbindung mit BRAND erlangtes und nicht offenkundiges Wissen hat der Kunde Dritten gegenüber geheim zu halten.

Stand: September 2020

BRAND GMBH + CO KG

Postfach 1155 | 97861 Wertheim | Deutschland

T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de

BRAND. For lab. For life.®

