


Küvette, makro

759005

PRODUKT-
INFORMATION




Abmessungen in mm

Füllvolumen min.	2,5 ml
Schichtdicke	10 mm
Material	PS

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Küvette, halbmikro

759015


 PRODUKT-
INFORMATION


Abmessungen in mm

Füllvolumen min.	1,5 ml
Schichtdicke	10 mm
Material	PS

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.