


# Deep-well Platte 1,1 ml

## 701352

 PRODUKT-  
INFORMATION


L	127,50 mm
W	85,50 mm
H	41,00 mm
Hs	3,00 mm
X1	14,25 mm
Xn	113,25 mm
Y1	11,25 mm
Yn	74,25 mm
P	9,00 mm
D	7,20 mm
Hw	37,40 mm
C	12 Well
R	8 Well

<b>Well-Anzahl</b>	96
<b>Typ</b>	Standard
<b>Bodenform</b>	U-Boden
<b>Nennvolumen</b>	1,1 ml
<b>Material</b>	PS
<b>Well-Form</b>	Rund
<b>Cut corner</b>	H1
<b>Qualität</b>	BIO-CERT® PCR QUALITY
<b>Passende Verschlussmatte</b>	701360



Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.