



# Reagenzreservoirs für Mehrkanal-Mikroliterpipette 703409/703411


 PRODUKT-  
INFORMATION




Abmessungen in mm

<b>Arbeitsvolumen</b>	60 ml
<b>Bodenform</b>	V-Boden
<b>Material</b>	PP
<b>Farbe</b>	farblos
<b>Graduierung</b>	bei 10 ml, 30 ml und 60 ml

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BRAND GMBH + CO KG | Otto-Schott-Str. 25 | 97877 Wertheim | Germany | T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de

# Reagenzreservoirs mit Deckel für Mehrkanal-Mikroliterpipette 703459


 PRODUKT-  
INFORMATION


Abmessungen in mm

<b>Arbeitsvolumen</b>	60 ml
<b>Bodenform</b>	V-Boden
<b>Material</b>	PP
<b>Farbe</b>	farblos
<b>Graduierung</b>	bei 10 ml, 30 ml und 60 ml

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BRAND GMBH + CO KG | Otto-Schott-Str. 25 | 97877 Wertheim | Germany | T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de