


# Reagenzreservoirs mit Deckel

## 701460/701462


 PRODUKT-  
INFORMATION


Abmessungen in mm

<b>Arbeitsvolumen</b>	40 ml
<b>Bodenform</b>	V-Boden
<b>Material</b>	PP
<b>Farbe</b>	farblos
<b>Gewicht</b>	ca. 6 g ohne Deckel, ca. 8 g mit Deckel

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BRAND GMBH + CO KG | Otto-Schott-Str. 25 | 97877 Wertheim | Germany | T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de