


2 – 200 µl Pipettenspitze

732008 | 732028

PRODUKT-
INFORMATION



Abmessungen in mm


Volumen	2 – 200 µl
Material	PP; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
Farbe	gelb
Verpackung	Lose im Beutel
Qualität	Fertigung unter Reinraumbedingungen der Klasse 8 gemäß ISO 14644-1

2 – 200 µl Pipettenspitze

732108 | 732208 | 732248



PRODUKT-
INFORMATION



Abmessungen in mm

Volumen	2 – 200 µl
Material	PP; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
Farbe	transparent
Verpackung	palettiert
Qualität	Reinraum Klasse 8 gemäß ISO 14644-1, Frei von DNA*, RNase und DNase, Frei von Pyrogenen gemäß LAL-Test**

* humane und bakterielle DNA, ** gemäß Limulus Amebocyte Lysate (LAL) Test, Nachweisgrenze 0,01 EU/ml




2 – 200 µl Pipettenspitze

732128 | 732228 | 732268



PRODUKT-
INFORMATION



Abmessungen in mm

Volumen	2 – 200 µl
Material	PP; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
Farbe	transparent
Verpackung	palettiert
Qualität	Reinraum Klasse 8 gemäß ISO 14644-1, Frei von DNA*, RNase und DNase, Frei von Pyrogenen gemäß LAL-Test**, Steril gemäß ISO 11137, Frei von ATP

* humane und bakterielle DNA, ** gemäß Limulus Amebocyte Lysate (LAL) Test, Nachweisgrenze 0,01 EU/ml

