


# 0,5 – 5 ml Pipettenspitze

## 702595 | 702600

PRODUKT-  
INFORMATION




Abmessungen in mm

<b>Volumen</b>	0,5 – 5 ml
<b>Material</b>	PP; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Verpackung</b>	Lose im Beutel
<b>Qualität</b>	Fertigung unter Rainraumbedingungen CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG

# 0,5 – 5 ml Pipettenspitze

## 702605

PRODUKT-  
INFORMATION



Abmessungen in mm

<b>Volumen</b>	0,5 – 5 ml
<b>Material</b>	PP; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Verpackung</b>	palettiert
<b>Qualität</b>	Fertigung unter Rainraumbedingungen CE-gekennzeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG