



24-well PCR-Platte

781411



PRODUKT-
INFORMATION



L	81,0 mm
W	27,0 mm
H	20,9 mm
Hr	18,5 mm
P	9,0 mm
C	3 Well
R	8 Well

Ausführung	ohne Rahmen, Standard
Wellrand	nicht erhöht
Volumen	200 µl / well
Material	PP
Farbe	transparent
Qualität	Reinraum Klasse 8 gemäß ISO 14644-1, Frei von DNA*, RNase und DNase, Frei von Pyrogenen gemäß LAL-Test**, Frei von PCR-Inhibitoren

* humane und bakterielle DNA, ** gemäß Limulus Amebocyte Lysate (LAL) Test, Nachweisgrenze 0,01 EU/ml





Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

24-well PCR-Platte

781412



PRODUKT-
INFORMATION



L	81,0 mm
W	27,0 mm
H	20,9 mm
Hr	18,5 mm
P	9,0 mm
C	3 Well
R	8 Well

Ausführung	ohne Rahmen, Standard
Wellrand	nicht erhöht
Volumen	200 µl / well
Material	PP
Farbe	weiß
Qualität	Reinraum Klasse 8 gemäß ISO 14644-1, Frei von DNA*, RNase und DNase, Frei von Pyrogenen gemäß LAL-Test**, Frei von PCR-Inhibitoren

* humane und bakterielle DNA, ** gemäß Limulus Amebocyte Lysate (LAL) Test, Nachweisgrenze 0,01 EU/ml



Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.