

Ein starkes Team für mehr Hygiene im Labor



# Vliestücher Pursept® Wipes XL

F I R S T C L A S S · B R A N D

**Pursept® Wipes XL in Kombination mit Pursept®-A Xpress** für die zuverlässige und schnelle Desinfektion Ihres Arbeitsplatzes, Labortisches oder Ihrer Sterilbank. Zur Aufbewahrung der Tücher dient die passende Spenderbox.

■ **Vliestücher mit Mikro-Struktur**

Die fusselfreien und reißfesten Vliestücher sind so strukturiert, dass sie den Wirkstoff optimal abgeben und gleichzeitig den Schmutz hervorragend aufnehmen.

■ **Nachfüllbare Spenderbox**

Aus der platzsparenden und wieder verschließbaren Box können die Tücher einzeln entnommen werden.

■ **Pursept®-A Xpress**

Effektive Flächendesinfektion gegen Bakterien, Viren und Pilze gemäß DGHM/VAH in nur 15 Sekunden.



# Mit einem starken Team – Hygienische Sicherheit in nur 15 Sekunden

## Pursept® Wipes XL, passende Spenderbox und Pursept®-A Xpress

Die Pursept® Wipes XL Tuchrolle wird in der Spenderbox aufbewahrt. Die Vliestücher können bei hohem Verbrauch direkt in der praktischen Spenderbox mit 1,5 Liter der Desinfektionslösung getränkt werden (max. Standzeit 28 Tage). Bei niedrigem Verbrauch empfiehlt sich, das einzelne Tuch direkt vor der Anwendung zu tränken.

## Bestelldaten

### Technische Informationen

#### Pursept® Wipes XL, Tücher

Vliestücher aus 100% Polyester. Die speziell entwickelte Vliesstruktur macht das Tuch reißfest und fusselfrei. Außerdem bietet sie eine optimale Wirkstoffabgabe bei gleichzeitig hervorragender Schmutzaufnahme.

Beschreibung	Verp.-Einh.	Best.-Nr.
Je Rolle 70 Tücher á 230 x 280 mm	6	448 70



#### Spenderbox für Pursept® Wipes XL, leer

Die wiederbefüllbare Spenderbox für die praktische und platzsparende Aufbewahrung von Pursept® Wipes XL-Tüchern bietet einen perfekten Schutz vor Austrocknung der vorge-tränkten Tücher.

Beschreibung	Verp.-Einh.	Best.-Nr.
Spenderbox für 70 Tücher á 230 x 280 mm	3	448 75



#### Pursept®-A Xpress

Alkoholische Flächendesinfektion.  
Gebrauchsfertige Lösung mit frischem Duft.  
DGHM/VAH-gelistet und RKI konform, wirksam in nur 15 Sekunden.

Beschreibung	Verp.-Einh.	Best.-Nr.
1 l Flasche	10	448 30
5 l Kanister	3	448 35



#### Mikrobiologische Wirksamkeit:

Flächendesinfektion: Bakterien und Pilze bei geringer organischer Belastung mit Mechanik gem. DGHM/VAH: 15 Sek. Begrenzt viruzid\* (inkl. HIV, HBV, HCV): 15 Sek. Wirksamkeit gegen TbB: 30 Sek.

\* gemäß RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01/2004

#### Inhaltsstoffe:

100 g Pursept®-A Xpress enthalten:  
55 g Ethanol,  
0,03 g N-Alkylaminopropylglycin,  
Hilfsstoffe

#### Chemisch-physikalische Daten:

Klare, farblose Flüssigkeit.  
Dichte: ca. 0,9 g/ml  
pH-Wert: ca. 7,5

BRAND® ist eine eingetragene Marke der BRAND GMBH + CO KG.

Wiedergegebene Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Ergebnissen unter Testbedingungen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Die Übertragbarkeit ist daher im Einzelfall von Ihnen selbst sehr sorgfältig zu überprüfen.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BRAND GMBH + CO KG · Postfach 11 55 · 97861 Wertheim · Germany  
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-236 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

