

Produktinformation: **BLAUBRAND®** Volumenmessgeräte

Sehr geehrter Kunde,

BLAUBRAND® Volumenmessgeräte von BRAND werden seit 1995 mit einer Chargennummer und einem entsprechenden Zertifikat ausgeliefert. Auf dem Messgerät wie auf dem Zertifikat ist bisher die Chargennummer mit bspw. **DE-M** 18.01 angegeben.

Wir haben uns entschieden, diese Chargennummer im Aufbau folgendermaßen zu ändern:

Aus **DE-M** 18.40 (für Produktionsjahr 2018/Charge 40)
wird 40 **DE-M** 18 (für Charge 40/Jahreskennzeichnung **DE-M** 18 für Produktionsjahr 2018).

Sie profitieren von der noch besseren Identifizierung insofern, als das jeweilige Messgerät den Vorgaben des **deutschen Mess- und Eichgesetzes** sowie deren Verordnungen entspricht. Dafür unterziehen wir uns einem regelmäßigen Audit einer deutschen Eichbehörde, um die Erfüllung des Eichgesetzes abzugleichen und zu überprüfen. Alle BLAUBRAND® Volumenmessgeräte werden auf diese Systematik des Chargennummernaufbaus im Laufe von 2018 umgestellt. Diese Umstellung hat keinerlei Auswirkung auf die Bestellprozesse bei BRAND.

Unsere **hohe Produktqualität** bzgl.

- robuste Rohkörper,
- Qualitätsdruckfarben blau, weiß & braun sowie Color-Codes,
- Genauigkeit mit AQL-Level von 0,4 (Einhaltung der Grenzwerte mit mind. 99,6 % Sicherheit) und
- Erfüllung der jeweiligen Norm für Messkolben, Mess-/Mischzylinder, Vollpipetten, Messpipetten, Büretten und Titrierapparate

ist damit regulatorisch abgesichert. Dies bestätigen wir zusätzlich mit einer der Originalverpackung beiliegenden Konformitätserklärung inklusive Qualitätszertifikat. Wir stellen damit sicher, dass jeder Anwender mit einem **BLAUBRAND® Volumenmessgerät** ein genaues, langlebiges und regulatorisch optimales Produkt verwendet.

Mit freundlichen Grüßen



Peter Schütte
- Geschäftsführer Marketing & Vertrieb -

i. A.



Dr. Christian Schurz
- Produktmanager Glas- & Kunststoffprodukte -