


# 移液器吸头与滤芯吸头， 标准产品与超低吸附产品




配合BRAND微量移液器可获得最优的结果。BRAND高品质吸头完美匹配，尤其适用于精确分析。

BRAND 移液器和滤芯吸头经 BRAND 及 GILSON®, Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®, Eppendorf® 以及 BIOHIT®/sartorius® 等品牌的多数移液器测试。

5 ml 吸头兼容 BRAND 及 Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE® 品牌移液器。10 ml 吸头适合 BRAND, Eppendorf® 品牌的移液器。



提示: 移液器机身可能存会发生改动。适配性与生产商, 移液器型号, 序列号, 生产日期以及其他因素有关。我们建议您申请免费的样品用于测试适配性。



## 选择合适的移液器吸头

移液器吸头 滤芯吸头 量程范围	Transferpette® 系列单道移液器 标称量程																Transferpette® 系列多道移液器 标称量程									
	1 µl	2,5 µl	5 µl	10 µl	10 µl	20 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	200 µl	250 µl	500 µl	1000 µl	2 ml	5 ml	10 ml	10 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl	
0,1 - 20 µl	✓	✓ <sub>2)</sub>		✓ <sub>2)</sub>															✓	✓						
0,5 - 20 µl		✓		✓		✓													✓	✓						
1 - 50 µl		✓ <sub>2)</sub>		✓		✓													✓	✓						
2 - 200 µl <sup>1)</sup>			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 - 300 µl			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓
50 - 1000 µl <sup>1)</sup>													✓	✓	✓	✓										
0,5 - 5 ml																✓	✓									
1 - 10 ml																		✓								
0,1 - 1 µl	✓	✓ <sub>2)</sub>		✓ <sub>2)</sub>															✓							
0,5 - 10 µl		✓		✓		✓													✓	✓						
1 - 20 µl				✓		✓													✓	✓						
2 - 20 µl			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 - 100 µl			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 - 200 µl											✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓
50 - 1000 µl														✓	✓											

✓ = 吸头量程小于移液器标称量程

<sup>1)</sup> 散装吸头为黄色或者蓝色，盒装吸头为无色但置于黄色或者蓝色吸头托架之上。

<sup>2)</sup> 需校准及可能的调试