



Jetzt bis zu  
**35%\***  
sparen!

## accu-jet® pro

Verpassen Sie nicht unseren Sonderpreis für den Pipettierhelfer accu-jet® pro des aktuellen Modells nur vom 01.04. bis 30.06.2021

**BRAND. For lab. For life.®**

### Pipettierhelfer accu-jet® pro

Mit einer Hand wählen Sie freien Ablauf oder motorisiertes Ausblasen, regeln stufenlos die Motordrehzahl und steuern mit den Pipettiertasten feinfühlig die Pipettiergeschwindigkeit - besonders bewährt bei kleinvolumigen Pipetten. Der handliche Griff, leichte 190 g, und die ausgezeichnete Gewichtsverteilung lassen Sie angenehm entspannt auch lange Serien pipettieren.

Der accu-jet® pro Pipettierhelfer wird mit einem zweiten Batteriefachdeckel mit Längsstegen geliefert. So lässt sich das Gerät auf den Kopf abstellen, um eine Kontamination des Pipettenadapters zu vermeiden.

### Ihre Vorteile:

- + Kraftvoll: Füllt eine 50 ml-Pipette in weniger als 10 Sekunden
- + Feinfühlig: Präzise Regelung der Pipettiergeschwindigkeit
- + Ausdauernd: bis zu 8 Stunden Dauerpipettieren ohne Nachladen

### Ab Ende 2021: Der neue accu-jet® pro

Mit neuem Design und allen Vorteilen des aktuellen accu-jet® pro Modells

# Sonderaktion accu-jet® pro

Aktionszeitraum: 01.04. bis 30.06.2021



## Sparen Sie 35%\*!

Einfach die gewünschte Menge in die Tabelle eintragen und das ausgefüllte Formular an Ihren Fachhändler senden!



Ja, ich möchte an der Aktion teilnehmen und bestelle zum Aktionspreis\* gemäß der BRAND GMBH + CO KG Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Bestellungen außerhalb shop.brand.de:

### accu-jet® pro Pipettierhelfer

inkl. Nickel-Metallhydrid-Akku, 2 Batteriefachdeckel, Wandhalter, Netzteil (100-240 V; 50/60 Hz), 2 Ersatz-Membranfilter 0,2 µm steril

Best.-Nr.	Beschreibung	Menge	Aktionspreis €*	Gesamtpreis €*
26300	dunkelblau, Ladegerät Europa 100-240 V; 50/60 Hz		249,00	
26301	magenta, Ladegerät Europa 100-240 V;50/60 Hz		249,00	
26302	grün, Ladegerät Europa 100-240 V; 50/60 Hz		249,00	
26303	royalblau, Ladegerät Europa 100-240 V;50/60Hz		249,00	
			<b>Summe:</b>	

Datum

Unterschrift

#### Adresse:

Vorname

Nachname

Institut/Firma

Straße

Postleitzahl, Ort

E-Mail-Adresse

Tel./Fax

#### Einwilligungserklärung

Ja, ich bin damit einverstanden, dass mich die BRAND GMBH + CO KG (nachfolgend BRAND)

per E-Mail  per Telefon  per Post

zur Information über Produkte, Neuigkeiten, Events, kostenlose Eintrittskarten, sowie für Zufriedenheitsumfragen und für die Zusendung von Mustern (nicht Zutreffendes bitte streichen) kontaktieren und die dafür erforderlichen Daten verarbeiten darf. Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft und ohne Angabe von Gründen durch eine kurze Nachricht widerrufen. Mein Widerruf kann auch getrennt für einzelne der oben angegebenen Kommunikationskanäle erfolgen. Die Kontaktmöglichkeiten für meinen Widerruf kann ich in der Datenschutzerklärung von BRAND auf <https://www.brand.de/de/datenschutzhinweis/> einsehen oder ich richte den Widerruf an: [privacy@brand.de](mailto:privacy@brand.de).

Datum

Unterschrift

\* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Preisliste 2021.

accu-jet®, BRAND®, BRAND. For lab. For life.® sowie die abgebildeten Wort-Bild-Marken und die Wort-Bild-Marke BRAND sind Marken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Alle anderen abgebildeten oder wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BRAND GMBH + CO KG | Postfach 1155 | 97877 Wertheim | Germany  
T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | [info@brand.de](mailto:info@brand.de) | [www.brand.de](http://www.brand.de)

