

BRAND Reparatur- und Kalibrierservice

– Bestellung –



BRAND GMBH + CO KG

– Wartungs- und Kalibrierservice –

Otto-Schott-Str. 25

97877 Wertheim

service@brand.de

Die Kalibrierung wird für die unten aufgeführten Laborgeräte von BRAND oder anderen Herstellern angeboten.

Die Reparatur und Wartung ist nur für BRAND-Geräte möglich.

ACHTUNG: Falls Sie Kunde außerhalb von Deutschland sind, wenden Sie sich bitte an unseren lokalen Servicepartner in Ihrem Land. Bitte senden Sie Geräte von außerhalb Deutschlands nur nach Aufforderung ein. Unaufgefordert gesendete Geräte können nicht bearbeitet werden.

Allgemeine Kosten

Preise ab 01.01.2026 Unverbindliche Preisempfehlung in € und zzgl. MwSt

Leistung	Kostenpauschale
Handlingspauschale (einmalig bis max. 20 Geräte pro Sendung)	30,00 €
Versandkosten innerhalb Deutschlands	9,90 €
Versandkosten innerhalb der EU	auf Anfrage
Versandkosten in ein Drittland	auf Anfrage

Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO 17025) für eingesandte Liquid Handling Geräte

Kalibrierpreise für Liquid Handling Geräte, DAkkS-akkreditiert

Preise ab 01.01.2026 Unverbindliche Preisempfehlung in € und zzgl. MwSt

	Serviceleistung	Preis per Stück	DAkkS-Paket Preis per Stück
Transferpette®, Fix			
	Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	39,00 €	92,00 €
	Wartung und Reinigung*	30,00 €	
	Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	45,00 €	
	Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	43,00 €	–
Transferpette®, Variabel			
	Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	45,00 €	103,00 €
	Wartung und Reinigung*	30,00 €	
	Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	53,00 €	
	Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	43,00 €	–
Transferpette® electronic, Einkanal			
	Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	45,00 €	103,00 €
	Wartung und Reinigung*	30,00 €	
	Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	53,00 €	
	Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	99,00 €	–

* Reinigung, Wartung und Reparatur sind nicht Bestandteil der Akkreditierung.

Kalibrierungen von Liquid Handling Geräten werden standardmäßig gemäß DIN EN ISO 8655 und zugehöriger DKD-Richtlinie durchgeführt und bewertet.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die im Internet unter www.brand.de zum Download bereit stehen.

BRAND Reparatur- und Kalibrierservice

– Bestellung –



Kalibrierpreise für Liquid Handling Geräte, DAkkS-akkreditiert – Fortsetzung
Preise ab 01.01.2026 Unverbindliche Preisempfehlung in € und zzgl. MwSt

Serviceleistung	Preis per Stück	DAkkS-Paket Preis per Stück
Transferpette® -8, Variabel		
Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	85,00 €	180,00 €
Wartung und Reinigung*	40,00 €	
Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	100,00 €	
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	80,00 €	–
Transferpette® -8 electronic		
Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	85,00 €	108,00 €
Wartung und Reinigung*	40,00 €	
Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	100,00 €	
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	110,00 €	–
Transferpette® -12, Variabel		
Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	85,00 €	108,00 €
Wartung und Reinigung*	40,00 €	
Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	100,00 €	
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	80,00 €	–
Transferpette® -12 electronic		
Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	85,00 €	108,00 €
Wartung und Reinigung*	40,00 €	
Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	100,00 €	
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	110,00 €	–
Dispensette®, Fix		
Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	39,00 €	92,00 €
Wartung und Reinigung*	30,00 €	
Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	45,00 €	
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	70,00 €	–
Dispensette®, Analog/Digital		
Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	60,00 €	129,00 €
Wartung und Reinigung*	30,00 €	
Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	70,00 €	
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	70,00 €	–
seripettor® / seripettor® pro		
Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	60,00 €	129,00 €
Wartung und Reinigung*	30,00 €	
Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	70,00 €	
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	70,00 €	–

* Reinigung, Wartung und Reparatur sind nicht Bestandteil der Akkreditierung.

Kalibrierungen von Liquid Handling Geräten werden standardmäßig gemäß DIN EN ISO 8655 und zugehöriger DKD-Richtlinie durchgeführt und bewertet.
Fortsetzung auf der nächsten Seite

BRAND Reparatur- und Kalibrierservice

– Bestellung –



Kalibrierpreise für Liquid Handling Geräte, DAkkS-akkreditiert – Fortsetzung
Preise ab 01.01.2026 Unverbindliche Preisempfehlung in € und zzgl. MwSt

Serviceleistung	Preis per Stück	DAkkS-Paket Preis per Stück
Titrette® / Bürette Digital		
Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	60,00 €	129,00 €
Wartung und Reinigung*	30,00 €	
Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	70,00 €	
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	135,00 €	–
HandyStep® S		
Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	60,00 €	129,00 €
Wartung und Reinigung*	30,00 €	
Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	70,00 €	
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	43,00 €	–
HandyStep® touch / touch S		
Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	60,00 €	129,00 €
Wartung und Reinigung*	30,00 €	
Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	70,00 €	
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	170,00 €	–
Transferpettor, Fix		
Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	39,00 €	92,00 €
Wartung und Reinigung*	30,00 €	
Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	45,00 €	
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	43,00 €	–
Transferpettor, Digital		
Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	60,00 €	129,00 €
Wartung und Reinigung*	30,00 €	
Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	70,00 €	
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	43,00 €	–
Liquid End, Einkanal		
Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	135,00 €	
Wartung und Reinigung*	30,00 €	
Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	150,00 €	
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	55,00 €	
Liquid End, Mehrkanal		
Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	255,00 €	
Wartung und Reinigung*	40,00 €	
Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	300,00 €	
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	100,00 €	

* Reinigung, Wartung und Reparatur sind nicht Bestandteil der Akkreditierung.

Kalibrierungen der LHS Liquid Ends werden gemäß ISO 23783-2 durchgeführt und nach Herstellerspezifikationen bewertet.

Kalibrierungen von Liquid Handling Geräten werden standardmäßig gemäß DIN EN ISO 8655 und zugehöriger DKD-Richtlinie durchgeführt und bewertet.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

BRAND Reparatur- und Kalibrierservice

– Bestellung –

Kalibrierpreise für Liquid Handling Geräte, DAkkS-akkreditiert – Fortsetzung
 Preise ab 01.01.2026 Unverbindliche Preisempfehlung in € und zzgl. MwSt

Serviceleistung	Preis per Stück	DAkkS-Paket Preis per Stück
accu-jet®		
Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	–	
Wartung und Reinigung*	–	
Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	–	
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	80,00 €	
Zusätzlicher Dispensertip HandyStep® S/ HandyStep® touch		
Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	48,00 €	
Wartung und Reinigung*	–	
Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	48,00 €	
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	–	
Zusätzlicher Dispensertip Mehrfachdispenser (Fremdgerät)		
Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	48,00 €	
Wartung und Reinigung*	–	
Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025)	48,00 €	
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur* (ohne Ersatzteile)	–	

* Reinigung, Wartung und Reparatur sind nicht Bestandteil der Akkreditierung.

Bei Mehrfachdispensern erfolgt statt der Wartung eine erweiterte Funktionsprüfung (nur BRAND-Geräte).

Kalibrierungen von Liquid Handling Geräten werden standardmäßig gemäß DIN EN ISO 8655 und zugehöriger DKD-Richtlinie durchgeführt und bewertet.

Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO 17025) für eingesandte Volumenmessgeräte aus Glas oder Kunststoff

Preise ab 01.01.2026 Unverbindliche Preisempfehlung in € und zzgl. MwSt

Produktgruppe	Preis per Stück
Büretten	84,20 €
Vollpipetten	77,00 €
Messpipetten	84,20 €
Messkolben / Messzylinder	77,00 €
Sauerstoff-Flasche nach Winkler (150 + 300 cm³)	77,00 €
Pyknometer aus Glas, ohne Thermometer (1 cm³ - 100 cm³)	78,30 €

Kalibrierungen für Volumenmessgeräte aus Glas werden standardmäßig gemäß DIN EN ISO 4787 durchgeführt und nach zugehöriger Norm bewertet.

Das Managementsystem der BRAND GMBH + CO KG ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.
 Im Falle der DAkkS-akkreditierten Kalibrierung werden die Anforderungen nach DIN EN ISO/IEC 17025 erfüllt
 (D-K-18572-01-00, akkreditiert von der DAkkS – Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH).

BRAND Reparatur- und Kalibrierservice

– Bestellung –



Kalibrierung für eingesandte Liquid Handling Geräte

Kalibrierpreise für Liquid Handling Geräte

Preise ab 01.01.2026 Unverbindliche Preisempfehlung in € und zzgl. MwSt

Serviceleistung	Preis per Stück	Basic-Paket** Preis per Stück	Premium-Paket** Preis per Stück
Transferpette®, Fix			
Eingangskalibrierung gemäß ISO 8655	25,00 €	–	72,00 €
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	30,00 €	51,00 €	
Kalibrierung nach ISO 8655	30,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	43,00 €	–	–
Transferpette®, Variabel			
Eingangskalibrierung gemäß ISO 8655	30,00 €	–	79,00 €
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	30,00 €	55,00 €	
Kalibrierung nach ISO 8655	35,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	43,00 €	–	–
Transferpette® electronic, Einkanal			
Eingangskalibrierung gemäß ISO 8655	30,00 €	–	79,00 €
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	30,00 €	55,00 €	
Kalibrierung nach ISO 8655	35,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	99,00 €	–	–
Transferpette® -8, Variabel			
Eingangskalibrierung gemäß ISO 8655	55,00 €	–	134,00 €
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	40,00 €	90,00 €	
Kalibrierung nach ISO 8655	65,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	80,00 €	–	–
Transferpette® -8 electronic			
Eingangskalibrierung gemäß ISO 8655	55,00 €	–	134,00 €
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	40,00 €	90,00 €	
Kalibrierung nach ISO 8655	65,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	110,00 €	–	–
Transferpette® -12, Variabel			
Eingangskalibrierung gemäß ISO 8655	55,00 €	–	134,00 €
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	40,00 €	90,00 €	
Kalibrierung nach ISO 8655	65,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	80,00 €		
Transferpette® -12 electronic			
Eingangskalibrierung gemäß ISO 8655	55,00 €	–	72,00 €
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	40,00 €	90,00 €	
Kalibrierung nach ISO 8655	65,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	110,00 €	–	–

* Quick-Check: 3 Volumen je 4 Messwerte ** Bei Bestellung des Basic- oder Premium-Pakets entfällt der Quick-Check.

BRAND Reparatur- und Kalibrierservice

– Bestellung –



Kalibrierpreise für Liquid Handling Geräte – Fortsetzung

Preise ab 01.01.2026 Unverbindliche Preisempfehlung in € und zzgl. MwSt

Serviceleistung	Preis per Stück	Basic-Paket** Preis per Stück	Premium-Paket** Preis per Stück
Dispensette®, Fix			
Eingangskalibrierung gemäß ISO 8655	25,00 €	–	72,00 €
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	30,00 €	50,00 €	
Kalibrierung nach ISO 8655	30,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	70,00 €	–	–
Dispensette®, Analog/Digital			
Eingangskalibrierung gemäß ISO 8655	39,00 €	–	96,00 €
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	30,00 €	64,00 €	
Kalibrierung nach ISO 8655	45,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	70,00 €	–	–
seripettor® / seripettor® pro			
Eingangskalibrierung	39,00 €	–	96,00 €
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	30,00 €	64,00 €	
Kalibrierung	45,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	70,00 €	–	–
Titrette® / Bürette Digital			
Eingangskalibrierung gemäß ISO 8655	39,00 €	–	96,00 €
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	30,00 €	64,00 €	
Kalibrierung nach ISO 8655	45,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	135,00 €	–	–
HandyStep® S			
Eingangskalibrierung gemäß ISO 8655	39,00 €	–	96,00 €
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	30,00 €	64,00 €	
Kalibrierung nach ISO 8655	45,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	43,00 €		
HandyStep® touch / touch S			
Eingangskalibrierung gemäß ISO 8655	39,00 €	–	96,00 €
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	30,00 €	64,00 €	
Kalibrierung nach ISO 8655	45,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	170,00 €	–	–
Transferpettor, Fix			
Eingangskalibrierung	25,00 €	–	72,00 €
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	30,00 €	50,00 €	
Kalibrierung nach	30,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	43,00 €	–	–

* Quick-Check: 3 Volumen je 4 Messwerte ** Bei Bestellung des Basic- oder Premium-Pakets entfällt der Quick-Check.

Kalibrierungen von Liquid Handling Geräten werden standardmäßig gemäß DIN EN ISO 8655 und zugehöriger DKD-Richtlinie durchgeführt und bewertet.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die im Internet unter www.brand.de zum Download bereit stehen.

BRAND Reparatur- und Kalibrierservice

– Bestellung –

Kalibrierpreise für Liquid Handling Geräte – Fortsetzung

Preise ab 01.01.2026 Unverbindliche Preisempfehlung in € und zzgl. MwSt

Serviceleistung	Preis per Stück	Basic-Paket** Preis per Stück	Premium-Paket** Preis per Stück
Transferpettor, Digital			
Eingangskalibrierung gemäß ISO 8655	39,00 €	–	
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	30,00 €	64,00 €	96,00 €
Kalibrierung nach ISO 8655	45,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	43,00 €	–	–
Liquid End, Einkanal			
Eingangskalibrierung	90,00 €		
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	30,00 €		
Kalibrierung	105,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	55,00 €		
Liquid End, Mehrkanal			
Eingangskalibrierung	165,00 €		
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	40,00 €		
Kalibrierung	195,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	100,00 €		
PLT unit			
Eingangskalibrierung	42,00 €		
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	–		
Kalibrierung	85,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	55,00 €		
accu-jet®			
Eingangskalibrierung gemäß ISO 8655	–		
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	–		
Kalibrierung nach ISO 8655	–		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	80,00 €		
Zusätzlicher Dispensertip HandyStep® S / HandyStep® touch			
Eingangskalibrierung gemäß ISO 8655	30,00 €		
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	–		
Kalibrierung nach ISO 8655	30,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	–		
Zusätzlicher Dispensertip Mehrfachdispenser (Fremdgerät)			
Eingangskalibrierung gemäß ISO 8655	30,00 €		
Wartung und Reinigung inkl. Quick-Check*	–		
Kalibrierung nach ISO 8655	30,00 €		
Arbeitszeitpauschale bei Reparatur inkl. Quick-Check* (ohne Ersatzteile)	–		

* Quick-Check: 3 Volumen je 4 Messwerte ** Bei Bestellung des Basic- oder Premium-Pakets entfällt der Quick-Check.

Kalibrierungen der LHS Liquid Ends werden gemäß ISO 23783-2 durchgeführt und nach Herstellerspezifikationen bewertet.

Kalibrierungen von Liquid Handling Geräten werden standardmäßig gemäß DIN EN ISO 8655 und zugehöriger DKD-Richtlinie durchgeführt und bewertet.

Das Managementsystem der BRAND GMBH + CO KG ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Im Falle der DAkkS-akkreditierten Kalibrierung werden die Anforderungen nach DIN EN ISO/IEC 17 025 erfüllt (D-K-18572-01-00, akkreditiert von der DAkkS – Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH).

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die im Internet unter www.brand.de zum Download bereit stehen.

Lieferadresse:

Name
Klinik Firma
Institut Abteilung
Straße Postfach
PLZ Ort
Telefon Fax
E-Mail Internet
Kundennummer (falls bekannt)

Rechnungsadresse, falls abweichend:

Name
Klinik Firma
Institut Abteilung
Straße Postfach
PLZ Ort
Telefon Fax
E-Mail Internet
Kundennummer (falls bekannt)

Auftrag:
Auftragsnummer/PO-Number: _____

Bitte Zutreffendes ankreuzen (Preise gem. Preisliste):

Benötigen Sie im Falle eines volumenrelevanten Eingriffs (Justage, Wartung, Reparatur)

ein Zusatz-Zertifikat mit Werten im Anlieferungszustand?

☐ ja

☐ nein

(Empfohlen gem. DIN EN ISO/IEC 17025 bei DAkkS-akkreditierter Kalibrierung)

Reparatur

Reparatur (für BRAND-Geräte, falls nötig)

☐ ja

☐ nein

(Bitte beschreiben Sie festgestellte Defekte in nachstehender Tabelle.)

Reparatur ohne Kostenvoranschlag durchführbar bis:

☐ 150 €*

☐ immer Kostenvoranschlag erstellen

* bitte Auftragsnummer/PO-Nummer oben eintragen

Kalibrierung
Art der Kalibrierung
☐ Kalibrierservice nach ISO 8655

☐ Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO 17025)

☐ immer Kostenvoranschlag erstellen

Wartung und Reinigung (für BRAND-Geräte, vor Kalibrierung, inkl. Quick-Check)

☐ ja

☐ nein

Basic-Paket (Wartung und Reinigung, Kalibrierung nach ISO 8655)

☐ ja

Premium-Paket (Eingangskalibrierung, Wartung und Reinigung, Kalibrierung nach ISO 8655)

☐ ja

DAkkS-Paket (Eingangskalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025), Wartung und Reinigung, Kalibrierung DAkkS-akkreditiert (ISO17025))

☐ ja

Erinnerungsservice:

Gewünschten Kalibrierzyklus bitte in nachstehender Tabelle vermerken.

☐ ja

☐ nein

Es wird empfohlen, Kalibrierungen mit Original-Hersteller-Verbrauchsmaterial durchzuführen.

Bitte senden Sie bei Geräten anderer Hersteller ggf. das zu verwendende Verbrauchsmaterial (z.B. Pipettenspitzen) in ausreichender Menge mit.

Gerätebezeichnung	Seriennummer	Kalibrierzyklus	Für Reparatur: festgestellter Defekt

Datum

Unterschrift

Erklärung zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit

Bitte der Gerätesendung beilegen oder E-Mail an service@brand.de senden.

BRAND GMBH + CO KG

Otto-Schott-Str. 25

97877 Wertheim

service@brand.de

F +49 9342 808 91290

Wir sind gesetzlich verpflichtet, unsere Mitarbeiter vor Gefahren durch kontaminierte Geräte zu schützen. Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass wir Kalibrierungen | Reparaturen nur ausführen können, wenn uns diese Erklärung komplett ausgefüllt und unterschrieben vorliegt. | Bitte füllen Sie das Formular in gut lesbarer Druckschrift aus.

ACHTUNG: Falls Sie Kunde außerhalb von Deutschland sind, wenden Sie sich bitte an unseren lokalen Servicepartner in Ihrem Land. Bitte senden Sie Geräte von außerhalb Deutschlands nur nach Aufforderung ein. Unaufgefordert gesendete Geräte können nicht bearbeitet werden.

Zur Gerätesendung vom _____ | zum Lieferschein Nummer _____

Gerät _____ | Seriennummer _____

Der/die Unterzeichnende erklärt verbindlich:

- + dass die eingesandten Geräte vor dem Versand sorgfältig gemäß der jeweils gültigen Gebrauchsanleitung (www.brand.de/service-support/downloads/category/manual) gereinigt wurden.
- + dass von den eingesandten Geräten keine Gefahren durch bakterielle, virale, chemische und/oder radioaktive Kontamination ausgehen.

Konkrete Beschreibung der Anwendungen:

Verwendete Medien:

- | | |
|--|---|
| ☐ Säuren | ☐ Serum, Blut |
| ☐ Laugen | ☐ Zellkulturmedien, Puffer |
| ☐ Lösungsmittel | ☐ _____ |

Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung der verwendeten Medien an:

Maßnahmen zur Dekontamination (detaillierte Beschreibung):

Firma | Labor

Tel. | Fax | E-Mail

Name

Position

Datum, rechtsverbindliche Unterschrift